



分野を問わない連続分注ピペット

分子生物学、環境分析など、様々な分野でのルーチン作業に理想的な 連続分注ピペットです。

高粘度・高密度・高蒸気圧の溶液を高い精度で分注することができます。 ダイレクトディスプレイスメント方式を採用しており、エアロゾルを発生させない設計のため、汚染のない操作が可能です。

HandyStep® touch HandyStep® S

連続分注ピペット ハンディステップ タッチ/S

BRAND. For lab. For life.®

5つのポイント

電動タッチスクリーン操作

容量範囲:1μL~50mL

HandyStep $^{@}$ touch HandyStep $^{@}$ touch S を選ぶ $^{>}$ p.1

簡単手動操作 作業環境を選ばない

容量範囲:2µL~5mL

HandyStep® S を選ぶ〉_{p.5}



HandyStep® S

REPETITIVE PIPETTES

次世代型電動連続分注ピペット

HandyStep®touch HandyStep®touch S ハンディステップ タッチ / S

を選ぶ 5つのポイント

[01] スマートフォンのようなタッチスクリーン操作

目的の機能にすばやくスワイプ。簡単操作・迅速な作業を可能に

POINT 直感的なメニューナビゲーション
あらゆるアプリケーション
ないような
ないまた
ないます
ないまする
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないまする
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないます
ないまする
ないます
ないます

03 連続分注設定範囲:1µL~50mL

™ よく使用する作業は保存・呼び出し可能

kく使用するプログラムモードの分注速度・容量などの設定を、お気に入りとして保存・呼び出しが可能。 ヒューマンエラーの防止にも

POINT **自動チップサイズ認識でヒューマンエラーを防止** チップを挿入するだけでサイズを自動的に認識するため分注容量を簡単に選択可能。 ヒューマンエラーの防止にも









吸引と分注速度の設定

吸引と分注の速度は、 $1 \sim 8$ の範囲で設定できます。



校正スケジュールの設定

次の校正の日付を設定できます。



充電スタンドによる電磁誘導充電

別売りの充電スタンドを使用するとワイヤ レス充電ができ便利。



よく使用する作業は保存・呼び出し

よく使用するプログラムモードの分注速度・容量などの設定を、お気に入りとして保存・呼び出しが可能。 ヒューマンエラー防止にも。





HandyStep® touch シリーズ別機能比較表

Mode		Function	HandyStep® touch	HandyStep $^{ ext{@}}$ touch ${\mathcal S}$
MULTI-DISP 分注モード	Multi Organish	設定した容量を連続分注します。 応用例:設定された分注容量を、充填された量に応じてステップ数を表示します	· √	√
AUTO-DISP 自動分注モード	O	設定した時間間隔で、液体を自動的に分注します。学習機能があり、反復ピペティング操作を簡単にします。 応用例:設定した時間内に、ステップ毎に自動的に記録された容量を分注します	✓	✓
PIP ピペッティングモード		設定した容量を吸引し、排出します。	✓	✓
SEQ-DISP 連続分注モード	₩	設定した複数の異なる容量をリストに記録し、順番に連続して分注します。 応用例:希釈液をつくります。	_	√
MULTI-ASP マルチ吸引モード		設定した複数の異なる容量をリストに記録し、設定した順番に吸引します。	-	✓
Titrating 滴定モード		手動滴定もしくは、ステップ容量滴定に設定し、滴定します。滴定容量はディグプレイで確認できます。 応用例:pH測定。	z –	✓
Favorites お気に入りモード	Fractions.	よく使用するプログラムモードの分注速度・容量などの設定を、お気に入りとして作存・呼び出しを行います。	₹ ✓	✓
Settings 設定モード	**	機器本体の設定を変更します。 (時間、ディスプレイの明るさ等)	✓	✓

容量調整操作が容易に

1µLから50mLまでの可変容量 調整は「キーパッド」または「セレクターホイール」を選択できます。 これにより迅速な容量調整が可能になりました。



キーパッド

入力可能な値の範囲内で、 さまざまな値をすばやく設定す ることができる便利な機能、 キーパッドが追加されました。



セレクターホイール

セレクターホイールを使用する と、値の範囲から容量を簡単 に変更できます。



メインメニュー

すばやく全てのメニューモードが選択できます



モードメニュー

全ての重要な作業情報が一目でわかります。



オプション

作業効率アップ オプションメニューが、一目でわかるように 配置されています。



安心のヘルプ機能

操作に困った時は、ヘルプウィンドウで 確認することができ、操作方法をサポートします。



液体に応じた的確な吸引速度と分注速度で 簡単かつ安全な作業に

$HandyStep @touch \verb|\| Employed HandyStep @touch \verb|\| S @touch \verb|\| S @touch \verb|\| S &touch \verb|\| S &touch &$

吸引と分注の速度を $1 \sim 80$ 範囲に設定することで、発泡性の液体や粘性のある液体、またはマイクロチューブのような小さな容器でも、簡単かつ安全に作業できます

速度設定は簡単



1.

チップを挿入した後、ディスプレイの左上部の ▲▼ をタップ して設定します。



2.

1〜8の範囲から上下にスワイプ し選択して吸引と分注の速度 を設定します。 吸引と分注をそれぞれ異なる速 度で設定することもできます。



3.

✓をタップして決定します。変 更を確認し、作業画面に戻り ます。

× をタップすると設定を破棄することができます。

*PD- チップ II のサイズと速度設定はすべてのモードで自動的に保存されます。 速度設定は、各モードで再度調整できます。



HandyStep®touch 速度調整動画はこちら



適用事例

吸引速度を遅くする:

- + 粘性の高い液体の吸引
- + 発泡性のある液体の吸引
- + 粘着性のある液体の吸引

分注速度を遅くする:

- + 粘性の低い液体の分注
- + 小さな容器への分注
- + 電気泳動用アガロースゲルへの充填

効率的な連続分注

ユーザーにより、独自の作業方法があります。

AUTO-DISP(自動分注モード)では、学習機能を使用して3回の分注平均時間を保存し、保存された時間の間隔で連続分注します。

この機能は、特に長時間にわたる作業における手の負担を軽減します。 適用する時間の設定も可能です。 また、すべてのモードで最後に使用された設定を記憶するため、同じ条件で頻繁に作業する場合に役立ちます。

操作が簡単!作業環境を選ばない連続分注ピペット

HandyStep® S มวรังสรางวิร

を選ぶ 5つのポイント

門前 人間工学に基づいた設計

人間工学に基づいた設計により手への負担を軽減。親指1本で簡単に分注

mp 本体重量わずか108g

バッテリーを使用していないため重量わずか108 g。 長時間の作業でも疲れにくい

遭続分注設定範囲:2μL~5mL

少量の分注にも対応

™ 59通りの分注容量設定

PD-チップ II サイズとストローク設定に応じた59通りの分注容量とステップ数

POINT **分注ステップ:最大49ステップ**本体背面にある分注容量設定表で分注容量とステップ数を一目で確認





最大 ステップ 数 **49**

59通りの 分注容量設定表

本体背面の分注容量設定表では、使用するPD-チップIIサイズとストローク設定に応じた59通りの分注容量とステップ数が一目で確認できます。





	PD-チップェサイズ(mL)										
ストローク 設定	0,1	0,5	1	1,25	2,5	5	10	12,5	25	50	ステップ数
1	2	10	20	25	50	100	200	250	500	1000	49
1,5	3	15	30	37.5	75	150	300	375	750	1500	32
2	4	20	40	50	100	200	400	500	1000	2000	24
2,5	5	25	50	62.5	125	250	500	625	1250	2500	19
3	6	30	60	75	150	300	600	750	1500	3000	15
3,5	7	35	70	87.5	175	350	700	875	1750	3500	13
4	8	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	11
4,5	9	45	90	112.5	225	450	900	1125	2250	4500	10
5	10	50	100	125	250	500	1000	1250	2500	5000	9

容量 (µL)

精度・再現性

精度および再現性に関する記載データは、各容量のBRAND社PD-チップⅡに対して試験 環境と試料(蒸留水)を20℃に保ち、測定した値です。 この試験は DIN EN ISO 8655-5に準拠しています。



$HandyStep^{\texttt{@}}\,touch/HandyStep^{\texttt{@}}\,touch\,\mathcal{S}$

	-										
			精度(A) ≤ ± ⁽	%		再現性	(CV)	≤%		
PD-Tip //	容量範囲	容量単位	公称容 100%		10%	1%	公称容 100%		10%	1%	
0.1 mL	1 μL - 100 μL	0.1 μL	1.0	1.0	1.6	8.0	0.5	1.0	2.0	12.0	
0.5 mL	5 μL - 500 μL	0.1 μL	0.9	0.9	1.0	5.0	0.3	0.6	1.0	5.0	
1 mL	10 μL - 1000 μL	1 μL	0.6	0.9	1.0	5.0	0.3	0.5	0.8	4.0	
1.25 mL	12.5 μL - 1250 μL	0.5 μL	0.6	0.6	0.9	5.0	0.2	0.5	0.7	4.0	
2.5 mL	25 μL - 2500 μL	1 μL	0.5	0.6	0.7	3.5	0.15	0.3	0.6	3.0	
5 mL	50 μL - 5000 μL	1 μL	0.5	0.5	0.7	3.5	0.15	0.4	0.7	3.0	
10 mL	100 μL - 10 mL	10 μL	0.4	0.5	0.7	3.5	0.15	0.5	0.8	4.0	
12.5 mL	125 μL - 12.5 mL	5 μL	0.5	0.5	0.8	3.5	0.15	0.6	1.4	6.5	
25 mL	250 μL - 25 mL	10 μL	0.5	0.5	0.6	3.0	0.15	0.3	1.0	6.0	
50 mL	500 μL - 50 mL	10 μL	0.5	0.5	0.5	3.0	0.15	0.4	1.2	9.0	



$HandyStep^{\circledast}\mathcal{S}$

	-						
		精度 (A) ≤	± %		再現性(CV	<i>I</i>) ≤ %	
PD-Tip II	容量範囲	ストローク 1	'設定 3	5	ストローク 1	設定 3	5
0.1 mL	2 μL - 10 μL	4.0	2.4	1.6	6.0	3.0	2.0
0.5 mL	10 μL - 50 μL	2.5	1.5	1.0	2.5	1.5	1.0
1 mL	20 μL - 100 μL	2.5	1.5	1.0	2.0	1.2	0.8
1.25 mL	25 μL - 125 μL	2.5	1.4	0.9	2.0	1.1	0.7
2.5 mL	50 μL - 250 μL	1.8	1.1	0.7	1.5	0.9	0.6
5 mL	100 μL - 500 μL	1.8	1.1	0.7	1.5	0.9	0.7
10 mL	200 μL - 1000 μL	1.8	1.1	0.7	2.0	1.2	0.8
12.5 mL	250 μL - 1250 μL	1.8	1.1	0.8	3.2	2.0	1.4
25 mL	500 μL - 2500 μL	1.5	0.9	0.6	3.0	1.5	1.0
50 mL	1000 μL - 5000 μL	1.5	0.8	0.5	5.0	1.8	1.2

正確

大きく鮮明な表示により、ストローク設 定を素早く簡単にチェックできます

親指で簡単に

人間工学的に基づいて配置された分注 レバーは、 親指で簡単に分注が可能

的確に速く

グローブを装着していても容易に、左右どち らでも片手で正しくストローク設定ができます

快適

フィンガーループは手にフィットするので長時間作業される方には最適です

簡単に

レバー1本でピストンをロックし、 チップに充填できます

安全

イジェクトボタンを押すだけで、 使用 済みのチップに触れることなく安全に イジェクトできます

効率的

チップ装着は挿入するだけ BRAND社PD-チップⅡに加えて、 互換性のある他メーカーにチップも使 用可能



本体重量わずか108g

バッテリーを使用していないため軽量。 長時間の作業でも疲れにくい。



連続分注設定範囲:2µL-5mL

連続分注設定範囲は2µLから5mLまで可能。



Transferpette®S用スタンド使用可

付属の棚掛けラックに交換すると Transferpette®S用の卓上スタンド (別売り) が使用可能に。



容量設定表は本体背面で確認

本体背面にある分注容量設定表により 分注量とステップ数が一目で確認できる ため、迅速な容量設定が可能。

PD-Tips //

PD-Tips // 25,50ml 用 アダプター 使い方動画はこちら



PD-チップⅡ

自動チップサイズ認識

時間を節約・ヒューマンエラーを防止

特許取得済みのピストンコーディングにより、粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも、 精密な作業が可能になりました。

HandyStep®touchではBRAND社PD-チップⅡを挿入するとサイズが自動的に認識さ れるので、分注する容量を簡単に選択できます。また、同じサイズの新しいPD-チップ Ⅱに交換しても、全ての設定が保存されています。






Ordering information


注文情報 (PD-チップⅡ /アダプター)





PD-Tips // 25,50ml 用 アダプター

オートクレーブ滅菌(121℃)可



DNA/DNase/RNase/ エンドトキシン / PCR 阻害物質 / ATP フリー 高品質のバージン原材料を使用し、グリーンルーム条件下で製造することで下記の最高品質を保証します。 PCR、細胞培養、液体処理にご使用いただける、高品質のチップです。



滅菌チップ

BRAND社の滅菌につきましては、121 kGv以上の8放射線照射によって滅菌処理を行っております。 これはISO11137、 AAMIのガイドラインに沿った減度であり、無菌性保証レベル(sterility assurance level: SAL)として10 シレベルでの品質を保証しております。この無菌性保証レベルは、USP29(United States Pharmacopeial)とEP (European Pharmacopoeia) の規格を満たしたものであり、安心してお使いいただけます。

Ordering information 注文情報(ハンディステップタッチ 本体 / アクセサリー)



HandyStep® touch

標準付属品:ハンディステップタッチ本体、USB TypeCケーブル、リチウムイオンバッテリーパック、

ユニバーサルACアダプター、棚掛け/壁掛けラック、

PD-チップ $II \times 5$ (12.5mL、5mL、2.5mL、1.25mL、0.5mL)、

成績証明書、取扱説明書、クイックスタートガイド、BRAND社製品保証登録情報カード

	入数	Cat. No.	注文番号
ハンディステップタッチ 本体	1	705200	70024-21
ハンディステップタッチ 本体 (充電スタンド付き)	1	705201	70024-31



HandyStep® touch \mathcal{S}

標準付属品:ハンディステップタッチS本体、USBTypeCケーブル、リチウムイオンバッテリーパック、

ユニバーサルACアダプター、棚掛け/壁掛けラック、

PD-チップ $II \times 5$ (12.5mL、5mL、2.5mL、1.25mL、0.5mL)、

成績証明書、取扱説明書、クイックスタートガイド、BRAND社製品保証登録情報カード

		入数	Cat. No.	注文番号
ハンディステップタッチS	本体	1	705210	70024-22
ハンディステップタッチS	本体(充電スタンド付き)	1	705211	70024-32



HandyStep® touch (充電スタンド付)



HandyStep® touch S (充電スタンド付)

充電スタンド

HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。 ACアダプターは付属しておりません。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705220	70024-23

サポートスタンド

充電機能無しのスタンドです。 HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705230	70024-24





棚掛け/壁掛けラック

HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705235	70024-26



ユニバーサルACアダプター

HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。 充電ケーブル付きです。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705250	70024-25



スペアバッテリー

リチウムイオンバッテリーバックです。 HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705225	70024-27



専用USB Type-C ケーブル

HandyStep® touch、HandyStep® touch Sにご使用いただけます。

入数	Cat. No.	注文番号
1	705240	70024-28



製品がお手元に届きましたら、2週間以内に同封している「BRAND社製品保証登録情報カード」に準じて、ご登録をお願い致します。

https://www.kanto.co.jp/brand.html





Ordering information

注文情報 (ハンディステップS 本体/アクセサリー)

HandyStep® S

標準付属品:ハンディステップ S 本体、棚掛けラック、

PD- チップ II×3 (0.1mL、1mL、10mL)、

成績証明書、取扱説明書、BRAND社製品保証登録情報カード

入数	Cat. No.	注文番号
 1	705110	70012-01





棚掛けラック

HandyStep® Sにご使用いただけます。

	1
Li	

壁掛けラック

HandyStep® Sにご使用いただけます。



卓上スタンド(6本用)

本体付属の棚掛けラックに交換すると、 Transferpette® S用の卓上スタンドがご使用いただけます。

入数	Cat. No.	注文番号	入数	Cat. No.	注文番号	 入数	Cat. No.	注文番号
1	705130	70024-25	1	705129	70024-27	1	705240	70024-28

BRAND®はBRAND GMBH+CO KG(ドイツ)の登録商標です。

当社による技術上の記載はユーザーの皆様に情報を提供し、お役に立とうとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や 結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社 による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試 料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様で自身で試験していただけますようお願いいたします。



- 本記載の製品は、試験・研究用としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

日本総販売店



試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1094

HOME PAGE: https://www.kanto.co.jp