
# 高速発消色フォトクロミック化合物 ver2.0 Rapidly-Switching Photochromic Dye





特徵

# **Features**

本製品群は優れたフォトクロミック特性を有します!!

1. 高速な発消色特性

Rapid Color-Switching

2. 高い耐久性

High Durability

3. 低温域でも良好な発消色

Rapid Color-Switching at Wide Temperature Range



## 製品紹介

「フォトクロミズム」とは光照射で可逆的に物質の色が変化する現象のことで、この現象を示すフォトクロミック化合物は調光材料、光記録材料及びホログラム材料としての応用が期待されており、盛んに研究されています。

フォトクロミック化合物には、光照射によって分子構造が変化した後、さらに別波長の光照射で元の構造に戻る**P型化合物**と熱反応で元の構造に戻る**T型化合物**のタイプが知られております。このうちT型フォトクロミック化合物では発色状態からの熱消色反応に室温で数分程度の時間を要し、フォトクロミック反応のさらなる高速化が要求されておりました。代表的なT型フォトクロミック化合物であるヘキサアリールビスイミダゾール(HABI)は紫外線照射により赤紫色のトリフェニルイミダゾリルラジカル(TPIR)を生成し、熱反応によりTPIRからHABIへ戻ります。


これまでに、弊社では 青山学院大学 阿部教授 らにより開発された高速フォトクロミック化合物 "架橋型へキサアリールビスイミダゾール(HABI)" シリーズのうち、[2.2]パラシクロファン骨格を 有するpseudogem-Bis(diphenylimidazole)[2.2]paracyclophane 1を製品化しております。

この度、新たに*pseudogem*-Bis(3,3',4,4'-tetramethoxydiphenylimidazole)[2.2]paracyclophane <u>2</u>を製品化しましたのでご案内いたします。


本製品群では[2.2]パラシクロファン骨格を有するため、TPIRの溶媒中への散逸を抑制し、ラジカル再結合反応の迅速化と繰り返し特性の向上を図っています。これらはベンゼン溶液では無色ですが、紫外光の照射時のみ 1 は青色, 2 は緑色に発色し、光照射の停止で瞬時に消色する優れた高速発消色特性を示します。

#### ◆1,2の構造式


### ◆<u>1,2</u>のフォトクロミック反応



## ◆1,2をベンゼン溶液に紫外光照射した際の発色の様子




#### ◆ 1のフォトクロミック反応による吸収スペクトル変化




#### ◆ 1を高分子中に分散した際のフォトクロミック特性

<u>1</u>は、高分子中に分散させてフィルム状にしても、溶液中と同様に高速フォトクロミック反応を示すことが見出されております。中でもポリメタクリル酸メチル(PMMA)をホスト高分子とするフィルムは高い繰り返し耐久性を示し、<u>1</u>が実用的に応用可能であることが大いに期待されます。




#### ◆2のフォトクロミック反応による吸収スペクトル変化



### ◆<u>1,2</u>のベンゼン中での400nmにおける吸光度減衰過程比較


**1**は25℃において半減期 33ミリ秒

**2**は25℃において半減期 173ミリ秒 と高速で減衰いたします。



# ◆<u>1</u>, <u>2</u>の紫外-可視吸収スペクトル

### **2**は、**1**よりも近紫外光領域,可視光領域に吸収帯を持ちます。



# 製品プライスリスト

製品名	製品番号	容量	価 格(¥)
pseudogem-Bis(diphenylimidazole)[2.2]paracyclophane ( <u>1</u> )			
FW 672.79·46.07 / C <sub>46</sub> H <sub>34</sub> N <sub>4</sub> ·C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 純度: >98%	04425-96	100mg	10,000
	04425-95	500mg	35,000
$pseudogem$ -Bis $(3,3',4,4'$ -tetramethoxydiphenylimidazole)[2.2] paracyclophane ( $\underline{2}$ )  FW $883.00 / C_{54}H_{50}N_4O_8$ 純度: $>98\%$	04426-68	100mg	12,000
OMe OMe OMe OMe OMe OMe OMe	04426-95	500mg	38,000


### 参考文

- 1) Y. Kishimoto, J. Abe, "A Fast Photochromic Molecule That Colors Only under UV Light", *J. Am. Chem. Soc.*, **131**, 4227 (2009)
- 2) K. Mutoh, S. Hatano, J. Abe, "An Efficient Strategy for Enhancing the Photosensitivity of Photo-

## 関連製品 - ジアリールエテン-

弊社では、現 立教大学(当時 九州大学)入江教授らにより開発された代表的なP型フォトクロミック化合物である"ジアリールエテン"も製品化しております。

製品名	製品番号	容量	価 格(¥)
$1,2$ -Bis(2-methylbenzo[b]thiophene-3-yl)perfluorocyclopentene ( <b>3a</b> )   FW $468.48$ / $C_{23}H_{14}F_6S_2$ 純度: $>96\%$	05058-63	100mg	9,500
	05058-96	500mg	39,000





〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 TEL:03-6214-1090 HP:https://www.kanto.co.jp