

## 新製品情報 2019年12月

\* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

### RoHS2対応用試薬

2019年7月以降、EU RoHS指令として従来の禁止6物質（金属4種、臭素系難燃剤2種）に加え、新たにフタル酸エステル類4物質（DEHP、BBP、DBP、DIBP）が制限されることとなりました。これを受けて、従来販売しているRoHS2対応用試薬について禁止6物質に加えフタル酸エステル類4物質を保証し、「RoHS2対応用試薬」として新たに販売開始することになりました。なお、RoHS指令の規制濃度としては0.1 %以下ですが、本品はフタル酸エステル類の各4物質について0.001 %以下として保証しております。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
<a href="#">01157-08</a>	アセトン	RoHS 2 対応用	500 mL	1,900
<a href="#">01157-84</a>	アセトン	RoHS 2 対応用	14 kg	*
<a href="#">05835-08</a>	ベンゾトリアゾール	RoHS 2 対応用	500 g	13,000
<a href="#">05836-08</a>	2-ブタン	RoHS 2 対応用	500 mL	1,800
<a href="#">05836-84</a>	2-ブタン	RoHS 2 対応用	14 kg	*
<a href="#">05830-08</a>	2-n-ブトキシエタノール	RoHS 2 対応用	500 mL	2,600
<a href="#">05837-08</a>	2-(2-n-ブトキシエトキシ)エタノール	RoHS 2 対応用	500 mL	2,800
<a href="#">07195-08</a>	硫酸銅 (I I) 五水和物 (硫酸第二銅五水和物)	RoHS 2 対応用	500 g	2,900
<a href="#">10119-08</a>	1, 2-ジクロロエタン	RoHS 2 対応用	500 mL	2,700
<a href="#">10299-08</a>	ジクロロメタン	RoHS 2 対応用	500 mL	2,100
<a href="#">10300-08</a>	N, N-ジメチルアセトアミド	RoHS 2 対応用	500 mL	3,200
<a href="#">14070-08</a>	エタノール (95)	RoHS 2 対応用	500 mL	3,900
<a href="#">14016-08</a>	エタノール (99.5)	RoHS 2 対応用	500 mL	3,400
<a href="#">14016-84</a>	エタノール (99.5)	RoHS 2 対応用	18 L	*
<a href="#">14093-08</a>	エチレングリコール	RoHS 2 対応用	500 mL	4,600
<a href="#">14093-84</a>	エチレングリコール	RoHS 2 対応用	20 kg	*
<a href="#">16291-08</a>	ホルムアルデヒド液	RoHS 2 対応用	500 mL	2,000

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
18719-08	ヘプタン (n-ヘプタン)	RoHS 2 対応用	500 mL	3,400
18720-08	ヘキサン	RoHS 2 対応用	500 mL	1,800
18721-08	塩酸	RoHS 2 対応用	500 mL	1,900
18721-84	塩酸	RoHS 2 対応用	23 kg	*
18722-08	過酸化水素 (過酸化水素水)	RoHS 2 対応用	500 mL	2,500
25901-08	メタノール	RoHS 2 対応用	500 mL	1,500
25901-84	メタノール	RoHS 2 対応用	14 kg	*
25896-08	モノクロロベンゼン	RoHS 2 対応用	500 mL	4,500
28208-08	硫酸ニッケル ( I I ) 六水和物	RoHS 2 対応用	500 g	4,800
28209-08	硝酸 1 . 3 8	RoHS 2 対応用	500 mL	2,000
28209-84	硝酸 1 . 3 8	RoHS 2 対応用	25 kg	*
32005-08	りん酸	RoHS 2 対応用	500 mL	2,500
32031-08	よう化カリウム	RoHS 2 対応用	500 g	8,700
32037-08	過マンガン酸カリウム	RoHS 2 対応用	500 g	6,500
32133-08	2 - プロパノール	RoHS 2 対応用	500 mL	1,600
32133-84	2 - プロパノール	RoHS 2 対応用	14 kg	*
32039-08	プロピレンオキシド (酸化プロピレン)	RoHS 2 対応用	500 mL	4,400
37002-08	炭酸ナトリウム	RoHS 2 対応用	500 g	2,500
37003-08	水酸化ナトリウム	RoHS 2 対応用	500 g	2,200
37003-84	水酸化ナトリウム	RoHS 2 対応用	20 kg	*
37054-08	ホスフィン酸ナトリウム一水和物	RoHS 2 対応用	500 g	4,200
37054-84	ホスフィン酸ナトリウム一水和物	RoHS 2 対応用	10 kg	*
37058-08	硫酸	RoHS 2 対応用	500 mL	1,700

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
40204-08	テトラヒドロフラン	RoHS 2 対応用	500 mL	2,700
40217-08	トルエン	RoHS 2 対応用	500 mL	1,500
46003-08	キシレン	RoHS 2 対応用	500 mL	2,200