

## 新製品情報 2020年2月

\* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

### ホウ素化試薬

アルキニル-B(dan) の合成に有用であるナフタレン-1,8-ジアミノボラン [HB(dan)] を新たに販売いたします。当化合物の特長は、末端アルキンから安定なアルキニルボロン化合物 [アルキニル-B(dan)]を与え、さらに得られたアルキニル-B(dan) を用いた、直接カップリング反応によるアルキニル化合物、およびテトラアリアルアルケンを合成が可能なことです。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
28198-65	ナフタレン-1,8-ジアミノボラン	有機合成用	1 g	9,500

### BioConcept社 細胞培養関連製品

BioConcept社の商品につきまして、細胞培養用培地・抗生物質・添加剤など計4品目を追加販売いたします。既に販売しておりますBioConcept社 細胞培養関連製品（基礎培地・専用培地、平衡塩類、サプリメント等）と合わせてご利用ください。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49434-68	ISF-1培地		500 mL	4,000
49434-69	ジエネティシン G418		100 mL	80,000
49434-70	ハイグロマイシンB		20 mL	54,000
79434-71	BIT 9500		100 mL	36,000

### 尿中薬物簡易検査キット DRIVEN-FLOW®M7- II シリーズ

2019年4月に発売いたしましたAlfa Scientific Designs, Inc.の尿中薬物検出簡易キットDRIVEN-FLOW® M7につきまして、ストリップ上の検査項目の組み合わせを変更したりリニューアル品DRIVEN-FLOW®M7- IIを新たに販売いたします。従来品は在庫限りで終売となりますのでご理解の程よろしくご申し上げます。詳細はリーフレットをご覧ください。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49600-90	DRIVEN-FLOW® M7- II (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)		25 test	66,000
49600-91	DRIVEN-FLOW® M7- II (MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR)		5 test	18,000