

新製品情報 2020年3月

* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

ジャパン・バイオメディカル製 国産ウシ由来細胞培養用血清NeoSERA®

生物由来原料基準（平成26年9月26日厚生労働省告示第375号）の規定を満たす、安全で高品質な細胞培養用ウシ血清1品目を新たに販売いたします。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49024-30	NeoSERA®		500 mL	☆

(株)矢内原研究所製 マウス トータルGIP測定用 高感度ELISAキット

GIPは糖や脂肪の摂取により分泌され、膵β細胞に作用してインスリンの分泌を促進します。健常者では食後に血漿中GIPの濃度が上昇しますが、インスリン依存性糖尿病の場合はGIP濃度の上昇が阻害されるといわれています。GIP受容体は膵β細胞以外にも、十二指腸、小腸、膵α細胞、脂肪細胞、骨芽細胞などさまざまな臓器、細胞に存在しており、GIPが膵臓以外でも多くの生理作用を有している可能性が示唆されています。本キットはTotal GIP[不活性型GIP (3-42) と活性型GIP (1-42)]を特異的かつ高感度に測定できます。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49183-87	マウス総GIP高感度ELISAキット		96テスト分	82,000

クロモアガー 1L用包装品

この度、クロモアガー社にて一部の1L用包装品を中止することとなり、日本国内の需要が多い品目を弊社にて製造販売いたします。第二弾として、下記2製品の販売を開始いたします。その他の対象製品につきましては、順次ご案内申し上げます。包装容器およびラベルの変更はございますが、内容物に関しましては変更ございません。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
08403-67	クロモアガー リステリア		1L用	10,000
08405-67	クロモアガー オリエンタシオン		1L用	7,500

ナノトラップ® Easy えび・かに

(株)森永生科学研究所より販売中のナノトラップ® Easyシリーズに新たに甲殻類（えび・かに）アレルゲン検出キットが追加されました。ナノトラップ® Easyシリーズは、拭き取り検査液・設備洗浄水をそのまま滴下するだけでアレルゲン残留検出を迅速に行えるキットで、煩わしい抽出操作がなく10分程で検査結果が得られます。

また、本製品製造からナノトラップ® Easyシリーズのパッケージが変更になります。その他Easyシリーズも現行製品が無くなり次第随時変更となりますのでご理解の程お願いいたします。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49170-40	ナノトラップ® Easy えび・かに		10本	12,000