

新製品情報 2020年9月

* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）用溶媒

ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）用溶媒として、LC/MS用テトラヒドロフラン,安定剤無添加を追加し、発売いたします。テトラヒドロフラン,安定剤無添加の溶媒は、これまでHPLC用が最高品位でしたが、新たにLC/MS用として製法、包装形態を見直すことで、不純物を極限まで低減させたHPLC以上の品質を担保した溶媒のご提供が可能となりました。従来のHPLC用規格に相対蛍光強度およびLC/MS適合性試験を追加し、HPLCでは検出されない有機不純物についても厳格に品質管理をしています。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
40060-67	テトラヒドロフラン,安定剤無添加	LC/MS用	1 L	8,500
40060-78	テトラヒドロフラン,安定剤無添加	LC/MS用	3 L	18,000

卵黄加マンニト食塩寒天生培地Ⅱ

本品は黄色ブドウ球菌の検査に用いられ、公定法（食安発0729第4号）や食品衛生検査指針に掲載の培地組成に準拠しております。既存製品よりも発育集落をシャープに、卵黄反応（ハロ）を明瞭に判別することができます。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
717590-6	卵黄加マンニト食塩寒天生培地Ⅱ（20枚）		10枚×2	3,800
717590-7	卵黄加マンニト食塩寒天生培地Ⅱ（100枚）		10枚×10	16,000

Primpure®シリーズ 高純度無機化合物

弊社Primpure®シリーズには溶剤ならびに無機化合物があり、それぞれ特長的な製品規格を有しております。弊社の中でも最高峰の位置付けとなっており、これまで多くのお客様よりご好評を頂いております。この度、高純度無機化合物のラインナップを追加いたします。長年培った製造ならびに分析技術を駆使してJIS特級規格に30種類以上の金属不純物の保証を追加した製品となっております。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
37400-96	硝酸ナトリウム, 99.995%	Primpure(M)	50 g	25,000
37505-96	塩化ナトリウム, 99.995%	Primpure(M)	50 g	24,000
37100-96	酢酸ナトリウム, 99.995%	Primpure(M)	50 g	25,000
01299-96	塩化アンモニウム, 99.9995%	Primpure(M)	50 g	21,000
01267-96	酢酸アンモニウム, 99.999%	Primpure(M)	50 g	21,000