

新製品情報 2020年11月

* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

原子吸光・ICP分析用金属標準原液

原子吸光・ICP分析用金属標準原液として、ハフニウム標準原液、レニウム標準原液を新たに販売いたします。本製品は、関東化学の独自製法を用いて製造した高純度な標準原液です。ハフニウムは金属の特性上ジルコニウムを少量含むことが分かっておりましたが、弊社の独自製法でジルコニウムの含有量を低減させることに成功しました。また、レニウム標準原液についても高純度原料を用いることで、従来の製品に比べ不純金属量を低減させました。

| 製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| 18155-1B | ハフニウム標準原液 | 原子吸光分析用 | 100 mL | 18,000 |
| 36516-1B | レニウム標準原液 | 原子吸光分析用 | 100 mL | 11,000 |

株式会社ダイセル CHIRALPAK® IJ-3シリーズ

株式会社ダイセルの新商品のカラム「CHIRALPAK® IJ-3シリーズ」を新たに販売いたします。4月上市の「CHIRALPAK® IJシリーズ」の粒子径3 μ mタイプです。IJ-3シリーズはセルロース誘導体 (Cellulose tris (4-methylbenzoate)) をシリカゲル担体に固定化した固定相を使用しているため、移動相やサンプル溶解溶液として、ヘキサン、アルコールだけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSOなどシリカゲルベースのHPLC用カラムに使用できる全ての溶媒をご使用いただけます。また、逆相条件でもご使用いただけます。IJ-3シリーズは既に販売しております「CHIRALCEL® OJ-3, OJ-3Rシリーズ」の耐溶剤型タイプであり、OJ-3タイプの分離傾向を維持しております。

| 製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
|--------------------------|--|-------|--------|---------|
| 49621-15 | キラルパック IJ-3 50-2.1 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 150,000 |
| 49621-16 | キラルパック IJ-3 100-2.1 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 165,000 |
| 49621-17 | キラルパック IJ-3 150-2.1 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 180,000 |
| 49621-18 | キラルパック IJ-3 250-2.1 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 195,000 |
| 49621-19 | キラルパック IJ-3 10-4 (3 μ m) ガードカートリッジ | HPLC用 | 1 pack | 32,000 |
| 49621-20 | キラルパック IJ-3 50-4.6 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 150,000 |
| 49621-21 | キラルパック IJ-3 100-4.6 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 165,000 |
| 49621-22 | キラルパック IJ-3 150-4.6 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 180,000 |
| 49621-23 | キラルパック IJ-3 250-4.6 (3 μ m) | HPLC用 | 1 pack | 195,000 |

| 製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
|----------|-------------------------------|-------|--------|---------|
| 49621-24 | キラルパック IJ-3/SFC 50-2.1 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 150,000 |
| 49621-25 | キラルパック IJ-3/SFC 100-2.1 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 165,000 |
| 49621-26 | キラルパック IJ-3/SFC 150-2.1 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 180,000 |
| 49621-27 | キラルパック IJ-3/SFC 250-2.1 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 195,000 |
| 49621-28 | キラルパック IJ-3/SFC 50-4.6 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 150,000 |
| 49621-30 | キラルパック IJ-3/SFC 100-4.6 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 165,000 |
| 49621-31 | キラルパック IJ-3/SFC 150-4.6 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 180,000 |
| 49621-32 | キラルパック IJ-3/SFC 250-4.6 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 195,000 |
| 49621-33 | キラルパック IJ-3/SFC 50-3.0 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 150,000 |
| 49621-34 | キラルパック IJ-3/SFC 100-3.0 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 165,000 |
| 49621-35 | キラルパック IJ-3/SFC 150-3.0 (3µm) | HPLC用 | 1 pack | 180,000 |