

新製品情報 2020年12月

* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

不斉ジホスフィン配位子

この度、SKEWPHOS骨格をもつジホスフィン配位子6品目を新たに販売いたします。本ジホスフィン配位子は弊社オリジナルの不斉水素化触媒『s-PICA触媒』を構成する配位子です。

SKEWPHOS骨格を有するジホスフィン配位子は、すでに弊社で取り扱っているBINAP（2,2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1,1'-ビナフチル）骨格と比較してフレキシブルな骨格であることを特長としております。そのため、これまでにないユニークな立体選択性を示すことが期待できます。特に、DIPSKEWPHOSは弊社オリジナルの配位子であり、極めて高いエナンチオ選択性を示します。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
05840-65	(2R,4R)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane [(R,R)-SKEWPHOS]	不斉合成用	200 mg	21,000
05841-65	(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane [(S,S)-SKEWPHOS]	不斉合成用	200 mg	21,000
05842-68	(2R,4R)-2,4-Bis(di-3,5-xylylphosphino)pentane [(R,R)-XylSKEWPHOS]	不斉合成用	100 mg	33,000
05843-68	(2S,4S)-2,4-Bis(di-3,5-xylylphosphino)pentane [(S,S)-XylSKEWPHOS]	不斉合成用	100 mg	33,000

クロモアガー 1 L用包装品

この度、クロモアガー社にて一部の1 L用包装品を中止することとなり、日本国内の需要が多い品目を弊社にて製造販売いたします。第五弾として、下記製品を新たに販売いたします。包装容器およびラベルの変更はございますが、内容物の変更はございません。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
08400-67	クロモアガー カンジダ		1L用	11,000

崩壊試験・溶出試験用関連製品

内用固形製剤の主成分の溶出を試験する溶出試験法では、様々な試験液を使用します。

本製品は、米国薬局方（USP）の処方をもとに調製したりん酸塩緩衝液です。作業効率や調製時の安全面に貢献できる製品です。

なお、本製品の販売に伴い、従来品のりん酸塩緩衝液（UE）は終売となりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
32982-84	りん酸塩緩衝液,pH6.8 (U)	医薬品試験用	10 L	9,000
32983-84	りん酸塩緩衝液,pH7.0 (U)	医薬品試験用	10 L	9,000
32984-84	りん酸塩緩衝液,pH7.2 (U)	医薬品試験用	10 L	9,000