

## 新製品情報 2021年4月

\* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

### ポジティブリスト制度対象 農薬混合標準液

食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。残留基準は、食品安全委員会によって、人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています（いわゆる「ポジティブリスト制度」）。ポジティブリスト制度では毎年対象農薬が変更されており、それらにあわせてこれまでも農薬混合標準液を製品化しておりました。これまで発売していた農薬混合標準液に加え農薬混合標準液82を使用することでLC/MSによる農薬等の一斉分析法 I（農作物）の成分を保管することが可能です。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
34295-97	農薬混合標準液82 (ポジティブリスト制度 LC/MS対象28種)	残留農薬試験用	2 mL	15,000
34295-96	農薬混合標準液82 (ポジティブリスト制度 LC/MS対象28種)	残留農薬試験用	2 mL×5	50,000

### アジ化ナトリウム

JIS規格（JIS K9501:2019）に準拠したアジ化ナトリウムを新たに販売いたします。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
37975-30	アジ化ナトリウム	特級	25 g	2,300
37975-00	アジ化ナトリウム	特級	500 g	7,500
37975-80	アジ化ナトリウム	特級	10 kg	☆

### 標準菌株

Microbiologics社製の標準菌株の新商品を追加販売いたします。現在販売している菌種の包装違いのほかに、新たに取扱いを開始した菌種もございます。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49946-18	Yersinia enterocolitica NCTC 11174		KWIK-STIK 2pack	14,500
49946-19	Burkholderia cenocepacia ATCC BAA-245		EZ-Accu Shot	46,000
49946-20	Escherichia coli ATCC 25922		EZ-Accu Shot	46,000
49946-21	Trichophyton interdigitale ATCC 9533		EZ-Accu Shot	46,000
49946-22	Lactobacillus fermentum ATCC 9338		EZ-Accu Shot	46,000