

新製品情報 2021年12月

* 製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』が開きます。

株式会社ダイセル CHIRALPAK® IKシリーズ

株式会社ダイセルの新商品のカラム「CHIRALPAK® IKシリーズ」を新たに販売いたします。IKタイプは、既に販売しております「CHIRALCEL® IG」と同じ置換基を有するセルロース誘導体（Cellulose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate)）をシリカゲル担体に固定化した充填剤を使用しているため、移動相やサンプル溶解溶液として、ヘキサン、アルコールだけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSOなどシリカゲルベースのHPLC用カラムに使用できる全ての溶媒を使用し、逆相条件でもご利用いただけます。非常に高い分離能を有し、従来の耐溶剤型キラルカラムと併用することで、分離の可能性が広がります。

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
49621-70	CHIRALPAK® IK 250-10 (5µm)	HPLC用	1 pack	600,000
49621-71	CHIRALPAK® IK 250-20 (5µm)	HPLC用	1 pack	1,300,000
49621-72	CHIRALPAK® IK 250-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	180,000
49621-73	CHIRALPAK® IK 50-2.1 (5µm)	HPLC用	1 pack	135,000
49621-74	CHIRALPAK® IK 100-2.1 (5µm)	HPLC用	1 pack	150,000
49621-75	CHIRALPAK® IK 150-2.1 (5µm)	HPLC用	1 pack	165,000
49621-76	CHIRALPAK® IK 250-2.1 (5µm)	HPLC用	1 pack	180,000
49621-77	CHIRALPAK® IK 10-4 (5µm) カートリッジ	HPLC用	1pack (3個)	32,000
49621-78	CHIRALPAK® IK 50-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	135,000
49621-79	CHIRALPAK® IK 100-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	150,000
49621-80	CHIRALPAK® IK 150-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	165,000
49621-81	CHIRALPAK® IK 20-10 (5µm) カートリッジ	HPLC用	1 pack	180,000
49621-82	CHIRALPAK® IK 250-30 (5µm)	HPLC用	1 pack	2,350,000
49621-83	CHIRALPAK® IK/SFC 150-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	165,000
49621-84	CHIRALPAK® IK/SFC 250-4.6 (5µm)	HPLC用	1 pack	180,000
49621-85	CHIRALPAK® IK/SFC 250-10 (5µm)	HPLC用	1 pack	650,000
49621-86	CHIRALPAK® IK/SFC 250-20 (5µm)	HPLC用	1 pack	1,800,000
49621-87	CHIRALPAK® IK/SFC 250-30 (5µm)	HPLC用	1 pack	3,100,000