

# アジレント・テクノロジー 2021 カラム・消耗品サマーキャンペーン

キャンペーン期間：2021年10月15日まで



AgilentとSNSで  
つながろう！



セプタム、シリンジ、注入ロケット、ポンプオイル、GC、GC/MS 関連消耗品 .....	2 ~ 3
GC カラム (ウルトライナート、VF カラム) .....	4
GC/MS 用 IDP-3、IDP-10 オイルフリー真空ポンプ .....	5
<b>新製品</b> InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ、溶媒フィルタ .....	6
InfinityLab フィッティング .....	7
原子吸光、ICP-OES、MP-AES、ICP-MS 用消耗品 .....	8

## GC 注入口セパタム



BTO セパタム

アジレントはさまざまなアプリケーションに適合する、異なる耐温性のセパタムを提供します。推奨温度以上でセパタムを使用すると、リークしたり劣化することがあります。問題を最小限に抑えるには、次の事項について留意してください。

- 推奨温度範囲内で使用する。定期的に変換する。
- 可能であればセパタムパーズを使用する。オートインジェクタを使用する。

## キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格(円、税別)
5183-4757-100	ノンスティックブリード / 温度最適化 (BTO) セパタム 11 mm, 100 個、注入口最高使用温度: 400 °C	100/pk	希望販売価格 ¥21,000 → <b>キャンペーン価格 ¥17,850</b>
5183-4759-100	ノンスティック高性能グリーンセパタム, 11 mm, 100 個、注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	希望販売価格 ¥19,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,150</b>
5183-4761-100	ノンスティックロングライフセパタム, 11 mm, 100 個、注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	希望販売価格 ¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥20,400</b>
5080-8894-100	汎用セパタム、シリコンラバー製 11 mm, 100 個、注入口最高使用温度: 350 °C	100/pk	希望販売価格 ¥15,000 → <b>キャンペーン価格 ¥12,750</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

新製品 セルフタイトカラムナット

工具のいらない GC カラム接続。簡単・確実に接続できる手締めナットが新しくなりました。ナットを固定するためのセパタムが必要ありません。

- **信頼性の高い接続**: カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。
- **時間のロス回避**: オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。
- **使いやすさ**: 指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。



部品番号	品名	価格(円、税別)
<b>セルフタイトナット (アジレント用)</b>		
G3440-81011	<b>&lt;New&gt;</b> セルフタイトナット, カラー付, 注入口および検出器用	希望販売価格 ¥11,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,350</b>
G3440-81013	<b>&lt;New&gt;</b> セルフタイトナット, カラー付, MS トランスファライン用	希望販売価格 ¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥10,200</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## GC オートサンプリング

ブルーラインオートサンプリングは、従来のシリンジより、プランジャの寿命を延ばし、ダウンタイムを低減することで生産性を高めます。

- オートサンブラのストロークメカニズムとマッチし、より正確な容量を注入可能。
- セパタムの芯抜きを減らし、システムのダウンタイムを減らす滑らかなニードル。
- 用途に合わせ、PTFE チップ付プランジャまたは金属製プランジャから選択可能。

ブルーライン  
オートサンプリング

部品番号	品名	個数	価格(円、税別)
G4513-80209	ストレートニードルシリンジ, ニードル固定型, 10 µL, 23/42/HP	1/pk	希望販売価格 ¥6,600 → <b>キャンペーン価格 ¥5,610</b>
G4513-80218	テーパードニードルシリンジ, ニードル交換型, 10 µL, 23-26s/42/HP, 23/42/HP	1/pk	希望販売価格 ¥9,100 → <b>キャンペーン価格 ¥7,735</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## MSD フィラメント

白熱電球のフィラメントと同様に、イオン源フィラメントもやがては焼ききれます。在庫を準備するとともに、さまざまな対策をとることで、早期の不具合を減らすことが可能です。

- 溶媒ピークが溶出している間はアナライザが ON にならないように溶媒待ち時間を設定します。
- エミッション電流を大きくするとフィラメント寿命は短くなります。
- 3 か月ごとに一方のフィラメントからもう一方のフィラメントに切り替えて使用すると便利です。一方のフィラメントが切れると、他方もすぐに切れることが予測できるため、同時に両方のフィラメントを交換出来ます。



## キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G7005-60061	フィラメント, GCMS 用高温 EI	1/pk	希望販売価格 ¥21,000 → <b>キャンペーン価格 ¥17,850</b>
G7005-60072	フィラメント, GCMS 用 CI	2/pk	希望販売価格 ¥54,000 → <b>キャンペーン価格 ¥45,900</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## MS 用ロータリポンプオイル

ロータリポンプ中のオイルは、用途にもよりますが、平均 6 か月ごとに交換してください。

ポンプオイルには触れないようにご注意ください。サンプル由来の残留物が有害な場合があります。使用済みオイルは適切に廃棄してください。



## キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5191-5851	真空オイル, 45 Platinum, 0.95 L (1 クォート) ※ Pfeiffer Duo 2.5/3.0, Edwards E1M18, E2M28 用	1/pk	希望販売価格 ¥10,200 → <b>キャンペーン価格 ¥8,670</b>
5191-5852	真空オイル, 45 Platinum, 3.79 L (1 ガロン) ※ Pfeiffer Duo 2.5/3.0, Edwards E1M18, E2M28 用	1/pk	希望販売価格 ¥32,000 → <b>キャンペーン価格 ¥27,200</b>
6040-1444	真空オイル, AVF 60 Gold ※ MS40+, MS120 用	1/pk	希望販売価格 ¥10,400 → <b>キャンペーン価格 ¥8,840</b>
X3760-64004	真空オイル, AVF platinum, 1 L ※ ICP-MS ポンプ用	1/pk	希望販売価格 ¥14,000 → <b>キャンペーン価格 ¥11,900</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間: 2021年7月1日～2021年10月15日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1966** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>


## J&amp;W GC ウルトライナートカラム、VF カラム

## J&amp;W ウルトライナートカラム

- ウルトライナートキャピラリー GC カラムは、これまでにない高いカラム不活性化技術を実現したカラムです。このカラムを使えば、これまで分析が困難だった酸、塩基、および他の活性化化合物の微量分析を、最高の信頼性で実現することが可能です。

## J&amp;W VF カラム

- 超低ブリードと不活性化を同時に達成したキャピラリー GC カラムです。
- バックグラウンドノイズを最小限に抑えることにより、感度と S/N 比を向上しました。どの検出器を使用しても、この特長を得ることができます。



## キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
122-7032UI	DB-WAX ウルトライナート, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥86,000 →キャンペーン価格 <b>¥68,800</b>
G3903-63007	DB-FATWAX ウルトライナート, 20 m, 0.18 mm, 0.18 μm	希望販売価格 ¥73,000 →キャンペーン価格 <b>¥58,400</b>
122-5562UI	DB-5ms ウルトライナート, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥157,000 →キャンペーン価格 <b>¥125,600</b>
123-0132UI	DB-1ms ウルトライナート, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥98,000 →キャンペーン価格 <b>¥78,400</b>
122-1364UI	DB-624 ウルトライナート, 60 m, 0.25 mm, 1.4 μm	希望販売価格 ¥148,000 →キャンペーン価格 <b>¥118,400</b>
CP8912	VF-1ms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥86,000 →キャンペーン価格 <b>¥68,800</b>
CP8944	VF-5ms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥86,000 →キャンペーン価格 <b>¥68,800</b>
CP8960	VF-5ms, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥146,000 →キャンペーン価格 <b>¥116,800</b>
CP9205	VF-WAXms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥83,000 →キャンペーン価格 <b>¥66,400</b>
CP9213	VF-WAXms, 60 m, 0.32 mm, 1.0 μm	希望販売価格 ¥155,000 →キャンペーン価格 <b>¥124,000</b>
CP9154	VF-1701ms, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm	希望販売価格 ¥147,000 →キャンペーン価格 <b>¥117,600</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## キャンペーン内容

キャンペーン対象 GC カラムをお買い上げいただくと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間：2021年7月1日～2021年10月15日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1964** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>

# オイルフリーでクリーン 静かな環境を実現 GC/MS 用 IDP-3、IDP-10 オイルフリー真空ポンプ

オイルを使用しているロータリポンプは、最適な分析結果を継続的に得るために、日常的なオイルレベルのチェック、定期的なオイル交換などのメンテナンス作業が不可欠です。また、使用済みオイルの廃棄コストなど、メンテナンスに伴うコストも考慮する必要があります。



## ●クリーンな環境とコスト削減を実現：

スクロールポンプはオイルを使用しないため、作業環境へのオイルの流出や漏出がありません。

## ●革新的なスクロール設計：

低ノイズと低振動で、より静かで快適な作業環境を実現します。また、MS 内へのハイドロカーボン汚染がなく、オイルミストフィルタも不要です。

## ●既存のロータリーポンプと置換可能：

アジレント GC/MSD のロータリーポンプと置き換えて、すぐに使用できます。※使用可能機種参照



部品番号	品名・仕様	価格 (円、税別)
G6696A	<b>IDP-3 ドライスクロールポンプ</b> IDP-3 ポンプ、電源、フォアラインホース、フィッティングを含みます。	希望販売価格 ¥602,000 <b>→キャンペーン価格 ¥511,700</b>
	〈使用可能機種〉：アジレント 5977, 5975, 5973GC/MSD システム 下記の仕様は対象外です。 ディフュージョンポンプが搭載された機器 NH3 試薬ガスを使用する CI 機器 ※据付調整についてはご相談ください。	
G6697A	<b>IDP-10 ドライスクロールポンプ</b> IDP-10 ポンプ、フォアラインホース、フィッティングを含みます。	希望販売価格 ¥954,000 <b>→キャンペーン価格 ¥810,900</b>
	〈使用可能機種〉：アジレント 7000, 7010 シリーズ トリプル四重極 GC/MS システム 下記の仕様は対象外です。 ディフュージョンポンプが搭載された機器 NH3 試薬ガスを使用する CI 機器 ※据付調整についてはご相談ください。	

## キャンペーン内容

IDP-3、IDP-10 ポンプをお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間：2021年7月1日～2021年10月15日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1966** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>

## 新製品 InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

- 粒子を効率的にろ過してカラムを保護し、カラム寿命を延長
- 工具を使用せずに、フィルタ交換
- 音がしたら取り付け完了 - カチッという音でフィルタが適切に締められ、耐圧 1300 bar で使用可能です
- 100 回以上のフィルタディスク交換に耐える堅牢なフィルタハウジング
- 5 種類のフィルタディスクから選択可能
  - 内径 2.1 mm : ポアサイズ 0.2 μm/0.5 μm
  - 内径 4.6 mm : ポアサイズ 0.2 μm/0.5 μm/2.0 μm



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5067-1603	InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 2.1 mm, 0.2 μm のフィルタディスク 5 個を含む), 0.12 mm × 90 mm のフレキシブルキャピラリー付	希望販売価格 ¥56,000 → <b>キャンペーン価格 ¥44,800</b>
5067-1602	InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 4.6 mm, 0.5 μm のフィルタディスク 5 個を含む), 0.17 mm × 90 mm のフレキシブルキャピラリー付	希望販売価格 ¥56,000 → <b>キャンペーン価格 ¥44,800</b>

## 新製品 InfinityLab 溶媒フィルタ

HPLC 分析において、移動相のろ過と脱気は、寿命を延ばすためのシンプルで経済的な方法です。機器のダウンタイムを削減し、HPLC 機器の精度を維持します。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5191-6776	InfinityLab 溶媒フィルタアセンブリ (250 mL ファネル, ファネルベース, アルミニウム製クランプ, 1 リットルフラスコ付)	希望販売価格 ¥70,000 → <b>キャンペーン価格 ¥56,000</b>
5191-6781	InfinityLab 溶媒フィルタ用フラスコ, 2 リットル	希望販売価格 ¥29,000 → <b>キャンペーン価格 ¥23,200</b>
メンブレンフィルタ ※直径 47 mm のメンブレンフィルタが使用可能です。		
5191-4339	メンブレンフィルタ, PTFE, 47 mm, 0.20 μm, 100 個	希望販売価格 ¥44,000 → <b>キャンペーン価格 ¥35,200</b>
5191-4341	メンブレンフィルタ, ナイロン, 47 mm, 0.20 μm, 100 個	希望販売価格 ¥21,000 → <b>キャンペーン価格 ¥16,800</b>
5191-4340	メンブレンフィルタ, セルロース, 47 mm, 0.2 μm, 100 個	希望販売価格 ¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b>

### キャンペーン内容

キャンペーン対象 LC サプライをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間: 2021年7月1日～2021年10月15日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1964** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>

## InfinityLab フィッティング

- 手締め用のフィッティングのため、スパナなどの工具が必要ありません。
  - すべてのタイプの UHPLC カラムで使用可能です。
  - 200 回以上使用可能な耐久性、キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能です。
- ※キャピラリーとフェラルは専用。



InfinityLab クイックコネクティフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。

InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)

※ 1300 bar まで耐圧がありますが、工具での増し締めが必要です。

### キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
	<b>InfinityLab クイックコネクティフィッティング (130 MPa 耐圧)</b>	
5067-5961	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.075 x 105 mm	希望販売価格 ¥38,000 → <b>キャンペーン価格 ¥30,400</b>
5067-5957	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 105 mm	希望販売価格 ¥38,000 → <b>キャンペーン価格 ¥30,400</b>
5067-5958	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 150 mm	希望販売価格 ¥38,000 → <b>キャンペーン価格 ¥30,400</b>
※アセンブリは、フィッティング、キャピラリー、フェラルのセットになります。		
	<b>InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)、専用キャピラリー</b>	
5067-5966	クイックターンフィッティング ※別途ロングソケットのキャピラリーが別途必要です。	希望販売価格 ¥15,000 → <b>キャンペーン価格 ¥12,000</b>
5500-1188	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 105 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,300 → <b>キャンペーン価格 ¥4,240</b>
5500-1189	ステンレスキャピラリー, 0.12 mm x 150 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,300 → <b>キャンペーン価格 ¥4,240</b>
5500-1193	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 105 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,300 → <b>キャンペーン価格 ¥4,240</b>
5500-1194	ステンレスキャピラリー, 0.17 mm x 150 mm, ロングソケット	希望販売価格 ¥5,300 → <b>キャンペーン価格 ¥4,240</b>
※クイックターンフィッティングは、別途ロングソケットキャピラリーの購入が必要です。		

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象 LC サプライをお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

**キャンペーン期間：2021年7月1日～2021年10月15日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1964** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>

## 原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS 用消耗品



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5610102700	鉄 -Fe, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	希望販売価格 ¥59,000 → <b>キャンペーン価格 ¥50,150</b>
5610106800	亜鉛 -Zn, 元素識別機能付, ホロカソードランプ	1 個	希望販売価格 ¥59,000 → <b>キャンペーン価格 ¥50,150</b>
2010090400	一体型石英トーチ, アクシヤル, 内径 2.4 mm インジェクタ	1 個	希望販売価格 ¥84,000 → <b>キャンペーン価格 ¥71,400</b>
G8010-60293	OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ	1 個	希望販売価格 ¥110,000 → <b>キャンペーン価格 ¥93,500</b>
G3280-67040	77/79/88 用ニッケル・サンプリングコーン	1 個	希望販売価格 ¥65,000 → <b>キャンペーン価格 ¥55,250</b>
G3280-67036	77/79/88 用白金サンプリングコーン (10 φインサート)	1 個	希望販売価格 ¥323,000 → <b>キャンペーン価格 ¥274,550</b>
G3280-67041	77e/x/88x 用ニッケル・スキマコーン	1 個	希望販売価格 ¥55,000 → <b>キャンペーン価格 ¥46,750</b>
G3280-67064	77s/79s/88s 用白金スキマコーン	1 個	希望販売価格 ¥222,000 → <b>キャンペーン価格 ¥188,700</b>
G3280-67142	77s/79s/88s 用ニッケルめっき白金サンプリングコーン	1 個	希望販売価格 ¥352,000 → <b>キャンペーン価格 ¥299,200</b>

### 新製品

## ICP-OES 用フルデマンタブルトーチ

- アジレント ICP-OES 用のトーチに、フルデマンタブル (全分解型) トーチが発売になりました。アウターチューブだけでなく、インジェクタもとりはずして交換・洗浄が可能です。
- 違う内径のインジェクタ、またはイナート (アルミナ) インジェクタと交換することで、1本のトーチをさまざまなアプリケーションで使用することが可能です。



部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
G8020-68001	Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、0.8 mm 内径 0.8 mm インジェクタ、短い外部チューブ (スロットなし) 付	1 個	希望販売価格 ¥190,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,500</b>
G8020-68002	Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、1.4 mm 内径 1.4 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	希望販売価格 ¥190,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,500</b>
G8020-68007	<b>&lt;New&gt;</b> Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、1.4 mm 内径 1.4 mm インジェクタ、スロットなし拡張外部チューブ付	1 個	希望販売価格 ¥190,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,500</b>
G8020-68003	Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、イナート 内径 1.8 mm イナート (アルミナ) インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	希望販売価格 ¥226,000 → <b>キャンペーン価格 ¥192,100</b>
G8020-68004	Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、高 TDS 内径 2.4 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	希望販売価格 ¥190,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,500</b>
G8020-68005	Easy-fit フルデマンタブルトーチキット、標準 内径 1.8 mm インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付	1 個	希望販売価格 ¥190,000 → <b>キャンペーン価格 ¥161,500</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象スペクトロスコープ消耗品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **15%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間: 2021年7月1日~2021年10月15日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1966** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist>

アジレント・テクノロジー株式会社  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)  
DE44368.4770486111

#### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

 **Agilent**  
Trusted Answers