

# 新製品 ICP-OES、MP-AES 用 高 TDS サンプル分析 V-groove ネブライザキャンペーン

期間限定でお得です！

高い TDS 処理能力により、最大 30 % の全溶解固形分 (TDS) を含むサンプルに最適で、粒径 350  $\mu\text{m}$  までの未濾過溶液を閉塞なく処理できます。

このネブライザは、炭酸リチウム、水酸化物、硫酸塩、塩水、ブラックマスなどのリチウムイオン電池、産業関連のサンプルや、海水、摩耗金属などの半揮発性有機アプリケーションに推奨されます。

- **高濃度 TDS (30 %) 及び/又は大きな浮遊粒子 (350  $\mu\text{m}$  まで) のサンプルに最適**：サンプルの再分析、頻繁なメンテナンスを削減します。
- **高い堅牢性**：大きな微粒子や偶発的な落下でも、閉塞や損傷のリスクがほとんどありません。
- **不活性**：PEEK ボディとセラミックチップにより、有機溶媒や HF などの強酸混合物など、あらゆるサンプルに適合します。
- **使いやすさ**：既存の不活性ネブライザまたは高 TDS ネブライザを V-groove ネブライザに交換するだけです。他のメソッドの変更は必要ありません。
- **簡単なメンテナンス**：分析後のすすぎと定期的な洗浄により、予期せぬ詰まりをなくします。



V-Groove ネブライザ

## V-Groove ネブライザキャンペーン対象製品

部品番号	品名	価格 (円、税別)
G8020-69001	ネブライザ, 高 TDS サンプル用, 不活性, V-groove	¥183,000 → <b>キャンペーン価格 ¥146,400</b>
G8020-68023	高 TDS サンプル用 不活性サンプル導入キット	¥719,000 → <b>キャンペーン価格 ¥575,200</b>
G8020-68022	Easy-fit フルデマンタブルトーチ 2.4 mm 不活性	¥273,000 → <b>キャンペーン価格 ¥218,400</b>
5005-0446	ガスインレットフィッティング, V-groove ネブライザ用, 1/pk	¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,600</b>
5005-0447	サンプルインレットフィッティング, V-groove ネブライザ用, 1/pk	¥10,000 → <b>キャンペーン価格 ¥8,000</b>
5005-0448	アダプタ, MP-AES ガスポート, V-groove ネブライザ用, 1/pk	¥7,300 → <b>キャンペーン価格 ¥5,840</b>
5005-0451	クリーニングワイヤ, V-Groove ネブライザ用, 3/pk	¥5,800 → <b>キャンペーン価格 ¥4,640</b>
5005-0445	AVS との V-groove ネブライザ接続キット, 1/pk	¥11,000 → <b>キャンペーン価格 ¥8,800</b>

## キャンペーン内容

上記 V-Groove ネブライザキャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

## キャンペーン期間：2025年5月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2953** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社  
DE-002969  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。  
納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

 **Agilent**  
Trusted Answers