

カラム消耗品 SPMEファイバ サマーキャンペーン 2026

固相マイクロ抽出（SPME）が期間限定でお得です！

キャンペーン対象製品 SPME注入キット、位置決めガイド、SPME
ファイバ（SPME Arrow含む）ライナー各種が定価より**20%OFF**



<キャンペーン対象製品例>

部品番号	品名	価格（税別）
5191-5870	SPME ファイバ [®] , PDMS-7/10, 緑, 3 個	¥72,000→キャンペーン価格¥57,600
5191-5873	SPME ファイバ [®] , DVB/PDMS 65/10, 紫, 3 個	¥72,000→キャンペーン価格¥57,600
5610-5870	Smart SPME ファイバ [®] , PDMS-7/10, 緑, 3 個	¥97,000→キャンペーン価格¥77,600
5610-5860	Smart SPME Arrow, 1.1 mm: DVB/PDMS	¥255,000→キャンペーン価格¥204,000
5190-4047	Liner, Ultra Inert, straight 1mm ID	¥5,300→キャンペーン価格¥4,240
5191-5877	非 SMART SPME マニュアル注入キット	¥144,000→キャンペーン価格¥115,200
G7371-67001	PAL3 位置決め リング [®] (グーラー), S/SL 注入口用	¥23,000→キャンペーン価格¥18,400

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より**20 %OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2026年10月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。

お願い／注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。

キャンペーン対象製品はこちら




<https://aglt.co/2026-Summer-SPME>

 **Agilent**
Trusted Answers

SPME（固相マイクロ抽出）



- ・ 固相マイクロ抽出（SPME）は、溶媒を使用しないサンプル前処理技術です。
- ・ ファイバは幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。



SPMEファイバの利点

- ・ 独自に試験したデザイン
- ・ 溶媒が不要
- ・ 自動化が容易
- ・ サンプルを非破壊で分析
- ・ ファイバは再利用可能
- ・ GCまたはHPLC機器に対応

■ SPMEに必要な製品（マニュアルの場合）

	製品名	価格
	マニュアルSPME注入キット (P/N 5191-5877)	¥144,000→キャンペーン価格¥115,200
	位置決めリング (P/N G7371-67001)	¥23,000→キャンペーン価格¥18,400
	注入口ライナー 1mm (P/N 5190-4047) ※SPME Arrowの場合は2mmのライナーをご選択ください	¥5,300→キャンペーン価格¥4,240
	各種SPMEファイバ	種類によって価格が異なります

取り扱い方法やファイバーの選択については下記QRコードよりご確認ください



SPMEの基礎



SPMEの取り扱い説明書



SPMEファイバ
ユーザーガイド

アジレント・テクノロジー株式会社
DE-015477
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

 **Agilent**
Trusted Answers