

体外診断用医薬品

株式会社日立ハイテク

LABOSPECT®シリーズ専用試薬



LABOSPECT®は、株式会社日立ハイテクの日本における登録商標です。

特長

- 試薬1と試薬2が一体化したボトルのため、試薬交換がスムーズに行えます。
- 試薬1と試薬2を同一のロット・有効期限で管理できます。
- 各試薬専用の分析パラメータが登録されているため、パラメータ入力作業の手間を軽減することができます。

製品 番号	製品名	試薬1	試薬2	測定回数					測定原理	貯蔵 方法	有効 期間
				008 α	008	006 α	006	003			
77975	ラボフィット AST (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	1680	1680	1290	JSCC標準化対応法	2-8℃	8ヶ月
77976	ラボフィット ALT (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	1680	1680	1290	JSCC標準化対応法	2-8℃	8ヶ月
77977	ラボフィット γ-GT (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	1680	1680	1290	JSCC標準化対応法	2-8℃	8ヶ月
78554	シカフィット CK II (LST-L)	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1620	1350	1620	1620	*	JSCC標準化対応法	2-8℃	1年
77959	シカリキッド CK-MB (008)	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1620	1350	1620	1620	1350	免疫阻害法	2-8℃	8ヶ月
77942	シカリキッド CK-MB (LST-S)	31 mL × 1	11.5 mL × 1	*	200	250	250	*	免疫阻害法	2-8℃	8ヶ月
78329	シカフィット LD-IFCC (LST-L)	60 mL × 3	30 mL × 3	1620	1230	1620	1620	1230	IFCC標準化対応法	2-8℃	1年
78316	シカリキッド ALP-IFCC (LST-L)	61 mL × 3	30 mL × 3	1620	1350	1620	1620	1140	IFCC標準化対応法	2-8℃	1年
78039	シカフィット AMY-G7 (008)	60 mL × 3	16.8 mL × 3	1350	1350	1590	1590	1350	JSCC標準化対応法	2-8℃	2年
77946	シカフィット AMY-G7 (LST-S)	31 mL × 1	10.5 mL × 1	*	200	250	250	*	JSCC標準化対応法	2-8℃	2年
78238	シカフィット p-AMY-G7 (008)	21 mL × 1	5 mL × 1	120	120	150	150	*	免疫阻害法	2-8℃	18ヶ月
77962	シカリキッド ChE (008)	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1620	1350	*	1620	1350	JSCC標準化対応法	2-8℃	6ヶ月
78263	シカフィット ChE J (LST-M)	61 mL × 2	26 mL × 2	1060	860	1120	1120	*	JSCC標準化対応法	2-8℃	1年
77995	シカフィット LAP (008)	25 mL × 3	11 mL × 3	540	450	*	570	450	Lue-PNA基質法	2-8℃	1年
77963	シカリキッド GLU (008)	61 mL × 3	28.5 mL × 3	1080	930	*	1080	870	グルコース脱水素酵素法	2-8℃	1年
78268	シカリキッド GLU J (LST-L)	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1230	930	1230	1230	*	ヘキシナーゼ法	2-8℃	1年
77967	シカリキッド-N UN (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1470	1170	1470	1470	1170	ウレアゼLEDアンモニア回避法	2-8℃	1年
77966	シカリキッド UA (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	1680	1680	1290	酵素法	2-8℃	1年
77968	シカリキッド-N CRE (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	1680	1680	1290	酵素法	2-8℃	1年
77964	シカリキッド TP (008)	50 mL × 3	30 mL × 3	1200	960	1200	1200	960	ビウレット二試薬法	2-8℃	1年
77992	シカリキッド ALB-P (008) ^{注1}	48 mL × 3	26.5 mL × 3	1200	1050	1200	1200	780	BCP改良法	2-10℃	18ヶ月
77971	シカリキッド T-BIL (008) ^{注2}	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1620	1350	1620	1620	1350	酵素法	2-10℃	1年
77972	シカリキッド D-BIL (008) ^{注2}	61 mL × 3	22.5 mL × 3	1620	1350	1620	1620	1350	酵素法	2-10℃	9ヶ月
77973	シカリキッド IP (008)	56 mL × 3	30 mL × 3	960	810	*	960	810	酵素法	2-8℃	1年
77991	ラボフィット Ca (008)	54 mL × 3	30 mL × 3	1170	1020	*	1170	1020	CPZⅢキレート法	2-8℃	1年
77730	シカリキッド Fe (008)	40 mL × 3	18.5 mL × 3	1080	900	*	1140	900	ニトロソ-PSAP法	2-8℃	1年
77731	シカリキッド UIBC (008)	24 mL × 3	13.5 mL × 3	540	450	*	540	*	ニトロソ-PSAP法	2-8℃	18ヶ月
77628	シカリキッド Mg (008)	61 mL × 3	26 mL × 3	1590	1290	*	1680	*	酵素法	2-8℃	1年
77993	シカリキッド NH ₃ (008)	24 mL × 3	7 mL × 3	390	360	*	390	360	酵素サイクリング法	2-8℃	8ヶ月
77997	サイアス V CRP (008)	33.5 mL × 3	30 mL × 3	840	690	*	900	690	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	2年
77996	サイアス ALB-M (008)	19 mL × 3	5.8 mL × 3	330	300	*	360	300	免疫比濁法	2-8℃	18ヶ月
77934	シカフィット NAG (008)	32 mL × 1	14 mL × 1	250	200	*	280	*	3MP-NAG法	2-8℃	1年
77639	サイアス ラテックス Mb (S-008)	30 mL × 1	6.4 mL × 1	150	150	*	180	*	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	1年
78261	サイアス Cys-C (LST-SX)	21 mL × 1	5 mL × 1	120	120	*	120	*	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	1年
78274	サイアス MMP-3 (S LST-SX)	18.5 mL × 1	5 mL × 1	110	110	*	120	*	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	1年
78265	サイアス H-FABP (LST-SX)	19 mL × 1	5.8 mL × 1	120	100	*	130	*	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	2年
78273	メディエース®RPR Lセット(MS) ^{注3}	22.5 mL × 2	7.5 mL × 2	300	300	*	460	300	ラテックス免疫比濁法	2-8℃	6ヶ月
75080-22	エスパ・Zn II キットセット-LS ^{注2}	28 mL × 1	12 mL × 1	216	165	*	216	165	Nitro-PAPS法	2-10℃	18ヶ月

* 弊社までお問い合わせください

注1 製造販売元はオリエンタル酵母工業㈱です。
注2 製造販売元はニプロ㈱です。
注3 製造販売元は積水メディカル㈱、販売元は極東製薬工業㈱です。