

# アジレント ラボ安全・サプライ品 サマーキャンペーン 2024

ICP-MS、ICP-OES 用廃液タンクキット、  
LC ランプ、LC サプライが期間限定でお得です！

## ICP-MS、ICP-OES、HPLC 用 InfinityLab セーフティキャップ、 廃液タンクキット

廃液タンクから有害な蒸気が漏れるのを防ぐチャコールフィルタが装備されています。酸性有機廃液を安全に保管できるため、ラボの作業環境改善に最適です。



HPLC 移動相・廃液用もあります。



ICP-MS 廃液タンク例



5005-0437  
ICP-MS、ICP-OES 用  
廃液タンクスターターキット

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5005-0437	<b>〈オススメ〉 ICP-MS、ICP-OES 用 廃液タンクスターターキット</b> 5043-1337 10 L 廃液タンク (HDPE 製), 5043-1326 セーフティキャップ, 5043-1193 チャコールフィルタ を含みます。	¥32,000 → <b>キャンペーン価格 ¥25,600</b>
5043-1193	交換用チャコールフィルタ, 58 g, タイムストリップ付き	¥16,000 → <b>キャンペーン価格 ¥12,800</b>
5043-1222	<b>〈オススメ〉 HPLC 用 セーフティキャップスターターキット</b> キャップ×4 (5043-1217 × 3、5043-1218 × 1) タイムストリップ付きベントバルブ 5043-1190 × 4 フィッティング 3.2 mm × 4 を含みます。	¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b>
5043-1217	セーフティキャップ, GL45, 1 ポート, 1 ベントバルブ, 3.2 mm フィッティング× 1	¥12,000 → <b>キャンペーン価格 ¥9,600</b>
5043-1218	セーフティキャップ, GL45, 2 ポート, 1 ベントバルブ, 3.2 mm フィッティング× 1	¥14,000 → <b>キャンペーン価格 ¥11,200</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

### キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

### キャンペーン期間：2024年11月5日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2875** とご連絡ください。

キャンペーン  
対象製品はこちら



<https://aglt.co/summer-1>

#### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。



## HPLC ランプ

InfinityLab HPLC UV ランプには RFID テクノロジーが搭載されており、ランプのシリアル番号、点灯時間を追跡することで、利便性、使いやすさ、トラブルシューティングを向上させることができます。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
2140-0820	長寿命重水素ランプ, RFID タグ付, G1315C/D, G1365C/D, G7115A, G7165A, 1220LCDAD 用	¥156,000 → <b>キャンペーン価格 ¥124,800</b>
5190-0917	長寿命重水素ランプ, RFID タグ付, 8ピン, G4212A/B, G7117A/B/C 用	¥176,000 → <b>キャンペーン価格 ¥140,800</b>
5182-1530	長寿命重水素ランプ, 1100-1200 DAD 用	¥156,000 → <b>キャンペーン価格 ¥124,800</b>
G1103-60001	タングステンランプ, G1315A/B/C/D, G1365A/B/C/D, G7115A, 8453 用	¥29,000 → <b>キャンペーン価格 ¥23,200</b>
G1314-60101	〈VWD 用〉長寿命重水素ランプ, RFID タグ付, G1314D/E/F, G7114A/B 用	¥101,000 → <b>キャンペーン価格 ¥80,800</b>
G1314-60100	〈VDW 用〉長寿命重水素ランプ, G1314A/B/C, 1120/1220 用	¥97,000 → <b>キャンペーン価格 ¥77,600</b>

## New InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

カラムの詰まりを防止し、寿命を延ばすインラインフィルタとクイックターンフィッティングが一体型になりました。

カラムの接続が手締めで可能です。手締め 60 MPa、工具締めで 130 MPa 対応。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5067-1606	クイックターンフィッティング付きクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 4.6 mm, 0.5 μm のフィルタディスク 5 個を含む)	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥57,600</b>
5067-1607	クイックターンフィッティング付きクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ (内径 2.1 mm, 0.2 μm のフィルタディスク 5 個を含む)	¥72,000 → <b>キャンペーン価格 ¥57,600</b>
5067-1610	内径 2.1 mm, 0.2 μm のフィルタディスク, 5 個	¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b>
5067-1611	内径 2.1 mm, 0.5 μm のフィルタディスク, 5 個	¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b>
5067-1613	内径 4.6 mm, 0.5 μm のフィルタディスク, 5 個	¥23,000 → <b>キャンペーン価格 ¥18,400</b>

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

## InfinityLab クイックコネクットフィッティング

InfinityLab クイックコネクットフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
5067-5961	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.075 × 105 mm	¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b>
5067-5957	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 × 105 mm	¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b>
5067-5958	クイックコネクットフィッティングアセンブリ 0.12 × 150 mm	¥45,000 → <b>キャンペーン価格 ¥36,000</b>

※アセンブリは、フィッティング、キャピラリー、フェラルのセットになります。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

アジレント・テクノロジー株式会社  
DE-000325  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

 **関東化学株式会社**  
試薬事業本部  
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL: (03) 6214-1094  
HP: <https://www.kanto.co.jp>

 **Agilent**  
Trusted Answers