




糖鎖生物学研究に

O-結合型糖鎖










Kanto Reagents

ムチンをアルカリ還元分解処理して調製したO-結合型糖鎖をラインナップしました。
純度は95%以上 (HPLC)、構造はLC/MSとNMRで決定しております。



Kanto Kagaku

製品番号	製品名 構造式	組成式 分子量	包装	価格
31119-96	Oligosaccharide 0601 オリゴ糖0601 	C ₄₄ H ₇₆ N ₄ O ₃₁ 1157.08	20 μg	20,000円
31120-96	Oligosaccharide 0602 オリゴ糖0602 	C ₄₂ H ₇₃ N ₃ O ₃₀ 1100.03	20 μg	25,000円
31121-96	Oligosaccharide 0603 オリゴ糖0603 	C ₄₂ H ₇₃ N ₃ O ₃₀ 1100.03	20 μg	25,000円
31122-96	Oligosaccharide 0604 オリゴ糖0604 	C ₄₀ H ₇₀ N ₂ O ₂₉ 1042.98	20 μg	40,000円
31123-96	Oligosaccharide 0701 オリゴ糖0701 	C ₅₀ H ₈₆ N ₄ O ₃₅ 1303.22	20 μg	40,000円
31124-96	Oligosaccharide 0702 オリゴ糖0702 	C ₄₈ H ₈₃ N ₃ O ₃₄ 1246.17	20 μg	65,000円



関東化学株式会社
試薬事業本部 試薬部

103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号 (03) 3663-7631
541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6231-1672
812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361
<< <http://www.kanto.co.jp> E-mail:reag-info@gms.kanto.co.jp >>