


細胞培養用インサート

# ad-MED ビトリゲル® 2 (96ウェル)

ad-MED Vitrigel® 2 (96 well)

新製品




本製品は組織再構築に有用なビトリゲル®2膜を使用した96ウェルタイプの細胞培養用インサートです。当社独自のデザインにより、インサートを無駄にすることなくアッセイに使用することができます。

## 特徴


- ストリップタイプの8連インサート／インサートガイド付属：インサートを必要な分だけ使用可能



8連インサート



インサートガイド




48ウェル分使用したい場合  
インサートガイドに  
8連インサートを6個装着

- ピペット止め構造／ウェルアクセスホール：使い易いハンドリング性能

ピペット止め構造：8連ピペットも使用可能

ウェルアクセスホール  
8連インサートをセットしたまま、  
ウェル内の培地交換が可能



## 製品情報


製品名	包装	価格(¥)	製品番号
ad-MED ビトリゲル® 2 (96ウェル)	1セット (96ウェル分)	48,000	08368-96
ad-MED ビトリゲル® 2 (96ウェル) 用リザーバープレートセット	1セット	10,000	32448-67

「ビトリゲル®」は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構による登録商標です。


ad-MED ビトリゲル®は、農林水産省「アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト (ビトリゲル®)」の支援を受けて、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構と共同で開発されました。

## 製品構成

### ■ a d-MEDビトリゲル®2 (96ウェル)



96ウェルプレート



#### ■ 製品構成

- |                |      |
|----------------|------|
| 1. フタ          | × 1  |
| 2. 8連インサート     | × 12 |
| 3. インサートガイド    | × 1  |
| 4. シングルウェルプレート | × 1  |
| 5. 96ウェルプレート   | × 1  |
- (全てγ線滅菌済みです)

\*8連インサートが輸送中にインサートガイドから外れないように緩衝材を同梱しております。

### ■ a d-MEDビトリゲル®2 (96ウェル) リザーバープレートセット

リザーバープレートセットはa d-MEDビトリゲル®2 (96ウェル) から8連インサートを除く、フタ、インサートガイド、シングルウェルプレート、96ウェルプレートのセットとなります。8連インサートを必要な分だけ培養・アッセイに使用する際にお使いいただけます。

## 関連製品

製品名	包装	価格(¥)	製品番号
a d-MEDビトリゲル®	1キット (12ウェル)	42,000	08360-96
a d-MEDビトリゲル®2 (12ウェル)	1キット (12ウェル)	20,000	08363-96
a d-MEDビトリゲル®2 (24ウェル)	1キット (24ウェル)	25,000	08364-96



関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

E-mail : reag-info@gms.kanto.co.jp

HP : <https://www.kanto.co.jp>

BBz-19 (201901)