

Copan
innovating together

コパンeSwab

LIQUID BASED MICROBIOLOGY

多用途の検体採取と保存および輸送システム



一般医療機器 医科用捲綿糸

製造販売届出番号：28B3X10026000001



関東化学株式会社

製品情報

製品番号	識別コード	製品名, 分類	包装	試料採取部位、用途
49970-00	480CE	コパン eSwab, レギュラー FLOQSwab 1mL アミーズ液体培地入りスクリューキャップ式チューブ レギュラー FLOQSwab (ブレイクポイント 80mm) 	50 本入り	鼻、咽頭、 膣、直腸、 創傷、糞便
49970-01	481CE	コパン eSwab, ミニチップ FLOQSwab 1mL アミーズ液体培地入りスクリューキャップ式チューブ ミニチップ FLOQSwab (ブレイクポイント 80mm) 	50 本入り	目、耳、 鼻腔、咽頭、 泌尿器
49970-02	482CE	コパン eSwab, 鼻咽頭用 FLOQSwab 1mL アミーズ液体培地入りスクリューキャップ式チューブ フレキシブル FLOQSwab (ブレイクポイント 100mm) 	50 本入り	鼻咽頭、小児
49970-03	483CE	コパン eSwab, 尿道用 FLOQSwab 1mL アミーズ液体培地入りスクリューキャップ式チューブ 薄型 FLOQSwab (ブレイクポイント 80mm) 	50 本入り	尿道
49970-04	484CE	コパン eSwab, 小児用 FLOQSwab 1mL アミーズ液体培地入りスクリューキャップ式チューブ ミニフレキシブル FLOQSwab (ブレイクポイント 100mm) 	50 本入り	乳幼児、小児

※コパン eSwab の液体培地は、好気性菌、嫌気性菌、栄養要求性の高い細菌の培養用検体や、細菌・ウイルス・クラミジアの迅速抗原検査及び核酸検査等検体の保存に適しています。

販売元



関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
 TEL : 03-6214-1090
 HP : <https://www.kanto.co.jp>

製造販売業者

Copan コパンジャパン株式会社
 innovating together

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目1番15号
 廣榮ビル2階202号
 TEL : 078-599-9460 FAX : 078-599-9461
 HP : <https://www.copangroup.com/ja/>

EA250504

BBz-39 (202505)