

ad-MED ビトリゲル®Ex (24ウェル)

ad-MED Vitrigel Ex (24 well)

新たな細胞アッセイ研究ツール

コラーゲンビトリゲル®膜は、生体内の結合組織に匹敵する高密度コラーゲン構造を持つ細胞培養基材です。本製品は従来品のad-MEDビトリゲル®2と同等の高い細胞接着性を示しながら物質透過性が向上したセルカルチャーインサートであり、異種細胞の共培養による細胞間相互作用の解析や、細胞アッセイ系構築等の研究に広くご使用いただけます。




製品名	ad-MEDビトリゲル®2 (24ウェル)	ad-MEDビトリゲル®Ex (24ウェル)
膜面積 (cm ²)	0.33	
インサート形状	ハンギングタイプ	
膜材質	ビトリゲル®2膜	ビトリゲル®Ex膜
滅菌	γ線	
容量	24個	
包装形態	24ウェルプレート入り	

製品情報


製品名	包装	参考価格 (¥)	製品番号
ad-MED ビトリゲル®Ex (24ウェル)	24個/セット	42,000	08378-96

「ビトリゲル®」は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構による登録商標です。
ad-MED ビトリゲル®は農林水産省「アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト(ビトリゲル®)」の支援を受けて、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構と共同で開発されました。


膜構造 (SEM)



PET, 0.4 μm





ビトリゲル®2



ビトリゲル®Ex

透過性 (例: エクソソーム、粒子径100 nm)



本製品のアプリケーションデータや使用方法是製品ページにて情報を掲載しております。
詳しくは製品ページをご参照ください。



製品ページ

関連製品情報

製品名	包装	参考価格 (¥)	製品番号
ad-MED ビトリゲル®2 (12ウェル)	12個/セット	24,000	08363-96
ad-MED ビトリゲル®2 (24ウェル)	24個/セット	29,500	08364-96
ad-MED ビトリゲル®2 (96ウェル)	96ウェル/セット	60,000	08368-96

- 本記載の製品は、試薬 (試験、研究用として用いる化学薬品) としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>