

Copan
innovating together

コパンUTM

LIQUID BASED MICROBIOLOGY

ウイルス用 検体採取と保存および輸送システム



一般医療機器 医科用捲綿糸

製造販売届出番号：28B3X10026000003



関東化学株式会社

製品情報

製品番号	識別コード	製品名, 分類	包装	試料採取部位、用途
49970-07	346C	コパン UTM, レギュラー FLOQSwab 3mL 	50 本入り	鼻、咽頭、 膣、直腸、 創傷、糞便
49970-08	359C	コパン UTM, レギュラー FLOQSwab 1mL 	50 本入り	
49970-09	307C	コパン UTM, ミニチップ FLOQSwab 3mL 	50 本入り	目、耳、 鼻腔、咽頭、 泌尿器
49970-10	361C	コパン UTM, ミニチップ FLOQSwab 1mL 	50 本入り	
49970-05	305C	コパン UTM, 鼻咽頭用 FLOQSwab 3mL 	50 本入り	鼻咽頭、小児
49970-06	360C	コパン UTM, 鼻咽頭用 FLOQSwab 1mL 	50 本入り	
49970-11	330C	UTM バルク 3mL 	50 本入り	液体培地入り チューブ
49970-12	350C	UTM バルク 1mL 	50 本入り	

※コパン UTM の液体培地は、ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ及びウレアプラズマの保存に適しています。

販売元



関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>

製造販売業者

Copan コパンジャパン株式会社
innovating together

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目1番15号
廣榮ビル2階202号
TEL : 078-599-9460 FAX : 078-599-9461
HP : <https://www.copangroup.com/ja/>