

株式会社 Mupid 社製

電気泳動装置 Mupid® シリーズ



Kanto Reagents

株式会社ミュージードは、サブマリン型電気泳動装置 Mupid® シリーズの製造・販売を行っております。スタンダードモデルの Mupid® -2plus や多機能型の Mupid® -exU などを取り扱っております。また、最上位機種として Mupid® -One の販売を開始致しました。

製品仕様

製品名	Mupid® -2plus Mupid® -2X(下取買換専用機種)	Mupid® -exU	Mupid® -One NEW!
製品番号	49904-00 (2plus) / 49904-17 (2X)	49904-01	49904-37
希望価格 (円)	45,000 (2plus) / 28,000 (2X)	65,000	71,000
出力電力	DC50 V、100 V	DC135 V、100 V、50 V、25 V、70 V、35 V、18 V	
入力電圧	AC100~110 V	AC100~240 V、AC50/60 Hz	
タイマー設定	—	0~99分の設定および連続通電可能	
安全スイッチ	マイクロスイッチ	マイクロスイッチ	
メモリー機能	—	前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶	
ゲルメーカーセット	付属 (2plus) / 無し (2X)	付属	耐熱性
緩衝液容量	約250~280 mL	約300~350 mL	
多検体対応	—	MAX96検体	
外形寸法(電源・槽合体時)	187 (W) × 140 (D) × 57 (H) mm	260 (W) × 170 (D) × 62 (H) mm	259 (W) × 169 (D) × 64 (H) mm
重量(電源・槽合体時)	450 g	750 g	838 g

* 下取買換専用機種の Mupid® -2X には、ゲルメーカーセットは付属しておりません。



アクセサリ

耐熱性ゲルメーカーセットには「H」マークがついております。

- 溶解直後 (70℃以上) のアガロース溶液をすぐに注入可能
- 煮沸処理が可能
- 全ての Mupid® 泳動槽で使用可能

ゲルメーカーセット-HR

exU用ゲルメーカーセット



製品番号	製品名	希望価格(円)	Mupid® -2plus/2X	Mupid® -exU/One
49904-06	ゲルメーカーセット-L	9,200	○	○
49904-12	ゲルメーカーセット-HR 耐熱	13,840	○	○
49904-21	Mupid® -exU用ゲルメーカーセット	6,800	×	○
49904-26	ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR 耐熱	11,520	×	○

対応表の見方

○: 泳動槽にセットできます

×: 泳動槽にセットできません




Kanto Kagaku

アクセサリ（単品）

コーム25

- 17検体（標準コーム）を、25検体に増やせます。
- マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。
- ゲルメーカースタンド-L(49904-11)に使用出来ます。

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-10	コーム25 2本	5,660



上側 12ウェル(マルチピペット対応)・分取用・分取用
 下側 25ウェル・12ウェル・12ウェル(ウェル幅 2.5 mm)
 外寸 240(W)×10(L)×42(H) mm

ゲルメーカーセット-L

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-07	ゲルトレイ-L 2枚	2,920
49904-08	ゲルトレイ-S 4枚	3,440
49904-09	コーム-L 2本	4,400
49904-11	ゲルメーカースタンド-L	5,540

*ゲルトレイ-Lの外寸は107×60 mm、ゲルトレイ-Sの外寸は52×60 mmです。
 *コーム-Lのウェル数は、上側6・6・12(各6 mm)、下側8・8・17(各4 mm)です。

ゲルメーカーセット-HR

耐熱

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-13	ゲルトレイL-HR 2枚	4,700
49904-14	ゲルトレイS-HR 4枚	5,240
49904-15	コーム-L-HR 2本	5,240
49904-16	ゲルメーカースタンド-HR	6,300

Mupid®-exU用ゲルメーカーセット

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-22	ゲルトレイ-L 2枚	2,200
49904-23	ゲルトレイ-S 4枚	2,200
49904-25	スタンダードコーム 2本	1,540
49904-24	ゲルメーカースタンド	2,860

*Mupid®-exU用ゲルトレイ-Lの外寸は122×130 mm、ゲルトレイ-Sの外寸は59.5×130 mmです。
 *Mupid®-exU用コームのウェル数は、上側13(各6 mm)、下側26(各2 mm)です。

Mupid®-exU/One®用ゲルメーカーセット-HR

耐熱

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-27	ゲルトレイL-HR 2枚	4,700
49904-28	ゲルトレイS-HR 4枚	5,240
49904-31	コーム-HR 2本	3,560
49904-30	ゲルメーカースタンド-HR	5,040

その他(Mupid®-2plus用)

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-03	パワーサプライ	20,420
49904-04	泳動槽(蓋付き)	24,080
49904-05	泳動槽カバー	4,200

その他(Mupid®-exU用)

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-18	パワーサプライ	49,000
49904-19	泳動槽(蓋付き)	19,000
49904-20	泳動槽カバー	4,200

その他(Mupid®-One用)

製品番号	製品名	希望価格(円)
49904-38	パワーサプライ	49,000
49904-39	泳動槽(蓋付き)	19,800
49904-40	蓋(泳動槽カバー)	4,200
49904-41	電源コード	1,100

*Mupid®-One用ゲルトレイ-Lの外寸は120×120 mm、ゲルトレイ-Sの外寸は60×120 mmです。
 *Mupid®-One用コームのウェル数は、上側13(各6 mm)、下側26(各2 mm)です。

- 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)としての用途にご利用ください。
- 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
 試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
 TEL : 03-6214-1090
 HP : <https://www.kanto.co.jp>