

# アレルギー抽出液

ニチニチ製薬株式会社は、自社のアレルギー測定キットでアレルギー量を値付けしたアレルギー抽出液を発売しました。本試薬は各種アレルギーの減少度測定法等の添加回収試験のポジティブコントロールとしてご使用いただけます。

## 本製品の特長

- ダニアレルギー (Der f 1、Der p 1) 及びスギ花粉アレルギー (Cry j 1) の粗抽出物
- 使いやすい溶液タイプで冷蔵保管が可能
- ロット毎にアレルギー量を測定し測定データ付の文書が同梱
- ニチニチ製薬の各種アレルギー測定ELISAキットと同じラベル色分けにより取り間違えを防止



## 注意

本品は試験研究用試薬です。治療や診断には使用できません。  
本品はアレルギー性があります。取扱いにはご注意ください。

## 製品情報

製品名	包装	保管温度	希望価格 (¥)	製品番号
ヤケヒョウヒダニアレルギー抽出液 Der p 1 : 10 µg/mL	1.2 mL	冷蔵	20,000	49500-21
コナヒョウヒダニアレルギー抽出液 Der f 1 : 10 µg/mL	1.2 mL	冷蔵	20,000	49500-22
スギ花粉アレルギー抽出液 Cry j 1 : 10 µg/mL	1.2 mL	冷蔵	20,000	49500-23

- 本記載の製品は、試薬 ( 試験、研究用として用いる化学薬品 ) としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

**Cica** 関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>