

PowerChek™ OPXV / MPXV

Real-time PCR Kit



本製品は、オルソポックスウイルスおよびエムポックスウイルスの遺伝子の特異的に検出できるワンステップRT-PCRキット(リアルタイムPCR法)です。迅速かつ正確なウイルス検出を可能とします。

特長

- オルソポックスウイルスおよびエムポックスウイルスの遺伝子の特異的に検出します
- インターナルコントロール、陽性コントロールなど必要な試薬が全て同梱されています
- 広く普及しているリアルタイムPCR装置との適合性を確認済

キット構成 (50回分)

個別名称	容量	備考
RT-PCRマスターミックス	500 µL	バッファーはdNTPs, MgCl ₂ , Taq DNAポリメラーゼを含む
プライマー/プローブミックス	250 µL	プライマー/プローブ, Internal Control (Human GAPDH)
コントロールDNA	50 µL	ポジティブコントロールDNA

保管温度：冷凍(-20℃)

検出に使用する蛍光チャネル

ターゲット	Mpox virus	Orthopox viruses	IC(Internal Control)
蛍光チャネル	FAM	JOE (VIC or HEX)	Cy5

製品情報

製品名	容量	価格(¥)	メーカー型番	製品番号
PowerChek™ OPXV / MPXV Real-time PCR Kit	50回分	お問い合わせ	R0229	49177-96

★ 本製品は試験・研究用試薬です。体外診断用医薬品としての承認・認証等を受けておりません。

- 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)としての用途にご利用ください。● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

【販売元】

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>

EA220706 BGa-26 (202304)