


核酸合成用

2 mol/L TEAA溶液, pH7.0



オリゴヌクレオチドの分析・精製に使用される逆相クロマトグラフィーでは、イオンペア試薬と有機溶媒を混合した溶離液が用いられます。中でもイオンペア試薬として、凍結乾燥中に昇華して除去しやすいトリエチルアミン酢酸塩（TEAA）が広く用いられています。

規格

項目	規格値
性状	試験適合
pH(25°C)	6.9 - 7.1
吸光度(260 nm)	0.002以下

製品情報

製品名	規格	容量	製品番号	参考価格
2 mol/L TEAA溶液, pH7.0	核酸合成用	3 L	41252-76	¥70,000

関連製品 ～イオンペア試薬～

製品名	規格	容量	製品番号	参考価格
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール (HFIP)	HPLC用	100 mL	18529-1B	¥38,000
		500 mL	18529-3B	¥129,000
トリエチルアミン	鹿特級	500 mL	40271-00	¥2,400
		3 L	40271-70	¥8,000
酢酸	特級	500 mL	01021-00	¥1,600
		3 L	01021-70	¥6,300
n-ヘキシルアミン	鹿特級	500 mL	18051-00	¥14,500
ジ-n-ブチルアミン	鹿特級	500 mL	10090-00	¥3,000

関連製品 ～HPLC用、LC/MS用溶媒～

製品名	規格	容量	製品番号	参考価格
アセトニトリル -Plus-	HPLC用	1 L	01031-1B	¥9,000
		3 L	01031-2B	¥19,000
	LC/MS用	1 L	01033-79	¥9,500
		3 L	01033-76	¥20,000
メタノール -Plus-	HPLC用	1 L	25183-1B	¥2,000
		3 L	25183-2B	¥4,600
	LC/MS用	1 L	25185-79	¥2,500
		3 L	25185-76	¥5,000
蒸留水 -Plus-	HPLC用	1 L	11307-1B	¥1,800
		3 L	11307-2B	¥3,000
	LC/MS用	1 L	11307-79	¥2,500
		3 L	11307-76	¥4,600

関連製品 ～ポリアクリルアミドゲル電気泳動関連試薬～

製品名	規格	容量	製品番号	参考価格
30(w/v)% アクリルアミドビス(19:1)溶液	電気泳動用	500 mL	01074-08	¥10,000
30(w/v)% アクリルアミドビス(29:1)溶液		500 mL	01075-08	¥10,000
30(w/v)% アクリルアミドビス(37.5:1)溶液		500 mL	01076-08	¥10,000
N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン	鹿特級	25 mL	40529-30	¥2,400
ペルオキシ二硫酸アンモニウム	特級	25 g	01307-30	¥1,400
10×TAE緩衝液	電気泳動用	1 L	46509-79	¥4,700
50×TAE緩衝液	電気泳動用	1 L	46508-79	¥10,500
10×TBE緩衝液	電気泳動用	1 L	46510-79	¥5,300

核酸合成関連製品 総合カタログ

核酸の固相合成（ホスホロアミダイド法）で使用する反応補助試薬や脱水溶媒、合成後の精製・分析で使用するクロマトグラフィー用試薬と関連機材を始め、各種試薬を掲載しております。

カタログダウンロードはこちらから 



- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。
- 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL：03-6214-1090

HP：https://www.kanto.co.jp

BSa-03 (202304)