



遮光用のシールドカバー装着例

耐薬品性リスト

以下の滴定試薬を使用することが可能です。(最大濃度 1mol/L)

EDTA 溶液	臭化カリウム溶液	チオシアン酸カリウム溶液
亜硝酸ナトリウム溶液	しゅう酸溶液	チオ硫酸ナトリウム溶液
亜ヒ酸ナトリウム溶液	臭素酸カリウム溶液	トリエタノールアミン (アセトン溶液) *
塩化ナトリウム溶液	硝酸	よう化物溶液 *
塩化バリウム溶液	硝酸銀溶液 *	よう素酸カリウム溶液
塩酸	水酸化カリウム溶液	よう素溶液 *
塩酸 (アセトン溶液)	水酸化カリウム溶液 (アルコール性)	硫酸
過塩素酸溶液	水酸化テトラブチルアンモニウム溶液	硫酸亜鉛溶液
過マンガン酸カリウム溶液 *	水酸化ナトリウム溶液	硫酸アンモニウム鉄 (II) 溶液
二クロム酸カリウム溶液	炭酸ナトリウム溶液	硫酸セリウム (IV) 溶液
酢酸	チオシアン酸アンモニウム溶液	硫酸鉄 (II) 溶液

* 該当試薬は褐色のシールドカバーをお使いください。

タイトレットの接液部は以下の化学的に安定な材質で構成されております。
ホウケイ酸ガラス、Al₂O₃、ETFE、PFA、FEP、PTFE、プラチナーイリジウム、PP (スクルーキャップのみ)