

# よう素溶液



Kanto Reagents

関東化学ではサルモネラ検査の増菌から鑑別まで  
様々な検査試薬をご用意しております。

選択増菌培養に用いられるテトラチオネート培地への  
添加にご使用いただける、調製済みのよう素溶液を  
販売しております。



## 特 徴

調製済ですので、そのままご使用可能です

劇物に該当いたしません（SDSをご用意しております）

## 成 分

よう素 ..... 6.0g

よう化カリウム ..... 5.0g

水 ..... 20mL

## 製品情報

製品番号	製品名	容量	参考価格
20346-97	よう素溶液	20mL	4,700 円

## 保証期間

6ヶ月（未開封、暗所保存）

# サルモネラ検査（選択増菌培養）

前増菌培養

選択増菌培養

分離培養

確認培養

同定

## ラポポートバシリアディス液体培地

サルモネラが低い水分活性でも発育できることを利用した培地



## テトラチオネート液体培地

サルモネラは栄養源としてテトラチオン酸を使用することを利用した培地  
よう素溶液を添加することにより他の微生物を抑制



## ランバクイックサルモネラ

二つの培地の性質（選択性）を兼ね備えた培地。  
サルモネラの増菌効率がUP

- ・ 検出感度の向上
- ・ 時間の短縮



ランバクイックサルモネラは、RV・TTと比較して大幅に時間短縮できます！  
RV・TT20～24時間 → ランバクイック7時間

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

 関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1093  
HP : <https://www.kanto.co.jp>

FB-010 (202304)