

微生物検査関連器材

ストマック袋/スプレッダー/ディスポーループ



Kanto Reagents



滅菌ストマック袋

55000-08: フィルターで濾過した検液を採取できます。検液採取に便利な切欠き部付き。
55000-14 白地部分に文字記入が可能です。

55000-09: ストマッカー用検査袋(フィルター無し)です。


強度・柔軟性に優れており、ストマッカーでの処理に適しています。

ガンマー滅菌済み

フィルター付きストマック袋の特徴と使用方法

① 濾過フィルターによりピペットの目詰まりが無く検液のみ簡単に採取できます。


② 側面に付いている切欠き部を両手で摘んでフィルター部まで引き裂き、切り口からマイクロピペットを挿入すると本体を汚さず検液を採取することができます。



製品番号	製品名	サイズ	材質	箱入数
55000-08	滅菌ストマック袋(フィルター付)	190×280mm	ナイロン/PE	500枚 (50枚×10)
55000-09	滅菌ストマック袋	180×280mm	PE	1000枚 (50枚×20)
55000-14	滅菌ストマック袋ミニ(フィルター付)	130×180mm	ナイロン/PE	500枚 (50枚×10)



Kanto Kagaku



滅菌スプレッダー

ポリスチレン製の使い捨てコンラージ棒です。
スムーズな表面で培地を傷つけません。
10本包装で電子滅菌済みです。

滅菌ディスポーループ/ニードル

ABS樹脂製の使い捨て白金耳/白金線です。
ガンマー滅菌済みなので火炎滅菌が不要です。
使いやすい20本包装で、保存に便利なチャック袋仕様です。



先端形状

製品番号	製品名	サイズ	材質	箱入数
96930-21	滅菌スプレッダー	130mm	ABS	1000本 (10本 × 100)
96930-22	滅菌ディスポーループニードル	230mm	ABS	1000本 (20本 × 50)
96930-23	滅菌ディスポーループ 1μl	230mm	ポリスチレン	1000本 (20本 × 50)
96930-24	滅菌ディスポーループ 10μl	230mm	ABS	1000本 (20本 × 50)

● 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1093

HP : <https://www.kanto.co.jp>