

# スチール製 プランジャー缶 耐薬品性リスト



○ 物質の長期保管に適している。

△ 容器にダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある。

△ 容器にダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある。

× 保管にはおすすめできない。

【※耐薬品性リストのご注意に関しては、〈使用上の注意〉欄をご確認ください】

薬品名		耐性
アセトニトリル	Acetonitrile	△
アセトン	Acetone	△
アニリン	Aniline	○
イソプロピル・アルコール(IPA) 70%	Isopropyl Alcohol 70%	×
エタノール、エチルアルコール	Ethanol	○
エチルエーテル	Ethyl Ether	○
エチレングリコール	Ethylene Glycol	○
塩化メチレン	Methylene Chloride	×
塩酸 37%	Hydrochloric Acid 37%	×
ガソリン	Gasoline	○
キシレン	Xylene	○
ケロシン	Kerosene	○
酢酸	Acetic Acid	×
酢酸エチル	Ethyl Acetate	○
シクロヘキサノン	Cyclohexanone	○
シクロヘキサン	Cyclohexane	○
石油エーテル	Petroleum Ether	○

薬品名		耐性
テレピン油	Turpentine	△
トリクロロエチレン	Trichloroethylene	×
トルエン	Toluene	○
燃料油	Fuel Oil	○
ヘキサン	Hexane	○
ヘプタン	Heptane	○
ベンゼン	Benzene	△
ペンタン	Pentane	○
メタノール	Methanol	○
メチルイソブチルケトン	Methyl Isobutyl Ketone	○
メチルエチルケトン (MEK)	Methyl Ethyl Ketone	○



J10008

J10108

J10208

J10308