

ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット

サイアス H-FABP



体外診断用医薬品



- 各種自動分析装置に適応可能です
- 測定レンジが広範囲です（2 ~ 200 ng/mL）
- 抗ヒト H-FABP マウスモノクローナル抗体の Fab 部位を用いた特異性の高い測定試薬です


分類	コード	製品名	容量	貯法	有効期間
測定試薬	78247	サイアス H-FABP (7170)	試薬 1 20 mL × 1 試薬 2 7 mL × 1	2 ~ 8°C	2年
測定試薬	78265	サイアス H-FABP (LST-SX)	試薬 1 19 mL × 1 試薬 2 5.8 mL × 1	2 ~ 8°C	2年
キャリブレーション	78248	H-FABP 標準液	1 mL × 1 × 6 濃度	2 ~ 8°C	2年
コントロール	78249	クオリトロール H-FABP	1 mL × 3 × 2 濃度	2 ~ 8°C	2年

再現性


Sample	検体1	検体2
N	20	20
Mean	10.01	50.71
Max	10.7	52.0
Min	9.4	50.0
Range	1.3	2.0
S.D.	0.32	0.52
C.V.(%)	3.20	1.03

単位：ng/mL


相関性




開栓安定性




直線性









検出限界



地帯現象



共存物質の影響



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1091

HP: <https://www.kanto.co.jp>