

シカリキッド AST/ALT



体外診断用医薬品




酵素項目は関東化学のシカリキッド シリーズで！！

特長

- 日本臨床化学会(JSCC)標準化対応試薬です。
- 環境に優しいエコパック(EPS)でのご提供も可能です。
- ビリルビンの影響を受けません。

シカリキット AST


直線性



同時再現性

	試料1	試料2
n	20	20
平均値	42	105
最大値	42	106
最小値	41	104
レンジ	1	2
SD	0.5	0.5
CV(%)	1.2	0.5

相関性



共存物質の影響


BIL-C(20mg/100mL)、BIL-F(20mg/100mL)、アスコルビン酸(50mg/100mL)、乳ビ(2800ホルマジン濁度)の影響は5%以内です。

包装形態

製品番号	製品名	分類	内容	容量
78213	シカリキット AST	7170 II	試薬1	60mL×4
77466		7170	試薬2	20mL×4
78214	シカリキット AST	EPS II	試薬1	70mL×4
77725		EPS	試薬2	70mL×2

シカリキット ALT


直線性



同時再現性

	試料1	試料2
n	20	20
平均値	30	98
最大値	30	99
最小値	29	98
レンジ	1	1
SD	0.4	0.5
CV(%)	1.2	0.5

相関性



共存物質の影響

BIL-C(20mg/100mL)、BIL-F(20mg/100mL)、アスコルビン酸(50mg/100mL)、乳ビ(2800ホルマジン濁度)の影響は5%以内です。

包装形態

製品番号	製品名	分類	内容	容量
78215	シカリキット ALT	7170 II	試薬1	60mL×4
77468		7170	試薬2	20mL×4
78216	シカリキット ALT	EPS II	試薬1	70mL×4
77727		EPS	試薬2	70mL×2

他の包装形態もご用意しております。お気軽に担当MRにお声かけ下さい。



関東化学株式会社

試薬事業本部 ライフサイエンス部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 (03)6214-1091

541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-5-1 (06)6222-3709

812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-22-3 (092)414-9361