


マルチキャリブ 3M/6M



特長

- トレーサビリティ項目※には“不確かさ”を表記しています。
- 冷蔵保存で長期安定です。
- 水溶性ベースの代謝物キャリブレーターです。
マルチキャリブ 6M(Ca・IP・Mg・Fe・GLU・CRE)
マルチキャリブ 3M(UN・UA・GLU)

※: JCCLS, JAB主催 : ISO15189臨床検査室認定のためのセミナー資料より

コードNo.	名称	容量	本数	保存温度	使用期限
77937	マルチキャリブ 6M	5mL	3本	2 ~ 8℃	製造月から1年
77938	マルチキャリブ 3M	5mL	3本	2 ~ 8℃	製造月から1年



関東化学株式会社