

# キャリブセラ 24



キャリブレータ、まとめませんか？



24項目をこれ一本で!!

## ◆ 特 長 ◆

- ・ 血清タイプのマルチキャリブレータです。
- ・ 弊社試薬 24 項目の表示値を掲載
- ・ 液状凍結品なので、使用時の調製等の誤差を最小限に抑えます。
- ・ トレーサビリティ項目は、上位標準物質を基準としております(LAP, IP は除きます)。

## ◆ 表示項目 ◆

項目	原理
AST	JSCC標準化対応法
ALT	JSCC標準化対応法
γ-GT	JSCC標準化対応法
CK	JSCC標準化対応法
ALP	JSCC標準化対応法
LD	JSCC標準化対応法
AMY <sup>*1</sup>	JSCC標準化対応法
p-AMY <sup>*1</sup>	免疫阻害法
ChE <sup>*2</sup>	JSCC標準化対応法
LAP	Leu-PNA基質法

\*1: AMYの基質はG3-CNPと  
Gal-G2-CNPの2種類

\*2: ChEの基質はBZTC

項目	原理
GLU	Gluc-DH UV法 ヘキソキナーゼ UV法
CRE	酵素法
UA	ウリカーゼ・POD法
UN	ウレアーゼ・UV LEDアンモニア回避法
TP	ビウレット法
ALB	BCG法 BCP改良法
T-BIL	酵素法
D-BIL	酵素法
TG	グリセロール消去酵素比色法
CHO	コレステロール酸化酵素法
Fe	直接比色法
Ca	クロロホスホナゾ-Ⅲ (CPZ-Ⅲ) 法 OCPC法
Mg	キシリジルブルー法
IP	酵素法

## ◆ 包装形態 ◆

製品番号	製品名	包装	貯法
78201	キャリブセラ 24	1mL × 3	-30°C以下 遮光

 関東化学株式会社 試薬事業本部 ライフサイエンス部

本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 TEL 03-6214-1091

大阪 〒541-0048 大阪府中央区瓦町2-5-1 TEL 06-6222-3709

福岡 〒812-0007 福岡県博多区東比恵2-22-3 TEL 029-414-9361

《 <http://www.kanto.co.jp> E-mail: [diag-info@gms.kanto.co.jp](mailto:diag-info@gms.kanto.co.jp) 》