

蓄尿らくらくアイテム

外来患者様の蓄尿で

簡単に尿をかき混ぜる
道具がない!

安全な
防腐剤が
ない!

蓄尿容器は
かさばる

尿を全量
持ってきて
もらうのは
大変

お困りではありませんか?

特長

蓄尿の”困った”を解決するアイテム

- 持ち運びに便利な、組立式の蓄尿容器

ユリコンテナー

- 高齢者にも使い易い、攪拌棒兼取り分けおたま

蓄尿スターラー

- 間口が広い、病院への提出用容器

ユリカップ・ミニ




関東化学株式会社

ラインナップ

製品番号:77165

蓄尿スターラー



目的 : 蓄尿をよくかき混ぜて、提出容器に分注します。
用量 : 20本
内容 : 柄杓
備考 : 一回で1mL程度移せます。

製品番号:77166

ユリコンテナー



目的 : 蓄尿を24時間溜める容器
用量 : 10組
内容 : 外箱・中袋・底板
備考 : 組立て式です。3Lまで入ります。

製品番号:77167

ユリカップ・ミニ



目的 : 蓄尿の一部を移して、病院へ持って行くための容器
用量 : 10個
内容 : 密閉容器
備考 : 容量は50mL

ユリメジャー・システム



目的 : 自動分析装置による尿量測定と防腐剤
内容 : ユリメジャー、ユリメジャー・タブレット
備考 : 防腐剤は毒劇物に該当しません。
詳細は下記を参照下さい。

ユリメジャー・システムとは?

下記の製品群からなる**生化学自動分析装置**による尿量測定方法！(原理: 添加回収法)
指示物質兼防腐剤のユリメジャー・タブレットは**毒劇物に該当しません**。

商品コード	商品名	内容	容量	貯蔵方法	有効期間
77236	ユリメジャー	試薬1(66mL×1)、試薬2(11mL×1) 4-HBA標準液(10mL×1)	1セット	2~8℃	1年間
77237	ユリメジャー・タブレット	水溶性防腐剤兼指示物質	100包	2~25℃	1年間



関東化学株式会社

試薬事業本部 ライフサイエンス部

本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1

Tel 03-6214-1091

大阪 〒541-0048 大阪府中央区瓦町2-5-1

Tel 06-6222-3709

福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-22-3

Tel 029-414-9361