

急な検査依頼に困ったことはありませんか？

リメルト培地

- ◆ 標準寒天培地
- ◆ デオキシコレート寒天培地
- ◆ CP加ポテトブドウ糖寒天培地



リメルト培地は微生物検査を迅速・簡便に行なえる半調製培地です。

特徴


- 電子レンジでチンするだけで調製できます。
- 緊急の検査に便利です。
- 使いやすい200mL用パッケージです。
- 室温で長期保存可能です。



Kanto Kagaku

急ぎの検査依頼で困ったことはありませんか？
培地調製を煩わしく思ったことはありませんか？

- ◆ 調製の簡便化
- ◆ 検査の迅速化
- ◆ 後片付けの簡便化



製品コード	製品名	包装	使用期限
717650-5	リメルト培地 標準寒天培地	200mL用×5	1年 室温保存
717651-5	リメルト培地 デオキシコレート寒天培地	200mL用×5	6ヶ月 室温保存
717652-5	リメルト培地 CP加ポテトブドウ糖寒天培地	200mL用×5	6ヶ月 室温保存

Cica 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>

M-037(202101)