

MicroScan® 精度管理用標準菌株

Microbiologics社(米国)は American Type Culture Collection(ATCC®) から分与された標準菌株を品質・精度管理などに使いやすいようパッケージングし、供給しております。ベックマン・コールター社製 MicroScan パネルの精度管理推奨菌株も数多く取り揃えております。



Dried Gram-Negative and Gram-Positive Panel 用同定簡易精度管理菌株

菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Escherichia coli</i>	25922	2本	49822-49
<i>Streptococcus gallolyticus</i>	49147	2本	49824-52

Dried Overnight Gram Negative Combo Panel (マイクロスキャン Neg シリーズ) 用精度管理菌株

菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Escherichia coli</i>	25922	2本	49822-49
<i>Escherichia coli</i>	35218	2本	49822-53
<i>Klebsiella oxytoca</i>	49131	2本	49822-87
<i>Klebsiella quasipneumoniae</i> ★ ¹	700603	2本	49825-56
<i>Proteus vulgaris</i>	49132	2本	49823-66
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	2本	49823-76

★¹ *Klebsiella quasipneumoniae* ATCC 700603は旧名*Klebsiella pneumoniae* subsp. *pneumoniae* ATCC 700603です。

Dried Overnight Gram Positive Combo Panel (マイクロスキャン Pos シリーズ) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Enterococcus faecalis</i>	29212	2本	49822-26
<i>Enterococcus faecalis</i>	51299	2本	49822-32
<i>Micrococcus luteus</i>	49732	2本	49823-14
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	25923	2本	49824-20
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	29213	2本	49824-21
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	43300	2本	49824-25
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	BAA-977	2本	49842-07
<i>Streptococcus gallolyticus</i>	49147	2本	49824-52

ESBL Confirmation Panel (ESBL確認パネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Escherichia coli</i>	25922	2本	49822-49
<i>Klebsiella quasipneumoniae</i> ★ ¹	700603	2本	49825-56
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	2本	49823-76

★1 *Klebsiella quasipneumoniae* ATCC 700603は旧名*Klebsiella pneumoniae* subsp. *pneumoniae* ATCC 700603です。

MICroFAST 6J Panel (MICroFAST シリーズ ヘモフィルス) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Haemophilus influenzae</i>	49247	2本	49822-72
<i>Haemophilus influenzae</i>	49766	2本	49822-73

MICroFAST 7J Panel (MICroFAST シリーズ ストレプト) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Enterococcus faecalis</i>	29212	2本	49822-26
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	49619	2本	49824-67

Gram Negative ID Panel (Neg IDパネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Escherichia coli</i>	25922	2本	49822-49
<i>Klebsiella oxytoca</i>	49131	2本	49822-87
<i>Proteus vulgaris</i>	49132	2本	49823-66
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	2本	49823-76

Gram Positive ID Panel (Pos ID3パネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Enterococcus faecalis</i>	29212	2本	49822-26
<i>Micrococcus luteus</i>	49732	2本	49823-14
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	29213	2本	49824-21
<i>Streptococcus gallolyticus</i>	49147	2本	49824-52

HNID Panel (マイクロスキャン HNID パネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>	49146	2本	49822-80
<i>Haemophilus influenzae</i>	49144	2本	49822-71
<i>Moraxella catarrhalis</i>	49143	2本	49821-50
<i>Neisseria lactamica</i>	49142	2本	49823-30

RAID Panel (マイクロスキャン RAID パネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Bacteroides fragilis</i>	25285	2本	49821-34
<i>Clostridium perfringens</i>	13124	2本	49821-85
<i>Fingoldia magna</i>	29328	2本	49823-46
<i>Paenibacillus sordellii</i> ★ ²	9714	2本	49821-86

★² *Paenibacillus sordellii* ATCC 9714は旧名*Clostridium sordellii* ATCC 9714です。

RYID Panel (マイクロスキャン RYID パネル) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Candida albicans</i>	66027	2本	49821-63
<i>Candida glabrata</i>	66032	2本	49821-65
<i>Candida kefyr</i>	66028	2本	49821-67
<i>Candida tropicalis</i>	66029	2本	49821-72
<i>Cryptococcus albidus</i>	66030	2本	49821-95
<i>Cryptococcus neoformans</i>	66031	2本	49822-03
<i>Cryptococcus uniguttulatus</i>	66033	2本	49822-05

Rapid Gram Negative ID Type 4 Panel (RNID4) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Enterobacter ludwigii</i> ★ ³	49141	2本	49822-13
<i>Enterococcus faecalis</i>	29212	2本	49822-26
<i>Escherichia coli</i>	25922	2本	49822-49
<i>Klebsiella aerogenes</i>	51697	2本	49841-36
<i>Klebsiella oxytoca</i>	49131	2本	49822-87
<i>Proteus vulgaris</i>	49132	2本	49823-66
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	2本	49823-76
<i>Shewanella haliotis</i>	49138	2本	49824-08

★³ *Enterobacter ludwigii* ATCC 49141は旧名*Enterobacter cloacae* subsp. *cloacae* ATCC 49141です。

Rapid Gram Positive ID Type 2 Panel (RPID2) 用精度管理菌株			
菌名	ATCC®	包装	製品番号
<i>Acinetobacter species</i>	49139	2本	49821-06
<i>Aeromonas hydrophila</i>	49140	2本	49821-17
<i>Enterococcus faecalis</i>	51299	2本	49822-32
<i>Enterococcus hirae</i> ★ ⁴	49135	製造中止品	
<i>Micrococcus luteus</i>	49732	2本	49823-14
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	49134	2本	49824-34
<i>Streptococcus pasteurianus</i>	49133	2本	49824-51
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	49136	2本	49824-65

★⁴ Microbiologics社にて製品取扱い中止となりました。

※ 使用前にMicroScan各パネルの添付文書をご参照の上、検査を実施してください。
各検査用パネルは別途ご用意ください。MicroScanおよびそのパネルにつきましては、ベックマン・コールター株式会社にお問い合わせください。

製造元: Microbiologics, Inc. 200 Cooper Avenue North St. Cloud, MN 56303 USA

HP: <https://www.microbiologics.com>

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）であり、体外診断用医薬品ではありませんので、診断等の目的では使用しないでください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL: 03-6214-1090
HP: <https://www.kanto.co.jp>

M-073 (202411)

EA241103