

# 中性緩衝ホルマリン

Products for histopathology



## 調製・小分けの煩雑な作業から解放されるアイテム

### 製品特長

- 組織化学や免疫組織化学などの固定液として使用頂けます
- リン酸緩衝液を含むため、pHの変動が抑えられます
- 容量別の小分け包装タイプを用意しており、作業効率化が図れます
- 調製済みのため、ホルムアルデヒドに曝露される時間を低減できます

### 成分

ホルマリン(37%ホルムアルデヒド溶液)  
リン酸二水素ナトリウム(リン酸一ナトリウム)  
リン酸水素一ナトリウム(リン酸二ナトリウム)

## 製品外観




5mL × 100本 包装



19mL × 100本 包装



35mL × 20本 包装



18kg 包装

## 製品リスト

| 製品名          | ホルムアルデヒド<br>濃度 | 保管温度 | 使用期限 | 包装           | 製品番号  |
|--------------|----------------|------|------|--------------|-------|
| 10%ホルマリン添加   |                |      |      |              |       |
| 10%中性緩衝ホルマリン | 3.6～4.6%       | 室温   | 24ヶ月 | 18 kg        | 73411 |
|              |                |      |      | 5 mL × 100本  | 73412 |
| 20%ホルマリン添加   |                |      |      |              |       |
| 20%中性緩衝ホルマリン | 7.2～8.4%       | 室温   | 24ヶ月 | 19 mL × 100本 | 73413 |
|              |                |      |      | 35 mL × 20本  | 73414 |
|              |                |      |      | 18 kg        | 73415 |
|              |                |      |      | 5 mL × 10本   | 73422 |

※本製品はホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する製剤で、毒物及び劇物取締法の劇物、労働安全衛生関係法令の特定化学物質第2類物質、特定第2類物質に該当します。取扱いは適切な環境ならびに管理の下で行ってください。

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

**Cica** 関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1091  
HP : <https://www.kanto.co.jp>