

レジオネラ検査用製品

Microbial Inspection Products for Legionella



関東化学では検査方法にあわせて選択いただけるよう、検体処理液から分離用培地（粉末培地、生培地）・鑑別用試薬まで様々なレジオネラ属菌検査用の製品をラインアップしております。この度、製品の見直しをおこないレジオネラ属菌検査用培地の発育支持能および夾雑菌の抑制能を向上させました。

高い発育支持能（例：GVPC寒天培地）

	<i>L. anisa</i> WDCM00106	<i>L. pneumophila</i> WDCM00180	<i>L. pneumophila</i> WDCM00107
従来品			
新製品			

高い抑制能（例：GVPC寒天培地）

	<i>E. coli</i> WDCM00013	<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	<i>E. faecalis</i> WDCM00087
従来品			
新製品			

柔軟な培地調製

基礎培地と発育サプリメントが共通なため選択サプリメントを替えることでBCYE寒天培地・GVPC寒天培地・MWY寒天培地・BMPA寒天培地を調製することができます。



*従来の培地と組成・調製方法が異なる点がございます。また、従来の培地・サプリメントと新しい培地・サプリメントを組み合わせ使用はできません。各培地の組成・調製方法については別途資料を用意しておりますので弊社へご要望ください。

製品リスト

製品名	包装	製造後 使用期限	保管温度	価格(¥)	製品番号
検体処理試薬					
レジオネラ検査用酸処理液	50 mL × 10	12 ヶ月	冷暗所	5,500	71536
生培地					
レジオネラBCYE寒天生培地	10 枚	3 ヶ月	2 ~ 8 °C	3,800	717567-1
レジオネラGVPC寒天生培地	10 枚	3 ヶ月	2 ~ 8 °C	3,300	717568-1
	10 枚 × 10		2 ~ 8 °C	30,000	717568-0
レジオネラMWY寒天生培地	10 枚	3 ヶ月	2 ~ 8 °C	3,800	717569-1
基礎培地（粉末培地調製用）					
Legionella Agar Base (CM1203B) レジオネラ寒天基礎培地	500 g	24 ヶ月	10 ~ 30 °C	37,000	711203-5
発育サプリメント（粉末培地調製用）					
Legionella Growth Supplement BCYE (SR0251A) レジオネラ発育サプリメント (BCYE)	100 mL用 × 10	24 ヶ月	2 ~ 8 °C	19,000	713251-1
Legionella Growth Supplement BCYE without Cysteine (SR0253A) レジオネラ発育サプリメント (BCYE システイン不含有)	100 mL用 × 10	24 ヶ月	2 ~ 8 °C	—	SR0253A
選択サプリメント（粉末培地調製用）					
Legionella Selective Supplement GVPC (SR0252E) レジオネラ選択サプリメント (GVPC) 劇	500 mL用 × 10	12 ヶ月	2 ~ 8 °C	15,000	713252-1
Legionella Selective Supplement MWY (SR0255E) レジオネラ選択サプリメント (MWY)	100 mL用 × 10	12 ヶ月	2 ~ 8 °C	15,000	713255-1
Legionella Selective Supplement BMPA (SR0254E) レジオネラ選択サプリメント (BMPA)	100 mL用 × 10	12 ヶ月	2 ~ 8 °C	23,000	713254-1
pH調整用試薬（粉末培地調製用）					
水酸化カリウム 特級	500 g	—	—	1,800	32344-00
鑑別試薬					
Legionella Latex Test (DR0800M) レジオネララテックスキット	50 回	12 ヶ月	2 ~ 8 °C	85,000	717800-5

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>