

Microbiology

第一版

微生物関連 プロダクトリスト

List of Microbial Products Ver. 1



関東化学株式会社

CONTENTS

	頁		頁
一般生菌数、生菌数、無菌試験用製品	3-5	胆汁酸抵抗グラム陰性、腸内細菌科菌群用製品	20
真菌用製品	5-6	嫌気性菌用製品	20-21
黄色ブドウ球菌用製品	7-8	従属栄養細菌用製品	21
大腸菌用製品	8-9	レジオネラ用製品	21-22
大腸菌群用製品	9-10	試料検体処理用製品	22
腸管出血性大腸菌、赤痢菌用製品	10-11	血液培養用製品	22
サルモネラ用製品	12-13	感受性試験用製品	23
ビブリオ、コレラ、アエロモナス用製品	14	耐性菌用製品	23-24
セレウス用製品	14	遺伝子関連 推奨試薬	25-27
カンピロバクター用製品	15-16	感染症用製品	27
リステリア用製品	17	マイコプラズマ用製品	27
エルシニア エンテロコリチカ用製品	18	その他の微生物用製品	28-29
クロノバクター用製品	18	検体輸送用製品	29
乳酸菌用製品	18	性状確認用製品	29-31
ストレプトコッカス用製品	18-19	培養素材用製品	31-32
腸球菌用製品	19	手指消毒用製品	32
緑膿菌、シュードモナス、セパシア菌用製品	19	微生物操作消耗品	32-33

微生物関連プライスリストについて

- 価格、納期等は弊社販売店までお問い合わせください。
- 最新の情報は弊社ホームページ(<https://www.kanto.co.jp>)の製品情報検索サイト「Cica-Web」もしくは電子版「総合カタログ」でご確認ください。
- CHROMagar™ およびクロモアガー™ は Dr. Rambach の登録商標です。
- 体外診断用医薬品に該当しない製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)ですので、診断等の目的では使用しないでください。
- 略号

毒	……	毒物及び劇物取締法における毒物
劇	……	毒物及び劇物取締法における劇物
部外	……	医薬部外品
危	……	消防法による危険物
診	……	体外診断用医薬品
局試	……	日本薬局方 微生物限度試験法 適合培地

一般生菌数、生菌数、無菌試験用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴		
標準寒天培地（SPCA: Standard Plate Count Agar）						
Standard Plate Count Agar 標準プレートカウント寒天生培地	10枚×10	4ヶ月 2℃～8℃	71700	・一般生菌数検査用寒天培地		
Standard Plate Count Agar Contact スタンプマン 標準寒天培地 (SPC)	10枚×4	4ヶ月 2℃～8℃	717601-4	・一般生菌数測定用スタンプ培地 ・製造設備に付着している微生物を簡単に確認できます		
Standard Plate Count Agar ReMelt リメルト 標準寒天培地 (SPC)	200 mL×5	12ヶ月 15℃～25℃	717650-5	・一般生菌数測定用半調製培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・使用量が少ない場合や緊急検査に便利です		
Standard Plate Count Agar 標準プレートカウント寒天培地(造粒タイプ)	250mL用×50 400mL用×40	5年 15℃～25℃	717696-1 717700-4	・一般生菌数測定用培地 ・400mLまたは250mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます		
Standard Plate Count Agar RePack リパックシステム 標準プレートカウント寒天培地	300 g	4年 10℃～25℃	717708-1	・一般生菌数測定用培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	調製量 23.5 g/L	
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます		
CicaMedia Standard Plate Count Agar シカメディア 標準寒天培地(分包)	400mL用×40	4年 室温	07026-09	・一般生菌数検査用寒天培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます		
CicaMedia Standard Plate Count Agar シカメディア 標準寒天培地	300 g	4年 室温	07026-62	・一般生菌数測定用培地	調製量 23.5 g/L	
CicaMedia Standard Plate Count Agar RePack シカメディア 標準寒天培地(リパック)	300 g	4年 室温	07026-64	・一般生菌数検査用寒天培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	調製量 23.5 g/L	
Standard Plate Count Agar (A.P.H.A.) (CM0463B) 標準プレートカウント寒天培地(A. P. H. A.)	500 g	5年 10℃～30℃	711463-5	・一般生菌数測定用培地 (APHA) 準拠	調製量 23.5 g/L	
SCD寒天培地（SCDA: Soybean-Casein Digest Agar）						
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium γ SCDカンテン培地(3重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717634-3	・生菌数試験用培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium γ SCDカンテン培地(2重包装・γ線照射)	局試	10枚×2 10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717634-4 717634-2		
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium γ SCDカンテン培地	局試	10枚	9ヶ月 2℃～25℃	717634-0		
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium γ SCDカンテン培地(30mL・3重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717634-8		
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Contact γ スタンプマン SCD(3重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717630-3	・表面付着微生物測定用スタンプ培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Contact γ スタンプマン SCD(2重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717630-2		
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium ReMelt リメルト SCDカンテン培地	局試	200 mL×5	12ヶ月 2℃～25℃	717653-5	・生菌数試験用培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
Tryptone Soya Agar (CM0131B) トリプトンソーヤ寒天培地	局試	500 g	5年 10℃～30℃	711131-5	・生菌数試験用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	調製量 40.0 g/L
SCD-LP寒天培地（SCDA-LP: Soybean-Casein Digest Agar with LP）						
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar with LP Contact γ スタンプマン SCD-LP(3重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717632-3	・表面付着微生物測定用スタンプ培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar with LP Contact γ スタンプマン SCD-LP(2重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717632-2		
CurrentMedia® Soybean-Casein Digest Agar Medium with LP ReMelt リメルト SCD-LPカンテン培地	局試	200 mL×5	12ヶ月 2℃～25℃	717653-7	・生菌数試験用培地(湯煎で再溶解) ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
Soybean-Casein Digest Agar with LP SCD-LPカンテン培地	局試	300 g	3年 10℃～30℃	710001-7	・生菌数試験用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	調製量 48.0 g/L
Soybean-Casein Digest Agar with LP SCD-LPカンテン培地(1重包装・γ線照射・IJ)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717631-1	・生菌数試験用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	
Soybean-Casein Digest Agar with LP SCD-LPカンテン培地(2重包装・γ線照射)	局試	10枚×10	9ヶ月 2℃～25℃	717631-2		
酵素基質培地						
CurrentMedia® OrientationJP オリエンタシオンJP		10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	710007-2	・医薬品製造区域の環境モニタリング用酵素基質培地 ・製造環境のバイオペデンの把握や動線管理が効率的におこなえます	
CHROMagar™ Orientation クロモアガー™ オリエンタシオン生培地		10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	72151	・泌尿器系病原細菌スクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ Orientation クロモアガー™ オリエンタシオン		1 L用 5 L用	2年 15℃～30℃	08405-67 49958-23	・泌尿器系病原細菌スクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要菌群をスクリーニングできます	調製量 33.0 g/L

一般生菌数、生菌数、無菌試験用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
SCD培地（SCDB:Soybean-Casein Digest Broth）					
CurrentMedia® Process LQ/SCDF プロセス LQ／SCDF	50 L用	12ヶ月 2℃～25℃	710005-3	・ろ過滅菌フィルターへの負荷低減を特長とする高ろ過能の 50L用10倍濃縮培地 ・標準的なSCDB処方です	
Tryptone Soya Broth USP (CM0129B) トリプトンソーヤブイオン 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711129-5	・無菌試験、培地充填試験、微生物限度試験用培地 ・日本薬局方の無菌試験、微生物限度試験に使用します	調製量 30.0 g/L
Cold Filtable Tryptone Soya Broth (CM1065B) コールドフィルタブルトリプトンソーヤブイオン 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711128-5	・培地充填試験用培地 ・25KGyガンマ線照射品	調製量 30.0 g/L
Gamma-Irradiated Tryptone Soya Broth (CM1016B) ガンマ線滅菌トリプトンソーヤブイオン 局試	500 g	—	711127-5	・培地充填試験用培地 ・40KGyガンマ線照射品	調製量 30.0 g/L
チオグリコレート					
Thioglycollate Broth U.S.P. (CM0173B) チオグリコレートブイオンU. S. P. 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711173-5	・無菌試験用培地（レザズリン含有） ・日本薬局方の無菌試験に使用します	調製量 29.75 g/L
Thioglycollate Broth U.S.P. Alternative (CM0391B) チオグリコレートブイオンU. S. P.（変法） 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711391-5	・無菌試験用培地（レザズリンは不含） ・日本薬局方の無菌試験に使用します	調製量 29.0 g/L
汎用培地					
LB Medium (Miller) , granulated LB培地 (Miller).造粒タイプ	500 g	3年 室温	24308-08	・分子生物学用Miller処方の粉末培地 ・タンパク発現や遺伝子組換、大腸菌などの培養に使用します	調製量 25.0 g/L
Nutrient Agar (CM0003B) ニュートリエント寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711003-5	・細菌培養用培地 ・必要に応じて血液や糖類を添加する汎用寒天培地です	調製量 28.0 g/L
Nutrient Broth (CM0001B) ニュートリエントブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711001-5	・細菌培養用培地 ・必要に応じて血液や糖類を添加する汎用液体培地です	調製量 13.0 g/L
Nutrient Broth No.2 (CM0067B) ニュートリエントブイオンNo. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711067-5	・細菌培養用培地 ・栄養価が高く、培養の難しい微生物に適した液体培地です	調製量 25.0 g/L
Brain Heart Infusion Agar (CM1136B) ブレインハートインフュージョン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	710136-5	・栄養要求の厳しい細菌用培地	調製量 47.0 g/L
Brain Heart Infusion Broth (CM1135B) ブレインハートインフュージョンブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	710135-5	・栄養要求の厳しい細菌用培地	調製量 37.0 g/L
Lab-Lemco Agar (CM0017B) ラブレムコ寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711017-5	・普通寒天培地に近似した培地 ・塩化ナトリウムを含まないのでプロテウスの遊走が抑制できます	調製量 23.0 g/L
Lab-Lemco Broth (CM0015B) ラブレムコブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711015-5	・普通ブイオンに近似した培地 ・栄養要求の厳しくない細菌に使用します	調製量 25.0 g/L
Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています	調製量 39.0 g/L
Blood Agar Base (CM0055B) 血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711055-5	・血液寒天培地用基礎培地	調製量 40.0 g/L
Blood Agar Base No.2 (CM0271B) 血液寒天基礎培地No. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711271-5	・栄養要求の厳しい細菌用血液寒天培地用基礎培地	調製量 40.0 g/L
Peptone Water (CM0009B) ペプトン水	500 g	5年 10℃～30℃	711009-5	・無糖ペプトン培地 ・糖の発酵性試験に適しています	調製量 15.0 g/L
Dextrose Tryptone Agar (CM0075B) ブドウ糖トリプトン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711075-5	・食品中の高温菌および中温菌検査用培地 ・BCPが配合されており、フラットサワー菌の分離ができます	調製量 27.0 g/L
その他培地・試薬					
Heart Infusion Broth	500 g	—	CM1032B		
Maximum Recovery Diluent (MRD)	500 g	—	CM0733B		
Nutrient Agar Tablets	100 個	—	CM0004C		
Sheep Blood Agar Base	500 g	—	CM0854B		
Thioglycollate Medium (Brewer)	500 g	—	CM0023B		
Tryptone Glucose Extract Agar	500 g	—	CM0127B		
Tryptone Soya Broth (USP)	500 g	—	CM0876B		
Tryptose Blood Agar Base	500 g	—	CM0233B		
Tryptose Phosphate Broth	500 g	—	CM0283B		
Dextrose Tryptone Broth	500 g	—	CM0073B		
Clausen Medium-Dithionite Thioglycollate(HS-T) Medium	500 g	—	CM0353B		
Plate Count Agar	500 g	—	CM0325B		
Yeast Extract Agar	500 g	—	CM0019B		
Vegetable Peptone Broth	500 g	—	VG0701B		

一般生菌数、生菌数、無菌試験用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
その他培地・試薬				
Cold Filtable Vegetable Peptone Broth	500 g	—	VG0704B	
0.1% Cycloheximide Solution	100 ml	—	SR0222C	
TTC Solution(0.125%)	2 ml × 10	—	SR0148A	
TTC Solution(1%)	5 ml	—	SR0229	
TTC Solution(5%)	100 ml	—	SR0211	
Post-Pasteurisation Contamination Test(PPCT)	10 vial	—	SR0159E	

真菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
サブロー・ブドウ糖					
CurrentMedia® Sabouraud Glucose Agar Medium サブロー・ブドウ糖カnten培地 局試	10枚×10	6ヶ月 2℃～8℃	717547-1	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Sabouraud Glucose Agar Medium with LP サブロー・ブドウ糖—LPカnten培地 局試	10枚×10	6ヶ月 2℃～8℃	717547-3	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Sabouraud Glucose Agar Medium ReMelt リメルト サブロー・ブドウ糖カnten培地 局試	200mL×5	6ヶ月 2℃～25℃	717657-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
CurrentMedia® Sabouraud Glucose Agar Medium with CP ReMelt リメルト CP—サブロー・ブドウ糖カnten培地 局試	200mL×5	6ヶ月 2℃～25℃	717659-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
Sabouraud Dextrose Agar (R454462) サブロー・ブドウ糖カnten培地 局試	500 g	5年 10℃～30℃	710000-8	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	調製量 65.0 g/L
Sabouraud Glucose Agar with LP サブロー・ブドウ糖—LPカnten培地 局試	300 g	3年 10℃～30℃	710001-9	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	調製量 73.0 g/L
Sabouraud Dextrose Agar (CM0041) サブローブドウ糖寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711041-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・皮膚糸状菌を分離するpHの低い培地です	調製量 65.0 g/L
Sabouraud Liquid Medium (CM0147) サブロー液体培地 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711147-5	・真菌(カビ、酵母)試験用培地 ・日本薬局方の微生物限度試験に使用します	調製量 30.0 g/L

ポテト・デキストロース

Potato Dextrose Agar Medium ポテトデキストロースカnten培地 局試	10枚 × 10	6ヶ月 2℃～8℃	717548-1	・真菌(カビ、酵母)試験用培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています	
Potato Dextrose Agar with CP CP加ポテトブドウ糖寒天培地	10枚 × 10	3ヶ月 2℃～8℃	717546-1	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・クロラムフェニコールにより細菌の発育が抑制されます	
Potato Dextrose Agar with CP Contact スタンプマン CP加ポテトブドウ糖寒天培地(PDA)	10枚 × 4	4ヶ月 2℃～8℃	717604-4	・真菌(カビ、酵母)検査用スタンプ培地 ・製造設備に付着しているカビや酵母を簡単に確認できます	
Potato Dextrose Agar with CP ReMelt リメルト CP加ポテトブドウ糖寒天培地(CP—PDA)	200mL × 5	6ヶ月 15℃～25℃	717652-5	・真菌(カビ、酵母)検査用半調製培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・使用量が少ない場合や緊急検査に便利です	
Potato Dextrose Agar ポテトブドウ糖寒天培地(分包)	400mL用 × 40	3年	717704-4	・真菌(カビ、酵母)検査用培地	調製量 39.0 g/L
	250mL用 × 40	15℃～25℃	717696-2	・400mLまたは250mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます	
Potato Dextrose Agar RePack リパックシステム ポテトブドウ糖寒天培地	300 g	4年 10℃～25℃	717710-1	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	調製量 39.0 g/L
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	
CicaMedia Potato Dextrose Agar シカメディア ポテトブドウ糖寒天培地(分包)	400mL用 × 40	4年 室温	07028-09	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます	
CicaMedia Potato Dextrose Agar シカメディア ポテトブドウ糖寒天培地	300 g	4年 室温	07028-62	・真菌(カビ、酵母)検査用培地	調製量 39.0 g/L
CicaMedia Potato Dextrose Agar RePack シカメディア ポテトブドウ糖寒天培地(リパック)	300 g	4年 室温	07028-64	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	調製量 39.0 g/L
CicaMedia Potato Dextrose Agar with CP シカメディア CP加ポテトブドウ糖寒天培地	300 g	4年 室温	07037-62	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・クロラムフェニコールにより細菌の発育が抑制されます	調製量 39.1 g/L
Potato Dextrose Agar(CM0139B) ポテトブドウ糖寒天培地 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711139-5	・真菌(カビ、酵母)試験用培地	調製量 39.0 g/L

酵素基質培地

CHROMagar™ Candida クロモアガー™ カンジダ生培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72003	・カンジダ用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要カンジダをスクリーニングできます
	10枚 × 2		72014	
	10枚 × 10		72004	



真菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
酵素基質培地					
CHROMagar™ Candida Plus クロモアガー™ カンジダ プラス生培地	10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	08409-67	・カンジダ用酵素基質培地 ・コロニーの色で <i>Candida auris</i> を含む主要カンジダをスクリーニングできます	
CHROMagar™ Malassezia / Candida クロモアガー™ マラセシア／カンジダ生培地	10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	72047	・マラセシア用酵素基質培地 ・従来の培地では発育が困難であった菌種も発育し、スクリーニングできます	
CHROMagar™ Candida / Poteto Dextrose Agar クロモアガー™ カンジダ／ポテトデキストロース分画培地	10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	72027	・クロモアガー™ カンジダとポテトデキストロース寒天培地の分画培地 ・主要カンジダのスクリーニングと糸状菌の分離が同時にできます	
CHROMagar™ Candida / StrepB クロモアガー™ カンジダ／ストレプトB分画培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72119	・クロモアガー™ カンジダとクロモアガー™ ストレプトBの分画培地 ・主要カンジダのスクリーニングとGBSのスクリーニングが同時にできます	
CHROMagar™ Candida Slant クロモスラント カンジダカラー	10本	4ヶ月 2℃～8℃	72009	・カンジダ用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要カンジダのスクリーニングができます	
CHROMagar™ Candida クロモアガー™ カンジダ	1 L用	3年 15℃～30℃	08400-67	・カンジダ用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要カンジダをスクリーニングできます	調製量 47.7 g/L
CHROMagar™ Candida Plus クロモアガー™ カンジダ プラス	5 L用	3年 15℃～30℃	49958-43	・カンジダ用酵素基質培地 ・コロニーの色で <i>Candida auris</i> を含む主要カンジダをスクリーニングできます	調製量 50.9 g/L
その他培地・試薬					
Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (CM0549B) ローズベンガル・クロラムフェニコール基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	710002-0	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・食品のカビ/酵母の検出に使用します	調製量 32.0 g/L
Dextrose Tryptone Agar (CM0075B) ブドウ糖トリプトン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711075-5	・食品中の高温菌および中温菌検査用培地 ・BCPが配合されており、フラットサワー菌の分離ができます	調製量 27.0 g/L
DG18 Agar Base (CM0729B) DG18寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711729-5	・高稠性真菌分離用培地 ・別途、グリセロールが必要です	調製量 31.5 g/L
DRBC Agar Base (CM0727B) DRBC寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711727-5	・真菌分離用培地 ・拡散性真菌の拡散を抑制します	調製量 31.5 g/L
Czapek Dox Agar (Modified) (CM0097B) ツァペックドックス寒天培地(改良型)	500 g	5年 10℃～30℃	711097-5	・真菌の保存、 <i>Candida albicans</i> 等の厚膜孢子形成用培地 ・厚膜孢子形成はコーンミール培地より優れています	調製量 45.4 g/L
Malt Extract Agar (CM0059B) 麦芽エキス寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711059-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地 ・乳酸を加えると細菌の発育が抑制できます	調製量 50.0 g/L
Malt Extract Broth (CM0057B) 麦芽エキスパイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711057-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地	調製量 20.0 g/L
Yeast and Mould Agar (CM0920B) イーストアンドモールド寒天培地(YM寒天培地)	500 g	5年 10℃～30℃	711920-5	・真菌(カビ、酵母)検査用培地	調製量 41.0 g/L
Chloramphenicol Selective Supplement (SR0078E) クロラムフェニコール選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713078-1	・真菌選択培地用サプリメント ・細菌の発育が抑制できます	500 mL用 /vial
CICA fungitest Candida シカファンギテスト カンジダ	20回	12ヶ月 2℃～8℃	71950	・血中のカンジダマンナン抗原を検出します	
Czapek Dox liquid medium (modified) (CM0920B) ツァペックドックス液体培地(改良型)	500 g	5年 10℃～30℃	711095-5	・硝酸ナトリウム要求性の細菌および真菌を培養する液体培地	調製量 41.0 g/L
Biggy Agar(Nickerson Medium)	500 g	—	CM0589B		
Corn Meal Agar	500 g	—	CM0103B		
Dermasel Agar	500 g	—	CM0539B		
Lysine Medium	500 g	—	CM0191B		
Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base	500 g	—	CM0545B		
Sabouraud Maltose Agar	500 g	—	CM0541B		
W.L. Nutrient Broth	500 g	—	CM0501B		
W.L. Nutrient Medium	500 g	—	CM0309B		
Wort Agar	500 g	—	CM0247B		
Dermasel Selective Supplement	10 vial	—	SR0075E		
Lactic Acid 10%(SR0021)	1 ml × 10	—	SR0021H		
OGYE Selective Supplement	10 vial	—	SR0073A		
Potassium Lactate 50%(SR0037)	1 ml × 10	—	SR0037H		

黄色ブドウ球菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
増菌培地				
Buffered Peptone Water(225mL) BPW緩衝液(225 mL)	225mL用×30	1年 10℃～30℃	49957-00	・サルモネラや黄色ブドウ球菌などの前増菌ができます(食安発0729第4号準拠)
Buffered Peptone Water on ISO 緩衝ペプトン水(ISO処方)	450mL用×40	5年 15℃～25℃	717724-4	・1Lまたは450mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます(食安発0729第4号準拠)
	1L用×40		717724-1	
Buffered Peptone Water on ISO RePack リパックシステム 緩衝ペプトン水(ISO処方)	300 g	5年 10℃～25℃	717724-0	・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます(食安発0729第4号準拠)
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
Buffered Peptone Water(ISO)(CM1049B) 緩衝ペプトン水(ISO処方)	500 g	5年 10℃～30℃	710001-3	・サルモネラや黄色ブドウ球菌などの前増菌ができます(食安発0729第4号準拠)
Tryptone Soya Broth USP(CM0129B) トリプトンソーヤブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711129-5	・無菌試験、培地充填試験、微生物限度試験用培地 ・日本薬局方の無菌試験、微生物限度試験に使用します
マンニット食塩				
Mannitol Salt Agar with Egg Yolk 卵黄加マンニット食塩寒天生培地	10枚×2	3ヶ月	717202-0	・黄色ブドウ球菌検査用培地
	10枚×10	2℃～8℃	71720	・食品等から黄色ブドウ球菌の分離ができます
Mannitol Salt Agar with Egg Yolk 卵黄加マンニット食塩寒天生培地 II	10枚×2	3ヶ月 2℃～8℃	717590-6	・黄色ブドウ球菌検査用培地
	10枚×10		717590-7	・従来の培地より卵黄反応を明確に判別できます
Mannitol Salt Agar with Egg Yolk Contact スタンプマン 卵黄加マンニット食塩寒天培地(MASE)	10枚×4	4ヶ月 2℃～8℃	717603-4	・黄色ブドウ球菌検査用スタンプ培地 ・製造設備に付着している食中毒の原因菌を簡単に確認できます
Mannitol Salt Agar マンニット食塩寒天培地(分包)	200mL用×40	3年 15℃～25℃	717701-4	・黄色ブドウ球菌検査用培地 ・200mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます
CicaMedia Mannitol Salt Agar シカメディア マンニール食塩寒天培地(分包)	200mL用×40	4年 室温	07027-14	・黄色ブドウ球菌検査用寒天培地 ・200mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます
CicaMedia Mannitol Salt Agar シカメディア マンニール食塩寒天培地	300 g	4年 室温	07027-62	・黄色ブドウ球菌検査用培地 ・食品や環境検体から黄色ブドウ球菌の分離に使用します
CicaMedia Mannitol Salt Agar RePack シカメディア マンニール食塩寒天培地(リパック)	300 g	4年 室温	07027-64	・黄色ブドウ球菌検査用寒天培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
Mannitol Salt Agar(CM0085B) マンニット食塩寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711085-5	・黄色ブドウ球菌検査用培地 ・食品や環境検体から黄色ブドウ球菌の分離に使用します
Mannitol Salt Agar(R453902) マンニット・食塩カンテン培地	500 g	4年 10℃～30℃	710000-7	・黄色ブドウ球菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
ベアードパーカー				
Baird Paerker Agar ベアードパーカー寒天生培地	10枚×2	4年	71722	・黄色ブドウ球菌検査用培地(食安発0729第4号準拠)
	10枚×10	室温	71721	・食品等から黄色ブドウ球菌の分離ができます
CicaMedia Baird Parker Agar Base シカメディア ベアードパーカー寒天基礎培地	300 g	4年 室温	07442-62	・黄色ブドウ球菌検査用培地
Baird Parker Agar Base(CM0275B) ベアードパーカー寒天基礎培地	500 g	3年 10℃～30℃	711275-5	・黄色ブドウ球菌検査用培地
フォーゲル・ジョンソン				
Vogel-Johnson Agar(CM0641B) フォーゲル・ジョンソン寒天培地	500 g	3年 10℃～30℃	711641-5	・黄色ブドウ球菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します
酵素基質培地				
CHROMagar™ Staph aureus クロモアガー™ スタッフ・アウレウス生培地	10枚×10	4ヶ月 2℃～8℃	72062	・黄色ブドウ球菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で黄色ブドウ球菌をスクリーニングできます
CHROMagar™ Staph aureus クロモアガー™ スタッフ・アウレウス	1L用	2年	08407-67	・黄色ブドウ球菌用酵素基質培地
	5L用	15℃～30℃	49958-30	・コロニーの色で黄色ブドウ球菌をスクリーニングできます
添加試薬				
Egg Yolk Emulsion(SR0047C) 卵黄乳液	100 mL	12ヶ月 2℃～8℃	713047-1	・卵黄反応確認用卵黄乳液(30%・γ線照射) ・培地に約10%(終濃度約3%)添加して使用します
STAPH/STREP Selective Supplement(SR0070E) スタッフ/ストレプト選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713070-1	・ブドウ球菌およびレンサ球菌選択用培地サプリメント
Potassium tellurite solution 3.5%(SR0030J) 亜テルル酸カリウム溶液3.5%	10 vial	2年 2℃～8℃	713030-1	・亜テルル酸カリウム汎用サプリメント
確認培地・試薬				
Columbia Blood Agar Base(CM0331B) コロムビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています

黄色ブドウ球菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
確認培地・試薬					
DNase Agar (CM0321B) DNase寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711321-5	・DNA分解試験用培地 ・確認に1 mol/L塩酸が必要です	調製量 39.0 g/L
Staphytest Dryspot Plus (DR0100M) ドライスポットスタフィテクトプラス	120回	2年 2℃～25℃	717511-1	・黄色ブドウ球菌確認用試薬(ドライタイプ) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます	
Staphytest Plus (DR0850M) スタフィテクトプラス	100回	2年 2℃～8℃	717512-1	・黄色ブドウ球菌確認用試薬(液状タイプ) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます	
Cica Genus® Staph Coagulase Detection Set シカジーニウス® コアグララーゼ検出セット(黄色ブドウ球菌用)	50回	2年 -20℃～-25℃	08179-96	・PCR法を利用して黄色ブドウ球菌のコアグララーゼを型別する試薬	
その他培地・試薬					
Giolitti-Cantoni Broth	500 g	—	CM0523B		
Salt Meat Broth Tablets	100 個	—	CM0094C		
Staphylococcus Medium No.110	500 g	—	CM0145B		
China Blue Lactose Agar	500 g	—	CM0209B		
Egg Yolk Tellurite Emulsion	100 ml	—	SR0054C		

大腸菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴		
増菌培地						
MacConkey Broth (R453822) マッコンキー液体培地	局試	500 g	4年 10℃～30℃	710000-6	・大腸菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します	調製量 35.0 g/L
Tryptone Soya Broth USP (CM0129B) トリプトンソーヤブイオン	局試	500 g	5年 10℃～30℃	711129-5	・無菌試験、培地充填試験、微生物限度試験用培地 ・日本薬局方の無菌試験、微生物限度試験に使用します	調製量 30.0 g/L
確認培地						
EC Broth (CM0853B) ECブイオン		500 g	5年 10℃～30℃	711853-5	・大腸菌、大腸菌群検査用培地 (FDA、ISO準拠)	調製量 37.0 g/L
Eosin Methylene Blue Agar (Levine) (CM0069B) EMB (エオシンメチレンブルー) 寒天培地		500 g	5年 10℃～30℃	711069-5	・大腸菌群の確定試験用培地	調製量 37.5 g/L
Lactose Broth (CM0137B) 乳糖ブイオン		500 g	5年 10℃～30℃	711137-5	・大腸菌、大腸菌群完全試験用培地	調製量 23.0 g/L
Brilliant Green Bile 2% Broth (CM0031B) ブリリアントグリーン胆汁2%ブイオン		500 g	5年 10℃～30℃	711031-5	・大腸菌群検査用培地 (BGLB) ・ダーラム管を入れてガスの産生を確認します	調製量 40.0 g/L
MacConkey Agar (R453802) マッコンキーカンテン培地	局試	500 g	4年 10℃～30℃	710001-1	・大腸菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します	調製量 50.0 g/L
LM003-1 EC Medium LM003-1 EC培地		10 mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-01	・ダーラム管入り調製済み培地 (1 mL検査用)	
LM003-2 EC Medium (Double Concentration) LM003-2 EC培地 (2倍濃度)		10 mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-02	・ダーラム管入り調製済み培地 (10 mL検査用)	
酵素基質培地						
CHROMagar™ ECC Contact スタンプマン クロモアガー™ ECC		10枚×4	3ヶ月 2℃～8℃	717606-4	・大腸菌、大腸菌群検査用スタンプ培地 (酵素基質培地) ・製造設備に付着している大腸菌をコロニーの色で確認できます ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ ECC クロモアガー™ ECC		400mL用×40	3年 15℃～30℃	717723-4	・大腸菌、大腸菌群用酵素基質培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ ECC クロモアガー™ ECC		1 L用 5 L用 25 L用	3年 15℃～30℃	08402-67 49958-16 49958-17	・大腸菌、大腸菌群用酵素基質培地 ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	調製量 32.8 g/L
CHROMagar™ E.coli クロモアガー™ E. coli	局試	5 L用	4年 15℃～30℃	49958-15	・大腸菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で大腸菌をスクリーニングできます	調製量 37.3 g/L
CHROMagar™ X-Gal クロモアガー™ X-Gal	局試	100mL用×20	2年 15℃～30℃	72043	・上水試験用の大腸菌、大腸菌群試験用酵素基質培地 ・ビルビン酸添加XGal-MUG培地100mL用検査容器タイプ	
CHROMagar™ X-Gal クロモアガー™ X-Gal スティックパック	局試	100 mL用 ×100	12ヶ月 15℃～30℃	72045	・上水試験用の大腸菌、大腸菌群試験用酵素基質培地 ・ビルビン酸添加XGal-MUG培地100mL用検査容器タイプ	
CHROMagar™ X-Gal comparator クロモアガー™ X-Gal コンパレーター		100 mL用	6ヶ月 2℃～8℃	72044	・ビルビン酸添加XGal-MUG培地用陽性比色液	

大腸菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
その他培地・試薬				
MUG supplement (BR0071E) MUGサプリメント	10 vial	2年 2 °C～8 °C	714071-1	・β グルクロニダーゼ産生確認試薬 ・培地に添加することで、食品や環境中の大腸菌を検出できます
E.C. Broth with MUG	500 g	—	CM0979B	
Lauryl Tryptose Broth with MUG	500 g	—	CM0980B	
TBX Agar	500 g	—	CM0945B	
Tryptone Bile Agar	500 g	—	CM0595B	

大腸菌群用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
デオキシコレート					
Desoxycholate Agar Contact スタンプマン デオキシコレート寒天培地 (DESO)	10枚×4	4ヶ月 2℃～8℃	717602-4	・大腸菌群検査用スタンプ培地 ・製造設備に付着している大腸菌群を簡単に確認できます	
Desoxycholate Agar ReMelt リメルト デオキシコレート寒天培地 (DESO)	200mL×5	6ヶ月 15℃～25℃	717651-5	・大腸菌群検査用半調製培地 (湯煎や電子レンジで再溶解) ・使用量が少ない場合や緊急検査に便利です	
Desoxycholate Agar RePack リパックシステム デオキシコレート寒天培地	300 g	4年 10℃～25℃	717709-1	・大腸菌群検査用培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	調製量 45.0 g/L
Desoxycholate Agar デオキシコレート寒天培地 (造粒タイプ)	400mL用×40	3年 15℃～25℃	717702-4	・大腸菌群検査用培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます	
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	
CicaMedia Desoxycholate Agar シカメディア デオキシコレート寒天培地 (分包)	400mL用×40	4年 室温	07030-09	・大腸菌群検査用培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます	
CicaMedia Desoxycholate Agar シカメディア デオキシコレート寒天培地	300 g	4年 室温	07030-62	・大腸菌群検査用寒天培地	調製量 45.0 g/L
CicaMedia Desoxycholate Agar RePack シカメディア デオキシコレート寒天培地 (リパック)	300 g	4年 室温	07030-64	・大腸菌群検査用寒天培地 ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます	
Desoxycholate Agar (CM0163B) デオキシコレート寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711163-5	・大腸菌群検査用培地 ・夾雑菌を強く抑制し、大腸菌群の分離ができます	調製量 45.0 g/L

酵素基質培地					
CHROMagar™ ECC Contact スタンプマン クロモアガー ECC	10枚×4	3ヶ月 2℃～8℃	717606-4	・大腸菌、大腸菌群検査用スタンプ培地(酵素基質培地) ・製造設備に付着している大腸菌をコロニーの色で確認できます ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ ECC クロモアガー™ ECC	400mL用×40	3年 15℃～30℃	717723-4	・大腸菌、大腸菌群用酵素基質培地 ・400mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ ECC クロモアガー™ ECC	1 L用	3年 15℃～30℃	08402-67	・大腸菌、大腸菌群用酵素基質培地 ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	調製量 32.8 g/L
	5 L用		49958-16		
	25 L用		49958-17		
CHROMagar™ X-Gal クロモアガー™ X-Gal	局試 100mL用×20	2年 15℃～30℃	72043	・上水試験用の大腸菌、大腸菌群試験用酵素基質培地 ・ビルビン酸添加XGal-MUG培地100mL用検査容器タイプ ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ X-Gal クロモアガー™ X-Gal スティックパック	局試 100 mL用 × 100	12ヶ月 15℃～30℃	72045	・上水試験用の大腸菌、大腸菌群試験用酵素基質培地 ・ビルビン酸添加XGal-MUG培地100mL用検査容器タイプ ・コロニーの色で大腸菌、大腸菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ X-Gal comparator クロモアガー™ X-Gal コンパレーター	100 mL用	6ヶ月 2℃～8℃	72044	・ビルビン酸添加XGal-MUG培地用陽性比色液	

その他培地・試薬				
Brilliant Green Bile 2% Broth (CM0031B) ブリリアントグリーン胆汁2%ブイオン	500 g	5年 10 °C～30 °C	711031-5	・大腸菌群検査用培地 (BGLB) ・ダーラム管を入れてガスの産生を確認します
Eosin Methylene Blue Agar (Levine) (CM0069B) EMB (エオシンメチレンブルー) 寒天培地	500 g	5年 10 °C～30 °C	711069-5	・大腸菌群の確定試験に使用します
Lactose Broth (CM0137B) 乳糖ブイオン	500 g	5年 10 °C～30 °C	711137-5	・大腸菌、大腸菌群完全試験用培地 ・調製した培地は18～22 °Cで保管します
Lauryl Tryptose Broth (CM0451B) ラウリルトリプトースブイオン	500 g	5年 10 °C～30 °C	711451-5	・大腸菌、大腸菌群検査用培地 (ISO4831準拠)
MacConkey Broth Purple (US Formulation) (CM0505B) マッコンキーブイオンパープル	500 g	5年 10 °C～30 °C	711005-5	・推定大腸菌群検査用培地

大腸菌群用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
その他培地・試薬				
Violet Red Bile Agar (CM0107B) バイオレットレッド胆汁寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711107-5	・大腸菌群検査用培地 ・食品等から大腸菌群を分離する培地です 調製量 38.5 g/L
Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar (CM0485B) VRBG寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711485-5	・腸内細菌科細菌検査用培地 ・食品から腸内細菌科細菌を検出する培地です 調製量 38.5 g/L
Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar (ISO) (CM1082B) VRBG寒天培地 (ISO処方)	500 g	5年 10℃～30℃	710001-4	・腸内細菌科細菌検査用培地 ・食品から腸内細菌科細菌を検出する培地です 調製量 38.5 g/L
Urea agar base (CM0053B) 尿素寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711053-5	・尿素分解試験用培地 ・別に尿素を添加し、尿素資化性を確認する培地です 調製量 24.0 g/L
Urea Solution 40% (SR0020K) 尿素溶液40%	5 mL×10	2年 2℃～8℃	713020-1	・40%尿素汎用サプリメント
LM004-1 Brilliant Green Bile Broth LM004-1 BGLB培地	10mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-03	・ダーラム管入り調製済み培地 (1 mL検査用)
LM004-2 Brilliant Green Bile Broth (Double Concentration) LM004-2 BGLB培地 (2倍濃度)	10mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-04	・ダーラム管入り調製済み培地 (10 mL検査用)
LM005-1 Lactose Broth with BTB LM005-1 BTB加LB培地	10mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-05	・ダーラム管入り調製済み培地 (1 mL検査用)
LM005-2 Lactose Broth with BTB (Double Concentration) LM005-2 BTB加LB培地 (2倍濃度)	10mL×200	6ヶ月 10℃～25℃	49957-06	・ダーラム管入り調製済み培地 (10 mL検査用)
China Blue Lactose Agar	500 g	—	CM0209B	
Endo Agar Base	500 g	—	CM0479B	
MacConkey Agar	500 g	—	CM0007B	
MacConkey Agar No.2	500 g	—	CM0109B	
MacConkey Broth	500 g	—	CM0005B	
Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA)	500 g	—	CM1031B	
Minerals Modified Glutamate Medium Base Plus Sodium	500 g	—	CM0607G	
Modified Lauryl Tryptose Broth with MUG and added Tryptophan	500 g	—	CM0967B	
Tergitol-7 Agar	500 g	—	CM0793B	
Violet Red Bile Agar with MUG	500 g	—	CM0978B	

腸管出血性大腸菌、赤痢菌用

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
選択増菌培地					
EC Broth (Reduced Bile Salts) (CM0990) mECブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711990-5	・腸管出血性大腸菌O157用増菌培地 ・必要に応じてノボバイオシンを添加してください	調製量 36.6 g/L
Novobiocin Supplement ノボバイオシンサプリメント	10 vial	12ヶ月 2℃～8℃	717565-0	・mECブイオン用サプリメント	500 mL用 /vial
ソルビトールマッコンキー寒天培地 (SMAC: Sorbitol MacConkey agar)					
CT-SMAC (Ox) CT-SMAC寒天培地 (Ox)	10枚 10枚×10	3ヶ月 2℃～8℃	717510-1 717508-1	・腸管出血性大腸菌O157検査用培地 ・夾雑菌を抑制し、腸管出血性大腸菌O157を効率良く分離ができます	
CT-SMAC (SEL) CT-SMAC寒天培地 (SEL)	10枚×2	3ヶ月 2℃～8℃	717532-2	・腸管出血性大腸菌O157検査用培地 ・CT-SMAC (Ox) よりも緑膿菌の発育を抑制します	
CT-SMAC (SEL) / SS EXTRA CT-SMAC (SEL) / SSエクストラ分画培地	10枚×2 10枚×10	2ヶ月 2℃～8℃	717584-5 717584-1	・CT-SMAC (SEL) とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157とサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます	
CT-SMAC (SEL) / SS EXTRA (SEL) CT-SMAC (SEL) / SSエクストラ (SEL) 分画培地	10枚×10	2ヶ月 2℃～8℃	717584-8	・CT-SMAC (SEL) とSSエクストラ (SEL) の分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157とサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます	
Sorbitol MacConkey Agar (CM0813B) ソルビトールマッコンキー寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711813-5	・腸管出血性大腸菌O157検査用培地 ・大腸菌O157の分離ができます	調製量 51.5 g/L
CT Supplement (SR0172E) CTサプリメント	10 vial	2年 0℃以下	713172-1	・腸管出血性大腸菌O157選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
Novobiocin Supplement ノボバイオシンサプリメント	10 vial	12ヶ月 2℃～8℃	717565-0	・mECブイオン用サプリメント	

腸管出血性大腸菌、赤痢菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
ソルビトールマッコンキー寒天培地（SMAC：Sorbitol MacConkey agar）					
Potassium Tellurite 3.5% (SR0030J) 亜テルル酸カリウム溶液3. 5%	2 mL × 10	2年 2℃～8℃	713030-1	・亜テルル酸カリウム汎用サプリメント	
クロモアガーO157					
CHROMagar™ O157 クロモアガー™ O157生培地	10枚 10枚 × 10	4ヶ月 2℃～8℃	72012 72013	・腸管出血性大腸菌O157用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157をスクリーニングできます	
CHROMagar™ O157 クロモアガー™ O157	1 L用 5 L用	3年 15℃～30℃	08404-67 49958-21	・腸管出血性大腸菌O157用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157をスクリーニングできます	調製量 29.2 g/L
CHROMagar™ O157 TAM クロモアガー™ O157TAM生培地	10枚 × 2 10枚 × 10	4ヶ月 2℃～8℃	72024 72018	・腸管出血性大腸菌O157およびサルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157とサルモネラをスクリーニングできます	
CHROMagar™ O157 TAM クロモアガー™ O157TAM	5 L用	2年 15℃～30℃	49958-22	・腸管出血性大腸菌O157およびサルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157とサルモネラをスクリーニングできます	調製量 44.5 g/L
クロモアガーO26・O157					
CHROMagar™ O26・O157 (SEL) クロモアガー™ O26・O157 (SEL) 生培地	10枚 × 2 10枚 × 10	3ヶ月 2℃～8℃	72080 72078	・腸管出血性大腸菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157、O26をスクリーニングできます	
CHROMagar™ O26・O157 (SEL) / SS EXTRA クロモアガー™ O26・O157 (SEL) / SSエクストラ分画培地	10枚 × 2 10枚 × 10	2ヶ月 2℃～8℃	72081 72082	・クロモアガー™ O26・O157 (SEL) (酵素基質培地) とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157、O26のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます	
クロモアガーSTEC					
CHROMagar™ STEC クロモアガー™ STEC生培地	10枚 10枚 × 10 100枚 × 2	3ヶ月 2℃～8℃	72090 72091 72105	・腸管出血性大腸菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌をスクリーニングできます	
CT-CHROMagar™ STEC CT-クロモアガー™ STEC生培地	10枚 10枚 × 10	3ヶ月 2℃～8℃	72147 72152	・腸管出血性大腸菌用酵素基質培地 (食安監発1120第1号準拠) ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌をスクリーニングできます	
CHROMagar™ STEC / SS EXTRA クロモアガー™ STEC / SSエクストラ分画培地	10枚	2ヶ月 2℃～8℃	72094	・クロモアガー™ STEC (酵素基質培地) とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます	
CHROMagar™ STEC / SS V クロモアガー™ STEC / SSV分画培地	10枚 10枚 × 10	3ヶ月 2℃～8℃	72129 72130	・クロモアガー™ STEC (酵素基質培地) とSSエクストラVの分画培地 ・腸管出血性大腸菌のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます	
CHROMagar™ STEC base クロモアガー™ STEC基礎培地	1 L用 5 L用	2年 15℃～30℃	49958-31 49958-33	・腸管出血性大腸菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌をスクリーニングできます	調製量 30.8 g/L
CHROMagar™ STEC supplement クロモアガー™ STECサプリメント	500mL用 × 2 1 L用 × 5	2年 15℃～30℃	49958-32 49958-34	・クロモアガー™ STEC用サプリメント	
CT Supplement (SR0172E) CTサプリメント	10 vial	2年 0℃以下	713172-1	・腸管出血性大腸菌O157選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
エンテロヘモリジン					
Enterohemolysin Agar エンテロヘモリジン血液寒天培地	5枚 10枚 × 10	2ヶ月 2℃～8℃	71755 717551-0	・腸管出血性大腸菌群スクリーニング培地 ・エンテロヘモリジン産生性の確認ができます	
Sheep Blood Agar(modified) ヒツジ血液寒天培地 (変法)	5枚	2ヶ月 2℃～8℃	71757	・Proteus の発育を抑制する改良ヒツジ血液寒天培地 ・エンテロヘモリジン血液寒天培地の対照培地として使用します	
赤痢菌					
Shigella Broth (CM1033B) シゲラブロス	500 g	5年 10℃～30℃	717502-5	・赤痢菌増菌培地 ・別途、Tween80およびノボビオシンが必要です	
確認試薬					
E.coli O157 Latex Test Kit 大腸菌O157検出キット「UNI」	100回	12ヶ月 2℃～8℃	71903-00	・腸管出血性大腸菌O157の確認ができます	
Cica Geneus® Pathogenesis Gene Detection PCR KIT シカジーニウス® 病原遺伝子検出PCRキット (下痢原性大腸菌用)	100回	2年 -20℃～-25℃	08087-96	・PCR法を利用して下痢原性大腸菌の病原遺伝子を検出する試薬 ・EHEC、ETEC、EPEC、EAEC、EIEC の病原遺伝子を検出します	
その他培地・試薬					
Hektoen Enteric Agar (CM0419B) ヘクトエン腸内細菌寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711419-5	・赤痢菌、サルモネラ分離用培地	
Cefixime Rhamnose Sorbitol MacConkey Agar Base	500 g	—	CM1005B		
mTryptone Soya Broth	500 g	—	CM0989B		
Sorbitol MacConkey Agar with BCIG	500 g	—	CM0981B		
SS Agar	500 g	—	CM0099B		
SS Agar Modified	500 g	—	CM0533B		
Cefixime Supplement	10 vial	—	SR0191E		
Novobiocin Supplement	10 vial	—	SR0181E		
VCC Selective Supplement	10 vial	—	SR0190E		

サルモネラ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
増菌培地				
Buffered Peptone Water(225mL) BPW緩衝液(225 mL)	225mL用×30	1年 10℃～30℃	49957-00	・サルモネラや黄色ブドウ球菌などの前増菌ができます(食安発0729第4号準拠)
Buffered Peptone Water on ISO 緩衝ペプトン水(ISO処方)	450mL用×40	5年 15℃～25℃	717724-4	・1Lまたは450mL用に包装されていますので、秤量せずに使用できます(食安発0729第4号準拠)
	1L用×40		717724-1	
Buffered Peptone Water on ISO RePack リパックシステム 緩衝ペプトン水(ISO処方)	300 g	5年 10℃～25℃	717724-0	・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます(食安発0729第4号準拠)
Bottle for RePack リパックシステム 専用ボトル	1個	—	717715-1	・リパックシステム用空ボトル ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
Buffered Peptone Water(ISO) (CM1049B) 緩衝ペプトン水(ISO処方)	500 g	5年 10℃～30℃	710001-3	・サルモネラや黄色ブドウ球菌の前増菌ができます (食安発0729第4号準拠)
Buffered Peptone Water(CM0509B) 緩衝ペプトン水	500 g	5年 10℃～30℃	711509-5	・前増菌用培地
CicaMedia Buffered Peptone Water シカメディア 緩衝ペプトン水	1L用×40	4年 室温	07029-79	・1L用に包装されていますので、秤量せずに使用できます
CicaMedia Buffered Peptone Water シカメディア 緩衝ペプトン水	300 g	4年 室温	07029-62	・サルモネラや黄色ブドウ球菌などの前増菌ができます
CicaMedia Buffered Peptone Water RePack シカメディア 緩衝ペプトン水(リパック)	300 g	4年 室温	07029-64	・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth(R455432) ラバポート・バシリアジス・サルモネラ増菌液体培地 局試	500 g	5年 10℃～30℃	710001-0	・サルモネラ選択増菌用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します
Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (CM0866B) ラバポート・バシリアジス・ソーヤペプトンブイオン	500 g	12ヶ月 10℃～30℃	711866-5	・サルモネラ選択増菌用培地(ISO準拠)
Rappaport-Vassiliadis (RV) Enrichment Broth (CM0669B) ラバポート・バシリアジス(RV)ブイオン	100 g	12ヶ月 10℃～30℃	711669-1	・サルモネラ選択増菌用培地
	500 g		711669-5	
Tetrathionate Broth (USA) (CM0671B) テトラチオネート液体培地(USA)	500 g	5年 10℃～30℃	711671-5	・サルモネラ選択増菌用培地 ・別途、ヨウ素ヨウ化カリウム溶液が必要です
Ramba Quick™ Salmonella ランバクイックサルモネラ	1 L用	2年 15℃～30℃	49958-42	・サルモネラ用選択増菌培地 ・7時間で選択増菌培養ができます
Tryptone Soya Broth USP (CM0129B) トリプトンソーヤブイオン 局試	500 g	5年 10℃～30℃	711129-5	・無菌試験、培地充填試験、微生物限度試験用培地 ・日本薬局方の無菌試験、微生物限度試験に使用します
Selenite Cystine Broth Base (CM0699B) セレナイトシスチンブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711699-5	・サルモネラ選択増菌用培地
選択分離培地				
CT-SMAC(SEL) / SS EXTRA CT-SMAC(SEL) / SSエクストラ分画培地	10枚×2	2ヶ月 2℃～8℃	717584-5	・CT-SMAC(SEL)とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157とサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます
	10枚×10		717584-1	
CHROMagar™ O26-O157(SEL) / SS EXTRA クロモアガー™ O26-O157(SEL) / SSエクストラ分画培地	10枚×2	2ヶ月 2℃～8℃	72081	・クロモアガー™ O26-O157(SEL) (酵素基質培地)とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157、O26のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます
	10枚×10		72082	
CHROMagar™ STEC / SS EXTRA クロモアガー™ STEC / SSエクストラ分画培地	10枚	2ヶ月 2℃～8℃	72094	・クロモアガー™ STEC (酵素基質培地)とSSエクストラの分画培地 ・腸管出血性大腸菌のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます
CT-SMAC(SEL) / SS EXTRA (SEL) CT-SMAC(SEL) / SSエクストラ(SEL)分画培地	10枚×2	2ヶ月 2℃～8℃	717584-7	・CT-SMAC(SEL)とSSエクストラ(SEL)の分画培地 ・腸管出血性大腸菌O157とサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます
	10枚×10		717584-8	
CHROMagar™ STEC / SS V クロモアガー™ STEC / SSV分画培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72129	・クロモアガー™ STEC (酵素基質培地)とSSエクストラVの分画培地 ・腸管出血性大腸菌のスクリーニングとサルモネラ、赤痢菌の分離が同時にできます
	10枚×10		72130	
Brilliant Green Agar (CM0263B) ブリアントグリーン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711263-5	・サルモネラ分離用培地
MLCB Agar (CM0783B) MLCB寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711783-5	・サルモネラ分離用培地 ・硫化水素産生が少ない株でも容易に分離ができます
XLD Agar (R459902) XLDカンテン培地 局試	500 g	5年 10℃～30℃	710001-2	・サルモネラ分離用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します
XLD Medium (CM0469B) XLD培地	500 g	5年 10℃～30℃	711469-5	・サルモネラ分離用培地
MacConkey Agar No.3 (CM0115B) マッコンキー寒天培地No. 3	500 g	5年 10℃～30℃	711115-5	・大腸菌群と乳糖非発酵菌の分離培地 ・グラム陽性菌を抑制するので効率良く分離ができます
酵素基質培地				
CHROMagar™ Salmonella クロモアガー™ サルモネラ生培地 局試	10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	72031	・サルモネラ用酵素基質培地(食安発0729第4号準拠) ・コロニーの色でサルモネラをスクリーニングできます
	10枚×10		72036	
CHROMagar™ Salmonella クロモアガー™ サルモネラ 局試	1 L用	2年 15℃～30℃	08406-67	・サルモネラ用酵素基質培地(食安発0729第4号準拠) ・コロニーの色でサルモネラをスクリーニングできます
	5 L用		49958-24	
	25 L用		49958-25	

サルモネラ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
酵素基質培地					
CHROMagar™ Salmonella Plus クロモアガー™ サルモネラプラス 基礎培地	5 L用	3年 15℃～30℃	49958-26	・サルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色でサルモネラ(乳糖分解性を含む)をスクリーニングできます	調製量 32.8 g/L
CHROMagar™ Salmonella Plus supplement クロモアガー™ サルモネラプラス サプリメント	5 L用	5年 15℃～30℃	49958-27	・クロモアガー™ サルモネラプラス用サプリメント	
CHROMagar™ white opaque supplement クロモアガー™ ホワイト オペーク サプリメント	5 L用	3年 15℃～30℃	49958-28	・培地の色を乳白色にかえるサプリメント	調製量 1.0 g/L
CHROMagar™ O157 TAM クロモアガー™ O157TAM生培地	10枚×2 10枚×10	4ヶ月 2℃～8℃	72024 72018	・腸管出血性大腸菌O157およびサルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157とサルモネラをスクリーニングできます	
CHROMagar™ O157 TAM クロモアガー™ O157TAM	5 L用	2年 15℃～30℃	49958-22	・腸管出血性大腸菌O157およびサルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色で腸管出血性大腸菌O157とサルモネラをスクリーニングできます	調製量 44.5 g/L
Rambach Agar (New) ランバックアガー(改良型)基礎培地	5 L用	3年 15℃～30℃	49958-40	・サルモネラ用酵素基質培地 ・コロニーの色でサルモネラをスクリーニングできます	調製量 30.7 g/L
Rambach Agar (New) supplement ランバックアガー(改良型)サプリメント	5 L用	10年 15℃～30℃	49958-41	・ランバックアガー(改良型)用サプリメント	500 mL用 /バイアル
確認試薬					
Triple Sugar Iron Agar (CM0277B) TSI寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711277-5	・腸内細菌科細菌確認用培地 ・乳糖、白糖、ブドウ糖の発酵性と硫化水素産生の確認ができます	調製量 65.0 g/L
Lysine Iron Agar (CM0381B) リジン鉄寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711381-5	・腸内細菌の確認用培地 ・サルモネラ、 <i>Edwardsiella</i> 等の性状確認に使用します	調製量 34.0 g/L
O.B.I.S. Salmonella (ID0570M) O. B. I. S. サルモネラ	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718570-6	・サルモネラ確認試薬 ・PYRとNPAの組合わせでサルモネラが確認できます	
O.B.I.S. PYR (ID0580M) O. B. I. S. PYR	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718580-6	・PYR確認用試薬 ・サイトロバクターとサルモネラ、A群レンサ球菌と腸球菌の確認ができます	
Salmonella Test (DR1108A) サルモネラテスト	100回	2年 2℃～8℃	714108-1	・サルモネラ確認用試薬 (AOAC認証) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます。	
その他培地・試薬					
Bismuth Sulphite Agar(Modified Wilson & Blair Medium) (CM0201B) 亜硫酸ビスマス寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711201-5	・サルモネラ分離用培地	
Hektoen Enteric Agar (CM0419B) ヘクトエン腸内細菌寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711419-5	・赤痢菌、サルモネラ分離用培地	
D.C.L.S. Agar	500 g	—	CM0393B		
Desoxycholate Citrate Agar	500 g	—	CM0035B		
Desoxycholate Citrate Agar(Hynes)	500 g	—	CM0227B		
Kligler Iron Agar	500 g	—	CM0033B		
Lysine Decarboxylase Broth Tablets	100 個	—	CM0308S		
Mannitol Selenite Broth Base	500 g	—	CM0399B		
MSRV Medium Base	500 g	—	CM0910B		
Muller-Kauffmann Terathionate Broth Base	500 g	—	CM0343B		
Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base	500 g	—	CM1048B		
Selenite Broth Base	500 g	—	CM0395B		
SS Agar	500 g	—	CM0099B		
SS Agar Modified	500 g	—	CM0533B		
Tetrathionate Broth Base	500 g	—	CM0029B		
Urea Broth Base(Christensen Agar Base)	500 g	—	CM0071B		
MSRV Selective Supplement	10 vial	—	SR0161E		
Salmonella Selective Supplement	10 vial	—	SR0194E		

ビブリオ、コレラ、アエロモナス用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
増菌培地				
Alkaline Peptone Water (CM1028B) アルカリペプトン水 (腸炎ビブリオ用)	500 g	5年 10℃～30℃	711503-5	・腸炎ビブリオ用増菌培地 (厚生労働省告示第212号準拠) 調製量 30.0 g/L
選択分離培地				
TCBS Medium (CM0333B) TCBS培地	500 g	5年 10℃～30℃	711333-5	・ビブリオ分離用培地 調製量 88.0 g/L
CHROMagar™ Vibrio クロモアガー™ ビブリオ	1 L用 5 L用	3年 15℃～30℃	08408-67 49958-35	・ビブリオ用酵素基質培地 ・コロニーの色で各種ビブリオをスクリーニングできます 調製量 74.7 g/L
確認試薬				
O129 Discs (150 µg/disc) (DD0015) O129ディスク (150 µg/disc)	50回	12ヶ月 2℃～8℃	716015-5	・ビブリオ確認用ディスク (2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridine)
その他試薬・培地				
Aeromonas Medium Base (Ryan)	500 g	—	CM0833B	

セレウス用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
選択分離培地				
CHROMagar™ B.cereus クロモアガー™ バチルスセレウス 基礎培地	5 L用	2年 15℃～30℃	49958-09	・Bacillus cereus 用酵素基質培地 ・コロニーの色でBacillus cereusをスクリーニングできます 調製量 33.3 g/L
CHROMagar™ B.cereus クロモアガー™ バチルスセレウス サプリメント	5 L用	2年 2℃～8℃	49958-10	・クロモアガー™ バチルスセレウス用サプリメント 500 mL用 /バイアル
MYP Agar Base (CM0929B) MYP寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711929-5	・Bacillus cereus 分離用培地 調製量 43.0 g/L
Bacillus cereus Selective Agar Base (CM0617B) バチルスセレウス選択寒天基礎培地	500 g	3年 10℃～30℃	711617-5	・Bacillus cereus 分離用培地 調製量 41.0 g/L
Bacillus Cereus Selective Supplement (SR0099E) バチルスセレウス選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713099-1	・Bacillus cereus 選択培地用サプリメント 500 mL用 /バイアル
Egg Yolk Emulsion (SR0047C) 卵黄乳液	100 mL	12ヶ月 2℃～8℃	713047-1	・卵黄反応確認用卵黄乳液 (30%・γ線照射)



カンピロバクター用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
選択分離培地					
CHROMagar™ Campylobacter base クロモアガー™ カンピロバクター 基礎培地	5 L用	2年 15℃～30℃	49958-11	・カンピロバクター用酵素基質培地 ・コロニーの色でカンピロバクターをスクリーニングできます	調製量 51.2 g/L
CHROMagar™ Campylobacter supplement クロモアガー™ カンピロバクター サプリメント	5 L用	2年 2℃～8℃	49958-12	・クロモアガー™ カンピロバクター用サプリメント	
プレストン・カンピロバクター増菌培地					
Nutrient Broth No.2(CM0067B) ニュートリエントブイオンNo. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711067-5	・細菌培養用培地 ・栄養価が高く、培養の難しい微生物に適した液体培地です	調製量 25.0 g/L
Campylobacter Growth Supplement(SR0232E) カンピロバクター発育サプリメント(液状)	10 vial	2年 2℃～8℃	713232-1	・カンピロバクターの発育阻害因子を中和します	500 mL用 /vial
Modified preston campylobacter selective supplement(SR0204E) 変法プレストンカンピロバクター選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713204-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Preston処方) ・ISO10272準拠品	500 mL用 /vial
Preston campylobacter selective supplement ISO(6081) プレストンカンピロバクター選択サプリメント(ISO処方)	10 vial	2年 2℃～8℃	717730-0	・カンピロバクター選択増菌培地用サプリメント(Preston処方) ・ISO10272準拠品	500 mL用 /vial
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します	
カンピロバクター用ストマック袋	50枚	—	71531	・カンピロバクター検査専用のストマック袋 ・通常培養で使用可能です	
ボルトン・カンピロバクター増菌培地					
Bolton Broth(CM0983) ボルトンブイオン	500 g	5年 10℃～30℃	711983-5	・カンピロバクター選択増菌培地(ISO10272-1準拠)	調製量 27.6 g/L
Bolton Selective Supplement(SR0183E) ボルトンブイオン選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713183-1	・カンピロバクター選択増菌培地用サプリメント(ボルトンブイオン)	500 mL用 /vial
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します	
カンピロバクター用ストマック袋	50枚	—	71531	・カンピロバクター検査専用のストマック袋 ・通常培養で使用可能です	
CCDA培地					
CCDA(Ox) CCDA寒天培地(Ox)	10枚×2	3ヶ月 2℃～8℃	717503-2	・カンピロバクター検査用培地	
CCDA(SEL) CCDA寒天培地(SEL)	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	717597-1	・カンピロバクター検査用培地 ・CCDA寒天培地(Ox)よりも夾雑菌を強く抑制します	
CCDA(SEL) CCDA寒天培地(SEL)	10枚×10	3ヶ月 2℃～8℃	717597-2	・カンピロバクター検査用培地 ・CCDA寒天培地(Ox)よりも夾雑菌を強く抑制します	
Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base(CM0739B) カンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711739-5	・CCDA寒天培地の基礎培地です	
CCDA(SEL) Supplement CCDA(SEL) サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	717720-1	・CCDA寒天培地(SEL)調製用サプリメント ・CCDA寒天培地(Ox)よりも夾雑菌を強く抑制します	
CCDA Supplement(SR0155E) CCDAサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713155-1	・CCDA寒天培地調製用サプリメント	
スキロー・カンピロバクター選択培地					
Columbia Blood Agar Base(CM0331) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています	
Blood Agar Base No.2(CM0271) 血液寒天基礎培地No. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711271-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・栄養要求の厳しい細菌の培養に適しています	
Campylobacter Selective Supplement(Skirrow)(SR0069E) カンピロバクター選択サプリメント(Skirrow)	10 vial	2年 2℃～8℃	713069-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Skirrow処方)	
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します	
バツラー・カンピロバクター選択培地					
Columbia Blood Agar Base(CM0331B) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています	
Campylobacter Selective Supplement(Butzler)(SR0085E) カンピロバクター選択サプリメント(Butzler)	10 vial	2年 2℃～8℃	713085-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Butzler処方) ・選択性が強く、42℃で発育しない種の分離に適しています	
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します	

カンピロバクター用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
ブレイザー・ワング・カンピロバクター選択培地				
Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロムビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています 調製量 39.0 g/L
Blood Agar Base No.2 (CM0271B) 血液寒天基礎培地No. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711271-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・栄養要求の厳しい細菌の培養に適しています 調製量 40.0 g/L
Campylobacter Selective Supplement (Blaser-Wang) (SR0098E) カンピロバクター選択サプリメント(Blaser-Wang)	10 vial	2年 2℃～8℃	713098-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Blaser-Wang処方) 500 mL用 /vial
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します
プレストン・カンピロバクター選択培地				
Campylobacter Agar Base (CM0689B) カンピロバクター寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711689-5	・プレストン処方用の基礎培地です 調製量 37.0 g/L
Modified preston campylobacter selective supplement (SR0204E) 変法プレストンカンピロバクター選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713204-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Preston処方) ・ISO10272準拠品 500 mL用 /vial
Preston campylobacter selective supplement ISO (6081) プレストンカンピロバクター選択サプリメント(ISO処方)	10 vial	2年 2℃～8℃	717730-0	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Preston処方) ・ISO10272準拠品 500 mL用 /vial
Lysed horse blood ウマ溶血液	100 mL	12ヶ月 -20℃以下	717589-2	・ウマの新鮮血の溶血液 ・カンピロバクター検査用培地に添加します
確認試薬				
Cica Immunotest Campylobacter II シカイクモテストカンピロバクター II	10回	2年 2℃～8℃	719410-0	・カンピロバクター検査キット ・食品の増菌培養液から直接イムノクロマトで検出ができます
その他培地・試薬				
Campylobacter Selective Supplement (Karmali) (SR0069E) カンピロバクター選択サプリメント(Karmali)	10 vial	2年 2℃～8℃	713167-1	・カンピロバクター選択培地用サプリメント(Karmali処方) 500 mL用 /vial
Arcobacter Broth	500 g	—	CM0965B	
Campylobacter Agar Base (Karmali)	500 g	—	CM0935B	
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)	10 vial	—	SR0167E	
Modified Bolton Broth Selective Supplement	10 vial	—	SR0208E	
Modified Butzler (ISO) Selective Supplement	10 vial	—	SR0214E	
Modified Karmali Selective Supplement	10 vial	—	SR0205E	



リステリア用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
緩衝リステリア選択増菌培地					
Buffered Listeria Enrichment Broth (CM0897B) 緩衝リステリア増菌ブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711897-5	・リステリア増菌用培地 ・強い緩衝能によりリステリアの増菌速度が高い培地です	調製量 47.0 g/L
Listeria Selective Enrichment Supplement (SR0141E) リステリア選択増菌サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713141-1	・リステリア選択増菌培地用サプリメント (FDA処方)	500 mL用 /vial
リステリア選択増菌培地					
Listeria Enrichment Broth Base (FDA) (CM0862B) リステリア選択増菌培地	500 g	5年 10℃～30℃	711862-5	・リステリア増菌培地調製用基礎培地 (FDA処方)	調製量 36.0 g/L
Listeria Selective Enrichment Supplement (SR0141E) リステリア選択増菌サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713141-1	・リステリア増菌培地用サプリメント (FDA処方)	500 mL用 /vial
フレーザーブイヨン／ハーフフレーザーブイヨン					
Fraser Broth Base (CM0895B) フレーザー基礎ブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711895-5	・リステリア増菌培地調製用基礎培地 (フレーザー処方) ・食安発1128第2号準拠品	調製量 57.4 g/L
Fraser Supplement (SR0156E) フレーザーサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713156-1	・リステリア増菌培地用サプリメント (Fraser処方)	500 mL用 /vial
Half Fraser Selective Supplement (SR0166E) ハーフフレーザーサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713166-1	・リステリア増菌培地用サプリメント (Half Fraser処方)	225 mL用 /vial
Half fraser listeria selective supplement (6002) ハーフフレーザーセレクトティブサプリメント	10 vial	4年 2℃～25℃	49962-00	・リステリア増菌培地用サプリメント (Half Fraser処方)	500 mL用 /vial
リステリア選択増菌培地 (UVM)					
Listeria Enrichment Broth Base (UVM) (CM0863B) リステリア選択増菌培地 (UVM)	500 g	5年 10℃～30℃	711863-5	・リステリア増菌培地調製用基礎培地 (UVM処方) ・肉等の検査に適しています	調製量 54.4 g/L
Listeria Selective Enrichment Supplement (UVM I) (SR0142E) リステリア選択増菌サプリメント (UVM－I)	10 vial	2年 2℃～8℃	713142-1	・リステリア増菌培地用サプリメント (UVM-I処方)	500 mL用 /vial
Listeria Secondary Selective Enrichment Supplement (UVMII) (SR0143E) リステリア選択増菌サプリメント (UVM－II)	10 vial	2年 2℃～8℃	713143-1	・リステリア増菌培地用サプリメント (UVM-II処方)	500 mL用 /vial
パルカム寒天培地					
PALCAM Agar Base (CM0877B) パルカム寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711877-5	・リステリア分離培地用基礎培地 (パルカム処方) ・食安発1128第2号準拠品	調製量 69.0 g/L
PALCAM Selective Supplement (SR0150E) パルカム選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713150-1	・リステリア選択培地用サプリメント (パルカム処方)	500 mL用 /vial
リステリア選択寒天培地 (Oxford)					
Listeria Selective Agar Base (CM0856B) リステリア選択寒天基礎培地 (Oxford)	500 g	5年 10℃～30℃	711856-5	・リステリア分離培地用基礎培地 (Oxford) ・食安発1128第2号準拠品	調製量 55.5 g/L
Listeria Selective Supplement (SR0140E) リステリア選択サプリメント (Oxford)	10 vial	2年 2℃～8℃	713140-1	・リステリア選択培地用サプリメント (Oxford処方)	500 mL用 /vial
酵素基質培地					
CHROMagar™ Listeria クロモアガー™ リステリア生培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72145	・リステリア用酵素基質培地 ・コロニーの色でリステリアをスクリーニングできます ・AFNORによる認証を受けています	
	10枚×10		72144		
CHROMagar™ Listeria クロモアガー™ リステリア	1 L用	2年 2℃～8℃	08403-67	・リステリア用酵素基質培地 ・コロニーの色でリステリアをスクリーニングできます ・AFNORによる認証を受けています	調製量 51.5 g/L
CHROMagar™ Listeria base クロモアガー™ リステリア 基礎培地	5 L用	2年 2℃～30℃	49958-19	・リステリア用酵素基質培地 ・コロニーの色でリステリアをスクリーニングできます ・AFNORによる認証を受けています	調製量 51.5 g/L
CHROMagar™ Listeria supplement クロモアガー™ リステリア サプリメント	5 L用	2年 2℃～8℃	49958-20	・クロモアガー™ リステリア用サプリメント	
確認試薬					
O.B.I.S. MONO (ID0600) O. B. I. S. MONO (Listeria)	60回	—	718600-6	・D－アラニルアミノペプチダーゼ確認試薬 ・Listeria monocytogenes の確認ができます	
その他培地・試薬					
Listeria Selective Enrichment Supplement(modified)	10 vial	—	SR0149A		
Modified Listeria Selective Supplement(Oxford)	10 vial	—	SR0206E		

エルシニア・エンテロコリチカ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
選択分離培地				
CHROMagar™ Y.enterocolitica クロモアガー™ エルシニア エンテロコリチカ生培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72128	・病原性エルシニア エンテロコリチカ検査用培地 ・コロニーの色でエルシニアをスクリーニングできます ・pYV陽性菌を効率良くスクリーニングできます
CHROMagar™ Y.enterocolitica base クロモアガー™ エルシニア エンテロコリチカ 基礎培地	5 L用	18か月 15℃～30℃	49958-36	・病原性エルシニア エンテロコリチカ検査用培地 ・コロニーの色でエルシニアをスクリーニングできます ・pYV陽性菌を効率良くスクリーニングできます
CHROMagar™ Y.enterocolitica supplement クロモアガー™ エルシニア エンテロコリチカ サプリメント	5 L用	12ヶ月 2℃～8℃	49958-37	・クロモアガー™ エルシニア エンテロコリチカ用 サプリメント
Yersinia Selective Agar Base (CM0653B) エルシニア選択寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711653-5	・エルシニア検査用基礎培地 (CIN培地)
Yersinia Selective Supplement (SR0109E) エルシニア選択サプリメント	10 vial	3年 2℃～8℃	713109-1	・エルシニア選択培地用サプリメント

クロノバクター・サカザキ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
選択分離培地				
CHROMagar™ Cronobacter クロモアガー™ クロノバクター	5 L用	2年 15℃～30℃	49958-05	・クロノバクター検査用培地 ・コロニーの色でクロノバクターをスクリーニングできます

乳酸菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
培地				
CicaMedia Plate Count Agar with BCP シカメディア BCP加プレートカウント寒天培地	300 g	4年 室温	07033-62	・乳酸菌検査用培地 ・乳酸菌の分離培養に使用します
M.R.S.Agar (CM0361B) M. R. S. 寒天培地	500 g	3年 10℃～30℃	711361-5	・乳酸菌検査用培地 ・乳酸菌の分離培養に使用します
CicaMedia M.R.S Agar シカメディア M. R. S. 寒天培地	300 g	4年 室温	07034-62	・乳酸菌検査用培地 ・乳酸菌の分離培養に使用します
M.R.S.Broth (CM0359B) M. R. S. ブイヨン	500 g	3年 10℃～30℃	711359-5	・乳酸菌検査用培地 ・乳酸菌の増菌培養に使用します
M17 Broth (CM0817B) M17ブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711817-5	・ <i>S. thermophilus</i> とバクテリオファージ測定用培地 ・高濃度グリセリン酸2ナトリウムが <i>L. bulgaricus</i> の発育を抑制します
Rogosa Agar (CM0627B) ロゴサ寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711627-5	・乳酸桿菌分離用培地 ・乳酸桿菌の選択培養ができます
Tomato Juice Agar	500 g	—	CM0113B	
Orange Serum Agar	500 g	—	CM0657B	
Raka-Ray Agar Base	500 g	—	CM0777B	
M17 Agar	500 g	—	CM0785B	

ストレプトコッカス用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
群別確認用培地				
Todd-Hewitt Broth (CM0189B) トッド・ヒューイトブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711189-5	・レンサ球菌血清型別試験前増菌用液体培地 ・レンサ球菌の溶血素を産生させる培地です
選択増菌培地				
Ramba Quick™ GBS ランバクイックGBS	50本	9ヶ月 2℃～8℃	72127	・B群溶血性レンサ球菌の選択増菌培地
CHROMagar™ Strep B クロモアガー™ ストレプトB生培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72107	・B群溶血性レンサ球菌用酵素基質培地 ・コロニーの色でB群溶血性レンサ球菌をスクリーニングできます

ストレプトコッカス用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
選択分離培地					
CHROMagar™ Strep B クロモアガー™ ストレップB生培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72107	・B群溶血性レンサ球菌用酵素基質培地 ・コロニーの色でB群溶血性レンサ球菌をスクリーニングできます	
Edwards Medium Modified (CM0027B) エドワード培地(改良型)	500 g	5年 10℃～30℃	711027-5	・牛乳房炎の <i>Streptococcus agalactiae</i> 用分離培地 ・別途、血液が必要です	調製量 43.5 g/L
Streptococcus Selective Supplement (SR0126E) ストレプトコッカス選択サプリメント	10 vial	3年 2℃～8℃	713126-1	・レンサ球菌選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
その他培地・試薬					
O.B.I.S. PYR (ID0580M) O. B. I. S. PYR	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718580-6	・PYR確認用試薬 ・サイトロバクターとサルモネラ、A群レンサ球菌と腸球菌の確認ができます	
GBS Agar Base (Islam)	500 g	—	CM0755B		
China Blue Lactose Agar	500 g	—	CM0209B		
Azide Blood Agar Base	500 g	—	CM0259B		

腸球菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
選択分離培地					
Edwards Medium Modified (CM0027) エドワード培地 (改良型)	500 g	5年 10℃～30℃	711027-5	・牛乳房炎の <i>Streptococcus agalactiae</i> 用分離培地 ・別途、血液が必要です	調製量 43.5 g/L
その他培地・試薬					
MacConkey Agar No.2	500 g	—	CM0109B		
China Blue Lactose Agar	500 g	—	CM0209B		
Bile Aesculin Agar (CM0888)	500 g	—	CM0888B		
Kanamycin Aesculin Azide Agar Base	500 g	—	CM0591B		
Slanetz and Bartley Medium (Enterococcus Agar)	500 g	—	CM0377B		
Azide Dextrose Broth(Rothe Broth)	500 g	—	CM0868B		
Kanamycin Sulphate Supplement	10 vial	—	SR0092E		

緑膿菌、シュードモナス、セパシア菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴		
選択分離培地						
Cetrimide Agar (R452802) セトリミドカンテン培地	局試	500 g	5年 10℃～30℃	710000-5	・緑膿菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します	調製量 45.3 g/L
その他培地・試薬						
Pseudomonas Agar Base		500 g	—	CM0559B		
Pseudomonas Cetrimide Agar (USP-EP)		500 g	—	CM0579B		
Burkholderia cepacia Agar Base		500 g	—	CM0995B		
Burkholderia cepacia Selective Supplement		10 vial	—	SR0189E		
C-F-C Supplement		10 vial	—	SR0103E		
CN Supplement		10 vial	—	SR0102E		

胆汁酸抵抗グラム陰性菌、腸内細菌科製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴		
選択分離培地						
EE Broth Mossel(CM1115) モーゼル腸内細菌増菌ブイヨン	局試	500 g	5年 10℃～30℃	710000-3	・胆汁酸抵抗性グラム陰性菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します	調製量 25.97 g/L
EE Broth(CM0317B) EEブイヨン		500 g	5年 10℃～30℃	711317-5	・腸内細菌科菌群増菌用培地	調製量 43.5 g/L
選択分離培地						
Violet Red Bile Glucose Agar(R455302) バイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖カンテン培地	局試	500 g	5年 10℃～30℃	710000-9	・胆汁酸抵抗性グラム陰性菌試験用培地 ・日本薬局方の特定微生物試験に使用します	調製量 41.5 g/L
Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar(CM0485B) VRBG寒天培地		500 g	5年 10℃～30℃	711485-5	・腸内細菌科細菌検査用培地 ・食品から腸内細菌科細菌を検出する培地です	調製量 38.5 g/L
Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar(ISO)(CM1082B) VRBG寒天培地 (ISO処方)		500 g	5年 10℃～30℃	710001-4	・腸内細菌科菌群検査用培地 (食安発第0926号) ・腸内細菌科菌群の検査に使用します	調製量 38.5 g/L

嫌気性菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
クロストリジオイデリス ディフィシル					
C.Diff selective growth broth C. Diff選択増菌培地	6 回	4ヶ月 2℃～8℃	717598-3	・自立タイプの試験管に充填されています ・好気条件下で <i>C. difficile</i> を選択的に増菌できます(嫌気培養不要)	
C.Diff Agar C. Diff選択分離培地	1枚×10	4ヶ月 2℃～8℃	717598-1	・ <i>C. difficile</i> 用分離培地 ・予備還元された個包装でアルコール処理せずに糞便を直接塗抹できます	
Clostridium difficile Agar Base (CM0601B) クロストリジウム ディフィシル寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711601-5	・ <i>C. difficile</i> 選択培地用基礎培地 ・別途、ウマ脱繊維血液が必要です	調製量 69.0 g/L
Clostridium difficile Selective Supplement (SR0096E) クロストリジウム ディフィシル選択サプリメント	10 vial	—	713096-1	・ <i>C. difficile</i> 選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
Cica Geneus® Toxin Gene Detection Kit (for C. difficile) シカジーニウス® 毒素遺伝子検出キット(C. difficile用)	30 回	2年 -20℃～-25℃	08115-96	・PCR法を利用して <i>C. difficile</i> の毒素遺伝子を検出する試薬 ・toxinA、toxinB、binary toxin遺伝子を検出します	

嫌気性菌

Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロムビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地調製用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています	
C.perfringens selective growth broth ウエルシュ菌選択増菌培地	5 回	4ヶ月 2℃～8℃	717598-2	・自立タイプの試験管に充填されています ・好気条件下で <i>C. perfringence</i> を選択的に増菌できます (嫌気培養不要)	
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) 強化クロストリジア寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711151-5	・クロストリジウム検査用培地	調製量 52.5 g/L
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B) 強化クロストリジア培地	500 g	1年 10℃～30℃	711149-5	・クロストリジウム検査用半流動培地	調製量 38.0 g/L
Liver broth (CM0077B) 肝ブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711077-5	・中温または高温嫌気性菌を対象とした、食品中の糖分解性や腐敗性の検査に使用できます。	調製量 64.0 g/L
Cooked Meat Medium (CM0081B) クックドミート培地	500 g	5年 10℃～30℃	711081-5	・好気性および嫌気性菌用培地 ・グルコースが添加され、嫌気性菌の発育が高められています	調製量 100.0 g/L
Schaedler Anaerobe Agar (CM0437B) シェドラーアナエロブ寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711437-5	・嫌気性菌用寒天培地 ・チオグリコール酸を含みません	調製量 40.0 g/L
Schaedler Anaerobe Broth (CM0497B) シェドラーアナエロブブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711497-5	・嫌気性菌用液体培地 ・チオグリコール酸を含みません	調製量 26.5 g/L
Handford Agar modified ハンドフォード改良培地	300 g	5年 10℃～30℃	74053	・ウエルシュ菌検査用培地 ・水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法準拠品	調製量 74.0 g/L
Membrane Clostridium Perfringens (m-CP) Agar Base (CM0992B) メンブラン・クロストリジウム/パーフリンジェンス (m-CP) 寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711992-5	・水系材料中の <i>C. perfringens</i> をスクリーニングできる酵素基質培地	調製量 35.5 g/L

その他培地・試薬

Iron Sulphite Agar	500 g	—	CM0079B	
Perfringens Agar Base (OPSP)	500 g	—	CM0543B	
Perfringens Agar Base (TSC/SFP)	500 g	—	CM0587B	
Anaerobe Basal Agar	500 g	—	CM0972B	
Anaerobe Basal Broth	500 g	—	CM0957B	
Reinforced Clostridial Medium (EP/USP/JP/BP) 局試	500 g	—	R455402	

嫌気性菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
その他培地・試薬				
Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar	500 g	—	CM0619B	
Wilkins-Chalgren Anaerobe Broth	500 g	—	CM0643B	
Perfringens(OPSP) Supplement A	10 vial	—	SR0076E	
Perfringens(OPSP) Supplement B	10 vial	—	SR0077E	
Perfringens(SFP) Supplement	10 vial	—	SR0093E	
Perfringens(TSC) Supplement	10 vial	—	SR0088E	
CDMN Supplement	10 vial	—	SR0173E	
Membrane Clostridium Perfringens(m-CP) Selective Supplement	10 vial	—	SR0188E	
Neomycin Supplement	150mg × 10	—	SR0163H	
N-S Anaerobe Selective Supplement	10 vial	—	SR0107B	
G-N Anaerobe Selective Supplement	10 vial	—	SR0108B	

従属栄養細菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
R2A				
CurrentMedia® R2A Agar Medium R2Aカンテン培地	局試 10枚 × 2 10枚 × 10	4ヶ月 2 °C ~ 8 °C	717594-0 717594-1	・製薬用水の品質管理や透析用水等の従属栄養細菌検査用培地 ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています
CurrentMedia® R2A Agar Medium ReMelt リメルト R2Aカンテン培地	局試 200mL × 5	6ヶ月 2 °C ~ 8 °C	717656-5	・従属栄養細菌検査用半調製培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・日本薬局方に準じた培地性能試験を実施しています
R2A Agar (CM0906B) R2Aカンテン培地	局試 500 g	5年 10 °C ~ 30 °C	711906-5	・製薬用水の品質管理や透析用水等の従属栄養細菌検査用培地 ・栄養価の高い培地では発育できない微生物の培養に使用します
標準寒天培地 (SPC: Standard Plate Count)				
Standard Plate Count Agar ReMelt リメルト標準寒天培地 (SPC)	200mL × 5	12ヶ月 15 °C ~ 25 °C	717650-5	・一般生菌数測定用半調製培地(湯煎や電子レンジで再溶解) ・使用量が少ない場合や緊急検査に便利です
Standard Plate Count Agar (A.P.H.A.) (CM0463B) 標準プレートカウント寒天培地 (A. P. H. A.)	500 g	5年 10 °C ~ 30 °C	711463-5	・一般生菌数測定用培地 (APHA) 準拠品
その他培地・試薬				
Water Plate Count Agar (ISO)	500 g	—	CM1012B	
Yeast Extract Agar	500 g	—	CM0019B	

レジオネラ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
選択分離培地				
Legionella BCYE Agar レジオネラBCYE寒天生培地	10枚	3ヶ月 2 °C ~ 8 °C	717567-1	・レジオネラ検査用培地 ・新版レジオネラ症防止指針準拠
Legionella GVPC Agar レジオネラGVPC寒天生培地	10枚 10枚 × 10	3ヶ月 2 °C ~ 8 °C	717568-1 717568-0	・レジオネラ検査用培地 ・新版レジオネラ症防止指針及びISO11731:1998 (E) 準拠
Legionella MWY Agar レジオネラMWY寒天生培地	10枚	3ヶ月 2 °C ~ 8 °C	717569-1	・レジオネラ検査用培地 ・新版レジオネラ症防止指針準拠
Legionella Agar Base (CM1203B) レジオネラ寒天基礎培地	500 g	5年 10 °C ~ 30 °C	711203-5	・レジオネラ分離用基礎培地 ・BCYE/BMPA/MWY/GVPCの基礎培地です
Legionella Growth Supplement (BCYE) (SR0251A) レジオネラ発育サプリメント (BCYE)	10 vial	2年 2 °C ~ 8 °C	713251-1	・レジオネラ発育用サプリメント (BCYE)
Legionella Selective Supplement (BMPA) (SR0254E) レジオネラ選択サプリメント (BMPA)	10 vial	2年 2 °C ~ 8 °C	713254-1	・レジオネラBMPA α 選択培地用サプリメント
Legionella Selective Supplement (GVPC) (SR0252E) レジオネラ選択サプリメント (GVPC)	劇 10 vial	2年 2 °C ~ 8 °C	713252-1	・レジオネラGVPC選択培地用サプリメント
Legionella Selective Supplement (MWY) (SR0255E) レジオネラ選択サプリメント (MWY)	10 vial	2年 2 °C ~ 8 °C	713255-1	・レジオネラMWY選択培地用サプリメント

レジオネラ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
検体処理液				
Legionella acid treatment solution レジオネラ検査用酸処理液	50 mL×10	12ヶ月 冷暗所	71536	・レジオネラを選択するための酸処理液 ・レジオネラ症防止指針に準拠したpH2.2±0.2の酸処理液
確認試薬				
Legionella Latex Test (DR0800) レジオネララテックスキット	50回	12ヶ月 2℃～8℃	717800-5	・レジオネラ血清型別用試薬 ・血清型1、2～14、その他のレジオネラの3群に群別できます

試料検体処理用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
希釈用液				
Buffered Sodium Chloride Broth (CM0982B) ペプトン食塩緩衝液 局試	500 g	5年 10℃～30℃	710000-4	・検体希釈、リンス液 ・医薬品の微生物試験で使用します 調製量 14.63 g/L
Peptone Water (CM0009B) ペプトン水	500 g	5年 10℃～30℃	711009-5	・無糖ペプトン培地 ・糖の発酵性試験に適しています 調製量 15.0 g/L
Phosphate Buffered Saline (Dulbecco A Tablets) (BR0014G) りん酸緩衝食塩液(ダルベッコA錠剤)	100mL用×100	5年 10℃～30℃	714014-1	・ダルベッコA(りん酸緩衝生理食塩水)調製用錠剤
検体処理液				
Legionella acid treatment solution レジオネラ検査用酸処理液	50 mL×10	12ヶ月 冷暗所	71536	・水検体からレジオネラ属を選択するための酸処理液 ・レジオネラ症防止指針に準拠したpH2.2±0.2の酸処理液
Sputaso (SR0233A) スプータソル(液状)	10 vial	12ヶ月 2℃～8℃	713233-1	・喀痰検体を均一化するための溶解剤 500 mL用 /vial
Broad Spectrum Beta-Lactamase Mixture (SR0113E) 広域β-ラクタマーゼ	10 vial	1年 2℃～8℃	713113-1	・添加することで、検体中のβラクタム剤を不活化できます。

血液培養用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
血液培養システム				
Signal (BC0100M) シグナル	20本	2年 18～25℃	717100-2	・1本のボトルで嫌気性菌と好気性菌の培養を同時におこなう血液培養システム ・SPS(ポリアネトール硫酸ナトリウム)が配合されています
添加試薬				
Vitox (SR0090A) バイトックス	10 vial	3年 2℃～8℃	713090-5	・ヘモフィルス発育促進サプリメント ・シグナル(血液培養システム)の添加剤として使用できます 05～10L用 /vial
機材				
White disposable incubator trays (BC0104A) ディスプレイザブル・インキュベーター・トレイ(白)	5本	—	717104-2	・シグナルのボトルを振盪培養機で使用するための専用トレイ ・10本収納可



感受性試験用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
感受性試験用培地				
Mueller Hinton Agar (CM0337B) ミュラーヒントン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711337-5	・薬剤感受性試験に使用する培地 (CLSI準拠) 調製量 38.0 g/L
Mueller Hinton Broth (CM0405B) ミュラーヒントンブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711405-5	・薬剤感受性試験に使用する培地 (CLSI準拠) 調製量 21.0 g/L
Haemophilus Test Medium Base (CM0898B) ヘモフィルス感受性試験 (HTM) 基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711898-5	・ヘモフィルス感受性試験に使用する培地 (CLSI推奨) 調製量 43.0 g/L
その他培地・試薬				
HR Medium	500 g	—	CM0845B	
Iso-Sensitest Agar	500 g	—	CM0471B	
Iso-Sensitest Broth	500 g	—	CM0473B	
Sensitest Agar	500 g	—	CM0409B	
Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar	500 g	—	CM0619B	
Wilkins-Chalgren Anaerobe Broth	500 g	—	CM0643B	
Antibiotic Medium No.1 (Seed agar)	500 g	—	CM0327B	
Antibiotic Medium No.3 (Assay Broth)	500 g	—	CM0287B	
Diagnostic Sensitivity Test Agar (D.S.T.A.)	500 g	—	CM0261B	

耐性菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA: Methicillin Resistant <i>Staphylococcus aureus</i>)				
CHROMagar™ MRSA クロモアガー™ MRSAスクリーン培地	10枚 10枚×10	3ヶ月 2℃～8℃	72046 72054	・MRSAスクリーニング用酵素基質培地 ・24時間でMRSA (SCVs-MRSAを含む) をスクリーニングできます
CHROMagar™ MRSA / Staph aureus クロモアガー™ MRSA/スタファアウレウス分画培地	10枚×2	3ヶ月 2℃～8℃	72075	・クロモアガー™ MRSAとクロモアガー™ スタファアウレウスの分画培地 ・24時間でMRSA (SCVs-MRSAを含む) とMSSAをスクリーニングできます
Oxacillin Resistance Screening Agar Base	500 g	—	CM1008B	
ORSAB Selective Supplement	10 vial	—	SR0195E	
Oxacillin Supplement	10 vial	—	SR0193E	
Cica Geneus® Staph POT KIT シカンジーニウス® 分子疫学解析POTキット (黄色ブドウ球菌用)	120回 30回	2年 -20℃～-25℃	08180-96 08180-97	・POT法 (マルチプレックスPCR) を利用して黄色ブドウ球菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でMRSAを初めとする黄色ブドウ球菌の分子疫学調査ができます
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE: Vancomycin Resistant <i>Enterococci</i>)				
CHROMagar™ VRE クロモアガー™ VRESスクリーン培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72076	・VREスクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色でVREをスクリーニングできます
VRE Agar Base	500 g	—	CM0985B	
Gentamycin Supplement	256 mg × 10	—	SR0185E	
Meropenem Supplement	10 vial	—	SR0184E	
Vancomycin Supplement	10 vial	—	SR0186E	
ESBL AmpC カルバペネマーゼ				
CHROMagar™ ESBL クロモアガー™ ESBL生培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72101	・ESBL産生菌用酵素基質培地 ・コロニーの色で主なESBL産生菌をスクリーニングできます
CHROMagar™ Orientation / ESBL クロモアガー™ オリエンタシオン/ESBL分画培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72120	・クロモアガー™ ESBLとクロモアガー™ オリエンタシオンの分画培地 ・ESBLと非耐性菌を同時にスクリーニングできます
CHROMa™ Orientation クロモアガー™ オリエンタシオン	1 L用 5 L用	2年 15℃～30℃	08405-67 49958-23	・クロモアガー™ KPC、C3GR用 基礎培地 調製量 33.0 g/L
CHROMagar™ C3GR supplement クロモアガー™ C3GR サプリメント	5 L用	2年 2℃～8℃	49958-00	・クロモアガー™ C3GR用 サプリメント
CHROMagar™ KPC supplement クロモアガー™ KPC サプリメント	5 L用	2年 2℃～8℃	49958-18	・クロモアガー™ KPC用 サプリメント
CHROMagar™ mSuper CARBA クロモアガー™ mSuperCARBA生培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72141	・カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 (CPE) 用酵素基質培地 ・低度耐性MBL、OXA-48を含むCPEのスクリーニングができます

耐性菌用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
ESBL AmpC カルバペネマーゼ					
CHROMagar™ mSuper CARBA/C3GR クロモアガー™ mSuperCARBA／C3GR分画培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72150	・クロモアガー™ mSuperCARBAとクロモアガー™ C3GRの分画培地 ・低度耐性MBL、OXA-48を含むCPEと第3セフェム耐性菌を同時にスクリーニングできます	
CHROMagar™ mSuper CARBA/ESBL クロモアガー™ mSuperCARBA／ESBL分画培地	10枚	3ヶ月 2℃～8℃	72148	・クロモアガー™ mSuperCARBAとクロモアガー™ ESBLの分画培地 ・低度耐性MBL、OXA-48を含むCPEとESBL産生菌を同時にスクリーニングできます	
Nitrocefin + Reconstitution Fluid(SR0112) ニトロセフィン	5 vial	2年 -20～8℃	713112-5	・β-ラクタマーゼ確認用試薬 ・専用の溶解液が付属しています	
Cica Beta Test I シカベータテスト I	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-1	・拡張型βラクタマーゼ確認用試薬	
Cica Beta Test I mini シカベータテスト Iミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-4	・拡張型βラクタマーゼ確認用試薬	
Cica Beta Test MBL シカベータテスト MBL	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-2	・シカベータテストIを基にメルカプト酢酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せでメタロβラクタマーゼが確認できます	
Cica Beta Test MBL mini シカベータテスト MBLミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-5	・シカベータテストIを基にメルカプト酢酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、メタロβラクタマーゼの確認ができます	
Cica Beta Test CVA シカベータテスト CVA	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-3	・シカベータテストIを基にクラブラン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、ESBLの確認ができます	
Cica Beta Test CVA mini シカベータテスト CVAミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-6	・シカベータテストIを基にクラブラン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、ESBLの確認ができます	
Cica Beta Test C mini シカベータテスト Cミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-7	・シカベータテストIを基にボロン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、AmpC型βラクタマーゼの確認ができます	
AmpC/ESBL Disc Set AmpC／ESBL鑑別ディスク	50回	12ヶ月 2℃～8℃	74054	・AmpC産生性を確認する試験研究用試薬です ・AmpC、ESBLおよび両方の産生株をスクリーニングできます	
Carbapenemase Detection Disc Plus Set カルバペネマーゼ鑑別ディスクPlus	50回	12ヶ月 2℃～8℃	74056	・カルバペネマーゼ(MBL、KPC、OXA-48)産生性を確認する試験研究用試薬です ・MBL、KPC、OXA-48の産生と膜透過性変異(AmpC)株をスクリーニングできます	
MAST® CARBA PaCE (PACE-ID) CARBA PaCE 48 TESTS	48回	12ヶ月 2℃～8℃	74060	・Pseudomonas属、Acinetobacter属および Enterobacterales のカルバペネマーゼ産生性を確認する試験研究用試薬です	
Cica Geneus® E.coli POT KIT シカジーニアス® 分子疫学解析POTキット(大腸菌用)	30回	2年 -20℃～-25℃	08362-97	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用して大腸菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でESBLを初めとする大腸菌の分子疫学調査ができます	
Cica Geneus® ESBL Genotype Detection KIT 2 シカジーニアス® ESBL遺伝子型検出キット2	30回	2年 -20℃～-25℃	08116-96	・PCR法を利用して代表的な6種類のESBL遺伝子を型別する試薬 ・TEMグループ、SHVグループ、ESBL型GESグループ、CTX-M-(1、2、8、9、25、chimera)グループの型別ができます	
Cica Geneus® AmpC Genotype Detection KIT シカジーニアス® AmpC遺伝子型検出キット	30回	2年 -20℃～-25℃	08143-96	・PCR法を利用して代表的な6種類のAmpC遺伝子を型別する試薬 ・CITファミリー、FOXファミリー、ACTファミリー、DHAファミリー、ACGファミリー、MOXファミリーの型別ができます	
Cica Geneus® Carbapenemase Genotype Detection KIT 2 シカジーニアス®カルバペネマーゼ遺伝子型検出キット2	30回	2年 -20℃～-25℃	08158-96	・PCR法を利用して代表的な7種類のカルバペネマーゼ遺伝子を型別する試薬 ・IMP-1グループ、VIMグループ、KPCグループ、NDMグループ、OXA-48グループ、カルバペネマーゼ型GESグループ、IMP-6遺伝子の型別ができます	
多剤耐性緑膿菌 (MDRP: Multi-Drug Resistant <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)					
CHROMagar™ MDRP クロモアガー™ MDRPスクリーン培地	10枚	4ヶ月 2℃～8℃	72108	・MDRPスクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色でMDRPをスクリーニングできます	
Cica Geneus® Pseudo POT KIT シカジーニアス® 分子疫学解析POTキット(緑膿菌用)	50回	2年 -20℃～-25℃	08187-96	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用して緑膿菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でMDRPを初めとする緑膿菌の分子疫学調査ができます	
多剤耐性アシネトバクター (MDRA: Multi-Drug Resistant <i>Acinetobacter</i>)					
CHROMagar™ MDRA クロモアガー™ MDRAスクリーン培地	10枚	2ヶ月 2℃～8℃	72118	・多剤耐性アシネトバクター用酵素基質培地 ・コロニーの色でMDRAをスクリーニングできます	
CHROMagar™ Acinetobacter base クロモアガー™ アシネトバクター 基礎培地	5 L用	18ヶ月 15℃～30℃	49958-06	・アシネトバクター用酵素基質培地 ・コロニーの色でアシネトバクターをスクリーニングできます	調製量 32.8 g/L
CHROMagar™ Acinetobacter supplement クロモアガー™ アシネトバクター サプリメント	5 L用	18ヶ月 15℃～30℃	49958-07	・クロモアガー™ アシネトバクター用サプリメント	
CHROMagar™ Acinetobacter MDR supplement クロモアガー™ アシネトバクター MDR サプリメント	1L用×5	18ヶ月 15℃～30℃	49958-08	・クロモアガー™ MDRAスクリーン培地 サプリメント ・クロモアガー™ アシネトバクターに添加することでMDRA選択培地になります	
Cica Geneus® Acinet POT KIT シカジーニアス® 分子疫学解析POTキット(アシネトバクター用)	30回	2年 -20℃～-25℃	08062-96	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用してアシネトバクターを簡易同定する試薬 ・菌種を簡易同定し、A.baumanniiの分子疫学調査ができます	

遺伝子関連 推奨試薬

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
黄色ブドウ球菌 POT				
Cica Geneus® Staph POT KIT シカジーニース® 分子疫学解析POTキット(黄色ブドウ球菌用)	120回 30回	2年 -20℃~-25℃	08180-96 08180-97	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用して黄色ブドウ球菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でMRSAを初めとする黄色ブドウ球菌の分子疫学調査ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC(短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 50 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 50 bp DNAラダー	250 geL Lanes	— 4℃	49914-40	・DNA電気泳動用マーカー
緑膿菌 POT				
Cica Geneus® Pseudo POT KIT シカジーニース® 分子疫学解析POTキット(緑膿菌用)	50回	2年 -20℃~-25℃	08187-96	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用して緑膿菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でMDRPを初めとする緑膿菌の分子疫学調査ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC(短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 50 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 50 bp DNAラダー	250 geL Lanes	— 4℃	49914-40	・DNA電気泳動用マーカー
アシネトバクター POT				
Cica Geneus® Acinet POT KIT シカジーニース® 分子疫学解析POTキット(アシネトバクター属菌)	30回	2年 -20℃~-25℃	08062-96	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用してアシネトバクターを簡易同定する試薬 ・菌種を簡易同定し、 <i>A. baumannii</i> の分子疫学調査ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC(短フラグメント用)	250 geL Lanes	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 50 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 50 bp DNAラダー	250 geL Lanes	— 4℃	49914-40	・DNA電気泳動用マーカー
大腸菌POT				
Cica Geneus® E.coli POT KIT シカジーニース® 分子疫学解析POTキット(大腸菌用)	30回	2年 -20℃~-25℃	08362-97	・POT法(マルチプレックスPCR)を利用して大腸菌を遺伝子型別する試薬 ・約4時間でESBLを初めとする大腸菌の分子疫学調査ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC(短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 50 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 50 bp DNAラダー	250 geL Lanes	— 4℃	49914-40	・DNA電気泳動用マーカー
基質拡張型βラクタマーゼ (ESBL: Extended-Spectrum Beta-Lactamase)				
Cica Geneus® ESBL Genotype Detection KIT 2 シカジーニース® ESBL遺伝子型検出キット 2	30回	2年 -20℃~-25℃	08116-96	・PCR法を利用して代表的な6種類のESBL遺伝子を型別する試薬 ・TEMグループ、SHVグループ、ESBL型GESグループ、CTX-M-(1、2、8、9、25、chimera)グループの型別ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TAE Buffer 10×TAE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46509-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO LE アガロース KANTO LE(低電気浸透度)	100 g	5年 —	01098-23	・高分解能を有する電気泳動用アガロース
TriDye 100bp DNA Ladder トリダイ100bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4℃	49881-60	・DNA電気泳動用マーカー
AmpC				
Cica Geneus® AmpC Genotype Detection KIT シカジーニース® AmpC遺伝子型検出キット	30回	2年 -20℃~-25℃	08143-96	・PCR法を利用して代表的な6種類のAmpC遺伝子を型別する試薬 ・CITファミリー、FOXファミリー、ACTファミリー、DHAファミリー、ACCファミリー、MOXファミリーの型別ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニース® DNA抽出試薬	120回	2年 2℃~8℃	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます

遺伝子関連 推奨試薬

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
AmpC				
10×TAE Buffer 10×TAE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46509-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO LE アガロース KANTO LE (低電気浸透度)	100 g	5年 —	01098-23	・高分解能を有する電気泳動用アガロース
TriDye 100bp DNA Ladder トリダイ100bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49881-60	・DNA電気泳動用マーカー
カルバペネマーゼ				
Cica Geneus® Carapenemase Genotype Detection KIT 2 シカジーニウス®カルバペネマーゼ遺伝子型検出キット2	30回	2年 -20°C~-25°C	08158-96	・PCR法を利用して代表的な7種類のカルバペネマーゼ遺伝子を型別する試薬 ・IMP-1グループ、VIMグループ、KPCグループ、NDMグループ、OXA-48グループ、カルバペネマーゼ型GESグループ、IMP-6遺伝子の型別ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニウス® DNA抽出試薬	120回	2年 2 °C~8 °C	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TAE Buffer 10×TAE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46509-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO LE アガロース KANTO LE (低電気浸透度)	100 g	5年 —	01098-23	・高分解能を有する電気泳動用アガロース
TriDye 100bp DNA Ladder トリダイ100bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49881-60	・DNA電気泳動用マーカー
<i>C. difficile</i>				
Cica Geneus® Toxin Gene Detection KIT シカジーニウス®毒素遺伝子検出キット(C. difficile用)	30回	2年 -20°C~-25°C	08115-96	・PCR法を利用して <i>C. difficile</i> の毒素遺伝子を検出する試薬 ・ <i>toxinA</i> 、 <i>toxinB</i> 、 <i>binary toxin</i> 遺伝子を検出します
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent ST シカジーニウス® DNA抽出試薬 ST	120回	2年 2 °C~8 °C	08210-96	・独自技術によりDNA抽出効率が高いPCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・抽出しづらい酵母などからもDNAテンプレートが抽出できます
10×TAE Buffer 10×TAE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46509-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO LE アガロース KANTO LE (低電気浸透度)	100 g	5年 —	01098-23	・高分解能を有する電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 100 bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49899-45	・DNA電気泳動用マーカー
腸管出血性大腸菌				
Cica Geneus® Pathogenesis Gene Detection PCR KIT シカジーニウス®病原遺伝子検出PCRキット(下痢原性大腸菌用)	100回	2年 -20°C~-25°C	08087-96	・PCR法を利用して下痢原性大腸菌の病原遺伝子を検出する試薬 ・EHEC、ETEC、EPEC、EAEC、EIECの病原遺伝子を検出します
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニウス® DNA抽出試薬	120回	2年 2 °C~8 °C	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC (短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 100 bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49899-45	・DNA電気泳動用マーカー
黄色ブドウ球菌				
Cica Geneus® Staph Coagulase Detection Set シカジーニウス®コアグラゼ検出セット(黄色ブドウ球菌用)	50回	2年 -20°C~-25°C	08179-96	・PCR法を利用して黄色ブドウ球菌のコアグラゼを型別する試薬 ・抗血清法と同等の鑑別ができます
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニウス® DNA抽出試薬	120回	2年 2 °C~8 °C	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10×TBE Buffer 10×TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC (短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 100 bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49899-45	・DNA電気泳動用マーカー
牛マイコプラズマ				
Cica Geneus® Bovine Mycoplasma HI Screening Plus KIT シカジーニウス®牛マイコプラズマ ハイスクリーニングプラスキット	100回	2年 -20°C~-25°C	08079-96	・牛由来のマイコプラズマ属の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma bovis Detection Plus KIT シカジーニウス®マイコプラズマ ボビス検出プラスキット	30回	2年 -20°C~-25°C	08093-96	・ <i>Mycoplasma bovis</i> の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma californicum Detection Plus KIT シカジーニウス®マイコプラズマ カリフォルニカム検出プラスキット	30回	2年 -20°C~-25°C	08094-96	・ <i>Mycoplasma californicum</i> の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma bovigenitalium Detection Plus KIT シカジーニウス®マイコプラズマ ボビゲニタリウム検出プラスキット	30回	2年 -20°C~-25°C	08095-96	・ <i>Mycoplasma bovigenitalium</i> の特異的遺伝子を検出します

遺伝子関連 推奨試薬

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
牛マイコプラズマ				
Cica Geneus® DNA Extraction Reagent シカジーニクス® DNA抽出試薬	120回	2年 2 °C～8 °C	08178-96	・PCR用DNAテンプレート抽出試薬 ・インキュベートだけで効率よく簡単にDNAを抽出することができます
10 × TBE Buffer 10 × TBE 緩衝液	1 L	12ヶ月 —	46510-79	・アガロース電気泳動時に希釈して使用する緩衝液
Agarose KANTO HC アガロース KANTO HC(短フラグメント用)	100 g	5年 —	01089-23	・短フラグメント用の電気泳動用アガロース
Quick-Load Purple 100 bp DNA Ladder Quick-Load Purple 100 bp DNAラダー	125 geL Lanes	— 4 °C	49899-45	・DNA電気泳動用マーカー

感染症用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
尿路感染症					
CHROMagar™ Orientation クロモアガー™ オリエンタシオン生培地	10枚×2	4ヶ月 2℃～8℃	72151	・泌尿器系病原細菌スクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要細菌群をスクリーニングできます	
CHROMagar™ Orientation クロモアガー™ オリエンタシオン	1 L用	2年 15℃～30℃	08405-67	・泌尿器系病原細菌スクリーニング用酵素基質培地 ・コロニーの色で主要細菌群をスクリーニングできます	調製量 33.0 g/L
	5 L用		49958-23		
C.L.E.D. Medium (CM0301B) CLED培地	500 g	5年 10℃～30℃	711301-5	・尿中細菌叢検査用培地 (BTB 含有) ・電解質が含まれないのでプロテウスの遊走が抑えられます	調製量 36.2 g/L
C.L.E.D. Medium with Andrade Indicator (CM0423B) CLED培地 (アンドレイド指示薬加)	500 g	5年 10℃～30℃	711423-5	・尿中細菌叢検査用培地 ・アンドレイド指示薬により、色調でスクリーニングができます	調製量 36.2 g/L

マイコプラズマ用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
選択培地					
Mycoplasma Agar Base (CM0401B) マイコプラズマ寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711401-5	・マイコプラズマ分離用基礎培地	調製量 35.5 g/L
Mycoplasma Broth Base (CM0403B) マイコプラズマ基礎ブイヨン	500 g	5年 10℃～30℃	711403-5	・マイコプラズマ増菌用基礎培地	調製量 25.5 g/L
Mycoplasma Supplement G (SR0059C) マイコプラズマサプリメントG	 10 vial	2年 2℃～8℃	713059-1	・マイコプラズマ選択培地用サプリメント	100 mL用 /vial
Mycoplasma Supplement P (SR0060C) マイコプラズマサプリメントP	 10 vial	2年 2℃～8℃	713060-1	・マイコプラズマ選択培地用サプリメント	100 mL用 /vial

遺伝子関連試薬 (牛マイコプラズマ用)

Cica Geneus® Bovine Mycoplasma HI Screening Plus KIT シカジーニクス® 牛マイコプラズマハイスクリーニングプラスキット	100回	2年 -20 °C～-25 °C	08079-96	・牛由来のマイコプラズマ属の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma bovis Detection Plus KIT シカジーニクス® マイコプラズマ ボビス検出プラスキット	30回	2年 -20 °C～-25 °C	08093-96	・ <i>Mycoplasma bovis</i> の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma californicum Detection Plus KIT シカジーニクス® マイコプラズマカリフォルニカム検出プラスキット	30回	2年 -20 °C～-25 °C	08094-96	・ <i>Mycoplasma californicum</i> の特異的遺伝子を検出します
Cica Geneus® Mycoplasma bovigenitalium Detection Plus KIT シカジーニクス® マイコプラズマボビゲニタリウム検出プラスキット	30回	2年 -20 °C～-25 °C	08095-96	・ <i>Mycoplasma bovigenitalium</i> の特異的遺伝子を検出します

その他の微生物用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
ブルセラ					
Brucella Medium Base (CM0169B) ブルセラ基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711169-5	・ブルセラ初代分離用培地 ・別途、馬血清が必要です	調製量 45.0 g/L
Blood Agar Base No.2 (CM0271B) 血液寒天基礎培地No. 2	500 g	5年 10℃～30℃	711271-5	・栄養要求の厳しい細菌用血液寒天培地用基礎培地 ・別途、血液が必要です	調製量 40.0 g/L
Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています	調製量 39.0 g/L
Brucella Selective Supplement (SR0083A) ブルセラ選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713083-1	・ブルセラ選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
Modified Brucella Selective Supplement	10 vial	—	SR0209E		
コリネバクテリア/ジフテリア					
Hoyle Medium Base	500 g	—	CM0083B		
ナイセリア					
G.C. Agar Base (CM0367) GC寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711367-5	・リン菌選択分離培地 ・改良NYC培地の基礎培地です	調製量 36.0 g/L
Mueller Hinton Agar (CM0337) ミューラーヒントン寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711337-5	・薬剤感受性試験用培地 (CLSI準拠)	調製量 38.0 g/L
Yeast Autolysate Supplement (SR0105) イーストオートリゼイトサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713105-1	・ナイセリア発育用サプリメント ・自己融解物なのでイーストエキスよりも発育促進物質を多く含んでいます	500 mL用 /vial
VCAT Selective Supplement (SR0104) VCATアンチバイオチックサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713104-1	・リン菌選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
LCAT Selective Supplement (SR0095) LCATアンチバイオチックサプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713095-1	・GC寒天基礎培地に添加することで、ニューヨークシティ培地を調製できます	500 mL用 /vial
VCN Selective Supplement	10 vial	—	SR0101E		
VCNT Selective Supplement	10 vial	—	SR0091E		
Liquid Yeast Autolysate Supplement	10 vial	—	SR0182H		
ボルデテラ					
Charcoal Agar (CM0119B) 炭末寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711119-5	・百日咳菌分離用基礎培地 ・インフルエンザ菌にはチョコレート寒天培地として調製します	調製量 51.0 g/L
Bordetella Selective Supplement (SR0082E) ボルデテラ選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713082-1	・百日咳菌選択培地用サプリメント	500 mL用 /vial
トリコモナス					
Trichomonas Medium Broth	500 g	—	CM0161B		
アシネトバクター					
CHROMagar™ MDRA クロモアガー™ MDRAスクリーン培地	10枚	2ヶ月 2℃～8℃	72118	・多剤耐性アシネトバクター用酵素基質培地 ・コロニーの色でMDRAをスクリーニングできます	
CHROMagar™ Acinetobacter base クロモアガー™ アシネトバクター 基礎培地	5 L用	18ヶ月 15℃～30℃	49958-06	・アシネトバクター用酵素基質培地 ・コロニーの色でアシネトバクターをスクリーニングできます	
CHROMagar™ Acinetobacter supplement クロモアガー™ アシネトバクター サプリメント	5 L用	18ヶ月 15℃～30℃	49958-07	・クロモアガー アシネトバクター用サプリメント	
CHROMagar™ Acinetobacter MDR supplement クロモアガー™ アシネトバクター MDR サプリメント	1L用×5	18ヶ月 15℃～30℃	49958-08	・クロモアガーMDRAスクリーン培地 サプリメント ・クロモアガーアシネトバクターに添加することでMDRA選択培地になります	
Universal Beer Agar	500 g	—	CM0651B		
Brochothrix thermosphact					
STAA Agar Base	500 g	—	CM0881B		
STA Selective Supplement	10 vial	—	SR0162E		
STAA Selective Supplement	10 vial	—	SR0151E		
ヘモフィルス					
Haemophilus Test Medium Base (CM0898B) ヘモフィルス感受性試験 (HTM) 基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711898-5	・ヘモフィルス感受性試験に使用する培地 (CLSI推奨)	調製量 43.0 g/L
Charcoal Agar (CM0119B) 炭末寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711119-5	・百日咳菌分離用基礎培地 ・インフルエンザ菌にはチョコレート寒天培地として調製します	調製量 51.0 g/L
Vitox (SR0090A) バイトックス	5 vial	3年 2℃～8℃	713090-5	・ヘモフィルス発育促進サプリメント ・シグナル(血液培養システム)の添加剤として使用できます	05～10L用 /vial
HTM Supplement (SR0158E) HTMサプリメント	10 vial	9ヶ月 0℃以下	713158-1	・HTM培地用(ヘモフィルス感受性試験CLSI推奨)サプリメント ・シグナル(血液培養システム)の添加剤として使用できます	500 mL用 /vial

その他の微生物用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
ヘモフィルス				
V Factor Discs (D44C) V ファクターディスク	50枚×5	1年 2℃～8℃	74058	・V因子要求性試験用ディスク (coenzyme I)
X Factor Discs (D43C) X ファクターディスク	50枚×5	1年 2℃～8℃	74057	・X因子要求性試験用ディスク (haemin)
X&V Factor Discs (D45C) X&V ファクターディスク	50枚×5	1年 2℃～8℃	74059	・X,V因子要求性試験用ディスク (haemin+coenzyme I)
ピロリ菌				
Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています 調製量 39.0 g/L
Helicobacter pylori Selective Supplement (Dent) (SR0147E) ヘリコバクターピロリ選択サプリメント (Dent)	10 vial	2年 2℃～8℃	713147-1	・Helicobacter pylori 選択培地用サプリメント 500 mL用 /vial
Gardnerella vaginalis				
Columbia Blood Agar Base (CM0331B) コロンビア血液寒天基礎培地	500 g	5年 10℃～30℃	711331-5	・血液寒天培地用基礎培地 ・ナイセリアの発育が強化されています 調製量 39.0 g/L
Gardnerella vaginalis Selective Supplement (SR0119E) ガードネラバギナリス選択サプリメント	10 vial	2年 2℃～8℃	713119-1	・ガードネラバギナリス選択培地用サプリメント 500 mL用 /vial
Metronidazole Discs (50 µg/disc) (DD0008T) メトロニダゾールディスク (50µg/disc)	50回	2年 2℃～8℃	716008-5	・Gardnerella vaginalis 確認用ディスク
Sulphonamide Discs (1000 µg/disc) (DD0011T) スルフォンアミドディスク (1000µg/disc)	50回	2年 2℃～8℃	716011-5	・Gardnerella vaginalis 確認用ディスク
Peptostreptococcus anaerobius				
SPS Discs (DD0016T) SPSディスク	50回	12ヶ月 2℃～8℃	716016-5	・Peptostreptococcus anaerobius のSPS確認用ディスク

検体輸送用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
輸送容器				
Bio Pack 1 バイオパック 1 (検体移送ケース)	1個	—	71535	・検体輸送用容器 ・WHOが定めた感染性物質輸送ガイドラインに準拠
Bio Pack 2 バイオパック 2 (検体移送ケース)	1個	—	71539	・検体輸送用容器 ・WHOが定めた感染性物質輸送ガイドラインに準拠
輸送用培地				
Cary Blair Transport Medium (CM0519B) キャリーブレア輸送培地	500 g	5年 10℃～30℃	711519-5	・栄養成分が少なく微生物の過剰発育が抑制される
Amies Transport Medium (CM0425B) アミー輸送培地	250 g	5年 10℃～30℃	711425-2	・病原微生物検査用輸送培地 ・微生物が長期生存できる様に炭末が配合された半流動培地です
Stuart Transport Medium	500 g	—	CM0111B	

性状確認用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
汎用試薬・キット				
BactiDrop™ Oxidase (R21540) バクチドロップ オキシダーゼ	0.75mL×50	18ヶ月 冷暗所	714015-2	・オキシダーゼ試験用試薬 (別途、ろ紙が必要です) ・試験の度に試薬を開封するので良好な反応が確認できます
Microbact Oxidase Strips (MB0266A) マイクロバクト オキシダーゼストリップ	50回	2年 2℃～8℃	714015-1	・オキシダーゼ試験用試薬 ・菌体を試験紙に直接反応させます
Peptone Water (andrade) (CM0061B) アンドレイドペプトン水	500 g	5年 10℃～30℃	711061-5	・細菌の発育、発酵試験、確認用基礎培地 ・pHの変化により簡単に糖の発酵性試験ができます 調製量 15.0 g/L
SIM Medium (CM0435B) SIM培地	500 g	5年 10℃～30℃	711435-5	・腸内細菌科細菌確認培地 ・インドールおよび硫化水素産生性が確認できます 調製量 30.0 g/L
MRVP Medium (Clarks and Lubs Medium)	500 g	—	CM0043B	
Tryptone Water	500 g	—	CM0087B	

性状確認用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴	
腸管出血性大腸菌					
Sheep Blood Agar(modified) ヒツジ血液寒天培地(変法)	5枚	2ヶ月 2℃～8℃	71757	・ <i>Proteus</i> の発育を抑制する改良ヒツジ血液寒天培地 ・エンテロヘモリジン血液寒天培地の対照培地として使用します	
Enterohemolysin Agar エンテロヘモリジン血液寒天培地	5枚	2ヶ月	71755	・腸管出血性大腸菌群スクリーニング培地 ・エンテロヘモリジンを確認できます	
	10枚×10	2℃～8℃	717551-0		
Urea Agar Base(CM0053B) 尿素寒天基礎培地	500 g	—	711053-5	・尿素分解試験用培地 ・別に尿素を添加し、尿素資化性を確認する培地です	調製量 24.0 g/L
E.coli O157 Latex Test Kit 大腸菌O157検出キット「UNI」	100回	12ヶ月 2℃～8℃	71903-00	・腸管出血性大腸菌O157の確認ができます	
サルモネラ					
Lysine Iron Agar(CM0381B) リジン鉄寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711381-5	・腸内細菌の確認用培地 ・サルモネラ、 <i>Edwardsiella</i> 等の性状確認に使用します	調製量 34.0 g/L
Triple Sugar Iron Agar(CM0277B) TSI寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711277-5	・腸内細菌科細菌確認用培地 ・乳糖、白糖、ブドウ糖の発酵性とH ₂ S産生の確認ができます	調製量 65.0 g/L
Simmons Citrate Agar(CM0155B) シモンズクエン酸寒天培地	500 g	—	711155-5	・腸内細菌科細菌確認用培地 ・クエン酸利用能の確認ができます	調製量 23.0 g/L
Salmonella Latex Test(DR1108A) サルモネラテスト	100回	2年 2℃～8℃	714108-1	・サルモネラ確認用試薬(AOAC認証) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます。	
O.B.I.S. Salmonella(ID0570M) O. B. I. S. サルモネラ	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718570-6	・サルモネラ確認試薬 ・PYRとNPAの組合わせでサルモネラが確認できます	
O.B.I.S. PYR(ID0580M) O. B. I. S. PYR	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718580-6	・PYR確認用試薬 ・サイトロバクターとサルモネラ、A群レンサ球菌と腸球菌の確認ができます	
Kligler Iron Agar	500 g	—	CM0033B		
Urea Broth Base(Christensen Agar Base)	500 g	—	CM0071B		
Lysine Decarboxylase Broth Tablets	100 個	—	CM0308B		
黄色ブドウ球菌					
DNase Agar(CM0321B) DNase寒天培地	500 g	5年 10℃～30℃	711321-5	・DNA分解試験用培地 ・確認に1M塩酸が必要です	
Staphytest Dryspot Plus(DR0100M) ドライスポット スタフィテクトプラス	120回	2年 2℃～25℃	717511-1	・黄色ブドウ球菌確認用試薬(ドライタイプ) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます	
Staphytest Plus(DR0850M) スタフィテクトプラス	100回	2年 2℃～8℃	717512-1	・黄色ブドウ球菌確認用試薬(液状タイプ) ・ラテックス凝集反応により、簡単に確認できます	
ビブリオ					
O129 Discs(150μg/disc)(DD0015T) O129ディスク(150μg/disc)	50回	12ヶ月 2℃～8℃	716015-5	・ビブリオ確認用ディスク(2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridine)	
カンピロバクター					
Cica Immunotest Campylobacter II シカイムノテスト カンピロバクター II	10回	2年 2℃～8℃	719410-0	・カンピロバクター迅速確認試薬 ・食品の増菌培養液から直接確認ができます	
ストレプトコッカス					
O.B.I.S. PYR(ID0580M) O. B. I. S. PYR	60回	12ヶ月 2℃～8℃	718580-6	・PYR確認用試薬 ・サイトロバクターとサルモネラ、A群レンサ球菌と腸球菌の確認ができます	
リステリア					
O.B.I.S. MONO(ID0600M) O. B. I. S. MONO(<i>Listeria</i>)	60回	—	718600-6	・D-アラニルアミノペプチダーゼ確認試薬 ・ <i>Listeria monocytogenes</i> の確認ができます	
レジオネラ					
Legionella Latex Test(DR0800M) レジオネララテックスキット	50回	12ヶ月 2℃～8℃	717800-5	・レジオネラ血清型別用試薬 ・血清型1、2～14、その他のレジオネラの3群に群別できます	
耐性菌					
Nitrocefin + Reconstitution Fluid(SR0112) ニトロセフィン	5 vial	2年 -20～8℃	713112-5	・βラクタマーゼ確認用試薬 ・専用の溶解液が付属しています	
Cica Beta Test I シカベータテスト I	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-1	・拡張型βラクタマーゼ確認用試薬	
Cica Beta Test I mini シカベータテスト Iミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-4	・拡張型βラクタマーゼ確認用試薬	
Cica Beta Test MBL シカベータテスト MBL	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-2	・シカベータテストIを基にメルカプト酢酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せでメタロβラクタマーゼが確認できます	
Cica Beta Test MBL mini シカベータテスト MBLミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-5	・シカベータテストIを基にメルカプト酢酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、メタロβラクタマーゼの確認ができます	

性状確認用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
耐性菌				
Cica Beta Test CVA シカベータテスト CVA	40回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-3	・シカベータテストIを基にクラブラン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、ESBLの確認ができます
Cica Beta Test CVA mini シカベータテスト CVAミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-6	・シカベータテストIを基にクラブラン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、ESBLの確認ができます
Cica Beta Test C mini シカベータテスト Cミニ	10回	12ヶ月 2℃～8℃	717560-7	・シカベータテストIを基にポロン酸を加えた試薬 ・シカベータテストIとの組合せで、AmpC型β-ラクタマーゼの確認ができます
AmpC/ESBL Disc Set AmpC/ESBL鑑別ディスク	50回	12ヶ月 2℃～8℃	74054	・AmpC産生性を確認する試験研究用試薬です ・AmpC、ESBLおよび両方の産生株をスクリーニングできます
Carbapenemase Detection Disc Plus Set カルバペネマーゼ鑑別ディスクPlus	50回	12ヶ月 2℃～8℃	74056	・カルバペネマーゼ (MBL、KPC、OXA-48) 産生性を確認する試験研究用試薬です ・MBL、KPC、OXA-48の産生と膜透過性変異 (AmpC) 株をスクリーニングできます
MAST® CARBA PAcE (PACE-ID) CARBA PAcE 48 TESTS	48回	12ヶ月 2℃～8℃	74060	・Pseudomonas属、Acinetobacter属および Enterobacteriales のカルバペネマーゼ産生性を確認する試験研究用試薬です
ヘモフィルス				
V Factor Discs (D44C) V ファクターディスク	50枚×5	12ヶ月 2℃～8℃	74058	・V因子要求性試験用ディスク (coenzyme I)
X Factor Discs (D43C) X ファクターディスク	50枚×5	12ヶ月 2℃～8℃	74057	・X因子要求性試験用ディスク (haemin)
X&V Factor Discs (D45C) X&V ファクターディスク	50枚×5	12ヶ月 2℃～8℃	74059	・X、V因子要求性試験用ディスク (haemin + coenzyme I)
Gardnerella vaginalis				
Metronidazole Discs (50 μg/disc) (DD0008T) メトロニダゾールディスク (50μg/disc)	50回	2年 2℃～8℃	716008-5	・Gardnerella vaginalis 鑑別用ディスク ・ガードネラバギナリス選択培地の分離菌に使用します
Sulphonamide Discs (1000 μg/disc) (DD0011T) スルフォンアミドディスク (1000μg/disc)	50回	2年 2℃～8℃	716011-5	・Gardnerella vaginalis 鑑別用ディスク ・ガードネラバギナリス選択培地の分離菌に使用します
Peptostreptococcus anaerobius				
SPS Discs (DD0016T) SPSディスク	50回	12ヶ月 2℃～8℃	716016-5	・Peptostreptococcus anaerobius のSPS鑑別用ディスク
カンジダ				
CICA fungitest Candida シカファンギテストカンジダ	20回	12ヶ月 2℃～8℃	71950	・カンジダ感染の補助診断薬 ・血中のカンジダマンナン抗原を検出します

培養素材用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
エキス・ペプトン				
Peptone Bacteriologica (LP0037B) 細菌用ペプトン	500 g	5年 10℃～30℃	712037-5	・パンクレアチンとババインで消化分解した肉ペプトン ・様々なポリペプチドを含み、水に溶解しやすい沈殿は生じません
Peptone Bacteriological Neutralised (LP0034B) 細菌用ペプトン (中性)	500 g	5年 10℃～30℃	712034-5	・パンクレアチンとババインで消化分解し中性化した肉ペプトン ・pHが高めの培地に最適化されています
Peptone Mycological (LP0040B) 真菌用ペプトン	500 g	5年 10℃～30℃	712040-5	・真菌 (カビ、酵母) の分離、確認培地用ペプトン ・液性が酸性になるので真菌の分離にも有効です
Peptone P (LP0049B) ペプトンP	500 g	5年 10℃～30℃	712049-5	・ペプシン消化分解した肉ペプトン (USP準拠) ・高分子量のペプチドを多く含み、牛血清の代替として使用されています
Peptone Specia I (LP0072B) ペプトンスペシャル	500 g	5年 10℃～30℃	712072-5	・肉、植物、酵母の混合ペプトン ・栄養価が高く、栄養要求の厳しい細菌に適しています
Proteose Peptone (LP0085B) プロテオースペプトン	500 g	5年 10℃～30℃	712085-5	・高分子量のペプチドを多く含有したペプトン (USP準拠) ・栄養要求の厳しい細菌の培養や毒素産生試験、ワクチン製造に適しています
Tryptone (LP0042B) トリプトン	500 g	5年 10℃～30℃	712042-5	・パンクレアチンで消化分解したカゼインペプトン (USP準拠) ・アミノ酸性窒素が多く、特にトリプトファンを多く含みます
GMO-free Soya Peptone (VG0300C) GMO-free大豆ペプトン	400 g	5年 10℃～30℃	712062-5	・非遺伝子組み換え大豆由来のペプトン (アニマルフリー) ・栄養価が高く、様々な用途に使用できます
Vegetable Peptone No. 1 (VG0100B) ベジタブルペプトンNo. 1	500 g	5年 10℃～30℃	49963-00	・真菌由来酵素で消化分解した植物性 (エンドウ豆) ペプトン (アニマルフリー) ・栄養価が高く、様々な用途に使用できます
Lab-Lemco Powder (Beef Extract) (LP0029B) ラブレムコ末	500 g	5年 10℃～30℃	712029-5	・精製肉エキス粉末 ・多くの細菌に対して発育促進を示し、培地の基礎素材として使用します
Yeast Extract Powder (LP0021B) イーストエキス末 (酵母エキス)	500 g	5年 10℃～30℃	712021-5	・酵母の自己溶解物粉末 ・核酸源、ビタミン類を多く含み、迅速大量培養に適しています

培地素材用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
エキス・ペプトン				
Yeast Extract Powder (LP0021B) イーストエキス末(酵母エキス)	500 g	5年 10℃～30℃	712021-5	・酵母の自己溶解物粉末 ・核酸源、ビタミン類を多く含み、迅速大量培養に適しています
Malt Extract Desiccated (LP0039B) 麦芽エキス乾燥粉末	500 g	5年 10℃～30℃	712039-5	・可溶性の麦芽抽出物粉末 ・窒素源や糖類が豊富で真菌の培養に適しています
Casein Hydrolysate (Acid) (LP0041B) カゼイン酸加水分解物	500 g	—	712041-5	・カゼインを塩酸で直接分解した低分子量のペプトン ・アミノ酸を豊富に含み合成培地に近い条件で培養できます
Tryptose (LP0047B) トリプトース	500 g	—	712047-5	・分子量の分布が広い混合ペプトン ・血液培養や発育要求の厳しい微生物の迅速大量培養に適しています
Gelatin Bacteriological	500 g	—	LP0008B	
Lactalbumin Hydrolysate	500 g	—	LP0048B	
Soya Peptone Neutralised	500 g	—	LP0044C	
Tryptone T	500 g	—	LP0043B	

添加試薬				
Bile Salts (LP0055J) 胆汁酸塩	250 g	5年 10℃～30℃	712055-2	・胆汁酸の抽出物 ・主にグリコール酸塩とタウロコール酸塩を含んでいます
Sodium Biselenite (LP0121A) 亜セレン酸ナトリウム	100 g	5年 10℃～30℃	712121-1	
Bile Salts No.3 (LP0056J) 胆汁酸塩No. 3	250 g	—	712056-2	・精製された胆汁酸塩 ・胆汁酸塩の1/3以下の濃度で同等の抑制を示します
Dextrose Bacteriological	500 g	—	LP0071B	
Sodium Chloride Bacteriological	500 g	—	LP0005B	
Sodium Glutamate	—	—	LP0124	

寒天				
Agar Bacteriological (Agar No.1) (LP0011B) 細菌寒天(寒天No. 1)	500 g	5年 10℃～30℃	712011-5	・微生物培養用寒天 ・ミネラルや金属イオンの含有が低いので薬剤感受性試験にも使用できます
寒天(粉末)	500 g	—	01099-08	
寒天(粉末)	10 Kg	—	01099-84	

手指消毒用製品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
医薬部外品				
PALMALLEN SOFT バームアレン 500 mL ポンプ	1 本	—	76011	・バームアレン ソフト(詰め替え用)の空ボトルです ・詰替え包装でゴミの減量化に役立ちます
PALMALLEN SOFT バームアレン ソフト(詰め替え用)	500 mL	—	76013	・手指擦り込み消毒剤 ・肌にやさしいヒアルロン酸が配合されています

微生物検査消耗品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
ストマック袋				
滅菌ストマック袋(フィルター付)	50枚×10	—	55000-08	・フィルター付きストマッカー用検査袋 ・検体の破片を濾過した検液を採取できます
滅菌ストマック袋	50枚×20	—	55000-09	・ストマッカー用検査袋(汎用) ・一般的な食品を検体に使用できます
滅菌ストマック袋ミニ(フィルター付)	50枚×10	—	55000-14	・フィルター付きストマッカー用検査袋(少量タイプ) ・香辛料や貴重な医薬品などの検体を少量で処理ができます
自立式ストマック袋	50枚	—	71532	・フィルター仕切りタイプの自立式ストマック袋 ・厚いフィルムを使用していますので魚の骨など硬い検体でも使用できます

微生物検査消耗品

製品名	包装	製造後使用期限 保管温度	製品番号	特徴
ストマック袋				
カンピロバクター用ストマック袋	50枚	—	71531	・カンピロバクター検査専用のストマック袋 ・通常培養で使用可能です
シャーレ				
CICA sterilized petridishes shallow type 滅菌シャーレ・浅型	10枚×50	—	96930-01	・電子線滅菌で滅菌された透明度の高いポリスチレン製シャーレ浅型 ・透明度が高く、コロニーの観察が容易です
CICA sterilized petridishes deep type 滅菌シャーレ・深型	10枚×50	—	96930-02	・電子線滅菌で滅菌された透明度の高いポリスチレン製シャーレ深型 ・透明度が高く、コロニーの観察が容易です
CICA sterilized petridishes auto type 滅菌シャーレ・オートタイプ	10枚×50	—	96930-03	・電子線滅菌で滅菌された透明度の高いポリスチレン製シャーレ ・透明度が高く、コロニーの観察が容易です
培養器具				
Sterilized spreaders 滅菌スプレッダー	10本×100	—	96930-21	・ポリスチレン製コンラージ棒 ・非常に滑らかな操作感が特徴です
Sterilized disposable loops 1 μL ループ1μL	20本×50	—	96930-23	・滅菌済プラスチック製白金耳 ・改質ポリスチレン製で作業性の良い柔軟性が特徴です
Sterilized disposable loops 10 μL ループ10μL	20本×50	—	96930-24	・滅菌済プラスチック製白金耳 ・改質ポリスチレン製で作業性の良い柔軟性が特徴です
Sterilized disposable needles ニードル	20本×50	—	96930-22	・滅菌済プラスチック製白金線 ・改質ポリスチレン製で作業性の良い柔軟性が特徴です





A large rectangular area containing numerous horizontal lines, designed for writing or drawing.



〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>

EA221104 M-123 (202210)