

有機合成用

# 炭酸カリウム・炭酸ナトリウム



Kanto Reagents

炭酸カリウム・炭酸ナトリウムは幅広い分野で用いられており、有機合成においても塩基、添加剤をはじめとして重要な役割を果たしております。しかし、一般的に有機溶媒に対する溶解度が低く、反応系によっては粒径が小さいものを使用した効率の良い分散が必要とされます。

この度、弊社にて粒径の小さい炭酸カリウム・炭酸ナトリウムの販売を開始いたしましたのでご案内申し上げます。ハンドリング性、分散性に優れた本製品を是非ともご検討下さい。

## 特長


- ①粒径を保証
- ②ハンドリング性、分散性が良い
- ③低コスト

## 製品リスト

製品番号	製品名	規格	包装	価格(¥)
32323-05	炭酸カリウム(微粉末)	Organics	500g	3,800
32323-25	※粒径(150 $\mu$ m以下): 80%以上		100g	2,500
37141-05	炭酸ナトリウム(粉末)	Organics	500g	2,100
37141-25	※粒径(150 $\mu$ m以下): 70%以上		100g	1,300

## 粒径分布例 (炭酸カリウム)

累積 (%)	粒子径 (μm)
5.0	5.65
10.0	6.84
20.0	8.59
30.0	10.14
40.0	11.83
50.0	13.81
60.0	16.17
70.0	19.71
80.0	27.65
90.0	51.50
95.0	67.90



※本データは代表ロットにおける参考値であり、  
製品規格ではありません。

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>