

ハーフ缶溶剤



Kanto Reagents

メリット

- 保管数量の低減
- 運搬重量の軽減
- 腰痛予防に
(下記参照)



平成25年6月、厚生労働省は19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂し、職場での腰痛防止に取り組んでいます。この指針の中で、重量物取り扱い作業に関して、次のように定められています(一部抜粋)。

人力による重量物の取り扱い

- 満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%までとすること。
- 重量を超える重量物を取り扱わせる場合、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上にて行わせるように努めること。この場合各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。

荷姿の改善、重量の明示等

- 荷姿が大きい場合や重量がかさむ場合は、小分けして、小さく、軽量化すること。

また、「労働基準法第64条の2」及び、「女性労働基準規則第2条」は次のように定められています。

満18歳以上の女性労働者で、断続作業30 kg、継続作業20 kg以上の重量物を取扱ってはならない。

ハーフ缶で
腰痛予防を！



女性の力で
運べる重さです。




Kanto Kagaku

関連製品 (CANアダプター & ディスペンセットS)

- 18 L缶、ハーフ缶にワンタッチで接続可能です。
- **重い缶を持ち上げずに、高精度かつ再現性の高い分注が行えます。**

腰痛防止にも
役立ちます。

<接続例>



製品番号	製品名	価格
96936-00	CANアダプター※	¥6,000

容量 (mL)	分注量 (mL)	精度 (≦±)		再現性 (≦±)		Cat. No.	注文番号
		%	μL	%	μL		

- ディスペンセットS Organic、デジタル容量可変式 (イージーキャリブレーション)

0.5 - 5	0.02	0.5	25	0.1	5	4630-331	70267-42
1 - 10	0.06	0.5	50	0.1	10	4630-341	70267-43
2.5 - 25	0.1	0.5	125	0.1	25	4630-351	70267-44
5 - 50	0.2	0.5	250	0.1	50	4630-361	70267-45

- ディスペンセットS Organic、アナログ容量可変式

0.5 - 5	0.1	0.5	25	0.1	5	4630-131	70267-46
1 - 10	0.2	0.5	50	0.1	10	4630-141	70267-47
2.5 - 25	0.5	0.5	125	0.1	25	4630-151	70267-48
5 - 50	1.0	0.5	250	0.1	50	4630-161	70267-49
10 - 100	1.0	0.5	500	0.1	100	4630-171	70267-50

- ディスペンセットS Organic、容量固定式

5	0.5	25	0.1	5	4630-231	70267-51
10	0.5	50	0.1	10	4630-241	70267-52

※ジエチルエーテル等の特殊溶剤の使用はお控え下さい。
また、特殊溶剤用の容器への接続は出来ません。

製品リスト

製品番号	製品名	規格	法規		容量	価格(¥)	
01026-87	アセトン	特級	危	労	7 kg	6,300	
01026-89		鹿一級					
07278-87	クロロホルム	特級	劇	労	PRTR	☆	
07278-89		鹿一級					
10158-89	ジクロロメタン	鹿一級	労	PRTR	10 kg	☆	
14134-87	ジエチルエーテル	特級	危	労	9 L	20,000	
14134-89		鹿一級					
14029-87	酢酸エチル	特級	危	劇	労	11,000	
14029-89		鹿一級					
14033-87	エタノール(99.5)	特級	危	労	9 L	27,000	
14033-89		鹿一級					
18041-87	ヘキサン	特級	危	労	PRTR	6,000	
18041-89		鹿一級					
25183-87	メタノール	特級	危	劇	労	5,000	
25183-89		鹿一級					
32065-87	石油エーテル	特級	危	労	PRTR	9 L	12,000
32435-87	2-プロパノール	特級	危	労	7 kg	5,900	
32435-89		鹿一級					
40060-87	テトラヒドロフラン	特級	危	労	8 kg	14,000	
40060-89		鹿一級					
40180-87	トルエン	特級	危	劇	労	PRTR	5,000
40180-89		鹿一級					

☆価格につきましてはお近くの販売店までお問い合わせください

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>