

医薬部外品原料規格

医薬部外品原料規格（外原規）とは、医薬部外品等の原料として配合することが認められる成分のうち、日本薬局方、食品添加物公定書及び日本工業規格に記載されている成分規格以外のものをいいます。本製品は、医薬部外品原料規格（外原規）に適合しており、医薬部外品や化粧品の原料に使用可能です。小包装・大入れ品を各種取り揃えております。

製品リスト

製品名	包装	価格(¥)	製品番号	目的・用途例
安息香酸	250 g	5,200	04115-13	防腐剤
クエン酸	500 g	2,300	07381-08	pH調整、収れん作用
	15 kg	☆	07381-84	
エタノール	500 mL	3,000	14650-08	抗菌、清涼、防腐、溶解作用
	18 L	☆	14650-84	
濃グリセリン	500 mL	3,000	17029-08	保湿作用、化粧水、クリーム
	22 kg	☆	17029-84	
塩酸	500 mL	2,800	18079-08	pH調整
	23 kg	☆	18079-84	
イソプロパノール	500 mL	1,100	20322-09	分散剤
	14 kg	☆	20322-84	
リン酸	500 mL	2,400	32187-08	pH調整
	25 kg	☆	32187-84	
塩化カリウム	500 g	1,600	32326-08	pH調整、緩衝剤
	20 kg	☆	32326-84	
水酸化カリウム	500 g	2,000	32361-08	pH調整、けん化
	20 kg	☆	32361-84	
水酸化ナトリウム	500 g	1,600	37188-08	pH調整、けん化
	20 kg	☆	37188-84	
炭酸水素ナトリウム	500 g	1,900	37116-09	pH調整、洗浄作用
	15 kg	☆	37116-84	
チオ硫酸ナトリウム	500 g	2,300	37286-08	ヘアカラーの助剤、バスソルト
	15 kg	☆	37286-84	
ホウ砂	500 g	2,200	38126-09	洗浄作用、乾燥作用
	10 kg	☆	38126-83	
トリエタノールアミン	500 mL	1,900	40268-08	pH調整、乳化剤
	20 kg	☆	40268-84	
尿素	500 g	2,300	43009-09	角質柔軟作用、保湿作用
	10 kg	☆	43009-84	

ラベル表示

例：トリエタノールアミン

医薬部外品原料規格2006に記載された含量規格を表記しています

規格名を表記しています

製品規格書

例：トリエタノールアミン

No. : 40268

製品規格書

関東化学株式会社
東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

品名：トリエタノールアミン
等級：医薬部外品原料規格

試験項目	規格値
性状	試験適合
確認試験 (1)	試験適合
確認試験 (2)	試験適合
確認試験 (3)	試験適合
比重 d_4^{20}	1.120~1.128
屈折率 n_D^{20}	1.481~1.486
純度試験 (1) 重金属	ppm 20 以下
純度試験 (2) ヒ素	ppm 2 以下
強熱残分	% 0.05 以下
定量法 トリエタノールアミン (C ₆ H ₁₅ N ₃)	% 99.0~105.0

医薬部外品原料規格に記載されている試験方法に準拠した試験を実施しています

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部 ファルマケミカル部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1093

E-mail : pharm-info@gms.kanto.co.jp

HP : https://www.kanto.co.jp