

液体クロマトグラフィー用

溶媒・試薬製品リスト

高速液体クロマトグラフィー用溶媒

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
アセトニトリル -Plus-	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	9,000	01031-1B
		3 L	19,000	01031-2B
アセトニトリル -Plus-	HPLC用(医薬品試験用)	1 L	10,000	01858-79
		3 L	21,000	01858-76
アセトン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	3,500	01026-1B
		3 L	8,000	01026-2B
エタノール (99.5)	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	5,700	14033-1B
		3 L	15,000	14033-2B
クロロホルム	高速液体クロマトグラフィー用	1L	4,700	07278-1B
		3 L	12,500	07278-2B
酢酸エチル	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,400	14029-1B
		3 L	10,500	14029-2B
四塩化炭素	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	6,600	07140-1B
1,4-ジオキサン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	9,500	10425-1B
シクロヘキサン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,300	07547-1B
		3 L	10,500	07547-2B
1,2-ジクロロエタン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	7,000	10149-1B
o-ジクロロベンゼン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,300	10127-79
		3 L	11,000	10127-76
ジクロロメタン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,200	10158-1B
		3 L	11,000	10158-2B
N,N-ジメチルホルムアミド	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,800	10344-1B
		3 L	12,500	10344-2B
蒸留水 -Plus-	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	1,800	11307-1B
		3 L	3,000	11307-2B
テトラヒドロフラン,安定剤無添加	高速液体クロマトグラフィー用	200 mL	3,600	40060-3B
		500 mL	5,000	40060-5B
		1 L	7,500	40060-1B
		3 L	16,500	40060-2B
テトラヒドロフラン,安定剤無添加	HPLC用(医薬品試験用)	3 L	17,000	40060-76
テトラヒドロフラン(安定剤含有)	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	7,500	41120-79
		3 L	17,000	41120-76
2,2,4-トリメチルペンタン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	11,500	31005-1B
トルエン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	3,500	40180-1B
		3 L	8,500	40180-2B
1-ブタノール	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	9,500	04354-1B
tert-ブチルメチルエーテル	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	12,000	04418-1B
		3 L	23,500	04418-2B
2-プロパノール -Plus-	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	4,100	32435-1B
		3 L	10,500	32435-2B
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール	高速液体クロマトグラフィー用	100 mL	38,000	18529-1B
		500 mL	129,000	18529-3B
ヘキサン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	3,000	18041-1B
		3 L	7,000	18041-2B
ヘプタン(n-ヘプタン)	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	10,500	18005-1B

高速液体クロマトグラフィー用溶媒

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
ベンゼン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	2,900	04084-1B
メタノール -Plus-	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	2,000	25183-1B
		3 L	4,600	25183-2B
メタノール -Plus-	HPLC用(医薬品試験用)	1 L	2,600	25190-79
		3 L	5,200	25190-76
N-メチル-2-ピロリジノン	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	9,000	25336-79

LC/MS用溶媒

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
アセトニトリル	LC/MS用	200 mL	4,300	01033-23
アセトニトリル -Plus-	LC/MS用	1 L	9,500	01033-79
		3 L	20,000	01033-76
蒸留水	LC/MS用	200 mL	2,000	11307-23
蒸留水 -Plus-	LC/MS用	1 L	2,500	11307-79
		3 L	4,600	11307-76
メタノール	LC/MS用	200 mL	2,000	25185-23
メタノール -Plus-	LC/MS用	1 L	2,500	25185-79
		3 L	5,000	25185-76
2-プロパノール	LC/MS用	200 mL	2,300	32435-12
2-プロパノール -Plus-	LC/MS用	1 L	5,000	32435-79
		3 L	13,500	32435-76
テトラヒドロフラン,安定剤無添加	LC/MS用	1 L	10,500	40060-67
		3 L	21,000	40060-78

HPLC用試薬・溶離液

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
1mol/L 酢酸アンモニウム溶液	高速液体クロマトグラフィー用	100 mL	6,500	01969-23
1mol/L ぎ酸アンモニウム溶液	高速液体クロマトグラフィー用	100 mL	5,900	01298-23
ぎ酸,98%	高速液体クロマトグラフィー用	1m L (A) × 5	9,500	16233-96
		25 mL (S)	6,900	16233-97
酢酸	高速液体クロマトグラフィー用	1 mL (A) × 5	10,000	01021-96
		25 mL (S)	6,800	01021-97
トリフルオロ酢酸	高速液体クロマトグラフィー用	1m L (A) × 5	10,000	40578-1B
		25 mL (A)	13,000	40578-2B
りん酸	高速液体クロマトグラフィー用	25 mL (S)	3,600	32187-96

A:アンプル, S:スクリューキャップ

プレミックス製品

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
0.1vol% ぎ酸-アセトニトリル	LC/MS用	1 L	8,500	01922-63
		3 L	19,000	01922-64
0.1vol% ぎ酸-蒸留水	LC/MS用	1 L	3,800	16245-63
		3 L	6,500	16245-64
0.1vol% トリフルオロ酢酸-アセトニトリル	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	10,500	41132-79
		3 L	20,000	41132-76
0.1vol% トリフルオロ酢酸-蒸留水	高速液体クロマトグラフィー用	1 L	6,000	41133-79
		3 L	9,500	41133-76

LC/NMR用重水素溶媒

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
重水(重水素化率99.8%)	NMR用	1 L	☆	10086-79



大量分取液体クロマトグラフィー用溶媒

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
アセトニトリル	大量分取液体クロマトグラフィー用	3 L×2	14,000	01031-84
		18 L	☆	01031-96
エタノール (99.5)	大量分取液体クロマトグラフィー用	18 L	☆	14033-84
クロロホルム	大量分取液体クロマトグラフィー用	25 kg	☆	07278-84
酢酸エチル	大量分取液体クロマトグラフィー用	18 L	☆	14029-96
蒸留水	大量分取液体クロマトグラフィー用	18 L	☆	11334-96
蒸留水(キュービテナー容器)	大量分取液体クロマトグラフィー用	20 L	☆	11334-92
ヘキサン	大量分取液体クロマトグラフィー用	18 L	☆	18635-96
テトラヒドロフラン(安定剤含有)	大量分取液体クロマトグラフィー用	3 L×2	22,000	41120-84
メタノール	大量分取液体クロマトグラフィー用	3 L×2	6,700	25183-84
		18 L	☆	25183-96

イオンペア試薬

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
塩基性試料用				
1-ペンタンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	10 g	8,000	37423-43
1-ヘキサンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	10 g	8,000	37457-43
1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	10 g	8,000	37431-43
1-オクタンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	10 g	8,500	37447-43
1-ノナンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	5 g	8,500	37449-53
1-デカンスルホン酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	5 g	8,000	37453-53
n-ドデシル硫酸ナトリウム	高速液体クロマトグラフィー用	25 g	3,000	37203-33
酸性試料用				
硫酸水素テトラブチルアンモニウム	高速液体クロマトグラフィー用	10 g	6,800	40465-43
りん酸テトラブチルアンモニウム	高速液体クロマトグラフィー用	5 g	33,500	40466-53
		25 g	166,000	42016-2A
りん酸テトラブチルアンモニウム溶液	高速液体クロマトグラフィー用	25 mL	9,300	42017-1A
水酸化テトラブチルアンモニウム溶液	HPLC grade	100 g	28,200	42012-1A
		500 g	101,300	42012-2A

イオンクロマトグラフィー用試薬 <混合標準液>

製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
陰イオン				
陰イオン混合標準液 I	F ⁻ :4mg/L, Cl ⁻ :8mg/L, NO ₂ ⁻ :10mg/L, NO ₃ ⁻ :10mg/L, PO ₄ ³⁻ :20mg/L, SO ₄ ²⁻ :20mg/L	50 mL	9,000	01849-96
陰イオン混合標準液 II	F ⁻ :500mg/L, Cl ⁻ :2000mg/L, NO ₂ ⁻ -N :100mg/L, NO ₃ ⁻ -N :200mg/L	50 mL	9,000	01850-96
陰イオン混合標準液 III	Cl ⁻ :100mg/L, NO ₂ ⁻ :500mg/L, Br ⁻ :500mg/L, NO ₃ ⁻ :500mg/L, SO ₄ ²⁻ :1000mg/L	50 mL	9,000	01857-96
陰イオン混合標準液 IV	F ⁻ :5mg/L, Cl ⁻ :10mg/L, NO ₂ ⁻ :15mg/L, Br ⁻ :10mg/L, NO ₃ ⁻ :30mg/L, PO ₄ ³⁻ :30mg/L, SO ₄ ²⁻ :40mg/L	50 mL	9,000	01856-96
陰イオン混合標準液 V	F ⁻ :500mg/L, Cl ⁻ :2000mg/L, NO ₂ ⁻ -N:100mg/L, NO ₃ ⁻ -N :200mg/L, ClO ₃ ⁻ :1000mg/L	50 mL	9,000	01855-96
陽イオン				
陽イオン混合標準液 I	Li ⁺ :2mg/L, Na ⁺ :10mg/L, NH ₄ ⁺ :10mg/L, K ⁺ :20mg/L	50 mL	6,700	07196-96
陽イオン混合標準液 II	Li ⁺ :0.5mg/L, Na ⁺ :2mg/L, NH ₄ ⁺ :2mg/L, K ⁺ :5mg/L, Ca ²⁺ :5mg/L, Mg ²⁺ :5mg/L	50 mL	7,000	07197-96
陽イオン混合標準液 III	Na ⁺ :100mg/L, NH ₄ ⁺ :100mg/L, K ⁺ :100mg/L	50 mL	6,700	01853-96
陽イオン混合標準液 IV	Ca ²⁺ :100mg/L, Mg ²⁺ :100mg/L, Na ⁺ :100mg/L	50 mL	6,700	08195-96
陽イオン混合標準液 I	Li ⁺ :2mg/L, Na ⁺ :10mg/L, NH ₄ ⁺ :10mg/L, K ⁺ :20mg/L	50 mL	6,700	07196-96
陽イオン混合標準液 II	Li ⁺ :0.5mg/L, Na ⁺ :2mg/L, NH ₄ ⁺ :2mg/L, K ⁺ :5mg/L, Ca ²⁺ :5mg/L, Mg ²⁺ :5mg/L	50 mL	7,000	07197-96

イオンクロマトグラフィー用試薬 <標準液・標準原液>

製品名		規格	包装	価格 (¥)	製品番号
臭素酸イオン標準液	BrO ₃ ⁻ : 2000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	9,500	05807-96
臭化物イオン標準液	Br ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,300	05018-96
塩素酸イオン標準液	ClO ₃ ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	8,500	08169-96
塩化物イオン標準液	Cl ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	5,900	08126-23
亜塩素酸イオン標準液	ClO ₂ ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	9,500	08170-96
ふっ化物イオン標準液	F ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,300	14613-23
シアン化物イオン標準液	CN ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	12,500	07731-97
硝酸イオン標準液	NO ₃ ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,400	28628-23
亜硝酸イオン標準液	NO ₂ ⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,400	28630-23
亜硝酸性窒素標準液	NO ₂ -N: 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	8,500	28637-96
りん酸イオン標準液	PO ₄ ³⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,400	32964-23
硫酸イオン標準液	SO ₄ ²⁻ : 1000mg/L	JCSS化学分析用 (イオンクロマトグラフィー用)	100 mL	6,400	38005-23

イオンクロマトグラフィー用試薬 <溶離液>


製品名	規格	包装	価格 (¥)	製品番号
1mol/L 炭酸ナトリウム溶液	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	5,300	37991-13
溶離液 (4.5mol/L 炭酸ナトリウム溶液)	ガスモニター用	10 L	18,000	38085-84
1mol/L 炭酸水素ナトリウム溶液	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	5,700	37992-13
2mol/L メタンサルホン酸溶液	イオンクロマトグラフィー用	100 mL	6,000	25625-24
1mol/L 硝酸 (1N)	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	4,800	28622-13
1mol/L エチレンジアミン溶液	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	5,400	14608-13
1mol/L 酒石酸溶液	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	4,500	41011-13
10mol/L 硫酸 (20N)	イオンクロマトグラフィー用	250 mL	5,300	37993-13

イオンクロマトグラフィー用試薬 <溶離液：サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)>

製品名	メーカーコード	包装	価格 (¥)	製品番号
陰イオン用				
イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液 (AS4A)	81140155	3 L × 2本	☆	49101-21
1.8mmol/L Na ₂ CO ₃ /1.7mmol/L NaHCO ₃				
イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液 (AS12A)	81140153	3 L × 2本	☆	49101-22
2.7mmol/L Na ₂ CO ₃ /0.3mmol/L NaHCO ₃				
イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液 (AS14)	81140154	3 L × 2本	☆	49101-66
3.5mmol/L Na ₂ CO ₃ /1.0mmol/L NaHCO ₃				
陽イオン用				
イオンクロマトグラフ陽イオン分析用溶離液 (CS12/CS12A)	81140159	3 L × 2本	☆	49101-67
20mmol/L メタンサルホン酸				
イオンクロマトグラフ陽イオン分析用溶離液 (CS14)	81140160	3 L × 2本	☆	49101-68
10mmol/L メタンサルホン酸				

価格欄が☆印の製品に関しては、最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

- 本記載の製品は、試薬 (試験、研究用として用いる化学薬品) としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>