

ポジティブリスト制度 一斉試験法対応 標準品リスト



関東化学株式会社
試薬事業本部
2021年3月 改訂

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
BHC	劇特化	49802-34	beta-BHC	β -BHC(β -HCH)	100mg	14,000						●
	劇	49802-36	delta-BHC	δ -BHC(δ -HCH)	50mg	23,000		●				
γ -BHC	劇特化	49802-35	gamma-BHC	γ -BHC(γ -HCH)	250mg	13,000						●
アセトクロール		49803-54	Acetochlor	アセトクロール	100mg	14,000			●			
アルジカルブ及びアルドキシカルブ		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	23,000						
		49803-06	Aldicarb-sulfoxide	アルジカルブスルホキシド	100mg	34,000						
イソプロカルブ	劇	49801-41	Isoproc carb(MIPC)	イソプロカルブ	100mg	13,000		●				
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000						
イミベンコナゾール		49861-52	Imibenconazole	イミベンコナゾール	100mg	14,000						●
エスフェンバレレート	劇	49803-09	Esfenvalerate	エスフェンバレレート	100 mg	19,000						
				エスフェンバレレート(異性体1)								
				エスフェンバレレート(異性体2)								
エスプロカルブ		14010-96	Esprocarb	エスプロカルブ	200mg	14,000						●
エタルフルリン		49826-83	Ethalfuralin	エタルフルリン	250mg	15,000	●					
エチクロゼート		14634-96	Ethychlozat	エチクロゼート	200mg	20,000						
エンドスルファン	毒特化	49802-74	α -Endosulfan	α -エンドスルファン	100mg	16,000						●
	毒特化	49802-75	β -Endosulfan	β -エンドスルファン	100mg	16,000						●
オキサジアゾン		49826-19	Oxadiazon	オキサジアゾン	100mg	11,000			●			
オキサジキシル		31127-92	Oxadixyl	オキサジキシル	100mg	12,000			●			
オルトフェニルフェノール		32157-96	2-Phenylphenol	2-フェニルフェノール	200mg	6,000						
キザロホップエチル		49803-00	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000						
キントゼン		35050-96	Quintozene	キントゼン	200mg	8,500			●			
クロゾリネート		49830-63	Chlozolinate	クロゾリネート	10mg	66,000				●		
クロマゾン		49829-01	Clomazone	クロマゾン	100mg	23,000			●			
クロルタールジメチル		49802-66	Chlorthal-dimethyl	クロルタールジメチル	250mg	14,000			●			
クロルデン	劇特化	49831-50	cis-Chlordane (alpha)	cis-クロルデン	10mg	24,000						●
	劇特化	49831-13	trans-Chlordane (gamma)	trans-クロルデン	10mg	24,000						●
	危	49830-96	oxy-Chlordane	oxy-クロルデン	1mL(10mg/L CY)	14,000						●
クロルブファム	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クロルブファム	250mg	14,000	●					
クロロネブ		49801-14	Chloroneb	クロロネブ	100mg	17,000				●		
2,6-ジイソプロピルナフタレン		49835-06	2,6-Diisopropyl naphthalene	2,6-ジイソプロピルナフタレン	100mg	12,000						
ジクロシメット		11442-96	Diclocymet	ジクロシメット	200mg	27,000	●					
				ジクロシメット(異性体-1)			▲					
				ジクロシメット(異性体-2)			▲					
ジクロホップメチル		49803-68	Diclofop methyl	ジクロホップメチル	250mg	11,000			●			
ジスルホトン	危毒	49826-12	Disulfoton	ジスルホトン	250mg	14,000				●		
ジフェニルアミン		49832-28	Diphenylamine	ジフェニルアミン	250mg	5,200						
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000						
ジメテナミド	危	49828-03	Dimethenamid	ジメテナミド	100mg	27,000	●					
ジメトモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ	100mg	19,000						
ジメピペレート		49831-46	Dimepiperate	ジメピペレート	100mg	37,000			●			
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000				●		
チオベンカルブ		40112-96	Thiobencarb	チオベンカルブ	200mg	8,000						●
チオメトン	劇	49801-73	Thiometon	チオメトン	100mg	20,000						●

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物						
							48	63	70	77	79	1598	
テフルトリン	毒	49801-70	Tefluthrin	テフルトリン	100mg	36,000		●					
トリアジメホン		49801-75	Triadimefon	トリアジメホン	250mg	13,000			●				
トリシクラゾール	劇	49802-57	Tricyclazole	トリシクラゾール	100mg	23,000					●		
トリフルミゾール		40279-96	Triflumizole metabolite	トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000							
ニトロタールイソプロピル		49829-17	Nitrothal-isopropyl	ニトロタールイソプロピル	100mg	8,500			●				
ビベロニルブトキシド	危	49803-45	Piperonyl butoxide	ビベロニルブトキシド	100mg	12,000				●			
ピリブチカルブ		32491-96	Pyributycarb	ピリブチカルブ	200mg	9,500	●						
ピリプロキシフェン		49827-95	Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン	100mg	25,000					●		
ピロキロン		49826-22	Pyroquilon	ピロキロン	250mg	12,000	●						
ピンクロゾリン		49803-08	Vinclozolin	ピンクロゾリン	250mg	14,000			●				
フェノキサプロップエチル		49826-85	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	100mg	14,000							
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb	フェノブカルブ	50mg	7,000					●		
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000			●				
フラメトピル		16372-63	Furametpyr	フラメトピル	100mg	22,000							
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000	●						
プロバクロール		49827-71	Propachlor	プロバクロール	250mg	14,000			●				
プロパジン		49803-47	Propazine	プロパジン	250mg	11,000	●						
プロパニル		32423-96	Propanil(DCPA)	プロパニル	200mg	11,000			●				
プロピザミド		49801-60	Propyzamide	プロピザミド	250mg	17,000			●				
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●				
ブロモブチド		04275-96	Bromobutide	ブロモブチド	200mg	13,000			●				
ブロモホスエチル	危	49803-16	Bromophos-ethyl	ブロモホスエチル	100mg	14,000				●			
ヘキサコナゾール		49802-69	Hexaconazole	ヘキサコナゾール	100mg	17,000	●						
ベノキサコール		49803-57	Benoxacor	ベノキサコール	250mg	16,000			●				
ヘプタクロル	劇特化	49831-05	Heptachlor	ヘプタクロル	100mg	29,000						●	
		49831-07	trans-Heptachlorepoxyde(endo)(isomerA)	trans-ヘプタクロルエポキシド	10mg	27,000						●	
		49831-06	cis-Heptachlorepoxyde(exo)(isomerB)	cis-ヘプタクロルエポキシド	10mg	19,000						●	
ベンコナゾール		49802-93	Penconazole	ベンコナゾール	100mg	8,000	●						
ペンディメタリン		32042-96	Pendimethalin	ペンディメタリン	200mg	13,000					●		
ベンフレセート	危	49828-00	Benfuresate	ベンフレセート	100mg	29,000					●		
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド		17,000							
メカルバム	劇	49830-76	Mecarbam	メカルバム	100mg	14,000				●			
メタラキシル及びメフェノキサム	危	49865-22	Metalaxyl	メタラキシル	100mg	11,000			●				
		49830-28	Metalaxy-M	メタラキシル-M	100mg	27,000			▲				
メキシクロール		49802-50	Methoxychlor	メキシクロール	100mg	8,000			●				
メトラクロール	危	25149-96	Metolachlor	メトラクロール	200mg	8,000	●						
メトリブジン		25365-96	Metribuzin	メトリブジン	200mg	7,000							
レスメトリン		49803-48	Resmethrin	レスメトリン	100mg	13,000					●		
				レスメトリン(異性体-1)							▲		
				レスメトリン(異性体-2)							▲		

12 4 21 10 9 10

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	77	79	特化物 1598
一斉試験法対象外成分												
ジクロロボス	劇	10181-96	Dichlorvos	ジクロロボス	200mg	7,800		●				
メタミドホス		49801-46	Methamidophos	メタミドホス	100mg	12,000					●	
EPTC		49802-30	EPTC	EPTC	250mg	17,000					●	
アセフェート		49801-00	Acephate	アセフェート	250mg	19,000					●	
フェノプカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb	フェノプカルブ	50mg	7,000					●	
ジメチピン		49801-29	Dimethipin	ジメチピン	100mg	21,000					●	
ピリミカルブ	劇	49801-56	Pirimicarb	ピリミカルブ	250mg	11,000					●	
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl	カルバリル	250mg	13,000					●	
ジクロフルアニド		49801-26	Dichlofluanid	ジクロフルアニド	250mg	11,000					●	
キャプタン		07137-96	Captan	キャプタン	200mg	9,000					●	
イプロジオン		20301-96	Iprodione	イプロジオン	200mg	11,000					●	
シラフルオフエン	危	49833-06	Silaflofen	シラフルオフエン	100mg	14,000					●	
ブチレート		49802-32	Butylate	ブチレート	250mg	19,000		●				
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000		●				
エチオフェンカルブ	劇	49801-31	Ethiofencarb	エチオフェンカルブ	100mg	11,000		●				
メチオカルブ		49801-45	Methiocarb	メチオカルブ	100mg	8,500		●				
キノメチオネート		49801-10	Chinomethionat	キノメチオネート	250mg	12,000		●				
フルシラゾール		49802-07	Flusilazole	フルシラゾール	100mg	15,000		●				
カプタホール		49801-08	Captafol	カプタホール	250mg	15,000		●				
ピリミジフェン	劇	34052-96	Pyrimidifen	ピリミジフェン	100mg	26,000		●				
アレスリン		49826-69	Allethrin	アレスリン	100mg	11,000			●			
イソキサチオンオキソン		49835-13	Isoxathion oxon	イソキサチオンオキソン	10mg	65,000			●			
Hexachlorobenzene	特化	49831-08	Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン	250mg	14,000						●
BHC	劇特化	49802-33	<i>alpha</i> -BHC	α -BHC(α -HCH)	100mg	15,000						●
DDT		49831-01	<i>o,p'</i> -DDT	<i>o,p'</i> -DDT	50mg	30,000						●
		49802-25	<i>p,p'</i> -DDD	<i>p,p'</i> -DDD	250mg	11,000					●	
		49801-89	<i>p,p'</i> -DDE	<i>p,p'</i> -DDE	100mg	11,000		●				
	特化	49831-02	<i>p,p'</i> -DDT	<i>p,p'</i> -DDT	100mg	15,000						●
EPN	毒	49801-30	EPN	EPN	100mg	13,000					●	
TCMTB		49830-79	TCMTB (Busan)	TCMTB	10mg	32,000	●					
XMC	劇	46001-96	XMC	XMC	200mg	5,000			●			
アクリナトリン		49802-02	Acrinathrin	アクリナトリン	100mg	30,000					●	
アザコナゾール		49828-91	Azaconazole	アザコナゾール	100mg	14,000			●			
アジンホスメチル		49803-14	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	250mg	12,000	●					
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamiprid	アセタミプリド	200mg	15,000		●				
アトラジン		01720-96	Atrazine	アトラジン	200mg	8,500			●			
アニロホス		49826-71	Anilofos	アニロホス	100mg	15,000	●					
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	15,000			●			
アラクロール		49802-37	Alachlor	アラクロール	250mg	13,000	●					
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	65,000						
アルドリン	劇特化	49830-89	Aldrin (HHDN)	アルドリン	250mg	17,000						●
イサゾホス		49803-78	Isazofos	イサゾホス	100mg	11,000			●			

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
一斉試験法対象外成分												
イソキサジフェンエチル		49834-19	Isoxadifen-ethyl	イソキサジフェンエチル	100mg	38,000						
イソキサチオン	劇	49861-26	Isoxathion	イソキサチオン	100 mg	28,000			●			
イソフェンホス	毒	49801-40	Isofenphos	イソフェンホス	100mg	13,000		●				
イソフェンホスオキソン		49833-17	Isofenphos-oxon	イソフェンホスオキソン	10mg	42,000		●				
イソプロチオラン		49828-85	Isoprothiolane	イソプロチオラン	100mg	20,000			●			
イプロベンホス		20054-96	Iprobenfos	イプロベンホス	200mg	20,000			●			
イマザメタベンズメチルエステル		49828-95	Imazamethabenz-methyl	イマザメタベンズメチル	100mg	18,000			●			
イミベンコナゾール脱ベンジル体		49831-54	Imibenconazole-des-benzyl	イミベンコナゾール-デス-ベンジル	10mg	40,000	●					
ウニコナゾール-P	危	49803-02	Uniconazole-P	ウニコナゾール-P	10ppm / 10mL CY	23,000	●					
エチオン	危劇	49803-72	Ethion	エチオン	250mg	14,000			●			
エディフェンホス	劇	14006-96	Edifenphos(EDDP)	エジフェンホス	200mg	7,500					●	
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	40,000	●					
エトフェンプロックス		49833-27	Etofenprox	エトフェンプロックス	100mg	36,000	●					
エトフメセート		49827-44	Ethofumesate	エトフメセート	250mg	12,000			●			
エトプロホス	危毒	49801-32	Ethoprophos	エトプロホス	100mg	18,000		●				
エトリムホス		49801-34	Etrifmof(unstable in concentr.form)	エトリムホス	100mg	18,000						
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	15,000					●	
エンドスルファンスルファート		49803-04	Endosulfan-sulphate	硫酸エンドスルファン	100mg	20,000					●	
エンドリン	毒特化	49801-82	Endrin	エンドリン	100mg	21,000						●
オキシフルオルフェン		49803-86	Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン	100mg	14,000			●			
オメトエート		49803-42	Omethoat	オメトエート	100mg	11,000						
オリザリン		49802-71	Oryzalin	オリザリン	100mg	11,000	●					
カズサホス	毒	49830-48	Cadusaphos	カズサホス	100mg	30,000						●
カフェンストロール		08155-96	Cafenstrole	カフェンストロール	200mg	20,000	●					
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	24,000			●			
カルボキシ		49827-18	Carboxin	カルボキシ	250mg	12,000	●					
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	14,000			●			
カルボフラン(分解物)		49827-96	Carbofuran-3-hydroxy	カルボフラン-3-ヒドロキシ	10mg	29,000					●	
キナルホス	劇	49801-66	Quinalphos	キナルホス	250mg	12,000		●				
キノキシフェン		49829-84	Quinoxifen	キノキシフェン	100mg	27,000			●			
キノクラミン		49831-43	Quinoclamine	キノクラミン	50mg	15,000			●			
クレソキシムメチル		49802-91	Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル	100mg	20,000	●					
クロルエトキシホス		49829-88	Chlorethoxyfos	クロルエトキシホス	50mg	25,000					●	
クロルピリホス	劇	49801-16	Chlorpyrifos	クロルピリホス	250mg	12,000						●
クロルピリホスメチル		49801-15	Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル	250mg	15,000			●			
クロルフェナピル	劇	08156-96	Chlorfenapyr	クロルフェナピル	200mg	12,000	●					
クロルフェンソン		07214-96	Chlorfenson	クロルフェンソン	200mg	14,000					●	
クロルフェンビンホス	劇	49833-10	Chlorfenvinphos(CVP)	クロルフェンビンホス	250mg	10,000		●				
クロルフェンビンホス(E) α				trans-クロルフェンビンホス(=E体, α体)				▲				
クロルフェンビンホス(Z) β	危劇	49831-76	cis-Chlorfenvinphos	cis-クロルフェンビンホス(=Z体, β体)	10ppm / 1mL CY	60,000		▲				
クロルプロファミ		07325-96	Chlorpropham	クロルプロファミ	200mg	7,000						●
クロルベンシド		49803-60	Chlorbenseide	クロルベンシド	100mg	15,000					●	

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
一斉試験法対象外成分												
クロロベンジレート		49801-13	Chlorobenzilate	クロロベンジレート	100mg	12,000					●	
シアナジン	劇	49860-52	Cyanazine	シアナジン	250mg	16,000	●					
シアノホス	危	07538-96	Cyanophos	シアノホス	200mg	55,000			●			
ジエトフェンカルブ		49801-27	Diethofencarb	ジエトフェンカルブ	100mg	35,000		●				
ジオキサチオン	劇	49830-65	Dioxathion	ジオキサチオン	100mg	46,000					●	
ジクロトホス	危	49827-37	Dicrotophos	ジクロトホス	100mg	12,000					●	
ジクロフェンチオン	劇	10110-96	Dichlofenthion(ECP)	ジクロフェンチオン	200mg	7,000	●					
ジクロラン		10786-96	Dicloran	ジクロラン	200mg	7,000			●			
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン		49827-68	Perthane	ペルタン	100mg	15,000					●	
ジコホル	特化	49802-26	Dicofol	ジコホル	100mg	17,000						●
ジコホル分解物(4,4'-ジクロロベンゾフェノン)		49831-57	4,4'-Dichlorobenzophenone	4,4'-ジクロロベンゾフェノン	250mg	15,000	●					
ジスルホトンスルホン体	危	49832-46	Disulfoton sulfone	ジスルホトンスルホン	50mg	26,000					●	
シニドンエチル		49830-67	Cinidon-ethyl	シニドンエチル	100mg	18,000					●	
シハロトリン	劇	49801-19	<i>lambda</i> -Cyhalothrin	λ-シハロトリン	100mg	27,000		▲				
	劇	49836-20	<i>gamma</i> -Cyhalothrin	γ-シハロトリン	100mg	75,000		▲				
シハロホップブチル		49860-39	Cyhalofop-butyl	シハロホップブチル	50mg	20,000	●					
ジフェナミド	危	10787-96	Diphenamid	ジフェナミド	200mg	8,000			●			
ジフェノコナゾール		49834-09	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	250mg	18,000					●	
シフルトリン	劇	49801-18	Cyfluthrin	シフルトリン	250mg	11,000					●	
ジフルフェニカン		49802-85	Diflufenican	ジフルフェニカン	100mg	18,000	●					
シプロコナゾール		49802-28	Cyproconazole	シプロコナゾール	100mg	25,000					●	
シペルメトリン	劇	49801-21	Cypermethrin (technical)	シペルメトリン	100mg	12,000		●				
	劇	49861-54	<i>alpha</i> -Cypermethrin	α-シペルメトリン	100mg	20,000		▲				
	劇	49831-58	<i>beta</i> -Cypermethrin	β-シペルメトリン	100mg	17,000		▲				
	危劇	49831-83	<i>theta</i> -Cypermethrin	θ-シペルメトリン	10ppm / 10mL CY	80,000		▲				
	劇	49831-59	<i>zeta</i> -Cypermethrin	ζ-シペルメトリン	100mg	23,000		▲				
シマジン		37087-96	Simazine	シマジン	200mg	5,500			●			
ジメタメトリン		49861-34	Dimethametryn	ジメタメトリン	250 mg	10,000			●			
ジメチルビンホス(E)												
ジメチルビンホス(Z)	劇	49835-77	Dimethylvinphos(Z type)	ジメチルビンホス(Z体)	50mg	55,000		●				
ジメトエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメトエート	100mg	13,000	●					
シメトリン		37600-96	Simetryn	シメトリン	200mg	6,000	●					
スピロキサミン	危	49829-90	Spiroxamin	スピロキサミン	100mg	13,000	●			●		
スピロジクロフェン		49831-15	Spirodiclofen	スピロジクロフェン	100mg	15,000	●					
ゾキサミド		49830-43	Zoxamide	ゾキサミド	100mg	47,000	●					
ゾキサミド(分解物)												
ターバシル		49803-93	Terbacil	ターバシル	250mg	20,000	●					
ダイアジノン	危劇	49801-25	Diazinon	ダイアジノン	250mg	11,000					●	
チフルザミド		40019-96	Thifluzamide	チフルザミド	100mg	28,000	●					
ディルドリン	劇特化	49831-04	Dieldrin	ディルドリン	50mg	14,000						●
テクナゼン		49829-11	Tecnazene	テクナゼン	250mg	10,000			●			
テトラクロルビンホス		40039-96	Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス	200mg	8,000			●			

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
一斉試験法対象外成分												
テトラコナゾール		49827-07	Tetraconazole	テトラコナゾール	100mg	45,000				●		
テトラジホン		49826-23	Tetradifon	テトラジホン	250mg	13,000			●			
テニルクロール		40108-96	Thenylchlor	テニルクロール	200mg	21,000		●				
テブコナゾール		49802-20	Tebuconazole	テブコナゾール	250mg	15,000					●	
テブフェンピラド	劇	49828-33	Tebufenpyrad	テブフェンピラド	100mg	20,000					●	
デメトン-S-メチル	特毒	49826-79	Demeton-S-methyl	ジメトン-S-メチル	50mg	50,000	●					
デルタメトリン	劇	49801-24	Deltamethrin	デルタメトリン	250mg	16,000		●				
テルブトリン		49827-77	Terbutryn	テルブトリン	250mg	13,000	●					
テルブホス	危	49801-72	Terbufos	テルブホス	100mg	15,000		●				
トラロメトリン	危劇	49831-51	Tralomethrin	トラロメトリン	100mg	28,000		▲				
トリアジメノール		49801-76	Triadimenol	トリアジメノール	250mg	14,000		●				
		49831-60	Triadimenol isomer A	トリアジメノール 異性体A	100mg	11,000		▲				
	危	49831-84	Triadimenol isomer B	トリアジメノール 異性体B	10ppm / 10mL CY	32,000		▲				
トリアゾホス	危	49803-01	Triazophos	トリアゾホス	100mg	17,000	●					
トリアレート		49803-95	Triallate	トリアレート	250mg	12,000			●			
トリデモルフ		49827-78	Tridemorph	トリデモルフ	100mg	11,000						
トリブホス	劇	49827-33	Tribufos	トリブホス	100mg	18,000			●			
トリフルラリン		40852-96	Trifluralin	トリフルラリン	200mg	8,500	●					
トリフロキシストロピン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロピン	100mg	18,000			●			
トルクロホスメチル		40175-96	Tolclofos-methyl	トルクロホスメチル	200mg	10,000		●				
トルフェンピラド	劇	49831-65	Tolfenpyrad	トルフェンピラド	100mg	85,000			●			
2-(1-ナフチル)アセタミド		49830-57	1-Naphthyl acetamide	1-ナフチルアセトアミド	500mg	8,000				●		
ナプロパミド		49801-50	Napropamide	ナプロパミド	100mg	11,000			●			
ノルフルラゾン		49826-93	Norflurazon	ノルフルラゾン	100mg	28,000			●			
パクロブトラゾール		49826-38	Pacllobutrazol	パクロブトラゾール	100mg	14,000		●				
パラチオン	危特毒	49802-59	Parathion(-ethyl)	パラチオン(エチル)	100mg	12,000					●	
パラチオンメチル	特毒	49801-53	Parathion-methyl	パラチオンメチル	100mg	11,000					●	
ハルフェンブロックス	危劇	49831-27	Halfenprox	ハルフェンブロックス	10mg	78,000					●	
ピコリナフェン		49830-56	Picolinafen	ピコリナフェン	100mg	20,000	●					
ビテルタノール		49801-06	Bitertanol	ビテルタノール	250mg	8,000		●				
ビフェノックス		49802-80	Bifenox	ビフェノックス	250mg	11,000	●					
ビフェントリン	劇	49802-39	Bifenthrin	ビフェントリン	100mg	19,000	●					
ピペロホス	劇	49827-70	Piperophos	ピペロホス	250mg	17,000			●			
ピラクロホス	危劇	34070-96	Pyraclufos	ピラクロホス	100mg	8,000					●	
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●			
ピラフルフェンエチル		34073-96	Pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル	100mg	14,000	●					
ピリダフェンチオン		32493-96	Pyridaphenthion	ピリダフェンチオン	200mg	4,200			●			
ピリダベン	劇	49801-63	Pyridaben	ピリダベン	25mg	12,000		●				
ピリフェノックス(E)	危	49860-37	E-Pyrifenox	E-ピリフェノックス	10ppm / 1mL IO	34,000					●	
ピリフェノックス(Z)		32510-96	Z-Pyrifenox	Z-ピリフェノックス	200mg	25,000					●	
ピリミノバックメチル(E)		49833-89	(E)-Pyriminobac-methyl	(E)-ピリミノバックメチル	10mg	30,000	●					
ピリミノバックメチル(Z)	危	49832-10	(Z)-Pyriminobac-methyl	(Z)-ピリミノバックメチル	10ppm / 1mL CY	57,000	●					

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
一斉試験法対象外成分												
ピリミホスメチル	危	49801-57	Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル	250mg	17,000		●				
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	25,000	●					
ピレトリン	危	49801-62	Pyrethrins (technical)	ピレトリン	250mg	10,000						
ピレトリン I	危	49831-88	Pyrethrin 1	ピレトリン 1	100ppm / 1mL CY	60,000						
ピレトリン II												
フィプロニル	劇	16371-63	Fipronil	フィプロニル	100mg	25,000	●					
フェナミホス		49803-73	Fenamiphos	フェナミホス	250mg	17,000			●			
フェナリモル		16010-96	Fenarimol	フェナリモル	200mg	12,000		●				
フェニロチオン	危	49801-35	Fenitrothion	フェニロチオン	250mg	12,000					●	
フェノキサニル		16380-96	Fenoxanil	フェノキサニル	200mg	20,000	●					
フェノチオカルブ		16204-97	Fenothiocarb	フェノチオカルブ	100mg	12,000			●			
フェントリン	危	49803-87	Phenothrin	フェントリン	100mg	13,000			●			
		49831-61	D-trans-Phenothrin	D-trans-フェントリン	100mg	40,000			▲			
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000	●					
フェンクロルホス		49827-46	Fenchlorphos	フェンクロルホス	100mg	14,000					●	
フェンスルホチオン	毒	49830-23	Fensulfothion	フェンスルホチオン	100mg	11,000		●				
フェンチオン	危劇	49801-79	Fenthion	フェンチオン	250mg	12,000						●
フェントエート	劇	49801-85	Phenthoate	フェントエート	100mg	19,000						●
フェンバレレート	劇	49801-37	Fenvalerate	フェンバレレート	250mg	14,000						●
フェンブコナゾール		49829-26	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	100mg	26,000			●			
フェンプロパトリン	劇	49803-74	Fenpropathrin	フェンプロパトリン	250mg	15,000	●					
フサライド		16070-96	Fthalide	フサライド	200mg	4,500			●			
ブタクロール	危	04345-96	Butachlor	ブタクロール	200mg	7,500	●					
ブタミホス	危	49861-31	Butamifos	ブタミホス	100mg	39,000	●					
ブピリメート		49829-28	Bupirimate	ブピリメート	250mg	12,000			●			
ブプロフェジン		49801-07	Buprofezin	ブプロフェジン	100mg	18,000			●			
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	32,000			●			
フリラゾール		49860-46	Furilazole	フリラゾール	10mg	59,000						
フルアクリピリム		49832-34	Fluacrypyrim	フルアクリピリム	50mg	44,000			●			
フルキンコナゾール		49830-34	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	100mg	28,000	●					
フルジオキサニル		49864-66	Fludioxonil	フルジオキサニル	100 mg	17,000	●					
フルシトリネート	劇	49833-92	Flucythrinate	フルシトリネート	100mg	31,000		●				
フルチアセツメチル		49831-30	Fluthiacet methyl	フルチアセツメチル	100mg	45,000	●					
フルトラニル	危	49827-92	Flutolanil	フルトラニル	100mg	9,000		●				
フルトリアホール		49803-76	Flutriafol	フルトリアホール	100mg	24,000			●			
フルバリネート	危劇	16057-96	Fluvalinate	フルバリネート	200mg	25,000		●				
フルフェンピルエチル		49832-73	Flufenpyr-ethyl	フルフェンピルエチル	10mg	70,000					●	
フルミオキサジン		49831-31	Flumioxazin	フルミオキサジン	100mg	75,000			●			
フルミクロラックペンチル		49829-31	Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル	100mg	19,000			●			
プレチラクロール		32587-96	Pretilachlor	プレチラクロール	200mg	16,000		●				
プロシミドン		49802-73	Procymidone	プロシミドン	250mg	14,000	●					
プロチオホス		49801-61	Prothiophos	プロチオホス	50mg	9,000						●

GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	特化物					
							48	63	70	77	79	1598
一斉試験法対象外成分												
プロバホス	劇	49833-87	Propaphos	プロバホス	100mg	45,000				●		
プロバルギッド	危	32446-96	Propargite(BPPS)	プロバルギッド	200mg	33,000			●			
プロピコナゾール		32588-96	Propiconazole	プロピコナゾール	200mg	14,000		●				
プロヒドロジャスモン	危	49832-11	Prohydrojasmon	プロヒドロジャスモン	100ppm / 1.1mL CY	39,000	●					
プロフェノホス		49833-35	Profenofos	プロフェノホス	250mg	11,000			●			
プロポキスル	劇	49801-59	Propoxur	プロポキスル	250mg	12,000			●			
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000			●			
ブロモプロピレート		04700-96	Bromopropylate	ブロモプロピレート	200mg	4,000			●			
ブロモホス		49803-58	Bromophos-methyl	ブロモホスメチル	100mg	12,000			●			
ヘキサジノン		49826-88	Hexazinone	ヘキサジノン	100mg	12,000			●			
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000			●			
ペルメトリン	v部	49801-54	Permethrin	ペルメトリン	250mg	12,000					●	
		49831-62	cis-Permethrin	cis-ペルメトリン	10mg	25,000						▲
		49831-63	trans-Permethrin	trans-ペルメトリン	10mg	25,000						▲
ベンフルラリン		04073-96	Benfluralin	ベンフルラリン	200mg	10,000			●			
ホサロン	劇	32181-96	Phosalone	ホサロン	100mg	11,000		●				
ホスチアゼート	劇	49829-53	Fosthiazate	ホスチアゼート	30mg	75,000					●	
ホスファミドン	危特毒	49826-96	Phosphamidon	ホスファミドン	100mg	8,000			●			
ホスメット	劇	32183-96	Phosmet	ホスメット	200mg	6,000			●			
ホルモチオン		49801-92	Formothion (unstable in concentrated form)	ホルモチオン	100mg	15,000				●		
ホレート		49826-95	Phorate	ホレート	100mg	11,000	●					
マラチオン	危	49801-43	Malathion	マラチオン	100mg	8,500		●				
ミクロブタニル		49801-49	Myclobutanil	ミクロブタニル	100mg	16,000					●	
メチダチオン	劇	49826-04	Methidathion	メチダチオン	100mg	8,000			●			
メブレン	危	49801-47	Methoprene (mixture of isomers)	メブレン	100mg	27,000	●					
メミノストロビン (E)		49833-88	(E)-Metominostrobin	(E)-メミノストロビン	10mg	55,000			●			
メミノストロビン (Z)	危劇	49832-92	(Z)-Metominostrobin	(Z)-メミノストロビン	10ppm / 1mL AL	30,000			●			
メビンホス	危	49827-62	Mevinphos	メビンホス	100mg	21,000	●					
メフェナセツ		25092-96	Mefenacet	メフェナセツ	200mg	11,000		●				
メフェンビルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンビルジエチル	100mg	28,000	●					
メプロニル		25095-97	Mepronil	メプロニル	100mg	10,000					●	
モノクロトホス	劇	49826-91	Monocrotophos	モノクロトホス	100mg	8,500			●			
レナシル		49801-42	Lenacil	レナシル	100mg	11,000		●				

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

							54	58	74	75	78	82
品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)						NEW
EPN	毒	49801-30	EPN	EPN	100mg	13,000						
XMC	劇	46001-96	XMC	XMC	200mg	5,000				●		
アクリナトリン		49802-02	Acrinathrin	アクリナトリン	100mg	25,000						
アザフェニジン												
アシベンゾラル-S-メチル		49830-58	Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル-S-メチル	100mg	20,000	●					
アジンホスメチル		49803-14	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	250mg	11,000		●				
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamiprid	アセタミプリド	200mg	14,000			●			
アセトクロール		49803-54	Acetochlor	アセトクロール		14,000						
アゾキシストロビン	劇	49826-37	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	100mg	20,000	●					
アトラジン		01720-96	Atrazine	アトラジン	200mg	20,000						●
アニロホス		49826-71	Anilofos	アニロホス	100mg	15,000		●				
アバメクチン	毒	49803-12	Abamectin	アバメクチン	100mg	16,000		●				
				アベルメクチンB1a				▲				
				アベルメクチンB1b								
				8,9-Z アベルメクチンB1a								
アミスルブロム		01350-96	Amisulbrom	アミスルブロム	100mg	25,000				●		
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	14,000						
アラクロール		49802-37	Alachlor	アラクロール	250mg	14,000						
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000						
アルジカルブ及びアールドキシカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	13,000					●	
		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	23,000					●	
イソウロン		49834-21	Isouron	イソウロン	100mg	27,000			●			
イソキサチオン	危劇	49861-26	Isoxathion	イソキサチオン	100mg	26,000				●		
イソキサフルトール		49828-94	Isoxaflutole	イソキサフルトール	100mg	20,000		●				
イソピラザム		49866-36	Isopyrazam	イソピラザム	10mg	22,000						
イソフェンホス		49801-40	Isofenphos	イソフェンホス	100mg	14,000						
イソフェンホスオキソン		49833-17	Isofenphos-oxon	イソフェンホスオキソン	10mg	43,000						
イソプロカルブ		49801-41	Isoprocarb	イソプロカルブ	100mg	13,000						
イソプロチオラン		49828-85	Isoprothiolane	イソプロチオラン	100mg	19,000						
イブフェンカルバゾン		49865-67	Ipencarbazone	イブフェンカルバゾン	25mg	25,000						
イブロジオン		49832-63	Iprodione metabolite 1	イブロジオン代謝物1	100mg	54,000						
イブロバリカルブ		49829-78	Iprovalicarb	イブロバリカルブ	100mg	21,000		●				
イプロベンホス		20054-96	Iprobenfos	イプロベンホス	200mg	12,000						
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000	●					
イミシアホス		49865-68	Imicyafos	イミシアホス	25mg	38,000						
イミダクロプリド	劇	20005-96	Imidacloprid	イミダクロプリド	200mg	11,000		●				
インダノファン		20350-96	Indanofan	インダノファン	100mg	19,000	●					
インドキサカルブ		49829-81	Indoxacarb	インドキサカルブ	100mg	21,000		●				
エスプロカルブ		14010-96	Esprocarb	エスプロカルブ	200mg	14,000						
エタボキサム		49866-80	Ethaboxam	エタボキサム	50mg	37,000						
エチオン		49803-72	Ethion	エチオン	250mg	14,000						●
エチプロール		49830-46	Ethiprole	エチプロール	100mg	14,000			●			
エディフェンホス		49861-23	Edifenphos	エジフェンホス	250mg	14,000						
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000			●			
エトプロホス	毒	49801-32	Ethoprophos	エトプロホス	100mg	16,000						
エトリムホス		49801-34	Etrimfos	エトリムホス	100mg	24,000						

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール		16,000					●	
オキサジアゾン		49826-19	Oxadiazon	オキサジアゾン	100mg	11,000						
オキサジアルギル		49833-42	Oxadiargyl	オキサジアルギル	100mg	18,000				●		
オキサジキシル		31127-92	Oxadixyl	オキサジキシル	100mg	12,000						
オキサジクロメホン		31116-96	Oxaziclomefone	オキサジクロメホン	100mg	25,000	●					
オキサミル	毒	49801-51	Oxamyl	オキサミル	100mg	15,000					●	
オキシカルボキシ		49803-43	Oxycarboxin	オキシカルボキシ	100mg	9,500		●				
オキシフルオルフェン		49803-86	Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン	100mg	18,000						

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
カズサホス	危毒	49830-48	Cadusafos	カズサホス	100mg	26,000						
カフェンストロール		08155-96	Cafenstrole	カフェンストロール	200mg	20,000						
カルバリル	劇	07143-96	Carbaryl(NAC)	カルバリル	200mg	9,000					●	
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾンエチル	10mg	25,000				●		
カルプロバミド		08163-63	Carpropamid	カルプロバミド	100mg	13,000	●					
キナルホス	劇	49801-66	Quinalphos	キナルホス	250mg	13,000						●
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	13,000					●	
		49827-96	Carbofuran-3-hydroxy	カルボフラン-3-ヒドロキシ	10mg	26,000				●		
キザロホップ		49803-00	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000		●				
	危劇	49832-18	Quizalofop-P-tefuryl	キザロホップ-P-テフリル	10mL(10mg/L AL)	23,000						
キノキシフェン		49829-84	Quinoxifen	キノキシフェン	100mg	25,000				●		
クミルロン		49834-06	Cumyluron	クミルロン	50mg	41,000	●					
クレソキシムメチル		49802-91	Kresoxim-methyl	クレソキシム-メチル	100mg	21,000			●			
クロキントセットメキシル		49829-86	Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester	クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル	100mg	18,000		●				
クロチアニジン		49830-00	Clothianidin	クロチアニジン	100mg	27,000		●				
クロマフェノジド		08167-96	Chromafenozide	クロマフェノジド	200mg	20,000		●				
クロメブロップ	危劇	49831-73	Clomeprop	クロメブロップ	1mL(100mg/L AL)	15,000		●				
クラントラニリプロール		49834-45	Chlorantraniliprole	クラントラニリプロール	100mg	25,000						
クロリダゾン		07015-96	Chloridazon	クロリダゾン	200mg	16,000		●				
クロルピリホス	劇	49801-16	Chlorpyrifos	クロルピリホス	250mg	13,000			●			
クロルピリホスメチル		49801-15	Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル	250mg	16,000						●
クロルフェナビル	劇	49865-23	Chlorfenapyr	クロルフェナビル	100mg	20,000						
クロルフェンビンホス	劇	49833-10	Chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス(E体)	250mg	12,000						
	劇危	49831-76	cis-Chlorfenvinphos	cis-クロルフェンビンホス	1mL(10mg/L CY)	37,000						
クロルブファミ		49827-19	Chlorbufam	クロルブファミ	250mg	14,000			●			
クロルプロファミ		07325-96	Chlorpropham	クロルプロファミ	200mg	7,500						
クロロクスロン		49803-61	Chloroxuron	クロロクスロン	250mg	13,000	●					
シアゾファミド		49830-41	Cyazofamid	シアゾファミド	100mg	19,000						
シアナジン	劇	49860-52	Cyanazine	シアナジン	250mg	13,000						
ジウロン		10781-96	Diuron	ジウロン	200mg	7,000					●	
ジエトフェンカルブ		49801-27	Diethofencarb	ジエトフェンカルブ	100mg	29,000				●		
シエノピラフェン		07018-96	Cyenoxyrafen	シエノピラフェン	100mg	24,000			●			
シクロエート		49827-27	Cycloate	シクロエート	250mg	14,000	●					
ジクロシメット		11442-96	Diclocymet	ジクロシメット	200mg	27,000						
				ジクロシメット(異性体1)								
				ジクロシメット(異性体2)								
ジクロホップメチル		49803-68	Diclofop-methyl	ジクロホップメチル	250mg	11,000						
ジチオビル		11395-96	Dithiopyr	ジチオビル	100mg	14,000						
シハロホップブチル		08157-96	Cyhalofop-buthyl	シハロホップ-ブチル	200mg	9,500						
ジフェノコナゾール		49834-09	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	250mg	17,000				●		
				ジフェノコナゾール(異性体1)						▲		
				ジフェノコナゾール(異性体2)						▲		
シフルフェナミド		49833-85	Cyflufenamid	シフルフェナミド	50mg	36,000		●				
ジフルフェニカン		10610-96	Diflufenican	ジフルフェニカン	200mg	16,000			●			
ジフルベンズロン		49801-28	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	250mg	16,000					●	
シフルメトフェン		08161-96	Cyflumetofen	シフルメトフェン	100mg	28,000						
		49802-28	Cyproconazole	シプロコナゾール	100mg	27,000						

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
シプロコナゾール				シプロコナゾール(異性体1)								
				シプロコナゾール(異性体2)								
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000					●	
シベルメトリン	劇	49801-21	Cypermethrin	シベルメトリン	100mg	14,000						
シマジン		37087-96	Simazine	シマジン	200mg	5,700						
シメコナゾール		37511-96	Simeconazole	シメコナゾール	200mg	17,000		●				
ジメタメトリン		49861-34	Dimethametryn	ジメタメトリン	250 mg	12,000				●		
ジメチリモール		49829-05	Dimethirimol	ジメチリモール	100mg	41,000		●				
ジメテナミド	危	49828-03	Dimethenamid	ジメテナミド	100mg	27,000						
ジメトエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメトエート	100mg	13,000			●			
ジメトモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ(E体)	100mg	19,000					▲	
	危劇	49833-97	Z-Dimethomorph	Z-ジメトモルフ	1mL(100mg/L AL)	23,000					▲	
シモキサニル		08023-96	Cymoxanil	シモキサニル	200mg	16,000				●		
シラフルオフェン	危	49833-06	Silaflofen	シラフルオフェン	100mg	14,000	●					
スピノサド		37575-96	Spinosad	スピノサド	200mg	11,000	●					
				スピノシンA			▲					
				スピノシンD			▲					
スピロキサミン	危	49829-90	Spiroxamine	スピロキサミン	100mg	13,000						
スピロジクロフェン		49831-15	Spirodiclofen	スピロジクロフェン	100mg	14,000			●			
ゾキサミド		49830-43	Zoxamide	ゾキサミド	100mg	45,000						
ターバシル		49803-93	Terbacil	ターバシル	250mg	19,000				●		
ダイアジノン	危劇	49801-25	Diazinon	ダイアジノン	250mg	11,000						●
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000					●	
ダイムロン		10504-96	Daimuron(Dymuron)	ダイムロン	200mg	16,000	●					
チアクロプリド	劇	49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000		●				
チアジニル	危	40360-96	Tiadinil	チアジニル	100mg	25,000			●			
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000		●				
チアトキサム		49829-97	Thiamethoxam	チアトキサム	100mg	20,000		●				
チオジカルブ及びメソミル	毒	49802-60	Methomyl	メソミル	100mg	9,500	●					
チオベンカルブ		40112-96	Thiobencarb	チオベンカルブ	200mg	8,000						
チフルザミド		40019-96	Thifluzamide	チフルザミド	100mg	30,000						
テトラクロルビンホス		40039-96	Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス(E体)	200mg	8,000	●					
				テトラクロルビンホス(Z体)			▲					
テトラコナゾール		49827-07	Tetraconazole	テトラコナゾール	100mg	36,000			●			
テブコナゾール		40511-96	Tebuconazole	テブコナゾール	100mg	5,300				●		
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000						●
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	16,000					●	
テブフェンピラド	劇	49828-33	Tebufenpyrad	テブフェンピラド	100mg	20,000						
テフルベンズロン		49802-54	Teflubenzuron	テフルベンズロン	250mg	14,000					●	
デルタメトリン	劇	49801-24	Deltamethrin	デルタメトリン	250mg	16,000						
テルブトリン		49827-77	Terbutryn	テルブトリン	250mg	14,000						
トリアジメノール		49801-76	Triadimenol	トリアジメノール	250mg	15,000			●			
トリアジメホン		49801-75	Triadimefon	トリアジメホン	250mg	13,000				●		
トリクラミド	危	49861-33	Trichlamide	トリクラミド	10mL(10mg/L CY)	23,000			●			
トリシクラゾール	劇	49802-57	Tricyclazole	トリシクラゾール		23,000						
トリチコナゾール		49831-47	Triticonazole	トリチコナゾール	100mg	20,000	●					

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
トリデモルフ		49827-78	Tridemorph	トリデモルフ トリデモルフ(異性体1) トリデモルフ(異性体2)	100mg	12,000	● ▲ ▲					
トリブホス	劇	49827-33	Tribufos	トリブホス	100mg	18,000						
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000				●		
		40279-96	Triflumizole metabolite	トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000			●			
トリフルムロン		49827-10	Triflumuron	トリフルムロン	100mg	16,000					●	
トリフロキシストロピン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロピン	100mg	20,000				●		
トリホリン		40280-96	Triforine	トリホリン トリホリン(異性体1) トリホリン(異性体2)	200mg	15,000				● ▲ ▲		
トルフェンピラド	劇	40070-96	Tolfenpyrad	トルフェンピラド	100mg	25,000			●			
ナプロアニリド	危	49831-86	Naproanilide	ナプロアニリド	1mL(10mg/L AC)	12,000		●				
ナプロバミド		49801-50	Napropamide	ナプロバミド	100mg	11,000						
ノバルロン		49830-84	Novaluron	ノバルロン	50mg	27,000					●	
ノルフルラゾン		49826-93	Norflurazon	ノルフルラゾン	100mg	29,000						
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	19,000			●			
パクロブトラゾール		49826-38	Paclobutrazol	パクロブトラゾール	100mg	12,000			●			
パラチオン	危毒'特定	49802-59	Parathion ethyl	パラチオンエチル(パラチオン)	100mg	12,000						●
ビキサフェン		49860-71	Bixafen	ビキサフェン	100mg	36,000						
ピコリナフェン		49830-56	Picolinafen	ピコリナフェン	100mg	20,000						
ビテルタノール		49801-06	Bitertanol	ビテルタノール	250mg	8,000			●			
ビフェントリン	劇	49802-39	Bifenthrin	ビフェントリン	100mg	19,000						
ビベロニルブトキシド	危	49803-45	Piperonyl butoxide	ビベロニルブトキシド	100mg	12,000				●		
ピラクロストロピン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロピン	100mg	18,000					●	
ピラクロニル		49835-81	Pyraclonil	ピラクロニル	10mg	41,000			●			
ピラクロホス	劇危	34070-96	Pyraclufos	ピラクロホス	100mg	8,500			●			
ピラゾキシフェン		49831-49	Pyrazoxyfen	ピラゾキシフェン	100mg	23,000			●			
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●			
ピラゾリネート		32490-96	Pyrazolate	ピラゾレート	200mg	16,000		●				
ピラフルフェンエチル		34073-96	Pyraflufen-ethyl	ピラフルフェン-エチル	100mg	17,000						●
ピリダベン	劇	49801-63	Pyridaben	ピリダベン	25mg	1				●		
ピリフタリド		49830-87	Pyriftalid	ピリフタリド	100mg	14,000		●				
ピリブチカルブ		32491-96	Pyributycarb	ピリブチカルブ	200mg	9,500			●			
ピリブプロキシフェン		49827-95	Pyriproxyfen	ピリブプロキシフェン	100mg	25,000						●
ピリミカーブ	劇	49801-56	Pirimicarb	ピリミカルブ	250mg	11,000	●					
ピリミノバックメチル	危	49833-89	Pyriminobac-methyl(E)	ピリミノバックメチル(E体)	10mg	31,000				●		
	危	49832-10	Pyriminobac-methyl(Z)	ピリミノバックメチル(Z体)	1mL(10mg/L CY)	50,000				▲		
ピリミホスメチル	危	49801-57	Pirimiphos-methyl	ピリミホス-メチル	250mg	16,000				●		
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	19,000						
ファミキサダン		49861-39	Famoxadone	ファミキサダン	100mg	45,000			●			
フェナミホス		49803-73	Fenamiphos	フェナミホス	250mg	16,000						●
フェナリモル		16010-96	Fenarimol	フェナリモル	200mg	8,500						
フェノキサプロップエチル		49826-85	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	100mg	14,000	●					
フェノキシカルブ		49802-68	Fenoxycarb	フェノキシカルブ	250mg	17,000		●				
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb(BPMC)	フェノブカルブ	50mg	7,000	●					

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
フェリムゾン		49832-33	Ferimzone	フェリムゾン(E体) フェリムゾン(Z体)	100mg	44,000		▲				
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000					●	
フェンスルホチオン	危毒	49830-23	Fensulfothion	フェンスルホチオン	100mg	16,000				●		
フェントエート	劇	49801-85	Phenthoate	フェントエート	100mg	17,000						●
フェンピラザミン		49864-57	Fenpyrazamine	フェンピラザミン	100mg	67,000						
フェンピロキシメート	劇	49827-91	(E)-Fenpyroximate	(E)-フェンピロキシメート	100mg	23,000					●	
	危劇	49834-18	(Z)-Fenpyroximate	(Z)-フェンピロキシメート	1mL(100 μg/mL AL)	23,000						
フェンブコナゾール		49829-26	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	100mg	27,000						●
フェンプロパトリン	劇	49803-74	Fenproprathrin	フェンプロパトリン	250mg	17,000						●
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000				●		
フェンメディファム		49803-44	Phenmedipham	フェンメディファム	100mg	11,000	●					
ブタクロール	危	49861-30	Butachlor	ブタクロール	100mg	16,000				●		
ブタフェナシル		49830-44	Butafenacil	ブタフェナシル	100mg	32,000	●					
ブプロフェジン		49801-07	Buprofezin	ブプロフェジン	100mg	15,000				●		
フラチオカルブ	毒		Furathiocarb	フラチオカルブ				●				
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	25,000				●		
フラメトピル		16372-63	Furametypr	フラメトピル	100mg	22,000	●					
フルアジナム		16144-96	Fluazinam	フルアジナム	100mg	11,000						
フルオピコリド		49833-40	Fluopicolide	フルオピコリド	100mg	33,000				●		
フルオメツロン		49827-50	Fluometuron	フルオメツロン	250mg	14,000			●			
フルキンコナゾール		49830-34	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	100mg	29,000						
フルジオキシニル	危	49864-66	Fludioxonil	フルジオキシニル	100 mg	20,000				●		
フルシラゾール		49802-07	Flusilazole	フルシラゾール	100mg	18,000			●			
フルスルファミド	劇	49831-28	Flusulfamide	フルスルファミド	100mg	31,000						
フルトリアホール		49803-76	Flutriafol	フルトリアホール フルトリアホール(異性体1) フルトリアホール(異性体2)	100mg	20,000				●	▲	
フルバリネート	劇	16057-96	Fluvalinate	フルバリネート	200mg	25,000					▲	
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	20,000					●	
フルフェノクスロン		49801-91	Flufenoxuron	フルフェノクスロン	100mg	19,000	●					
フルベンジアミド		49834-04	Flubendiamide	フルベンジアミド	100mg	30,000			●			
フルミオキサジン		16379-96	Flumioxazin	フルミオキサジン	100mg	24,000			●			
フルミクロラックペンチル		49829-31	Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル	100mg	19,000						
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000					●	
ブロクロラズ		49826-97	Prochloraz	ブロクロラズ	250mg	14,000				●		
ブロスルホカルブ	危	49860-44	Prosulfocarb	ブロスルホカルブ	250mg	19,000						
プロチオホス		49801-61	Prothiophos	プロチオホス	50mg	7,500						●
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000					●	
プロパニル		32423-96	Propanil	プロパニル	200mg	11,000						
プロバルギット	危	32446-96	Propargite	プロバルギット	200mg	19,000						●
プロピコナゾール	危	49863-17	Propiconazole	プロピコナゾール	250mg	17,000						●
プロピザミド		49801-60	Propyzamide	プロピザミド	250mg	17,000						●
プロフェノホス		49833-35	Profenofos	プロフェノホス	250mg	11,000				●		
プロボキシル	劇	49801-59	Propoxur	プロボキシル	250mg	11,000			●			
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000			●			

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●			
ブロモブチド		04275-96	Bromobutide Bromobutide desbromide type	ブロモブチド ブロモブチド脱臭素体	200mg	13,000				●		
ヘキサコナゾール		49802-69	Hexaconazole	ヘキサコナゾール	100mg	17,000						●
ヘキサジノン		49826-88	Hexazinone	ヘキサジノン	100mg	12,000						
ヘキサフルムロン		49802-08	Hexaflumuron	ヘキサフルムロン	100mg	20,000	●					
ヘキシチアゾクス		18055-96	Hexythiazox	ヘキシチアゾクス	200mg	13,000					●	
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000				●		
ベルメトリン		49831-62	cis-Permethri	cis-ベルメトリン	10mg	29,000						
		49831-63	trans-Permethrin	trans-ベルメトリン	10mg	29,000						
ペンコナゾール		49802-93	Penconazole	ペンコナゾール	100mg	8,000						
ペンシクロン		32052-96	Pencycuron	ペンシクロン	200mg	5,200	●					
ベンスリド		49801-05	Bensulide	ベンスリド	250mg	13,000			●			
ベンゾフェナップ	危	49831-95	Benzofenap	ベンゾフェナップ	10mL(10mg/L CY)	25,000		●				
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000	●					
ベンチアバリカルブイソプロピル		04830-96	Benthiavalicarb-isopropyl	ベンチアバリカルブイソプロピル	100mg	15,000			●			
ベンチオピラド		32018-96	Penthiopyrad	ベンチオピラド	100mg	26,000				●		
ベントキサゾン		34055-96	Pentoxazone	ベントキサゾン	100mg	23,000			●			
ペンフルフェン		49312-25	Penflufen	ペンフルフェン	10mg	90,000						
ホキシム	危	49801-55	Phoxim	ホキシム	100mg	10,000			●			
ホサロン	劇	32181-96	Phosalone	ホサロン	100mg	10,000						●
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000					●	
ホスチアゼート	劇	49829-53	Fosthiazate	ホスチアゼート	25mg	66,000						
ホスファミドン	毒(特定)危	49826-96	Phosphamidon	ホスファミドン	100mg	11,000				●		
ホレート	危	49826-95	Phorate	ホレート	100mg	11,000						
マラチオン	危	49801-43	Malathion	マラチオン	100mg	11,000				●		
マンジプロバミド		49835-10	Mandipropamid	マンジプロバミド	100mg	30,000				●		
ミルベメクチン	危劇	49831-96	Milbemectin A3	ミルベメクチン A3	10mL(10mg/L AL)	36,000						
メタフルミゾン				メタフルミゾン(E体)								
				メタフルミゾン(Z体)								
				メタフルミゾン代謝物D								
メタバズチアズロン		49803-10	Methabenzthiazuron	メタバズチアズロン	100mg	12,000	●					
メタラキシル及びメフェノキサム		49865-22	Metalaxyl	メタラキシル	200mg	11,000			●			
		49830-28	Mefenoxam	メフェノキサム	100mg	27,000				●		
メチオカルブ		49801-45	Methiocarb	メチオカルブ	100mg	8,000	●					
		49801-96	Methiocarb sulfoxide	メチオカルブスルホキシド	100mg	22,000						
		49801-95	Methiocarb sulfone	メチオカルブスルホン	50mg	23,000						
メチダチオン	劇	49826-04	Methidathion	メチダチオン	100mg	9,500			●			
メトキシフェノジド		49829-69	Methoxyfenozide	メトキシフェノジド	100mg	31,000		●				
メトコナゾール		49833-09	Metconazole	メトコナゾール(cis) メトコナゾール(trans体)	100mg	20,000			●			
									▲			
メトラクロール	危	25149-96	Metolachlor	メトラクロール	200mg	8,000						
メバニピリム		26800-96	Mepanipyrim	メバニピリム	100mg	20,000	●					
メフェナセット		25092-96	Mefenacet	メフェナセット	200mg	11,000						
メフェンビルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンビルジエチル	100mg	25,000						
メプロニル		25095-97	Mepronil	メプロニル	100mg	10,000						

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
モノクロトホス	劇	49826-91	Monocrotophos	モノクロトホス	100mg	8,000						
モノリニュロン		49827-63	Monolinuron	モノリニュロン	250mg	11,000					●	
ラクトフェン		49829-42	Lactofen	ラクトフェン	100mg	23,000		●				
リニュロン		49826-17	Linuron	リニュロン	100mg	12,000					●	
ルフェヌロン		49827-93	Lufenuron	ルフェヌロン	100mg	21,000					●	
一斉試験法対象外成分							32	32	41	46	27	19
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000		●				
オリザリン		49802-71	Oryzalin	オリザリン	100mg	11,000		●				
クロフェンテジン		49801-17	Clofentezine	クロフェンテジン	100mg	10,000					●	
シクロプロトリン		49834-23	Cycloprothrin	シクロプロトリン	10mg	34,000						●
トラルコキシジム		49803-52	Tralkoxydime	トラルコキシジム	250mg	19,000		●				
ミルベメクチン A4	危劇	49831-97	Milbemectin A4	ミルベメクチン A4	10ppm / 10mL AL	50,000						
チオジカルブ	劇	40135-96	Thiodicarb	チオジカルブ	200mg	9,000	●					

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	NEW						
							54	58	74	75	78	82	
XMC	劇	46001-96	XMC	XMC	200mg	5,000				●			
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamiprid	アセタミプリド	200mg	14,000			●	●			
アゾキシストロビン	劇	49826-37	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	100mg	20,000	●						
アトラジン		01720-96	Atrazine	アトラジン	200mg	9,000							●
イソキサチオン	劇	49861-26	Isoxathion	イソキサチオン	100mg	26,000				●			
イプロバリカルブ		49829-78	Iprovalicarb	イプロバリカルブ	100mg	21,000		●					
イミダクロプリド	劇	20005-96	Imidacloprid	イミダクロプリド	200mg	11,000		●					
イミベンコナゾール		49861-52	Imibenconazole	イミベンコナゾール	100mg	43,000							●
インドキサカルブ		49829-81	Indoxacarb	インドキサカルブ	100mg	21,000		●					
エチオン	危劇	49803-72	Ethion	エチオン	250mg	14,000							●
エチプロール		49830-46	Ethiprole	エチプロール	100mg	14,000			●				
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000			●				
エトフェンプロックス		49833-27	Etofenprox	エトフェンプロックス	100mg	34,000							●
オキサジクロメホン		31116-96	Oxaziclomefone	オキサジクロメホン	100mg	25,000	●						
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾンエチル	10mg	25,000				●			
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	13,000							●
キザロホップ		49803-00	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000		●					
キナルホス	劇	49801-66	Quinalphos	キナルホス	250mg	13,000							●
クミルロン		49834-06	Cumyluron	クミルロン	50mg	41,000	●						
クレソキシムメチル		49802-91	Kresoxim-methyl	クレソキシム-メチル	100mg	21,000			●				
クロキントセットメキシル		49829-86	Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester	クロキントセット1-メチルヘキシルエステル	100mg	18,000		●					
クロジナホッププロパルギル				クロジナホッププロパルギル									●
クロチアニジン		49830-00	Clothianidin	クロチアニジン	100mg	27,000		●					
クロフェンテジン		49801-17	Clofentezine	クロフェンテジン	100mg	9,500							●
クロマゾン		49829-01	Clomazone	クロマゾン	100mg	23,000							●
クロマフェノジド		08167-96	Chromafenozide	クロマフェノジド	200mg	20,000		●					
クロルピリホス	劇	49801-16	Chlorpyrifos	クロルピリホス	250mg	13,000			●				
クロルピリホスメチル		49801-15	Chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスメチル	250mg	16,000							●
クロロクスロン		49803-61	Chloroxuron	クロロクスロン	250mg	13,000	●						
シアゾファミド		49830-41	Cyazofamid	シアゾファミド	100mg	19,000							
ジオキサチオン	劇	49830-65	Dioxathion	ジオキサチオン	100mg	45,000							●
シクロプロトリン		49834-23	Cycloprothrin	シクロプロトリン	10mg	32,000							●
ジフェノコナゾール		49834-09	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	250mg	17,000				●			
ジフェンゾコート		49802-06	Difenzoquat-methyl-sulfate	硫酸ジフェンゾコートメチル	250mg	17,000							●
ジフルベンズロン		49801-28	Diffubenzuron	ジフルベンズロン	250mg	16,000							●
シメコナゾール		37511-96	Simeconazole	シメコナゾール	200mg	17,000		●					
ジメトエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメトエート	100mg	13,000			●				
ジメトモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ(E体)	100mg	19,000							●
	危劇	49833-97	Z-Dimethomorph	Z-ジメトモルフ	1mL(100mg/L AL)	23,000							▲
スピノサド		37575-96	Spinosad	スピノサド	200mg	11,000	●						
				スピノシンA			▲						
				スピノシンD			▲						
スピロメシフェン		49832-37	Spiromesifen	スピロメシフェン	100mg	35,000							

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
ダイアジノン		49801-25	Diazinon	ダイアジノン	250mg	11,000						●
ダイムロン		10504-96	Daimuron(Dymuron)	ダイムロン	200mg	16,000	●					
チアクロプリド	劇	49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000		●				
チアメトキサム		49829-97	Thiamethoxam	チアメトキサム	100mg	20,000		●				
テトラクロルビンホス		40039-96	Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス	200mg	8,000	●					
テトラコナゾール		49827-07	Tetraconazole	テトラコナゾール	100mg	36,000			●			
テブコナゾール		40511-96	Tebuconazole	テブコナゾール	100mg	5,300				●		
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000						●
テフルベンズロン		49802-54	Teflubenzuron	テフルベンズロン	250mg	14,000					●	
トリアジメノール		49801-76	Triadimenol	トリアジメノール	250mg	15,000			●			
トリアジメホン		49801-75	Triadimefon	トリアジメホン	250mg	13,000				●		
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000				●		
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000				●		
トルフェンピラド	劇	40070-96	Tolfenpyrad	トルフェンピラド	100mg	25,000			●			
パラチオン	危毒(特定)	49802-59	Parathion ethyl	パラチオンエチル(パラチオン)	100mg	12,000						●
ビテルタノール		49801-06	Bitertanol	ビテルタノール	250mg	8,000			●			
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●			
ピラフルフェンエチル		34073-96	Pyraflufen-ethyl	ピラフルフェンエチル	100mg	17,000						●
ピリダベン	劇	49801-63	Pyridaben	ピリダベン	25mg	13,000				●		
ピリフタリド		49830-87	Pyrifthalid	ピリフタリド	100mg	14,000		●				
ピリプロキシフェン		49827-95	Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン	100mg	25,000						●
ピリミカルブ	劇	49801-56	Pirimicarb	ピリミカルブ	250mg	11,000	●					
ピリミジフェン		34052-96	Pyrimidifen	ピリミジフェン	100mg	29,000						●
ピリミホス-メチル	危	49801-57	Pirimiphos-methyl	ピリミホス-メチル	250mg	16,000				●		
フェナミホス		49803-73	Fenamiphos	フェナミホス	250mg	16,000						●
フェノキサプロップエチル		49826-85	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	100mg	14,000	●					
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb(BPMC)	フェノブカルブ	50mg	7,000	●					
フェリムゾン		49832-33	Ferimzone	フェリムゾン フェリムゾン(E) フェリムゾン(Z)	100mg	44,000		●				
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000						●
フェントエート		49801-85	Phenthoate	フェントエート	100mg	17,000						●
フェンピロキシメート	劇	49827-91	(E)-Fenpyroximate	(E)-フェンピロキシメート	100mg	23,000					●	
	危劇	49834-18	(Z)-Fenpyroximate	(Z)-フェンピロキシメート	1mL(100 μg/mL AL)	23,000						
フェンブコナゾール		49829-26	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	100mg	27,000						●
フェンプロパトリン		49803-74	Fenpropathrin	フェンプロパトリン	250mg	17,000						●
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000				●		
フェンメディファム		49803-44	Phenmedipham	フェンメディファム	100mg	11,000		●				
ブタフェナシル		49830-44	Butafenacil	ブタフェナシル	100mg	32,000		●				
ブプロフェジン		49801-07	Buprofezin	ブプロフェジン	100mg	15,000				●		
フルオメツロン		49827-50	Fluometuron	フルオメツロン	250mg	14,000			●			
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	20,000					●	
フルフェノクスロン		49801-91	Flufenoxuron	フルフェノクスロン	100mg	19,000	●					
フルベンジアミド		49834-04	Flubendiamide	フルベンジアミド	100mg	30,000			●			
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000					●	

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
プロクロラズ		49826-97	Prochloraz	プロクロラズ	250mg	14,000				●		
プロチオホス		49801-61	Prothiophos	プロチオホス	50mg	7,500						●
プロバキサホップ		49830-70	Propaquizafop	プロバキサホップ	100mg	18,000					●	
プロパルギット		32446-96	Propargite	プロパルギット	200mg	19,000						●
プロピコナゾール		49863-17	Propiconazole	プロピコナゾール	250mg	17,000						●
プロピザミド		49801-60	Propyzamide	プロピザミド	250mg	17,000						●
プロフェノホス		49833-35	Profenofos	プロフェノホス	250mg	11,000				●		
プロボキスル	劇	49801-59	Propoxur	プロボキスル	250mg	11,000			●			
ヘキサコナゾール		49802-69	Hexaconazole	ヘキサコナゾール	100mg	17,000						●
ヘキシチアゾクス		18055-96	Hexythiazox	ヘキシチアゾクス	200mg	13,000					●	
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000				●		
ペンシクロン		32052-96	Pencycuron	ペンシクロン	200mg	5,200	●					
ベンゾフェナップ	危	49831-95	Benzofenap	ベンゾフェナップ	10mL(10mg/L CY)	25,000		●				
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000	●					
ホサロン	劇	32181-96	Phosalone	ホサロン	100mg	10,000						●
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000					●	
ホスファミドン	毒(特定)危	49826-96	Phosphamidon	ホスファミドン	100mg	11,000				●		
馬拉チオン	危	49801-43	Malathion	馬拉チオン	100mg	11,000				●		
ミクロブタニル		49801-49	Myclobutanil	ミクロブタニル	100mg	19,000						●
メチオカルブ		49801-45	Mercaptodimethur	メルカプトジメツル	100mg	8,000	●					
メチダチオン	劇	49826-04	Methidathion	メチダチオン	100mg	9,500			●			
メキシフェノジド		49829-69	Methoxyfenozide	メキシフェノジド	100mg	31,000		●				
モノリニューロン		49827-63	Monolinuron	モノリニューロン	250mg	11,000					●	
ラクトフェン		49829-42	Lactofen	ラクトフェン	100mg	23,000		●				
リニューロン		49826-17	Linuron	リニューロン	100mg	12,000					●	
ルフェヌロン		49827-93	Lufenuron	ルフェヌロン	100mg	21,000					●	
							16	19	15	17	16	28

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
一斉試験法対象外成分												
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000		●				
アバメクチン	毒	49803-12	Abamectin	アバメクチン	100mg	14,000		●				
アベルメクチンB1a								▲				
イソキサフルトール		49828-94	Isoxaflutole	イソキサフルトール	100mg	22,000		●				
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	15,000					●	
オリザリン		49802-71	Oryzalin	オリザリン	100mg	11,000		●				
クロリダゾン		07015-96	Chloridazon	クロリダゾン	200mg	13,000		●				
シフルフェナミド		49833-85	Cyflufenamid	シフルフェナミド	50mg	36,000		●				
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	35,000					●	
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	20,000					●	
トラルコキシジム		49803-52	Tralkoxydime	トラルコキシジム	250mg	19,000		●				
ミルベメクチン A4	危劇	49831-97	Milbemectin A4	ミルベメクチン A4	10ppm / 10mL AL	50,000						
メソミル	毒	49802-60	Methomyl	メソミル	100mg	9,000	●					
アシベンゾラル-S-メチル		49830-58	Acibenzolar-S-methyl	アシベンゾラル-S-メチル	100mg	20,000	●					
アジンホスメチル		49803-14	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	250mg	11,000		●				
アニロホス		49826-71	Anilofos	アニロホス	100mg	14,000		●				
アミスルブロム		01350-96	Amisulbrom	アミスルブロム	100mg	25,000				●		
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000						
アルジカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	13,000					●	
アルドキシカルブ		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	23,000					●	
イソウロン		49834-21	Isouron	イソウロン	100mg	27,000			●			
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000	●					
インダノファン		20312-96	Indanofan	インダノファン	200mg	20,000	●					
イソキサチオン	危	49833-65	Isoxathion	イソキサチオン	10ppm / 10mL CY	26,000				●		
オキサジアルギル		49833-42	Oxadiazyl	オキサジアルギル	100mg	18,000				●		
オキサミル	毒	49801-51	Oxamyl	オキサミル	100mg	15,000					●	
オキシカルボキシ		49803-43	Oxycarboxin	オキシカルボキシ	100mg	9,500		●				
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl(NAC)	カルバリル	250mg	13,000					●	
カルプロパミド		08163-63	Carpropamid	カルプロパミド	100mg	13,000	●					
3-ヒドロキシカルボフラン										●		
3-ヒドロキシカルボフラン										●		
キノキシフェン		49829-84	Quinoxifen	キノキシフェン	100mg	25,000				●		
クロメブロップ	危劇	49831-73	Clomeprop	クロメブロップ	100ppm / 1mL AL	15,000		●				
クロルブファミ		49827-19	Chlorbufam	クロルブファミ	250mg	14,000			●			
ジウロン		10781-96	Diuron	ジウロン	200mg	7,000					●	
ジエトフェンカルブ		49801-27	Diethofencarb	ジエトフェンカルブ	100mg	29,000				●		
シエノピラフェン		07018-96	Cyenoxyrafen	シエノピラフェン	100mg	24,000			●			
シクロエート		49827-27	Cycloate	シクロエート	250mg	14,000	●					
ジフルフェニカン		10610-96	Diflufenican	ジフルフェニカン	200mg	15,000			●			
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000					●	
ジメタメトリン		49861-34	Dimethametryn	ジメタメトリン	250 mg	12,000				●		
ジメチリモール		49829-05	Dimethirimol	ジメチリモール	100mg	41,000		●				
シモキサニル		08023-96	Cymoxanil	シモキサニル	200mg	15,000				●		
シラフルオフン	危	49833-06	Silaflofen	シラフルオフン	100mg	14,000	●					

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
一斉試験法対象外成分												
スピロジクロフェン		49831-15	Spirodiclofen	スピロジクロフェン	100mg	15,000			●			
ターバシル		49803-93	Terbacil	ターバシル	250mg	20,000				●		
チアジニル	危	40360-96	Tiadinil	チアジニル	100mg	24,000			●			
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000		●				
チオジカルブ	劇	40135-96	Thiodicarb	チオジカルブ	200mg	9,000	●					
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	16,000					●	
トリクラミド	危	49861-33	Trichlamide	トリクラミド	10ppm / 10mL CY	23,000			●			
トリチコナゾール		49831-47	Triticonazole	トリチコナゾール	100mg	20,000	●					
トリデモルフ		49827-78	Tridemorph	トリデモルフ	100mg	12,000	●					
トリアフルムロン		40279-96	Triflumizole metabolite	トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000			●			
トリフルムロン		49827-10	Triflumuron	トリフルムロン	100mg	16,000					●	
トリホリン		40280-96	Triforine	トリホリン	200mg	15,000				●		
ナプロアニリド	危	49831-86	Naproanilide	ナプロアニリド	10ppm / 1mL AC	12,000		●				
ノバルロン		49830-84	Novaluron	ノバルロン	50mg	27,000					●	
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	19,000			●			
パクロブトラゾール		49826-38	Paclobutrazol	パクロブトラゾール	100mg	12,000			●			
ピペロニルブトキシド	危	49803-45	Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド	100mg	12,000				●		
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	18,000					●	
ピラクロニル		49835-81	Pyraclonil	ピラクロニル	10mg	41,000			●			
ピラクロホス	劇危	34070-96	Pyraclufos	ピラクロホス	100mg	8,500			●			
ピラゾキシフェン		49831-49	Pyrazoxyfen	ピラゾキシフェン	100mg	23,000			●			
ピラゾレート		32490-96	Pyrazolate	ピラゾレート	200mg	16,000		●				
ピリブチカルブ		32491-96	Pyributycarb	ピリブチカルブ	200mg	9,500			●			
ピリミノバックメチル	危	49833-89	Pyriminobac-methyl(E)	ピリミノバックメチル(E体)	10mg	31,000				●		
ファミキサドン		49861-39	Famoxadone	ファミキサドン	100mg	45,000			●			
フェノキシカルブ		49802-68	Fenoxycarb	フェノキシカルブ	250mg	17,000		●				
フェンスルホチオン	毒危	49830-23	Fensulfothion	フェンスルホチオン	100mg	16,000				●		
ブタクロール	危	04345-96	Butachlor	ブタクロール	200mg	7,500				●		
フラチオカルブ	毒	49827-85	Furathiocarb	フラチオカルブ	250mg	10,000		●				
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	25,000				●		
フラメピル		16372-63	Furametpyr	フラメピル	100mg	22,000	●					
フルオピコリド		49833-40	Fluopicolide	フルオピコリド	100mg	33,000				●		
フルジオキソニル	危	49864-66	Fludioxonil	フルジオキソニル	100 mg	20,000				●		
フルシラゾール		49802-07	Flusilazole	フルシラゾール	100mg	18,000			●			
フルトリアホール		49803-76	Flutriafol	フルトリアホール	100mg	20,000				●		
フルミオキサジン		16379-96	Flumioxazin	フルミオキサジン	100mg	24,000			●			
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000			●			
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●			
プロモブチド		04275-96	Bromobutide	プロモブチド	200mg	13,000				●		
deBr-プロモブチド		49864-63	Bromobutide desbromide type	プロモブチド脱臭素体	1 mL	27,000				●		
ヘキサフルムロン		49802-08	Hexaflumuron	ヘキサフルムロン	100mg	20,000	●					
ベンスリド		49801-05	Bensulide	ベンスリド	250mg	13,000			●			
ベンチアバリカルブイソプロピル		04830-96	Benthiavalcarb-isopropyl	ベンチアバリカルブイソプロピル	100mg	15,000			●			
ベンチオピラド		32018-96	Penthiopyrad	ベンチオピラド	100mg	26,000				●		

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	78	82
一斉試験法対象外成分												
ベントキサゾン		34055-96	Pentoxazone	ベントキサゾン	100mg	23,000			●			
ホキシム	危	49801-55	Phoxim	ホキシム	100mg	10,000			●			
マンジプロパミド		49835-10	Mandipropamid	マンジプロパミド	100mg	30,000				●		
メタベンズチアズロン		49803-10	Methabenzthiazuron	メタベンズチアズロン	100mg	12,000	●					
メタラキシル		25148-96	Metalaxyl	メタラキシル	200mg	10,000			●			
メフェノキサム										●		
メトコナゾール		49833-09	Metconazole	メトコナゾール	100mg	20,000			●			
メパニピリム		26800-96	Mepanipyrim	メパニピリム	100mg	20,000	●					

LG/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	45	55
2,4-D		10784-96	2,4-D	2,4-D	200mg	5,500		●
MCPA		49802-09	MCPA	MCPA	250mg	12,000		●
MCPB		49803-37	MCPB	MCPB	100mg	8,000	●	
アイオキシニル	劇	49803-35	Ioxynil	アイオキシニル	100mg	11,000	●	
アシフルオルフェン		49827-11	Acifluorfen	アシフルオルフェン	50mg	16,000	●	
アジムスルフロン		49830-45	Azimsulfuron	アジムスルフロン	10mg	58,000		●
イオドスルフロンメチル		49829-77	Iodosulfuron-methyl-sodium	ヨードスルフロンメチルナトリウム	100mg	23,000		●
イマザキン		20303-96	Imazaquin	イマザキン	200mg	11,000	●	
イマゾスルフロン		49830-80	Imazosulfuron	イマゾスルフロン	100mg	27,000		
エタメツルフロンメチル		49829-54	Ethametsulfuron-methyl	エタメツルフロンメチル	100mg	48,000		●
エトキシスルフロン		49829-82	Ethoxysulfuron	エトキシスルフロン	100mg	25,000		●
クロジナホップ酸		49830-62	Clodinafop free acid	クロジナホップ酸	100mg	44,000		●
クロフェンセット								●
クロプロップ		49829-00	Cloprop	クロプロップ	100mg	14,000	●	
クロランスラムメチル		49833-95	Cloransulam-methyl	クロランスラムメチル	100mg	41,000	●	
クロリムロンエチル		49828-02	Chlorimuron-ethyl	クロリムロンエチル	100mg	33,000		●
クロルスルフロン		49802-42	Chlorsulfuron	クロルスルフロン	100mg	19,000		●
4-クロロフェノキシ酢酸		07650-96	4-CPA	4-CPA	200mg	7,500	●	
シクラニリド		49833-16	Cyclanilide	シクラニリド	100mg	30,000		●
ジクロスラム		49831-14	Diclosulam	ジクロスラム	25mg	25,000	●	
シクロスルフアムロン		08164-63	Cyclosulfamuron	シクロスルフアムロン	100mg	17,000		●
ジクロメジン		10185-96	Diclomezine	ジクロメジン	200mg	12,000		●
ジクロルプロップ		49826-11	Dichlorprop	ジクロルプロップ	250mg	11,000	●	
シノスルフロン		49826-09	Cinosulfuron	シノスルフロン	100mg	20,000		●
ジベレリン		49829-04	Gibberellic acid	ジベレリン酸	100mg	10,000		●
スルフエントラゾン		49830-26	Sulfentrazone	スルフエントラゾン	100mg	33,000		●
スルホスルフロン		49829-95	Sulfosulfuron	スルホスルフロン	100mg	33,000		●
チジアズロン		49829-10	Thidiazuron	チジアズロン	250mg	16,000	●	
チフェンスルフロンメチル		49826-24	Thifensulfuron-methyl	チフェンスルフロンメチル	100mg	21,000		●
トリアスルフロン		49826-25	Triasulfuron	トリアスルフロン	100mg	13,000		●
トリクロピル		40259-96	Triclopyr	トリクロピル	200mg	7,500	●	
トリフルスルフロンメチル		49829-14	Triflurosulfuron-methyl	トリフルスルフロンメチル	100mg	16,000		
トリフロキシスルフロン		49832-31	Trifloxysulfuron sodium	トリフロキシスルフロンナトリウム	100mg	22,000		●
トリベヌロンメチル		49802-22	Tribenuron-methyl (technical)	トリベヌロンメチル	100mg	27,000		
ナプタラム		49803-41	Naptalam	ナプタラム	100mg	9,000		●
1-ナフタレン酢酸		28650-96	1-Naphthyl acetic acid	1-ナフチル酢酸(1-ナフタレン酢酸)	200mg	5,000	●	
ハロキシホップ		49803-34	Haloxypop (free acid)	ハロキシホップ	100mg	16,000	●	
ハロスルフロンメチル		18154-96	Halosulfuron-methyl	ハロスルフロンメチル	200mg	20,000		●
ピラゾスルフロンエチル		49828-34	Pyrazosulfuron-ethyl	ピラゾスルフロンエチル	100mg	15,000		●

LG/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	45	55
フェンヘキサミド		16376-96	Fenhexamid	フェンヘキサミド	200mg	22,000		●
フラザスルフロン		16378-96	Flazasulfuron	フラザスルフロン	100mg	9,000		●
プリミスルフロンメチル		49830-32	Primisulfuron-methyl	プリミスルフロンメチル	100mg	15,000		
フルアジホップブチル		49826-14	Fluazifop-butyl	フルアジホップブチル	250mg	16,000		
フルメツラム		49829-32	Flumetsulam	フルメツラム	100mg	18,000	●	
フルロキシピル		49829-34	Fluroxypyr (free acid)	フルロキシピル	100mg	17,000	●	
プロスルフロン		49829-36	Prosulfuron	プロスルフロン	100mg	21,000		
プロボキシカルバゾンNa塩		49831-36	Propoxycarbazone-sodium	プロボキシカルバゾンナトリウム	100mg	14,000		●
ブロモキシニル	劇	49827-16	Bromoxynil	ブロモキシニル	250mg	14,000	●	
フロラスラム	危劇	49860-40	Florasulam	フロラスラム	50mg	26,000		●
ペノキススラム		49835-83	Penoxsulam	ペノキススラム	50mg	56,000		●
ベンスルフロンメチル		04069-96	Bensulfuron-methyl	ベンスルフロンメチル	200mg	27,000		●
ホメサフェン		49829-38	Fomesafen	ホメサフェン	100mg	17,000	●	
ホラムスルフロン		49830-74	Foramsulfuron	ホラムスルフロン	100mg	20,000		●
ホルクロルフェニユロン		49830-39	Forchlorfenuron	ホルクロルフェニユロン	100mg	31,000	●	
メコプロップ		25091-96	Mecoprop	メコプロップ	200mg	24,000	●	
		49831-64	Mecoprop-P	メコプロップ-P	250mg	13,000	▲	
メソスルフロンメチル		49830-27	Mesosulfuron methyl	メソスルフロンメチル	100mg	20,000		●
メスラム		49830-78	Metosulam	メスラム	100mg	30,000		●
メスルフロンメチル		49802-51	Metsulfuron methyl	メスルフロンメチル	100mg	16,000		●
							20	20
一斉試験法対象外成分	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	45	55
フルアジホップ		49803-75	Fluazifop (free acid)	フルアジホップ	10mg	68,000		●

GC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
γ-BHC(リンデン)	劇特化	49802-35	γ-BHC	γ-BHC(γ-HCH)	250mg	13,000								●
DDT		49831-01	o,p'-DDT	o,p'-DDT	50mg	26,000								●
		49802-25	p,p'-DDD	p,p'-DDD	250mg	11,000								●
		49801-89	p,p'-DDE	p,p'-DDE	100mg	9,500		●						
	特化	49831-02	p,p'-DDT	p,p'-DDT	100mg	17,000								●
EPTC		49802-30	EPTC	EPTC	250mg	21,000								●
アジンホスメチル		49803-14	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	250mg	11,000	●							
アトラジン		01720-96	Atrazine	アトラジン	200mg	9,000			●					
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	14,000			●					
アラクロール		49802-37	Alachlor	アラクロール	250mg	14,000	●							
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000								
				アラマイト(異性体1)										
				アラマイト(異性体2)										
				アラマイト(異性体3)										
アルドリン&ディルドリン	劇特化	49830-89	Aldrin	アルドリン	250mg	20,000								●
アレスリン	危	49826-69	Allethrin	アレスリン	100mg	11,000			●					
イソプロチオラン	危	49829-21	Bioallethrin	ピオアレスリン	250mg	18,000			▲					
		49828-85	Isoprothiolane	イソプロチオラン	100mg	19,000			●					
イプロジオン		49803-07	Iprodione	イプロジオン	100mg	11,000								●
		49832-63	Iprodione Metabolite	イプロジオン代謝物	100mg	54,000								
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000				●				
エチオン	危劇	49803-72	Ethion	エチオン	250mg	14,000			●					
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000	●							
エトフメセート		49827-44	Ethofumesate	エトフメセート	250mg	11,000			●					
エプロホス	危毒	49801-32	Ethoprophos	エプロホス	100mg	16,000		●						
エトリジアゾール	危	49861-27	Etridiazole	エトリジアゾール	100mg	15,000				●				
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	16,000					●			
エンドスルフアン	毒特化	49802-74	α-Endosulfan(I)	α-エンドスルフアン	100mg	16,000								●
	毒特化	49802-75	β-Endosulfan(II)	β-エンドスルフアン	100mg	16,000								●
		49803-04	Endosulfan-sulphate	硫酸エンドスルフアン	100mg	19,000						●		
エンドリン	毒特化	49801-82	Endrin	エンドリン	100mg	20,000								●
オキサジアゾン		49826-19	Oxadiazon	オキサジアゾン	100mg	11,000			●					
オキサベトリニル	劇	49830-60	Oxabetrinil	オキサベトリニル	100mg	8,500				●				
オキシフルオルフェン		49803-86	Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン	100mg	18,000			●					
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	25,000			●					
カルボキシシン		49827-18	Carboxin	カルボキシシン	250mg	14,000	●							
カルボスルフアン	劇	49826-76	Carbosulfan	カルボスルフアン	250mg	15,000				●				
キノキシフェン		49829-84	Quinoxifen	キノキシフェン	100mg	25,000			●					
キントゼン		35050-96	Quintozene	キントゼン	200mg	8,500			●					
クレソキシムメチル		49802-91	Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル	100mg	21,000	●							
クロルタールジメチル		49802-66	Chlorthal-dimethyl(Dacthal)	クロルタールジメチル(ダクター)	250mg	14,000			●					
クロルデン	劇特化	49831-50	cis-Chlordane	cis-クロルデン	10mg	24,000								●
	劇特化	49831-13	trans-Chlordane	trans-クロルデン	10mg	24,000								●
	危	49830-96	oxy-Chlordane	oxy-クロルデン	1mL(10mg/L CY)	14,000								●
クロルピリホス	劇	49801-16	Chlorpyrifos	クロルピリホス	250mg	13,000							●	

GC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
クロルピリホスメチル		49801-15	Chlorpyriphos-methyl	クロルピリホスメチル	250mg	16,000			●					
クロルフェナピル	劇	49865-23	Chlorfenapyr	クロルフェナピル	100mg	20,000	●							
クロルフェンソン		07214-96	Chlorfenson	クロルフェンソン	200mg	14,000					●			
クロルフェンビンホス	劇	49833-10	Chlorfenvinphos(CVP)	クロルフェンビンホス	250mg	12,000		●						
				trans-クロルフェンビンホス(=E体, α体)				▲						
	危劇	49831-76	cis-Chlorfenvinphos	cis-クロルフェンビンホス(=Z体, β体)	1mL(10mg/L CY)	37,000		▲						
クロルブファム	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クロルブファム	250mg	14,000	●							
クロルベンシド		49803-60	Chlorbenside	クロルベンシド	100mg	14,000					●			
クロロネブ		49801-14	Chloroneb	クロロネブ	100mg	17,000					●			
クロロベンジレート		49801-13	Chlorobenzilate	クロロベンジレート	100mg	12,000						●		
ジクロホップメチル		49803-68	Diclofop methyl	ジクロホップメチル	250mg	11,000			●					
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン		49827-68	Perthane	ペルタン	100mg	13,000					●			
ジコホール(ジコホール分解物)		49831-57	4,4'-Dichlorobenzophenone	ジコホール分解物(4,4'-ジクロロベンゾフェノン)	250mg	14,000	●							
ジスルホトン	危毒	49826-12	Disulfoton	ジスルホトン	250mg	14,000					●			
	危	49832-46	Disulfoton sulfone	ジスルホトンスルホン	50mg	17,000					●			
シハロトリン	劇	49801-19	lambda-Cyhalothrin	λ-シハロトリン	100mg	23,000		▲						
	劇	49836-20	gamma-Cyhalothrin	γ-シハロトリン	100mg	55,000		▲						
ジフェニルアミン		49832-28	Diphenylamine	ジフェニルアミン	250mg	5,200				●				
ジフェノコナゾール		49834-09	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	250mg	17,000						●		
シフルトリン	劇	49801-18	Cyfluthrin	シフルトリン	250mg	11,000						●		
ジフルフェニカン		49802-85	Diflufenican	ジフルフェニカン	100mg	16,000	●							
シプロコナゾール		49802-28	Cyproconazole	シプロコナゾール	100mg	27,000						●		
シベルメトリン	劇	49801-21	Cypermethrin (technical)	シベルメトリン	100mg	14,000		●						
	劇	49861-54	alpha-Cypermethrin	α-シベルメトリン	100mg	24,000		▲						
	劇	49831-58	beta-Cypermethrin	β-シベルメトリン	100mg	25,000		▲						
	危劇	49831-83	theta-Cypermethrin	θ-シベルメトリン	10mL(10mg/L CY)	74,000		▲						
	劇	49831-59	zeta-Cypermethrin	ζ-シベルメトリン	100mg	32,000		▲						
シマジン		37087-96	Simazine	シマジン	200mg	5,700			●					
スピロキサミン	危	49829-90	Spiroxamin	スピロキサミン	100mg	13,000	●							
ダイアジノン	危劇	49801-25	Diazinon	ダイアジノン	250mg	11,000						●		
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000					●			
チオベンカルブ		40112-96	Thiobencarb	チオベンカルブ	200mg	8,000						●		
チオメトン	劇	49801-73	Thiometon	チオメトン	100mg	20,000						●		
テクナゼン		49829-11	Tecnazene	テクナゼン	250mg	11,000			●					
(Z)-テトラクロルビンホス		40039-96	Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス	200mg	8,000			●					
テブコナゾール		49802-20	Tebuconazole	テブコナゾール	250mg	15,000						●		
テフルトリン	毒	49801-70	Tefluthrin	テフルトリン	100mg	36,000		●						
デルタメトリン及びトラロメトリン	劇	49801-24	Deltamethrin	デルタメトリン	250mg	16,000		●						
	危劇	49831-51	Tralomethrin	トラロメトリン	100mg	25,000		▲						
テルブトリン		49827-77	Terbutryn	テルブトリン	250mg	14,000	●							
テルブホス	危	49801-72	Terbufos	テルブホス	100mg	11,000		●						
トリアジメノール		49801-76	Triadimenol	トリアジメノール	250mg	15,000		●						
トリアジメホン		49801-75	Triadimefon	トリアジメホン	250mg	13,000			●					
トリアゾホス	危	49803-01	Triazophos	トリアゾホス	100mg	13,000	●							
トリアレート		49803-95	Triallate	トリアレート	250mg	13,000			●					

GC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
トリコナゾール		49831-47	Triticonazole	トリコナゾール	100mg	20,000				●				
トリブホス	劇	49827-33	Tribufos	トリブホス	100mg	18,000			●					
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000				●				
トリフルラリン		40852-96	Trifluralin	トリフルラリン	200mg	9,500	●							
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000			●					
ニトラピリン		49830-02	Nitrapyrin	ニトラピリン	100mg	19,000				●				
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	19,000				●				
パラチオン	危特毒	49802-59	Parathion(-ethyl)	パラチオン(エチル)	100mg	12,000							●	
パラチオンメチル	特毒	49801-53	Parathion-methyl	パラチオンメチル	100mg	11,000							●	
バイオアレスリン	危	49829-21	Bioallethrin	バイオアレスリン	250mg	18,000							▲	
バイオレスメトリン	危	49802-81	Bioresmethrin	バイオレスメトリン	250mg	11,000								
ピコリナフェン		49830-56	Picolinafen	ピコリナフェン	100mg	20,000	●							
ビテルタノール		49801-06	Bitertanol	ビテルタノール	250mg	8,000		●						
ビフェントリン	劇	49802-39	Bifenthrin	ビフェントリン	100mg	19,000	●							
ピペロニルブトキシド	危	49803-45	Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド	100mg	12,000					●			
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	18,000					●			
				ピラクロストロビン分解物										
ピラクロホス	危劇	34070-96	Pyraclofos	ピラクロホス	100mg	8,500							●	
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●					
ピリダベン	劇	49801-63	Pyridaben	ピリダベン	25mg	13,000		●						
ピリプロキシフェン		49827-95	Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン	100mg	25,000							●	
ピリミカーブ	劇	49801-56	Pirimicarb	ピリミカルブ	250mg	11,000							●	
ピリミホスメチル	危	49801-57	Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル	250mg	16,000		●						
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	19,000	●							
ピレトリン	危	49831-88	Pyrethrin 1	ピレトリン 1	1mL(100mg/L CY)	18,000								
			Pyrethrin 2	ピレトリン 2										
ピンクロゾリン		49803-08	Vinclozolin	ピンクロゾリン	250mg	14,000			●					
ファミフル		49827-45	Famphur	ファミフル	100mg	19,000				●				
ファミキサドン		49861-39	Famoxadone	ファミキサドン	100mg	48,000				●				
フィプロニル	劇	16371-63	Fipronil	フィプロニル	100mg	18,000	●							
フェナミホス		49803-73	Fenamiphos	フェナミホス	250mg	16,000			●					
フェナリモル		16010-96	Fenarimol	フェナリモル	200mg	8,500		●						
フェニトロチオン	危	49801-35	Fenitrothion	フェニトロチオン	250mg	11,000							●	
フェノキサプロップエチル		49826-85	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	100mg	14,000				●				
フェントリン	危	49803-87	Phenothrin	フェントリン	100mg	13,000			●					
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb(BPMC)	フェノブカルブ	50mg	7,000							●	
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000	●							
フェンチオン	危劇	49801-79	Fenthion	フェンチオン	250mg	11,000							●	
フェンバレレート	劇	49801-37	Fenvalerate	フェンバレレート	250mg	14,000							●	
	劇	49803-09	Esfenvalerate	エスフェンバレレート	100mg	19,000							▲	
フェンブコナゾール		49829-26	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	100mg	27,000			●					
フェンプロパトリン	劇	49803-74	Fenpropathrin	フェンプロパトリン	250mg	17,000	●							
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000			●					
ブプロフェジン		49801-07	Buprofezin	ブプロフェジン	100mg	15,000			●					

GC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
フラチオカルブ	毒		Furathiocarb	フラチオカルブ					●					
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	25,000			●					
フルキンコナゾール		49830-34	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	100mg	29,000	●							
フルジオキシニル		49864-66	Fludioxonil	フルジオキシニル	100mg	20,000	●							
フルシトリネート	劇	49833-92	Flucythrinate	フルシトリネート	100mg	29,000		●						
フルシラゾール		49802-07	Flusilazole	フルシラゾール	100mg	18,000		●						
フルトラニル	危	49827-92	Flutolanil	フルトラニル	100mg	9,500		●						
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	20,000				●				
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000	●							
プロクロラズ		49826-97	Prochloraz	プロクロラズ	250mg	14,000				●				
プロシミドン		49802-73	Procyimidone	プロシミドン	250mg	14,000	●							
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000				●				
プロパニル		32423-96	Propanil(DCPA)	プロパニル	200mg	11,000			●					
プロバルギッド	危	32446-96	Propargite(BPPS)	プロバルギッド	200mg	19,000			●					
プロピコナゾール		49863-17	Propiconazole	プロピコナゾール	250mg	17,000		●						
プロピザミド		49801-60	Propyzamide	プロピザミド	250mg	17,000			●					
プロフェノホス		49833-35	Profenofos	プロフェノホス	250mg	11,000			●					
プロベタムホス	劇	49803-90	Propetamphos	プロベタムホス	100mg	29,000				●				
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●					
プロモプロピレート		49864-16	Bromopropylate	プロモプロピレート	250mg	13,000			●					
ヘキサクロロベンゼン	特化	49831-08	Hexachlorobenzene	ヘキサクロロベンゼン	250mg	16,000								●
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000			●					
ヘプタクロル	劇特化	49831-05	Heptachlor	ヘプタクロル	100mg	29,000								●
		49831-06	cis-Heptachlorepoxyde (exo)(isomerB)	cis-ヘプタクロルエポキシド	10mg	19,000								●
		49831-07	trans-Heptachlorepoxyde(endo)(isomerA)	trans-ヘプタクロルエポキシド	10mg	27,000								●
ペルメトリン		49801-54	Permethrin	ペルメトリン	250mg	13,000								●
		49831-62	cis-Permethrin	cis-ペルメトリン	10mg	29,000								▲
		49831-63	trans-Permethrin	trans-ペルメトリン	10mg	29,000								▲
ペンコナゾール		49802-93	Penconazole	ペンコナゾール	100mg	8,000	●							
ペンディメタリン		32042-96	Pendimethalin	ペンディメタリン	200mg	13,000								●
ベンフラカルブ	劇	49803-15	Benfuracarb	ベンフラカルブ	100mg	17,000				●				
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000				●				
ホスマット	劇	32183-96	Phosmet	ホスマット	200mg	5,500			●					
ホレート		49826-95	Phorate	ホレート	100mg	11,000	●							
マラチオン	危	49801-43	Malathion	マラチオン	100mg	11,000		●						
ミクロブタニル		49801-49	Myclobutanil	ミクロブタニル	100mg	19,000								●
メタクリホス		49826-89	Methacrifos	メタクリホス	100mg	15,000				●				
メチダチオン	劇	49826-04	Methidathion	メチダチオン	100mg	9,500			●					
メトキシクロール		49802-50	Methoxychlor	メトキシクロール	100mg	8,000			●					
メブレン	危	49801-47	Methoprene (mixture of isomers)	メブレン	100mg	25,000	●							
メトラクロール	危	25149-96	Metolachlor	メトラクロール	200mg	8,000		●						
		49832-51	S-Metolachlor	S-メトラクロール	100mg	13,000		▲						
メフェンビルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンビルジエチル	100mg	25,000	●							
レスメトリン		49803-48	Resmethrin	レスメトリン	100mg	13,000					●			
							27	18	39	20	12	24	14	

GC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
一斉試験法対象外成分														
δ-BHC	劇	49802-36	δ-BHC(δ-HCH)	δ-HCH	50mg	26,000		●						
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamidiprid	アセタミプリド	200mg	15,000		●						
アセフェート		49801-00	Acephate	アセフェート	250mg	19,000						●		
イソフェンホス	毒	49801-40	Isofenphos	イソフェンホス	100mg	13,000		●						
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl	カルバリル	250mg	13,000						●		
ジメチピン		49801-29	Dimethipin	ジメチピン	100mg	21,000						●		
ジメトエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメトエート	100mg	13,000	●							
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000				●				
α-HCH	劇特化	49802-33	alpha-BHC	α-BHC(α-HCH)	100mg	15,000							●	
β-HCH	劇特化	49802-34	beta-BHC	β-BHC(β-HCH)	100mg	15,000							●	
アゾキシストロビン	劇	49826-37	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	100mg	20,000				●				
イソフェンホスオキソン		49833-17	Isofenphos-oxon	イソフェンホスオキソン	10mg	42,000		●						
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	14,000			●					
ノルフルラゾン		49826-93	Norflurazon	ノルフルラゾン	100mg	28,000			●					
フルトリアホール		49803-76	Flutriafol	フルトリアホール	100mg	24,000			●					
ヘキサジノン		49826-88	Hexazinone	ヘキサジノン	100mg	12,000			●					
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000		●						
メタラキシル		25148-96	Metalaxyl	メタラキシル	200mg	10,000			●					
メトリブジン		25365-96	Metribuzin	メトリブジン	200mg	7,500				●				
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000				●				
ジメトモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ	100mg	20,000				●				
チアクロプリド		49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000				●				
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000				●				
フルミオキサジン		16379-96	Flumioxazin	フルミオキサジン	100mg	25,000								
フルミクロラックペンチル		49829-31	Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル	100mg	19,000			●					
アルドリン&ディルドリン	劇特化	49831-04	Dieldrin	ディルドリン	50mg	16,000							●	
ジコホール	特化	49802-26	Dicofol	ジコホール	100mg	21,000							●	

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
γ-BHC(リンデン)	劇特化	49802-35	gamma-BHC	γ-BHC(γ-HCH)	250mg	13,000								●
DDT		49831-01	o,p'-DDT	o,p'-DDT	50mg	26,000								●
		49802-25	p,p'-DDD	p,p'-DDD	250mg	11,000								●
		49801-89	p,p'-DDE	p,p'-DDE	100mg	9,500		●						
	特化	49831-02	p,p'-DDT	p,p'-DDT	100mg	17,000								●
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000				●				
アジンホスメチル		49803-14	Azinphos-methyl	アジンホスメチル	250mg	11,000	●							
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamidiprid	アセタミプリド	200mg	14,000		●						
アセフェート		49801-00	Acephate	アセフェート	250mg	19,000							●	
アゾキシストロビン	劇	49826-37	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	100mg	20,000							●	
アトラジン		01720-96	Atrazine	アトラジン	200mg	9,000				●				
アメリリン		49803-55	Ametryn	アメリリン	250mg	14,000				●				
アラクロール		49802-37	Alachlor	アラクロール	250mg	14,000	●							
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000								
				アラマイト(異性体1)										
				アラマイト(異性体2)										
				アラマイト(異性体3)										
アルジカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	13,000							●	
アルドキシカルブ		49803-06	Aldicarb-sulfoxide	アルジカルブスルホキシド	100mg	34,000								
アルドリノ及びディルドリン	劇特化	49830-89	Aldrin	アルドリノ	250mg	20,000								●
アレスリン	危	49826-69	Allethrin	アレスリン	100mg	11,000				●				
	危	49829-21	Bioallethrin	ビオアレスリン	250mg	18,000				▲				
イソフェンホス	毒	49801-40	Isofenphos	イソフェンホス	100mg	14,000		●						
		49833-17	Isofenphos-oxon	イソフェンホスオキソン	10mg	43,000		●						
イソプロチオラン		49828-85	Isoprothiolane	イソプロチオラン	100mg	19,000				●				
イプロジオン		49803-07	Iprodione	イプロジオン	100mg	11,000							●	
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000							●	
エチオン	危劇	49803-72	Ethion	エチオン	250mg	14,000				●				
エトキサゾール		49831-34	Ettoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000	●							
エトフメセート		49827-44	Ethofumesate	エトフメセート	250mg	11,000				●				
エトプロホス	危毒	49801-32	Ethoprophos	エトプロホス	100mg	16,000		●						
エボキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エボキシコナゾール	100mg	16,000							●	
エンドスルファン	毒特化	49802-74	α-Endosulfan(I)	α-エンドスルファン	100mg	16,000								●
	毒特化	49802-75	β-Endosulfan(II)	β-エンドスルファン	100mg	16,000								●
		49803-04	Endosulfan-sulphate	硫酸エンドスルファン	100mg	19,000								●
エンドリン	毒特化	49801-82	Endrin	エンドリン	100mg	20,000								●
オキサジアゾン		49826-19	Oxadiazon	オキサジアゾン	100mg	11,000				●				
オキサベトリニル	劇	49830-60	Oxabetrinil	オキサベトリニル	100mg	8,500							●	
オキシフルオルフェン		49803-86	Oxyfluorfen	オキシフルオルフェン	100mg	18,000				●				
オメトエート		49803-42	Omethoat	オメトエート	100mg	11,000							●	
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl(NAC)	カルバリル	250mg	13,000								●
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	25,000				●				
カルボキシシ		49827-18	Carboxin	カルボキシシ	250mg	14,000	●							
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	13,000				●				

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
キノキシフェン		49829-84	Quinoxifen	キノキシフェン	100mg	25,000			●					
キントゼン		35050-96	Quintozene	キントゼン	200mg	8,500			●					
クレソキシムメチル		49802-91	Kresoxim-methyl	クレソキシムメチル	100mg	21,000	●							
クオルタールジメチル		49802-66	Chlorthal-dimethyl(Dacthal)	クオルタールジメチル(ダクタール)	250mg	14,000			●					
クオルデン	劇特化	49831-50	cis-Chlordane	cis-クオルデン	10mg	24,000								●
	劇特化	49831-13	trans-Chlordane	trans-クオルデン	10mg	24,000								●
	危	49830-96	oxy-Chlordane	oxy-クオルデン	1mL(10mg/L CY)	14,000								●
クオルピリホス	劇	49801-16	Chlorpyrifos	クオルピリホス	250mg	13,000						●		
クオルピリホスメチル		49801-15	Chlorpyrifos-methyl	クオルピリホスメチル	250mg	16,000			●					
クオルフェナピル	劇	49865-23	Chlorfenapyr	クオルフェナピル	200mg	20,000	●							
クオルフェンソン		07214-96	Chlorfenson	クオルフェンソン	200mg	14,000					●			
クオルフェンビンホス	劇	49833-10	Chlorfenvinphos(CVP)	クオルフェンビンホス	250mg	12,000		●						
	危劇	49831-76	cis-Chlorfenvinphos	cis-クオルフェンビンホス(=E体, α体)	1mL(10mg/L CY)	37,000		▲						
クオルブファム	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クオルブファム	250mg	14,000	●							
クオルベンシド		49803-60	Chlorbenside	クオルベンサイド	100mg	14,000					●			
ククロネブ		49801-14	Chloroneb	ククロネブ	100mg	17,000					●			
ククロベンジレート		49801-13	Chlorobenzilate	ククロベンジレート	100mg	12,000						●		
ジクロホップメチル		49803-68	Diclofop methyl	ジクロホップメチル	250mg	11,000			●					
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン		49827-68	Perthane	ベルタン	100mg	13,000					●			
ジコホール	特化	49802-26	Dicofol	ジコホール	100mg	21,000								●
ジコホール分解物(4,4'-ジクロロベンゾフェノン)		49831-57	4,4'-Dichlorobenzophenone	4,4'-ジクロロベンゾフェノン	250mg	14,000	●							
ジスルホトン	危毒	49826-12	Disulfoton	ジスルホトン	250mg	14,000					●			
	危	49832-46	Disulfoton sulfone	ジスルホトンスルホン	50mg	17,000					●			
シハロトリン	劇	49801-19	lambda-Cyhalothrin	λ-シハロトリン	100mg	23,000		▲						
	劇	49836-20	gamma-Cyhalothrin	γ-シハロトリン	100mg	55,000		▲						
ジフェニルアミン		49832-28	Diphenylamine	ジフェニルアミン	250mg	5,200				●				
ジフェノコナゾール		49834-09	Difenoconazole	ジフェノコナゾール	250mg	17,000								●
				ジフェノコナゾール(異性体1)										▲
シフルトリン	劇	49801-18	Cyfluthrin	シフルトリン	250mg	11,000								●
				シフルトリン(異性体1)										▲
				シフルトリン(異性体2)										▲
				シフルトリン(異性体3)										▲
				シフルトリン(異性体4)										▲
ジフルフェニカン		49802-85	Diflufenican	ジフルフェニカン	100mg	16,000	●							
シプロコナゾール		49802-28	Cyproconazole	シプロコナゾール	100mg	27,000								●
				シプロコナゾール(異性体1)										▲
				シプロコナゾール(異性体2)										▲
シベルメトリン	劇	49801-21	Cypermethrin (technical)	シベルメトリン	100mg	14,000		●						
	劇	49861-54	alpha-Cypermethrin	α-シベルメトリン	100mg	24,000		▲						
	劇	49831-58	beta-Cypermethrin	β-シベルメトリン	100mg	25,000		▲						
	危劇	49831-83	theta-Cypermethrin	θ-シベルメトリン	10mL(10mg/L CY)	74,000		▲						
	劇	49831-59	zeta-Cypermethrin	ζ-シベルメトリン	100mg	32,000		▲						
シマジン		37087-96	Simazine	シマジン	200mg	5,700			●					

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
ジメエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメエート	100mg	13,000	●							
ジメモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメモルフ	100mg	19,000				●				
				ジメモルフ(E体)						▲				
スピロキサミン	危劇	49833-97	Z-Dimethomorph	ジメモルフ(Z体)	1mL(100mg/L AL)	23,000				▲				
	危	49829-90	Spiroxamin	スピロキサミン	100mg	13,000	●							
				スピロキサミン(異性体1)			▲							
				スピロキサミン(異性体2)			▲							
ダイアジノン	危劇	49801-25	Diazinon	ダイアジノン	250mg	11,000							●	
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000					●			
				ダイアレート(異性体1)						▲				
				ダイアレート(異性体2)						▲				
チアクロプリド	劇	49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000				●				
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000				●				
チオベンカルブ		40112-96	Thiobencarb	チオベンカルブ	200mg	8,000							●	
チオメトン	劇	49801-73	Thiometon	チオメトン	100mg	20,000							●	
ディルドリン	劇特化	49831-04	Dieldrin	ディルドリン	50mg	16,000								●
テクナゼン		49829-11	Tecnazene	テクナゼン	250mg	11,000			●					
(Z)-テトラクロルビンホス		40039-96	Tetrachlorvinphos	テトラクロルビンホス	200mg	8,000			●					
テブコナゾール		49802-20	Tebuconazole	テブコナゾール	250mg	15,000							●	
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000				●				
テブチウロン分解物				テブチウロン分解物										
テフルトリン	毒	49801-70	Tefluthrin	テフルトリン	100mg	36,000		●						
デルタメトリン及びトラロメトリン	劇	49801-24	Deltamethrin	デルタメトリン	250mg	16,000		●						
				デルタメトリン異性体1				▲						
				デルタメトリン異性体2				▲						
テルブトリン		49827-77	Terbutryn	テルブトリン	250mg	14,000	●							
テルブホス	危	49801-72	Terbufos	テルブホス	100mg	11,000		●						
トリアジメノール		49801-76	Triadimenol	トリアジメノール	250mg	15,000		●						
トリアジメホン		49801-75	Triadimefon	トリアジメホン	250mg	13,000			●					
トリアゾホス	危	49803-01	Triazophos	トリアゾホス	100mg	13,000	●							
トリアレート		49803-95	Triallate	トリアレート	250mg	13,000			●					
トリチコナゾール		49831-47	Triticonazole	トリチコナゾール	100mg	20,000				●				
トリブホス	劇	49827-33	Tribufos	トリブホス	100mg	18,000			●					
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000				●				
トリフルラリン		40852-96	Trifluralin	トリフルラリン	200mg	9,500	●							
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000			●					
ノルフルラゾン		49826-93	Norflurazon	ノルフルラゾン	100mg	29,000			●					
パーバン		49827-14	Barban	パーバン	100mg	19,000				●				
パラチオン	危特毒	49802-59	Parathion(-ethyl)	パラチオン(エチル)	100mg	12,000							●	
パラチオンメチル	特毒	49801-53	Parathion-methyl	パラチオンメチル	100mg	11,000							●	
バイオレスメトリン	危	49802-81	Bioresmethrin	バイオレスメトリン	250mg	11,000								
				バイオレスメトリン(異性体1)										
				バイオレスメトリン(異性体2)										
ピコリナフェン		49830-56	Picolinafen	ピコリナフェン	100mg	20,000	●							
		49801-06	Bitertanol	ピテルタノール	250mg	8,000		●						

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
ビテルタノール				ビテルタノール(異性体1) ビテルタノール(異性体2)				▲						
ビフェントリン	劇	49802-39	Bifenthrin	ビフェントリン	100mg	19,000	●	▲						
ピペロニルブトキシド	危	49803-45	Piperonyl butoxide	ピペロニルブトキシド	100mg	12,000					●			
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	18,000				●				
ピラクロストロビン分解物				ピラクロストロビン分解物										
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●					
ピリダベン	劇	49801-63	Pyridaben	ピリダベン	25mg	13,000		●						
ピリプロキシフェン		49827-95	Pyriproxyfen	ピリプロキシフェン	100mg	25,000							●	
ピリミカーブ	劇	49801-56	Pirimicarb	ピリミカルブ	250mg	11,000							●	
ピリミホスメチル	危	49801-57	Pirimiphos-methyl	ピリミホスメチル	250mg	16,000		●						
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	19,000	●							
ピレトリン	危	49831-88	Pyrethrin 1 Pyrethrin 2	ピレトリン 1 ピレトリン 2	1mL(100mg/L CY)	18,000								
ピンクロゾリン		49803-08	Vinclozolin	ピンクロゾリン	250mg	14,000			●					
ファミール		49827-45	Famphur	ファミール	100mg	19,000				●				
ファミキサドン		49861-39	Famoxadone	ファミキサドン	100mg	45,000				●				
フィプロニル	劇	16371-63	Fipronil	フィプロニル	100mg	18,000	●							
フェナミホス		49803-73	Fenamiphos	フェナミホス	250mg	16,000			●					
フェナリモル		16010-96	Fenarimol	フェナリモル	200mg	8,500		●						
フェントロチオン	危	49801-35	Fenitrothion	フェントロチオン	250mg	11,000							●	
フェノキサプロップエチル		49826-85	Fenoxaprop-ethyl	フェノキサプロップエチル	100mg	14,000				●				
フェノトリン	危	49803-87 49831-61	Phenothrin D-trans-Phenothrin	フェノトリン D-trans-フェノトリン	100mg 100mg	13,000 33,000			●					
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb(BPMC)	フェノブカルブ	50mg	7,000							●	
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000	●							
フェンチオン	危劇	49801-79	Fenthion	フェンチオン	250mg	11,000							●	
フェンバレレート	劇	49801-37	Fenvalerate	フェンバレレート	250mg	14,000							●	
フェンバレンレート	劇	49803-09	Esfenvalerate	エスフェンバレレート	100mg	19,000							▲	
フェンブコナゾール		49829-26	Fenbuconazole	フェンブコナゾール	100mg	27,000			●					
フェンプロパトリン	劇	49803-74	Fenpropathrin	フェンプロパトリン	250mg	17,000	●							
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000			●					
ブプロフェジン		49801-07	Buprofezin	ブプロフェジン	100mg	15,000			●					
フラチオカルブ	毒		Furathiocarb	フラチオカルブ						●				
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	25,000			●					
フルキンコナゾール		49830-34	Fluquinconazole	フルキンコナゾール	100mg	29,000	●							
フルジオキシニル		49864-66	Fludioxonil	フルジオキシニル	100mg	20,000	●							
フルシトリネート	劇	49833-92	Flucythrinate	フルシトリネート フルシトリネート(異性体1) フルシトリネート(異性体2)	100mg	29,000		●						
フルシラゾール		49802-07	Flusilazole	フルシラゾール	100mg	18,000		▲						
フルトラニル	危	49827-92	Flutolanil	フルトラニル	100mg	9,500		●						
フルトリアホール		49803-76	Flutriafol	フルトリアホール	100mg	20,000			●					
フルバリネート	危劇	16057-96	Fluvalinate	フルバリネート フルバリネート(異性体1) フルバリネート(異性体2)	200mg	25,000		●						
								▲						
								▲						

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
フルミオキサジン		49831-31	Flumioxazin	フルミオキサジン	100mg	39,000			●					
フルミクロラックペンチル		49829-31	Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル	100mg	19,000			●					
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000	●							

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
プロクロラズ		49826-97	Prochloraz	プロクロラズ	250mg	14,000				●				
プロシミドン		49802-73	Procymidone	プロシミドン	250mg	14,000	●							
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000				●				
プロパニル		32423-96	Propanil(DCPA)	プロパニル	200mg	11,000			●					
プロバルギッド	危	32446-96	Propargite(BPPS)	プロバルギッド	200mg	19,000			●					
プロピコナゾール		49863-17	Propiconazole	プロピコナゾール	250mg	17,000		●						
				プロピコナゾール(異性体1)				▲						
				プロピコナゾール(異性体2)				▲						
プロピザミド		49801-60	Propyzamide	プロピザミド	250mg	17,000			●					
プロフェノホス		49833-35	Profenofos	プロフェノホス	250mg	11,000			●					
プロペタンホス	劇	49803-90	Propetamphos	プロペタムホス	100mg	29,000				●				
プロボキスル(プロボクスル)	劇	49801-59	Propoxur	プロボキスル	250mg	11,000			●					
プロマシル		49826-08	Bromacil	プロマシル	250mg	8,000			●					
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●					
プロモプロピレート		49864-16	Bromopropylate	プロモプロピレート	250mg	13,000			●					
ヘキサジノン		49826-88	Hexazinone	ヘキサジノン	100mg	12,000			●					
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000			●					
ヘプタクロル	劇特化	49831-05	Heptachlor	ヘプタクロル	100mg	29,000								●
		49831-06	cis-Heptachlorepoxyde (exo)(isomerB)	cis-ヘプタクロルエポキシド	10mg	19,000								●
		49831-07	trans-Heptachlorepoxyde(endo)(isomerA)	trans-ヘプタクロルエポキシド	10mg	27,000								●
ベルメトリン		49801-54	Permethrin	ベルメトリン	250mg	13,000							●	
		49831-62	cis-Permethrin	cis-ベルメトリン	10mg	29,000							▲	
		49831-63	trans-Permethrin	trans-ベルメトリン	10mg	29,000							▲	
ベンコナゾール		49802-93	Penconazole	ベンコナゾール	100mg	8,000	●							
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000		●						
ペンディメタリン		32042-96	Pendimethalin	ペンディメタリン	200mg	13,000							●	
ベンフラカルブ	劇	49803-15	Benfuracarb	ベンフラカルブ	100mg	17,000				●				
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000				●				
ホスメット	劇	32183-96	Phosmet	ホスメット	200mg	5,500			●					
ホレート		49826-95	Phorate	ホレート	100mg	11,000	●							
馬拉チオン	危	49801-43	Malathion	馬拉チオン	100mg	11,000		●						
ミクロブタニル		49801-49	Myclobutanil	ミクロブタニル	100mg	19,000							●	
メタミドホス		49801-46	Methamidophos	メタミドホス	100mg	11,000							●	
メタラキシル及びメフェノキサム(総和として。)		49865-22	Metalaxyl	メタラキシル	100mg	11,000			●					
メチダチオン	劇	49826-04	Methidathion	メチダチオン	100mg	9,500			●					
メトキシクロール		49802-50	Methoxychlor	メトキシクロール	100mg	8,000			●					
メトブレネ	危	49801-47	Methoprene (mixture of isomers)	メトブレネ	100mg	25,000	●							
メトラクロール	危	25149-96	Metolachlor	メトラクロール	200mg	8,000		●						
	危	49832-51	S-Metolachlor	S-メトラクロール	100mg	13,000		▲						
メトリブジン		25365-96	Metribuzin	メトリブジン	200mg	7,000				●				
メビンホス	危	49827-62	Mevinphos	メビンホス	100mg	27,000	●							
	危	49832-79	E-Mevinphos	E-メビンホス	50mg	26,000	▲							
	危	49832-80	Z-Mevinphos	Z-メビンホス	50mg	57,000	▲							
メタラキシル及びメフェノキサム(総和として。)	危	49830-28	Metalaxy-M	メタラキシル-M	100mg	27,000			▲					
メフェンピルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンピルジエチル	100mg	25,000	●							
		49803-48	Resmethrin	レスメトリン	100mg	13,000					●			

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
レスメトリン				レスメトリン(異性体1) レスメトリン(異性体2)							▲			
							33	42	51	27	15	36	15	

GC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	48	63	70	73	77	79	1598	特化物
一斉試験法対象外成分														
アルジカルブ分解物	危劇	49828-06	Aldicarb-oxime	アルジカルブオキシム	10ppm / 1mL AL	65,000								
アルドキシカルブ		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	26,000								
EPTC		49802-30	EPTC	EPTC	250mg	17,000							●	
エトリジアゾール	危	49861-27	Etridiazole	エトリジアゾール	100mg	12,000				●				
ピラクロホス	劇危	34070-96	Pyraclufos	ピラクロホス	100mg	8,000							●	
カルボスルファン	劇危	49826-76	Carbosulfan	カルボスルファン	250mg	15,000				●				
ヘキサクロロベンゼン	特化	49831-08	Hexachlorobenzene(HCB)	ヘキサクロロベンゼン	250mg	14,000								●
トラロメリン	危劇	49831-51	Tralomethrin	トラロメリン	100mg	25,000		▲						

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	78	74	75	76	
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	14,000					●	
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000						
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000			●			
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	16,000		●				
オキサベトリニル	劇	49830-60	Oxabetrinil	オキサベトリニル	100mg	8,500					●	
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	25,000				●		
キザロホップエチル	危劇	49803-00	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000	●					
		49832-18	Quizalofop-P-tefuryl	キザロホップ-P-テフリル	10mL(10mg/L AL)	23,000						
クレトジム		49827-97	Clethodime	クレトジム	100mg	48,000					●	
				クレトジム(異性体1)								▲
				クレトジム(異性体2)								▲
クロキントセットメキシル		49829-86	Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester	クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル	100mg	18,000	●					
クロジナホッププロパルギル		49829-87	Clodinafop-propargyl ester	クロジナホッププロパルギルエステル	100mg	14,000				●		
クロフェンテジン		49801-17	Clofentazine	クロフェンテジン	100mg	9,500		●				
クロルブファム	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クロルブファム	250mg	14,000			●			
クロルフルアズロン		49801-12	Chlorfluazuron	クロルフルアズロン	100mg	16,000					●	
ジフルベンズロン		49801-28	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	250mg	16,000		●				
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000		●				
セトキシジム		37016-96	Sethoxydim	セトキシジム	200mg	11,000						
				セトキシジム(異性体1)								
				セトキシジム(異性体2)								
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000		●				
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	16,000		●				
テフルベンズロン		49802-54	Teflubenzuron	テフルベンズロン	250mg	14,000		●				
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000				●		
		40279-96	Triflumizole metabolite	トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000					●	
トリフルムロン		49827-10	Triflumuron	トリフルムロン	100mg	16,000		●				
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000				●		
ノバルロン		49830-84	Novaluron	ノバルロン	50mg	27,000		●				
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	19,000			●			
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	18,000		●				
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●			
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	19,000				●		
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000		●				
フェントロキシメート	劇	49827-91	(E)-Fenpyroximate	(E)-フェンピロキシメート	100mg	23,000		●				
		49834-18	(Z)-Fenpyroximate	(Z)-フェンピロキシメート	1mL(100μg/mL AL)	23,000		▲				
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000				●		
ブタフェナシル		49830-44	Butafenacil	ブタフェナシル	100mg	32,000	●					
ブトロキシジム	危	49831-89	Butoxydim	ブトロキシジム	10mL(10mg/L CY)	24,000						
				ブトロキシジム(異性体1)								
				ブトロキシジム(異性体2)								
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	25,000				●		
フルアズロン		49830-33	Fluazuron	フルアズロン	100mg	22,000				●		
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	20,000		●				
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000		●				

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	78	74	75	76
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000			●		
ヘキシチアゾクス		18055-96	Hexythiazox	ヘキシチアゾクス	200mg	13,000		●			
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000				●	
ベンフラカルブ	劇	49803-15	Benfuracarb	ベンフラカルブ	100mg	17,000					●
ホキシム		49801-55	Phoxim	ホキシム	100mg	10,000			●		
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000		●			
メトキシフェノジド		49829-69	Methoxyfenozide	メトキシフェノジド	100mg	31,000	●				
メフェンピルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンピルジエチル	100mg	25,000					●
リニュロン		49826-17	Linuron	リニュロン	100mg	12,000		●			
ルフェヌロン		49827-93	Lufenuron	ルフェヌロン	100mg	21,000		●			
							4	19	6	6	12

LC/MSによる農薬等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	78	74	75	76
一斉試験法対象外成分											
アルジカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	16,000		●			
アルジカルブスルホン		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	26,000		●			
オキサミル	毒	49801-51	Oxamyl	オキサミル	100mg	15,000		●			
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl	カルバリル	250mg	13,000		●			
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	14,000		●			
ジウロン		10781-96	Diuron	ジウロン	200mg	7,500		●			
ジメトモルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ	100mg	20,000		●			
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000		●			
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	13,000		●			
モノリニュロン		49827-63	Monolinuron	モノリニュロン	250mg	14,000		●			

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	74	75	76	78
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000	●				
アミトラズ		49801-02	Amitraz	アミトラズ	250mg	14,000					
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	14,000				●	
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	82,000					
アルジカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	13,000					●
アルドキシカルブ		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	23,000					●
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	26,000		●			
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	16,000					●
オキサベトリニル	劇	49830-60	Oxabetrinil	オキサベトリニル	100mg	8,500				●	
オキサミル	毒	49801-51	Oxamyl	オキサミル	100mg	15,000					●
オキシデメトンメチル		49826-80	Demeton-S-methyl sulfoxide	ジメトン-S-メチルスルホキシド	25mg	29,000				●	
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl(NAC)	カルバリル	250mg	13,000					●
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	25,000			●		
カルベタミド		49803-59	Carbetamide	カルベタミド	250mg	13,000				●	
カルベンダジム		49802-65	Carbendazim	カルベンダジム	250mg	11,000				●	
カルボスルフアン	劇	49826-76	Carbosulfan	カルボスルフアン	250mg	15,000				●	
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	13,000					●
		49827-96	Carbofuran-3-hydroxy	カルボフラン-3-ヒドロキシ	10mg	26,000			●		
キザロホップエチル		49803-00	Quizalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000	●				
	危劇	49832-18	Quizalofop-P-tefuryl	キザロホップ-P-テフリル	10mL(10mg/L AL)	23,000					
クレトジム		49827-97	Clethodime	クレトジム	100mg	48,000				●	
クロキントセットメキシル		49829-86	Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester	クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル	100mg	18,000	●				
クロジナホッププロバルギル		49829-87	Clodinafop-propargyl ester	クロジナホッププロバルギルエステル	100mg	14,000				●	
クロチアニジン		49830-00	Clothianidin	クロチアニジン	100mg	27,000	●				
クロフェンテジン		49801-17	Clofentezine	クロフェンテジン	100mg	9,500					●
クロリダゾン		07015-96	Chloridazon	クロリダゾン	200mg	16,000	●				
クオルブファム	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クオルブファム	250mg	14,000		●			
クオルフルアズロン		49801-12	Chlorfluazuron	クオルフルアズロン	100mg	16,000				●	
ジウロン		10781-96	Diuron	ジウロン	200mg	7,000					●
ジフルベンズロン		49801-28	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	250mg	16,000					●
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000					●
		49802-87	Dimethomorph	ジメトモルフ	100mg	19,000					●
ジメトモルフ				ジメトモルフ(E体)							▲
	危劇	49833-97	Z-Dimethomorph	ジメトモルフ(Z体)	1mL(100mg/L AL)	23,000					▲
シモキサニル		49802-43	Cymoxanil	シモキサニル	100mg	19,000			●		
		37016-96	Sethoxydim	セトキシジム	200mg	11,000					
セトキシジム				セトキシジム(異性体1)							
				セトキシジム(異性体2)							
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	31,000					●
チアクロプリド	劇	49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000	●				
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000	●				
チアメトキサム		49829-97	Thiamethoxam	チアメトキサム	100mg	20,000	●				
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000					●
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	16,000					●

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	74	75	76	78
テブラロキシジム		49829-12	Tepaloxymid	テブラロキシジム	100mg	20,000				●	
				テブラロキシジム(異性体1)					▲		
				テブラロキシジム(異性体2)					▲		
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	14,000			●		
				トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000				●	
トリフルムロン		49827-10	Triflumuron	トリフルムロン	100mg	16,000					●
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000			●		
				トリホリン	200mg	15,000				●	
トリホリン		40280-96	Triforine	トリホリン						▲	
				トリホリン(異性体1)						▲	
				トリホリン(異性体2)							▲
ノバルロン		49830-84	Novaluron	ノバルロン	50mg	27,000					●
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	19,000		●			
パルベンダゾール		49865-65	Parbendazole	パルベンダゾール	25mg	19,000					
ピメロジン		49827-94	Pymetrozine	ピメロジン	100mg	15,000				●	
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	18,000					●
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000		●			
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	19,000				●	
フェンアミドン		49830-38	Fenamidone	フェンアミドン	100mg	14,000					●
フェンピロキシメート	劇	49827-91	(E)-Fenpyroximate	(E)-フェンピロキシメート	100mg	23,000					●
				(Z)-Fenpyroximate	1mL(100 μg/mL AL)	23,000					▲
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	16,000			●		
フェンメディファム		49803-44	Phenmedipham	フェンメディファム	100mg	11,000	●				
ブタフェナシル		49830-44	Butafenacil	ブタフェナシル	100mg	32,000	●				
ブトロキシジム	危	49831-89	Butroxydim	ブトロキシジム	10mL(10mg/L CY)	24,000					
フラムブロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムブロップメチル	100mg	25,000			●		
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	11,000					●
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000					●
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000		●			
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	13,000		●			
ヘキシチアゾクス		18055-96	Hexythiazox	ヘキシチアゾクス	200mg	13,000					●
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000			●		
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	17,000					●
メキシフェノジド		49829-69	Methoxyfenozide	メキシフェノジド	100mg	31,000	●				
メフェンピルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンピルジエチル	100mg	25,000				●	
モノリニュロン		49827-63	Monolinuron	モノリニュロン	250mg	11,000					●
リニュロン		49826-17	Linuron	リニュロン	100mg	12,000					●
ルフェヌロン		49827-93	Lufenuron	ルフェヌロン	100mg	21,000					●
							11	6	11	16	29

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	58	74	75	76	78
一斉試験法対象外成分											
テフルベンズロン		49802-54	Teflubenzuron	テフルベンズロン	250mg	14,000					●
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	22,000					●
フルアズロン		49830-33	Fluazuron	フルアズロン	100mg	22,000					
ベンフラカルブ		49803-15	Benfuracarb	ベンフラカルブ	100mg	17,000					
ホキシム		49801-55	Phoxim	ホキシム	100mg	9,500					

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	76	78
アザメチホス		49827-13	Azamethiphos	アザメチホス	250mg	15,000		●				
アセタミプリド	劇	01695-96	Acetamiprid	アセタミプリド	200mg	14,000			●			
アセフェート		49801-00	Acephate	アセフェート	250mg	19,000					●	
アゾキシストロビン	劇	49826-37	Azoxystrobin	アゾキシストロビン	100mg	20,000	●					
アルドキシカルブ		49803-97	Aldicarb-sulfone	アルジカルブスルホン	100mg	23,000						●
イソシンコメロン酸ニプロピル											●	
イマザリル		49801-39	Imazalil	イマザリル	100mg	12,000	●					
イミダクロプリド	劇	20005-96	Imidacloprid	イミダクロプリド	200mg	11,000		●				
インドキサカルブ(S体,R体)		49829-81	Indoxacarb	インドキサカルブ	100mg	21,000		●				
エトバベート		14023-96	Ethopabate	エトバベート	500mg	7,000					●	
オキサミル	毒	49801-51	Oxamyl	オキサミル	100mg	15,000						●
オキシデトンメチル		49826-80	Demeton-S-methyl sulfoxide	ジメトン-S-メチルスルホキシド	25mg	29,000					●	
オメエート		49803-42	Omethoate	オメエート	100mg	11,000					●	
カルバリル	劇	49801-09	Carbaryl(NAC)	カルバリル	250mg	13,000						●
カルプロパミド		08163-63	Carpropamid	カルプロパミド	100mg	13,000	●					
カルベンダジム		49802-65	Carbendazim	カルベンダジム	250mg	11,000					●	
クマホス		49803-62	Coumaphos	クマホス	100mg	11,000					●	
クロチアニジン		49830-00	Clothianidin	クロチアニジン	100mg	27,000		●				
クロマフェノジド		08167-96	Chromafenozide	クロマフェノジド	200mg	20,000		●				
クロラントラニリプロール		49834-45	Chlorantraniliprole	クロラントラニリプロール	100mg	25,000					●	
クロロクスロン		49803-61	Chloroxuron	クロロクスロン	250mg	13,000	●					
ジウロン		10781-96	Diuron	ジウロン	200mg	7,000						●
ジメテナミド	危	49828-03	Dimethenamid	ジメテナミド	100mg	27,000					●	
ジメエート	劇	49801-84	Dimethoate	ジメエート	100mg	13,000			●			
ジメトルフ		49802-87	Dimethomorph	ジメトルフ	100mg	19,000						●
				ジメトルフ(E体)								▲
	危劇	49833-97	Z-Dimethomorph	ジメトルフ(Z体)	1mL(100mg/L AL)	23,000						▲
チアクロプリド	劇	49829-96	Thiacloprid	チアクロプリド	100mg	20,000		●				
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000		●				
チアメトキサム		49829-97	Thiamethoxam	チアメトキサム	100mg	20,000		●				
テブチウロン		49827-06	Tebuthiuron	テブチウロン	250mg	17,000						●
テブフェノジド		40507-96	Tebufenozide	テブフェノジド	200mg	16,000						●
トリフロキシストロビン		49829-15	Trifloxystrobin	トリフロキシストロビン	100mg	20,000				●		
バクイノレート												
パルベンダゾール		49865-65	Parbendazole	パルベンダゾール	25mg	19,000						
ピテルタノール		49801-06	Bitertanol	ピテルタノール	250mg	8,000			●			
ピリダリル		49833-21	Pyridalyl	ピリダリル	100mg	58,000					●	
フェリムゾン		49832-33	Ferimzone	フェリムゾン	100mg	44,000		●				
				フェリムゾン(E体)				▲				
				フェリムゾン(Z体)				▲				
フェンアミドン		49830-38	Fenamidon	フェンアミドン	100mg	14,000						●
フェントラザミド		16381-96	Fentrazamide	フェントラザミド	100mg	22,000					●	
フェンピロキシメート(E)	劇	49827-91	(E)-Fenpyroximate	(E)-フェンピロキシメート	100mg	23,000						●
フェンピロキシメート(Z)	危劇	49834-18	(Z)-Fenpyroximate	(Z)-フェンピロキシメート	1mL(100μg/mL AL)	23,000						▲
フルアジホップPブチル	危	49832-48	Fluazifop-P-butyl	フルアジホップ-P-ブチル	100mg	20,000					●	

LG/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	76	78
フルベンダゾール		16209-96	Flubendazole	フルベンダゾール	500mg	12,000					●	
フルミクロラックペンチル		49829-31	Flumiclorac-pentyl	フルミクロラックペンチル	100mg	19,000					●	
プロバクロール		49827-71	Propachlor	プロバクロール	250mg	14,000					●	
プロポキシル	劇	49801-59	Propoxur	プロポキシル	250mg	11,000			●			
ベンダイオカルブ	毒	49801-04	Bendiocarb	ベンダイオカルブ	250mg	11,000	●					
メソミル	毒	49802-60	Methomyl	メソミル	100mg	9,500	●					
メタラキシル		49865-22	Metalaxyl	メタラキシル	200mg	11,000			●			
メトミノストロビン		49833-88	(E)-Metominostrobin	(E)-メトミノストロビン	10mg	50,000					●	
							6	11	5	1	16	12

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	76	78
一斉試験法対象外成分												
アミトラズ		49801-02	Amitraz	アミトラズ	250mg	14,000						
アメトリン		49803-55	Ametryn	アメトリン	250mg	15,000						
アラマイト	危	49830-59	Aramite	アラマイト	10mg	65,000						
アルジカルブ		49801-01	Aldicarb	アルジカルブ	100mg	16,000						●
エトキサゾール		49831-34	Etoxazole	エトキサゾール	50mg	40,000			●			
エポキシコナゾール		49830-12	Epoxiconazole	エポキシコナゾール	100mg	15,000						●
オキサベトリニル	劇	49830-60	Oxabetrinil	オキサベトリニル	100mg	8,500						
カルフェントラゾンエチル	危	49830-92	Carfentrazone-ethyl	カルフェントラゾン-エチル	10mg	24,000				●		
カルベタミド		49803-59	Carbetamide	カルベタミド	250mg	13,000						
カルボスルファン	劇	49826-76	Carbosulfan	カルボスルファン	250mg	15,000						
カルボフラン		49802-40	Carbofuran	カルボフラン	250mg	14,000						●
3-ヒドロキシカルボフラン		49827-96	Carbofuran-3-hydroxy	カルボフラン-3-ヒドロキシ	10mg	29,000						
キザロホップエチル		49803-00	Quinalofop-ethyl	キザロホップエチル	50mg	11,000		●				
キザロホップ-P-テフリル	危劇	49832-18	Quinalofop-P-tefuryl	キザロホップ-P-テフリル	10ppm / 10mL AL	28,000						
クレトジム		49827-97	Clethodime	クレトジム	100mg	55,000						
クロキントセットメキシル		49829-86	Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester	クロキントセット-1-メチルヘキシルエステル	100mg	18,000		●				
クロジナホッププロパルギル		49829-87	Clodinafop-propargyl ester	クロジナホッププロパルギルエステル	100mg	15,000						
クロフェンテジン		49801-17	Clofentezine	クロフェンテジン	100mg	10,000						●
クロリダゾン		07015-96	Chloridazon	クロリダゾン	200mg	13,000		●				
クロルブファミ	危	49827-19	Chlorbufam (BIPC)	クロルブファミ	250mg	15,000			●			
クロルフルアズロン		49801-12	Chlorfluazuron	クロルフルアズロン	100mg	17,000						
ジフルベンズロン		49801-28	Diflubenazuron	ジフルベンズロン	250mg	15,500						●
シプロジニル		49827-90	Cyprodinil	シプロジニル	100mg	20,000						●
シモキサニル		49802-43	Cymoxanil	シモキサニル	100mg	18,000				●		
セトキシジム		37016-96	Sethoxydim	セトキシジム	200mg	14,000						
ダイアレート		49803-24	Diallate	ダイアレート	100mg	35,000						●
テプラロキシジム		49829-12	Tepraloxydim	テプラロキシジム	100mg	20,000						
トリフルミゾール		40278-96	Triflumizole	トリフルミゾール	200mg	12,000						
トリフルミゾール代謝物		40279-96	Triflumizole metabolite	トリフルミゾール代謝物	200mg	13,000						
トリフルムロン		49827-10	Triflumuron	トリフルムロン	100mg	17,000						●
トリホリン		40280-96	Triforine	トリホリン	200mg	13,000				●		
ノバルロン		49830-84	Novaluron	ノバルロン	50mg	32,000						●
バーバン		49827-14	Barban	バーバン	100mg	23,000			●			
ピメトロジン		49827-94	Pymetrozine	ピメトロジン	100mg	15,000						
ピラクロストロビン	劇	49829-66	Pyraclostrobin	ピラクロストロビン	100mg	14,000						●
ピラゾホス	劇	49827-03	Pyrazophos	ピラゾホス	250mg	13,000			●			
ピリメタニル		49828-04	Pyrimethanil	ピリメタニル	100mg	25,000						
フェンプロピモルフ	危	49829-27	Fenpropimorph	フェンプロピモルフ	250mg	18,000				●		
フェンメディファミ		49803-44	Phenmedipham	フェンメディファミ	100mg	11,000		●				
ブタフェナシル		49830-44	Butafenacil	ブタフェナシル	100mg	24,000		●				
ブトロキシジム	危	49831-89	Butoxydim	ブトロキシジム	10ppm / 10mL CY	26,000						
フラムプロップメチル		49803-32	Flamprop-methyl	フラムプロップメチル	100mg	32,000				●		
フルリドン		49829-33	Fluridone	フルリドン	100mg	13,000						●
一斉試験法対象外成分												

LG/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	54	58	74	75	76	78
プロパキザホップ		49830-70	Propaquizafop	プロパキザホップ	100mg	18,000						●
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000			●			
プロメトリン		49827-01	Prometryn	プロメトリン	250mg	12,000			●			
ヘキシチアゾックス		18055-96	Hexythiazox	ヘキシチアゾクス	200mg	13,000						●
ベナラキシル		49826-72	Benalaxyl	ベナラキシル	250mg	17,000				●		
ボスカリド		49830-24	Boscalid	ボスカリド	100mg	16,000						●
メキシフェノジド		49829-69	Methoxyfenozide	メキシフェノジド	100mg	33,000		●				
メフェンフィルジエチル		49830-18	Mefenpyr-diethyl	メフェンフィルジエチル	100mg	28,000						
モノリニュロン		49827-63	Monolinuron	モノリニュロン	250mg	14,000						●
リニュロン		49826-17	Linuron	リニュロン	100mg	9,000						●
ルフェヌロン		49827-93	Lufenuron	ルフェヌロン	100mg	24,000						●
テフルベンズロン		49802-54	Teflubenzuron	テフルベンズロン	250mg	14,000						●
フルフェナセット		49830-16	Flufenacet	フルフェナセット	100mg	22,000						●
フルアズロン		49830-33	Fluazuron	フルアズロン	100mg	22,000						
ベンフラカルブ		49803-15	Benfuracarb	ベンフラカルブ	100mg	17,000						
ホキシム		49801-55	Phoxim	ホキシム	100mg	9,500						

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1	食品2
アクロミド	危	01936-96	Aklomide	アクロミド	200mg	5,500		
アザペロン		49827-81	Azaperon	アザペロン	50mg	48,000		
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	危	01929-96	2-Acetylamino-5-nitrothiazole	2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	500mg	10,000		
アルトレノゲスト		49832-23	Altrenogest	アルトレノゲスト	100mg	23,000		
アルベンダゾール		01514-96	Albendazole	アルベンダゾール	500mg	9,000		
アレスリン	危	49826-69	Allethrin	アレスリン	100mg	11,000		
アンプロリウム		01692-96	Amprolium hydrochloride	アンプロリウム塩酸塩	500mg	8,000		
エトパベート		14023-96	Ethopabate	エトパベート	500mg	7,000		
エプリノメクチン		49829-55	Eprinomectin	エプリノメクチン	100mg	54,000		
				エプリノメクチンB1a				
エマメクチン安息香酸塩	劇	49829-52	Emamectin benzoate	エマメクチン安息香酸塩	100mg	25,000		
				エマメクチンB1a				
エリスロマイシン		49829-56	Erythromycin(mixtureA,B,C)	エリスロマイシン(A,B,C混合物)	100mg	12,000		
エンロフロキサシン		14011-96	Enrofloxacin	エンロフロキサシン	500mg	8,000		●
オキシベンダゾール		31065-96	Oxibendazole	オキシベンダゾール	20mg	16,000		
オキシリニック酸		31055-96	Oxolinic acid	オキシリン酸	500mg	6,500		●
オフロキサシン		31025-96	Ofloxacin	オフロキサシン	500mg	8,000		●
オルビフロキサシン		49832-62	Orbifloxacin	オルビフロキサシン	100mg	23,000		
オルメトプリム		49833-02	Ormetoprim	オルメトプリム	250mg	26,000		
オレアンドマイシン	危劇	49831-71	Oleandomycin phosphate	オレアンドマイシンりん酸塩	1mL(100mg/L AL)	20,000		
キシラジン		46069-96	Xylazine	キシラジン	500mg	7,000		
クロステボル		49834-17	Clostebol	クロステボル	100mg	31,000		
クロピドール		07206-96	Clopidol	クロピドール	500mg	9,000		
クロルヘキシジン		08240-96	Chlorhexidine	クロルヘキシジン二塩酸塩	500mg	9,000		
クロマジノン		08241-96	Chlormadinone acetate	クロルマジノン酢酸塩	500mg	10,000		
ケトプロフェン		49830-64	Ketoprofen	ケトプロフェン	100mg	17,000		
サラフロキサシン		49829-50	Sarafloxacin hydrochloride	サラフロキサシン塩酸塩	100mg	21,000		
ジアベリジン		49832-72	Diaveridin	ジアベリジン	100mg	23,000		
ジクラズリル	劇	49829-49	Diclazuril	ジクラズリル	100mg	20,000		
ジシクラニル	劇	49833-96	Dicyclanil	ジシクラニル	100mg	21,000		
ジフルベンズロン		49801-28	Diflubenzuron	ジフルベンズロン	250mg	16,000		
ジフロキサシン		49829-57	Difloxacin hydrochloride	ジフロキサシン塩酸塩	100mg	22,000		
ジョサマイシン	危劇	49860-38	Josamycin	ジョサマイシン	1mL(10mg/L AL)	27,000		
スルファエトキシピリダジン		49312-28	Sulfaethoxypyridazine	スルファエトキシピリダジン	50mg	85,000		
スルファキノキサリン		37467-96	Sulfaquinoxaline sodium salt	スルファキノキサリンナトリウム	500mg	8,500		●
スルファグアニジン		49829-91	Sulfaguandin monohydrate	スルファグアニジン一水和物	100mg	21,000		
スルファクロルピリダジン		37458-96	Sulfachlorpyridazine	スルファクロルピリダジン	500mg	7,000		
スルファジアジン		37459-96	Sulfadiazine	スルファジアジン	500mg	4,500		●
スルファジミジン		37461-96	Sulfadimidine	スルファジミジン	500mg	7,000		●

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1	食品2
スルファジメキシム		37460-96	Sulfadimethoxine	スルファジメキシム	500mg	4,800	●	
スルファセタミド		49829-92	Sulfacetamide	スルファセタミド	250mg	8,000		
スルファチアゾール		37468-96	Sulfathiazole	スルファチアゾール	500mg	5,000		
スルファドキシム		37462-96	Sulfadoxine	スルファドキシム	500mg	8,000		
スルファニトラン		49829-93	Sulfanitran	スルファニトラン	250mg	10,000		
スルファピリジン		37494-96	Sulfapyridine	スルファピリジン	500mg	4,500		
スルファベンズアミド		37512-96	Sulfabenzamide	スルファベンズアミド	500mg	5,000		
スルファメキサゾール		37464-96	Sulfamethoxazole	スルファメキサゾール	500mg	4,500	●	
スルファメキシピリダジン		37465-96	Sulfamethoxyypyridazine	スルファメキシピリダジン	500mg	5,000	●	
スルファメラジン		37463-96	Sulfamerazine	スルファメラジン	500mg	6,300	●	
スルファモノメキシム		37466-96	Sulfamonomethoxine	スルファモノメキシム	500mg	5,000	●	
セフォペラゾン		08243-96	Cefoperazone	セフォペラゾンナトリウム	100mg	9,500		
セフロキシム		08244-96	Cefuroxime sodium salt	セフロキシムナトリウム	100mg	9,000		
タイロシン		49829-07	Tylosin tartrate	タイロシン酒石酸	250mg	15,000		
ダノフロキサシン		49833-36	Danofloxacin mesylate	メシル酸ダノフロキサシン	100mg	13,000		●
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000		
		49833-86	Thiabendazole-5-hydroxy	チアベンダゾール-5-ヒドロキシ	10mg	61,000		
チアムリン		49829-09	Tiamulin fumerate	チアムリンフマル酸塩	100mg	11,000		
チアンフェニコール		40110-96	Thiamphenicol	チアンフェニコール	500mg	9,000		
チルミコシン		49829-60	Tilmicosin	チルミコシン	100mg	21,000		
デキサメタゾン		49830-01	Dexamethasone 21-acetate	デキサメタゾン 21-酢酸塩	100mg	23,000		
テメホス		49803-50	Temephos	テメホス	100mg	17,000		
トリクロルホン	劇	49801-77	Trichlorphon	トリクロルホン	250mg	11,000		
トリペレナミン		41107-96	Tripelennamine hydrochloride	トリペレナミン塩酸塩	500mg	7,000		
トリメプリーム		40283-96	Trimethoprim	トリメプリーム	500mg	7,500		
トルフェナム酸		41108-96	Tolfenamic acid	トルフェナム酸	500mg	7,000		
酢酸トレンボロン		49829-64	Trenbolone acetate	トレンボロンアセテート	100mg	23,000		
		49831-56	Trenbolone	トレンボロン(α-トレンボロン)				
ナイカルバジン		28102-96	Nicarbazin	トレンボロン(β-トレンボロン)	100mg	21,000		
				ナイカルバジン	500mg	8,000		
ナフシリン		28652-96	Naficillin sodium salt monohydrate	N,N'-ビス-(4-ニトロフェニル)ウレア				
ナリジクス酸		28420-96	Nalidixic acid	ナフシリンナトリウム水和物	500mg	14,000		
ニタルソン	毒	49833-20	Nitarson	ナリジクス酸	500mg	7,000		●
ニトロキシニール	劇	49830-37	Nitroxynil	ニタルソン	100mg	24,000		
バルネムリン		49832-32	Valnemulin hydrochloride	ニトロキシニール	100mg	35,000		
ハロフジノン		49312-18	Halofuginone lactate	バルネムリン塩酸塩	25mg	32,000		
ヒドロコルチゾン		49829-22	Hydrocortisone acetate	ハロフジノン	1mg	100,000		
ピランテル		49829-24	Pyrantel pamoate	ヒドロコルチゾン酢酸塩	250mg	13,000		
				ピランテルパモ酸塩	250mg	11,000		

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1	食品2
ピリメタミン		32644-96	Pyrimethamine	ピリメタミン	500mg	7,000		
ファミフル		49827-45	Famphur	ファンパー	100mg	19,000		
フェノキシメチルペニシリン		34177-96	Phenoxymethyl penicillin potassium salt	フェノキシメチルペニシリンカリウム塩	500mg	9,500		
フェノブカルブ	劇	16006-96	Fenobucarb(BPMC)	フェノブカルブ	50mg	7,000		
ブチルヒドロキシアニソール		49830-31	tert-Butyl-4-hydroxyanisole	tert-ブチル-4-ヒドロキシアニソール	100mg	11,000		
プリフィニウム								
フルニキシン		49829-67	Flunixin meglumine	フルニキシンメグルミン	100mg	30,000		
フルベンダゾール		16209-96	Flubendazole	フルベンダゾール	500mg	12,000		
フルメキン		16075-96	Flumequine	フルメキニン	500mg	10,000		●
プレドニゾロン		49829-35	Prednisolone	プレドニゾロン	250mg	9,500		
プロチゾラム								
ブロマシル		49826-08	Bromacil	ブロマシル	250mg	8,000		
ベンゾカイン	危	49830-73	4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)	4-アミノ安息香酸エチルエステル(ベンゾカイン)	100mg	10,000		
マフロキサシン								
マルボフロキサシン		49832-74	Marbofloxacin	マルボフロキサシン	100mg	23,000		
ミロキサシン								
メシリナム			Mecillinam (technical)	メシリナム				
メチルプレドニゾロン		49831-32	6- α -Methylprednisolone	6- α -メチルプレドニゾロン	50mg	37,000		
メベンダゾール		49829-41	Mebendazole	メベンダゾール	100mg	15,000		
メロキシカム		26117-96	Meloxicam	メロキシカム	100mg	10,000		
メンブトン		49833-05	Menbutone	メンブトン	100mg	41,000		
モネンシン	劇	49830-06	Monensin sodium salt hydrate	モネンシンナトリウム水和物	100mg	16,000		
モランテル		25394-96	Morantel citrate	クエン酸モランテル水和物	500mg	8,000		
ラサロシド	危劇	49832-12	Lasalocid A sodium salt	ラサロシッドAナトリウム塩	1mL(100mg/L AL)	5,700		
リファキシミン		49832-36	Rifaximin	リファキシミン	100mg	18,000		
リンコマイシン		49829-43	Lincomycin hydrochloride	リンコマイシン塩酸塩	250mg	13,000		
レバミソール	劇	24280-96	Levamisole hydrochloride	レバミソール塩酸塩	200mg	7,500		
ロベニジン		49829-70	Robenidine hydrochloride	ロベニジン塩酸塩	100mg	18,000		
ワルファリン		49802-01	Warfarin	ワルファリン	250mg	13,000		
							8	5

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法 I (畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1	食品2
一斉試験法対象外成分								
オラキンドックス		31026-96	Olaquinox	オラキンドックス	500mg	11,000		
シプロフロキサシン		49830-50	Ciprofloxacin hydrochloride	シプロフロキサシン塩酸塩	100mg	19,000		
スルフィソキサゾール		49832-21	Sulfisoxazole	スルフィソキサゾール	250mg	9,000	●	
スルフィソキサゾール		32251-96	Piromidic acid	ピロミド酸	500mg	12,000		●
クロルスロン		49831-44	Clorsulon	クロルスロン	100mg	21,000		
5-プロピルスルホニル -1H-ベンズイミダゾール-2-アミン		49833-37	Albendazole-2-aminosulfone	アルベンダゾール-2-アミノスルホン	50mg	44,000		
フロルフエニコール		49830-10	Florfenicol	フロルフエニコール	250mg	23,000		

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	危	01929-96	2-Acetylamino-5-nitrothiazole	2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	500mg	10,000	
アクロミド	危	01936-96	Aklomide	アクロミド	200mg	5,500	
アザペロン		49827-81	Azaperon	アザペロン	50mg	48,000	
アルベンダゾール		49833-37	Albendazole-2-aminosulfone	アルベンダゾール-2-アミノスルホン		44,000	
エトパベート		14023-96	Ethopabate	エトパベート	500mg	7,000	
オキサシリン		49829-83	Oxacillin sodium salt hydrate	オキサシリンナトリウム水和物	100mg	9,500	
オキシベンダゾール		31065-96	Oxibendazole	オキシベンダゾール	20mg	16,000	
オルメトプリム		49833-02	Ormetoprim	オルメトプリム	250mg	26,000	
オレアンドマイシン	危劇	49831-71	Oleandomycin phosphate	オレアンドマイシンリン酸塩	1mL(100mg/L AL)	20,000	
カラゾロール		49827-82	Carazolol	カラゾロール	100mg	32,000	
カルプロフェン		49832-26	Carprofen	カルプロフェン	100mg	21,000	
クロキサシリン		49829-85	Cloxacillin sodium salt hydrate	クロキサシリンナトリウム水和物	250mg	13,000	
クロサンテル	劇	07762-96	Closantel	クロサンテル	500mg	11,000	
クロピドール		07206-96	Clopidol	クロピドール	500mg	9,000	
ケトプロフェン		49830-64	Ketoprofen	ケトプロフェン	100mg	17,000	
酢酸メレンゲステロール		26116-96	Melengestrol acetate	酢酸メレンゲステロール	200mg	21,000	
ジクラズリル	劇	49829-49	Diclazuril	ジクラズリル	100mg	20,000	
ジニトルミド		49830-83	3,5-Dinitro-o-toluamide	3,5-ジニトロ-o-トルアミド	250mg	16,000	
スルファキノキサリン		37467-96	Sulfaquinoxaline sodium salt	スルファキノキサリンナトリウム	500mg	8,500	●
スルファクロルピリダジン		37458-96	Sulfachlorpyridazine	スルファクロルピリダジン	500mg	7,000	
スルファジアジン		37459-96	Sulfadiazine	スルファジアジン	500mg	4,500	●
スルファジミジン		37461-96	Sulfadimidine	スルファジミジン	500mg	7,000	●
スルファジメトキシ		37460-96	Sulfadimethoxine	スルファジメトキシ	500mg	4,800	●
スルファチアゾール		37468-96	Sulfathiazole	スルファチアゾール	500mg	5,000	
スルファドキシ		37462-96	Sulfadoxine	スルファドキシ	500mg	8,000	
スルファトロキサゾール		49866-55	Sulfatroxazole	スルファトロキサゾール	50mg	33,000	
スルファニトラン		49829-93	Sulfanitran	スルファニトラン	250mg	10,000	
スルファピリジン		37494-96	Sulfapyridine	スルファピリジン	500mg	4,500	
スルファブプロモメタジンナトリウム							
スルファベンズアミド		37512-96	Sulfabenzamide	スルファベンズアミド	500mg	5,000	
スルファメキサゾール		37464-96	Sulfamethoxazole	スルファメキサゾール	500mg	4,500	●
スルファメキシピリダジン		37465-96	Sulfamethoxy-pyridazine	スルファメキシピリダジン	500mg	5,000	●
スルファメラジン		37463-96	Sulfamerazine	スルファメラジン	500mg	6,300	●
スルファモノメトキシ		37466-96	Sulfamonomethoxine	スルファモノメトキシ	500mg	5,000	●
セファゾリン		08242-96	Cefazolin sodium salt	セファゾリンナトリウム	500mg	10,000	
セファピリン		08270-96	Cephapirin sodium	セファピリンナトリウム	500mg	9,000	
セフォペラゾン		08243-96	Cefoperazone	セフォペラゾンナトリウム	100mg	9,500	
セフロキシム		08244-96	Cefuroxime sodium salt	セフロキシムナトリウム	100mg	9,000	

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1
ゼラノール		48000-96	Zeranol	ゼラノール	500mg	12,000	
チアベンダゾール		40650-96	Thiabendazole	チアベンダゾール	200mg	8,000	
		49833-86	Thiabendazole-5-hydroxy	チアベンダゾール-5-ヒドロキシ	10mg	61,000	
チアムリン		49829-09	Tiamulin fumerate	チアムリンフマル酸塩	100mg	11,000	
チアンフェニコール		40110-96	Thiamphenicol	チアンフェニコール	500mg	9,000	
トリメトプリム		40283-96	Trimethoprim	トリメトプリム	500mg	7,500	
トルフェナム酸		41108-96	Tolfenamic acid	トルフェナム酸	500mg	7,000	
酢酸トレンボロン		49829-64	Trenbolone acetate	トレンボロンアセテート	100mg	23,000	
		49831-56	Trenbolone	トレンボロン(α-トレンボロン)			
ナイカルバジン		28102-96	Nicarbazin	トレンボロン(β-トレンボロン)	100mg	21,000	
				ナイカルバジン	500mg	8,000	
ナフリシン		28652-96	Nafcillin sodium salt monohydrate	N,N'-ビス-(4-ニトロフェニル)ウレア			
ニフルスチレン酸				ナフシリンナトリウム水和物	500mg	14,000	
ノボビオシン		49834-03	Novobiocin sodium	ノボビオシンナトリウム	250mg	13,000	
ノルジェストメット							
ビチオノール		49831-16	Bithionol	ビチオノール	250mg	10,000	
ピリメタミン		32644-96	Pyrimethamine	ピリメタミン	500mg	7,000	
ファミフル		49827-45	Famphur	ファンパー	100mg	19,000	
フェノキシメチルペニシリン		34177-96	Phenoxymethyl penicillin potassium salt	フェノキシメチルペニシリンカリウム塩	500mg	9,500	
プラジクアンテル		49829-48	Praziquantel	プラジクアンテル	250mg	12,000	
フルベンダゾール		16209-96	Flubendazole	フルベンダゾール	500mg	12,000	
プロチゾラム							
フロルフェニコール		49830-10	Florfenicol	フロルフェニコール	250mg	23,000	
ベンジルペニシリン		05070-96	Benzylpenicillin sodium salt	ベンジルペニシリンナトリウム	500mg	12,000	
メベンダゾール		49829-41	Mebendazole	メベンダゾール	100mg	15,000	
メロキシカム		26117-96	Meloxicam	メロキシカム	100mg	10,000	
ラサロシド	危劇	49832-12	Lasalocid A sodium salt	ラサロシドAナトリウム塩	1mL(100mg/L AL)	5,700	
リンコマイシン		49829-43	Lincomycin hydrochloride	リンコマイシン塩酸塩	250mg	13,000	
レバミソール	劇	24280-96	Levamisole hydrochloride	レバミソール塩酸塩	200mg	7,500	
ワルファリン		49802-01	Warfarin	ワルファリン	250mg	13,000	
							8
一斉試験法対象外成分	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1
スルフィソキサゾール		49832-21	Sulfisoxazole	スルフィソキサゾール	250mg	9,000	●
クロルスロン		49831-44	Clorsulon	クロルスロン	100mg	21,000	
5-プロピルスルホニル 1H-ベンズイミダゾール-2-アミン		49833-37	Albendazole-2-aminosulfone	アルベンダゾール-2-アミノスルホン	50mg	44,000	

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1
アルベンダゾール		49833-37	Albendazole-2-aminosulfone	アルベンダゾール-2-アミノスルホン		44,000	
エトパベート		14023-96	Ethopabate	エトパベート	500mg	7,000	
オキシテトラサイクリン		31057-96	Oxytetracycline hydrochloride	オキシテトラサイクリン塩酸塩	500mg	11,000	
クロルテトラサイクリン		07761-96	Chlortetracycline hydrochloride	クロルテトラサイクリン塩酸塩	500mg	19,000	
テトラサイクリン		49830-49	Tetracycline hydrochloride	テトラサイクリン塩酸塩	250mg	8,000	
オキシベンダゾール		31065-96	Oxibendazole	オキシベンダゾール	20mg	16,000	
オルメトプリム		49833-02	Ormetoprim	オルメトプリム	250mg	26,000	
クロピドール		07206-96	Clopidol	クロピドール	500mg	9,000	
スピラマイシン		49829-71	Spiramycin	スピラマイシン	100mg	16,000	
				スピラマイシン I			
				ネオスピラマイシン I			
スルファキノキサリン		37467-96	Sulfaquinoxaline sodium salt	スルファキノキサリンナトリウム	500mg	8,500	●
スルファクロルピリダジン		37458-96	Sulfachlorpyridazine	スルファクロルピリダジン	500mg	7,000	
スルファジアジン		37459-96	Sulfadiazine	スルファジアジン	500mg	4,500	●
スルファジミジン		37461-96	Sulfadimidine	スルファジミジン	500mg	7,000	●
スルファジメトキシ		37460-96	Sulfadimethoxine	スルファジメトキシ	500mg	4,800	●
スルファチアゾール		37468-96	Sulfathiazole	スルファチアゾール	500mg	5,000	
スルファドキシ		37462-96	Sulfadoxine	スルファドキシ	500mg	8,000	
スルファニトラン		49829-93	Sulfanitran	スルファニトラン	250mg	10,000	
スルファピリジン		37494-96	Sulfapyridine	スルファピリジン	500mg	4,500	
スルファベンズアミド		37512-96	Sulfabenzamide	スルファベンズアミド	500mg	5,000	
スルファメキサゾール		37464-96	Sulfamethoxazole	スルファメキサゾール	500mg	4,500	●
スルファメキシピリダジン		37465-96	Sulfamethoxypridazine	スルファメキシピリダジン	500mg	5,000	●
スルファメラジン		37463-96	Sulfamerazine	スルファメラジン	500mg	6,300	●
スルファモノメトキシ		37466-96	Sulfamonomethoxine	スルファモノメトキシ	500mg	5,000	●
ゼラノール		48000-96	Zeranol	ゼラノール	500mg	12,000	
チアンフェニコール		40110-96	Thiamphenicol	チアンフェニコール	500mg	9,000	
トリメトプリム		40283-96	Trimethoprim	トリメトプリム	500mg	7,500	
酢酸トレンボロン		49829-64	Trenbolone acetate	トレンボロンアセテート	100mg	23,000	
		49831-56	Trenbolone	トレンボロン(β-トレンボロン)	100mg	21,000	
ナイカルバジン		28102-96	Nicarbazin	ナイカルバジン	500mg	8,000	
				N,N'-ビス-(4-ニトロフェニル)ウレア			
フルベンダゾール		16209-96	Flubendazole	フルベンダゾール	500mg	12,000	
レバミソール	劇	24280-96	Levamisole hydrochloride	レバミソール塩酸塩	200mg	7,500	
							8

HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

品目名	法規	製品番号	英名	和名	包装	価格(¥)	食品1
一斉試験法対象外成分							
スルフィソキサゾール		49832-21	Sulfisoxazole	スルフィソキサゾール	250mg	9,000	●
オラキンドックス		31026-96	Olaquinox	オラキンドックス	500mg	7,500	
5-プロピルスルホニル -1H-ベンズイミダゾール-2-アミン		49833-37	Albendazole-2-aminosulfone	アルベンダゾール-2-アミノスルホン	50mg	44,000	

リスト凡例:

<取り扱い記号>

危	消防法による危険物
毒	毒物及び劇物取締法による毒物
劇	毒物及び劇物取締法による劇物
特毒	毒物及び劇物取締法による特定毒物。ご購入には「特定毒物研究者指定証」が必要です。
特化	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第1種特定化学物質。 これらを試験研究用の用途に使用する場合、確約書の提出が必要です。

<製品番号>

- 製品番号が数字(49801-~49803-、49826-~49838-及び49860-)で始まるもの
Dr.エーレンストファー社製品。ロット毎の試験成績書が添付されます。(溶液タイプは除く)
- 製品番号がアルファベットで始まるもの

Dr.エーレンストファー社製品により輸入となります。通常納期3~4週間、特化物の場合確約書を頂いてから2ヶ月弱と成ります。なお一部毒劇物で初回輸入品の場合には、経済産業省への届出の関係上更に納期を要する場合があります。

- その他
関東化学(株)製品。農業標準品及び食品分析用標準品には、ロット毎の試験成績書が添付されます。

<溶媒>

Dr.エーレンストファー社製品では以下の記号で溶解溶媒を表しております。リスト中では容量の横に記載しています。なお、溶媒が複数記載してある製品では、ご発注時溶媒をご指定いただけます。

AC	アセトン
AL	アセトニトリル
CY	シクロヘキサン
DI	ジクロロメタン
IO	イソオクタン
MB	メチル-tert-ブチルエーテル
ME	メタノール
WA	水

<色の区分け>

	農業混合標準液48	該当化合物
	農業混合標準液45	該当化合物
	農業混合標準液54	該当化合物
	農業混合標準液55	該当化合物
	農業混合標準液58	該当化合物
	農業混合標準液63	該当化合物
	農業混合標準液70	該当化合物
	農業混合標準液73	該当化合物
	農業混合標準液74	該当化合物
	農業混合標準液75	該当化合物
	農業混合標準液76	該当化合物
	農業混合標準液77	該当化合物
	農業混合標準液78	該当化合物
	農業混合標準液79	該当化合物
	農業混合標準液82	該当化合物
	Pesticide-Mix 1598	該当化合物
	食品分析用混合標準液1	該当化合物
	食品分析用混合標準液2	該当化合物

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>