

横河電機(株)

全窒素・全りん自動測定装置専用試薬



Kanto Reagents

【横河電機 NP600 全窒素・全りん自動測定装置用試薬】

製品番号	品名	規格	価格	
28669-96	NP600試薬セット (横河電機 全窒素・全りん自動測定装置用)	窒素・ りん測定用	¥23,000	
	<セット内容>			
	A液			ペルオキシニ硫酸カリウム水溶液 1 L
	B液			水酸化ナトリウム水溶液 250 mL
	C液			硫酸 250 mL
	D液			L-(+)-アスコルビン酸水溶液 250 mL
	E液			モリブデン酸アンモニウム混合溶液 250 mL
	F液			塩酸 250 mL
空容器	スパン液用 250 mL			

* NP600専用容器となっておりますので、容器ごと試薬を交換できます。

* ご購入後はなるべく早めに使い切り、長期の保存は避けて下さい。

【関連製品】

製品番号	品名	成分	規格	容量	価格
28670-96	窒素標準液 (NO ₃ -N 1000 mg/L)	KNO ₃ 水溶液	JCSS化学分析用 (水質試験用)	100 mL	¥7,500
32958-96	りん標準液 (PO ₄ -P 1000 mg/L)	KH ₂ PO ₄ 水溶液	JCSS化学分析用 (水質試験用)	100 mL	¥7,500

製品番号	品名	規格	容量	価格
11462-08	蒸留水	窒素・りん測定用	500 mL	¥2,400
11462-84	蒸留水	窒素・りん測定用	20 L	¥22,000



Kanto Kagaku

● 容量分析用滴定液

電位差滴定をはじめとする自動滴定装置の普及により、「滴定用溶液」に求められる品位や包装なども様変わりしてきました。弊社では「1L包装」による新たな滴定用溶液のシリーズをラインアップすることとしましたので、この機会にぜひご利用ください。

◆特徴

ファクター【1.000】 使用前の補正必要なし

容量【1L】 自動滴定装置に適した容量

保証期間【2年】 長期間保管可能



* 保証期間は未開封の状態にて2年間となっております。

◆製品リスト

製品名	規格	容量	価格	製品番号
0.1mol/L塩酸(N/10)	容量分析用滴定液	1L	¥2,500	18595-79
1mol/L塩酸(1N)	容量分析用滴定液	1L	¥2,400	18591-79
0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液(N/10)	容量分析用滴定液	1L	¥2,500	37851-79
1mol/L水酸化ナトリウム溶液(1N)	容量分析用滴定液	1L	¥2,500	37847-79
0.1mol/L水酸化カリウム溶液 (メタノール性)(N/10)	容量分析用滴定液	1L	¥5,800	32851-79

 関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
室町東三井ビルディング

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>