

過酸化物価測定用 よう化カリウム



食品衛生法及びJAS規格試験 油脂の過酸化物価試験において用いられる、よう化カリウムを新たにご用意致しました。本製品は「過酸化物価の測定法」に記載される測定手順での空試験によって遊離よう素を検出しないことを確認しております。

■ 製品仕様

製品名	規格	容量	価格	製品番号
よう化カリウム	過酸化物価測定用	500 g	¥8,500	32351-09

■ 製品規格 (太枠内: JIS K 8913 規格項目を示します。)

試験項目	単位	規格値
過酸化物価測定適合性	—	試験適合
純度	%	> 99.5
水溶状	—	試験適合
乾燥減量(110°C)	%	< 0.2
pH(50g/L, 25°C)	—	6.0~8.0
塩素化合物及び臭素化合物(Clとして)	%	< 0.01
りん酸塩(PO ₄)	%	< 0.001
硫酸塩(SO ₄)	%	< 0.001
窒素化合物(Nとして)	%	< 0.001
重金属(Pbとして)	ppm	< 5
ナトリウム(Na)	%	< 0.02
マグネシウム(Mg)	%	< 0.001
カルシウム(Ca)	%	< 0.001
バリウム(Ba)	%	< 0.001
ひ素(As)	ppm	< 0.1
鉄(Fe)	ppm	< 3

■ 関連製品(酸価・過酸化物価測定用)

製品名	規格	容量	価格	製品番号
エタノール(99.5)	特級	500 mL	¥2,400	14033-00
エタノール(95)	特級	500 mL	¥2,500	14034-00
ジエチルエーテル	特級	500 mL	¥2,500	14134-00
石油エーテル	特級	500 mL	¥1,200	32065-00
水酸化カリウム	特級	500 g	¥1,700	32344-00
0.5mol/l水酸化カリウム溶液 (エタノール性)(N/2)	けん化価測定用	500 mL	¥3,700	32816-08
2,2,4-トリメチルペンタン	特級	500 mL	¥2,600	31005-00
酢酸	特級	500 mL	¥1,100	01021-00
でんぷん(溶性)	鹿1級	500 g	¥1,900	37328-01
0.1mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液		500 mL	¥1,600	37870-08
フェノールフタレイン溶液(1g/L)	滴定用指示薬	500 mL	¥3,400	32806-08

・本リーフレットに関して不明な点はお近くの弊社営業所もしくは販売店までご連絡下さい。


関東化学株式会社
 試薬事業本部 試薬部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1090
 541-0048 大阪府中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6231-1672
 812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361
 << <http://www.kanto.co.jp> E-mail:reag-info@gms.kanto.co.jp >>