

# 過酸化物価測定用 よう化カリウム

食品衛生法及びJAS規格試験 油脂の過酸化物価試験において用いられる、よう化カリウムをご用意致しました。本製品は「過酸化物価の測定法」に記載される測定手順での空試験によって遊離よう素を検出しないことを確認しております。

## 製品リスト

| 製品名     | 規格       | 包装    | 製品番号                     |
|---------|----------|-------|--------------------------|
| よう化カリウム | 過酸化物価測定用 | 500 g | <a href="#">32351-09</a> |

## 製品規格 (太枠内: JIS K 8913 規格項目を示します。)

| 試験項目                   | 単位  | 規格値     |
|------------------------|-----|---------|
| 過酸化物価測定適合性             | -   | 試験適合    |
| 純度                     | %   | > 99.5  |
| 水溶状                    | -   | 試験適合    |
| 乾燥減量(110°C)            | %   | < 0.2   |
| pH(50g/L, 25°C)        | -   | 6.0~8.0 |
| 塩素化合物及び臭素化合物(Clとして)    | %   | < 0.01  |
| りん酸塩(PO <sub>4</sub> ) | %   | < 0.001 |
| 硫酸塩(SO <sub>4</sub> )  | %   | < 0.001 |
| 窒素化合物(Nとして)            | %   | < 0.001 |
| 重金属(Pbとして)             | ppm | < 5     |
| ナトリウム(Na)              | %   | < 0.02  |
| マグネシウム(Mg)             | %   | < 0.001 |
| カルシウム(Ca)              | %   | < 0.001 |
| バリウム(Ba)               | %   | < 0.001 |
| ひ素(As)                 | ppm | < 0.1   |
| 鉄(Fe)                  | ppm | < 3     |

## 関連製品（酸価・過酸化価測定用）

| 製品名                            | 規格      | 包装     | 製品番号                     |
|--------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| エタノール(99.5)                    | 特級      | 500 mL | <a href="#">14033-00</a> |
| エタノール(95)                      | 特級      | 500 mL | <a href="#">14034-00</a> |
| ジエチルエーテル                       | 特級      | 500 mL | <a href="#">14134-00</a> |
| 石油エーテル                         | 特級      | 500 mL | <a href="#">32065-00</a> |
| 水酸化カリウム                        | 特級      | 500 g  | <a href="#">32344-00</a> |
| 0.5mol/l水酸化カリウム溶液(エタノール性)(N/2) | けん化価測定用 | 500 mL | <a href="#">32816-08</a> |
| 2,2,4-トリメチルペンタン                | 特級      | 500 mL | <a href="#">31005-00</a> |
| 酢酸                             | 特級      | 500 mL | <a href="#">01021-00</a> |
| でんぷん(溶性)                       | 鹿1級     | 500 g  | <a href="#">37328-01</a> |
| 0.1mol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液            |         | 500 mL | <a href="#">37870-08</a> |
| フェノールフタレイン溶液(1g/L)             | 滴定用指示薬  | 500 mL | <a href="#">32806-08</a> |

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

 **関東化学株式会社**  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>