

天然物化学研究用試薬 Ver.7

Reagents for natural products research

PhytoLab

豊富なラインアップと信頼性を誇るドイツPhytoLab社標準品を中心に天然物化学研究用試薬を取り扱っております。機能性食品をはじめ医薬品、化粧品などの分析/研究用として是非ご利用ください。

1. Alcohols & Phenols

1.1 Alcohols

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
危	49871-88	Benzyl alcohol	ベンジルアルコール	100-51-6	C ₇ H ₆ O	89164	100 mg

1.2 Phenols

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
NEW	49878-85	Bakuchiol	バクチオール	10309-37-2	C ₁₈ H ₂₄ O	89579	10 mg
劇	49872-12	Catechol	カテコール	120-80-9	C ₆ H ₆ O ₂	82372	100 mg
	49870-95	Erianin	エリアニン	95041-90-0	C ₁₈ H ₂₂ O ₅	83499	10 mg
	49063-44	Gastrodin	ガストロジン	62499-27-8	C ₁₃ H ₁₆ O ₇	89324	10 mg
危	49064-46	Hydroxytyrosol	ヒドロキシチロソール	10597-60-1	C ₈ H ₁₀ O ₃	80152	10 mg
	49878-70	Olivetol	オリベトール	500-66-3	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	10024	100 mg
	49869-95	Orcinol-β-D-glucoside	オルシノール-β-D-グルコシド	21082-33-7	C ₁₃ H ₁₈ O ₇	83267	10 mg
	49874-61	Phlorin	フロリン	28217-60-9	C ₁₂ H ₁₆ O ₈	85690	10 mg
	49874-86	Protosappanin B	プロトサッパニン B	102036-29-3	C ₁₆ H ₁₆ O ₆	84252	10 mg
	49874-92	Pyrogallol	ピロガロール	87-66-1	C ₆ H ₆ O ₃	89772	100 mg
劇	49877-09	Resorcinol	レソルシノール	108-46-3	C ₆ H ₆ O ₂	82643	100 mg
	49877-22	Salicin	サリシン	138-52-3	C ₁₃ H ₁₈ O ₇	89782	50 mg
	49878-25	Salicortin	サリコルチン	1887055-63-1	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀	86064	10 mg
NEW	49878-96	Salicylic alcohol	サリチルアルコール	90-01-7	C ₇ H ₈ O ₂	83937	100 mg
	49067-44	Salidroside	サリドロシド	10338-51-9	C ₁₄ H ₂₀ O ₇	89462	10 mg
	49868-83	Sesamol	セサモール	533-31-3	C ₇ H ₆ O ₃	80111	50 mg
	49878-55	Tremulacin	トレムラシン	29836-40-6	C ₂₇ H ₂₈ O ₁₁	86065	10 mg
	49877-89	Tyrosol	チロソール	501-94-0	C ₈ H ₁₀ O ₂	80166	20 mg
	49068-60	Urushiol (15:1)	ウルシオール(15:1)	35237-02-6	C ₂₁ H ₃₄ O ₂	80180	10 mg
	49068-61	Urushiol (15:2)	ウルシオール(15:2)	83258-37-1	C ₂₁ H ₃₂ O ₂	80181	10 mg
	49068-62	Urushiol (15:3)	ウルシオール(15:3)	83543-37-7	C ₂₁ H ₃₀ O ₂	80182	10 mg

2. Aldehydes & Ketones

2.1 Aldehydes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-58	Asarylaldehyde	アサリルアルデヒド	4460-86-0	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	82478	100 mg
	49878-73	Glucovanillin	グルコバニリン	494-08-6	C ₁₄ H ₁₈ O ₈	10154	50 mg
	49064-20	Helicid	ヘリシド	80154-34-3	C ₁₃ H ₁₆ O ₇	82556	25 mg
	49874-40	Oleacein	オレアセイン	149183-75-5	C ₁₇ H ₂₀ O ₆	83881	5 mg
	49874-42	Oleocanthal	オレオカンタル	289030-99-5	C ₁₇ H ₂₀ O ₅	83882	5 mg
	49874-67	Picrocrocin	ピクロクロシン	138-55-6	C ₁₆ H ₂₆ O ₇	89256	10 mg
	49877-94	Vanillin	バニリン	121-33-5	C ₈ H ₈ O ₃	82678	100 mg

2.2 Ketones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-58	Alnustone	アルヌストーン	33457-62-4	C ₁₉ H ₁₈ O	84200	10 mg
	49870-50	Androsin	アンドロシン	531-28-2	C ₁₅ H ₂₀ O ₈	83477	10 mg
	49869-00	Apocynin	アポシニン	498-02-2	C ₉ H ₁₀ O ₃	83252	100 mg
	49878-75	Colupulone (stable DCHA* salt)	コルブロン(ジシクロヘキシルアミン塩)	468-27-9	C ₂₅ H ₃₆ O ₄ · C ₁₂ H ₂₃ N	86755	5 mg
	49063-57	6-Gingerol	6-ギンゲロール	23513-14-6	C ₁₇ H ₂₆ O ₄	89201	10 mg
	49063-56	8-Gingerol	8-ギンゲロール	23513-08-8	C ₁₉ H ₃₀ O ₄	89202	10 mg
	49063-58	10-Gingerol	10-ギンゲロール	23513-15-7	C ₂₁ H ₃₄ O ₄	89203	10 mg
	49064-31	Hulupinic acid	フルピン酸	1891-42-5	C ₁₅ H ₂₀ O ₄	89899	10 mg
	49873-48	4'-Hydroxyacetophenone	4'-ヒドロキシアセトフェノン	99-93-4	C ₈ H ₈ O ₂	80232	100 mg
	49873-51	5-Hydroxy 1,7-diphenyl trans-6-hepten 3-one	5-ヒドロキシ-1,7-ジフェニル trans-6-ヘプタン-3-オン	87095-74-7	C ₁₉ H ₂₀ O ₂	84224	10 mg
	49064-50	Hyperforin (stable Dicyclohexylammonium salt)	ヒベルホリン	238074-03-8	C ₃₅ H ₅₂ O ₄ · C ₁₂ H ₂₃ N	89225	10 mg
	49868-21	Iriflophenone 3-C-glucoside	イリフロフェノン 3-C-グルコシド	104669-02-5	C ₁₉ H ₂₀ O ₁₀	83511	10 mg
	49878-64	Lupulone (stable DCHA* salt)	ルブロン(ジシクロヘキシルアミン塩)	468-28-0	C ₂₆ H ₃₆ O ₄ · C ₁₂ H ₂₃ N	86708	5 mg
	49065-74	Muscone	ムスコン	541-91-3	C ₁₆ H ₃₀ O	89737	20 mg
	49874-32	Nepodin	ネポジン	3785-24-8	C ₁₃ H ₁₂ O ₃	85760	5 mg
	49868-57	Paeonol	ペオノール	552-41-0	C ₉ H ₁₀ O ₃	89749	25 mg
	49874-49	Paeonolide	ペオノリド	72520-92-4	C ₂₀ H ₂₈ O ₁₂	84249	10 mg
	49878-79	6-Paradol	6-パラドール	27113-22-0	C ₁₇ H ₂₆ O ₃	10014	10 mg
	49066-49	Picein	ピセイン	530-14-3	C ₁₄ H ₁₆ O ₇	89883	20 mg
	49067-78	6-Shogaol	6-ショウガオール	555-66-8	C ₁₇ H ₂₄ O ₃	89792	10 mg
	49877-40	8-Shogaol	8-ショウガオール	36700-45-5	C ₁₉ H ₂₆ O ₃	83910	5 mg
	49877-41	10-Shogaol	10-ショウガオール	36752-54-2	C ₂₁ H ₃₀ O ₃	83911	5 mg
	49877-74	Tinnevellin glucoside	チネベリン グルコシド	80358-06-1	C ₂₀ H ₂₄ O ₉	83917	10 mg
	49068-63	(+)-Usnic acid	(+)ウスニン酸	7562-61-0	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	89818	100 mg

** 危: 消防法による危険物 毒: 毒物及び劇物取締法による毒物 劇: 毒物及び劇物取締法による劇物

* DCHA : Dicyclohexylamine

3.Flavonoids

3.1 Chalcones & Dihydrochalcones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-59	Aspalathin	アスパラチン	6027-43-6	C ₂₁ H ₂₄ O ₁₁	89571	10 mg
	49870-62	Bavachalcone	ババカルコン	28448-85-3	C ₂₀ H ₂₀ O ₄	83481	10 mg
	49061-28	Cardamomin	カルダモミン	19309-14-9	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	80379	10 mg
	49869-25	2',4'-Dihydroxydihydrochalcone	2',4'-ジヒドロキシジドロカルコン	53596-71-7	C ₁₅ H ₁₄ O ₃	83216	10 mg
	49062-54	2',6'-Dihydroxy 4',4-dimethoxychalcone	2',6'-ジヒドロキシ4',4-ジメトキシカルコン	94441-99-3	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	82520	10 mg
	49062-55	2',6'-Dihydroxy 4',4-dimethoxydihydrochalcone	2',6'-ジヒドロキシ4',4-ジメトキシジドロカルコン	35241-54-4	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	82521	10 mg
	49062-57	2',6'-Dihydroxy 4'-methoxychalcone	2',6'-ジヒドロキシ4'-メトキシカルコン	18956-15-5	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	82523	10 mg
	49062-58	2',6'-Dihydroxy 4'-methoxydihydrochalcone	2',6'-ジヒドロキシ4'-メトキシジドロカルコン	35241-55-5	C ₁₆ H ₁₆ O ₄	82524	10 mg
	49872-74	Echinatin (flavonoid)	エキナテン (フラボノイド)	34221-41-5	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	83847	10 mg
	49872-94	Flavokawain A	フラボカバインA	37951-13-6	C ₁₈ H ₁₆ O ₅	83762	20 mg
	49872-95	Flavokawain B	フラボカバインB	1775-97-9	C ₁₇ H ₁₆ O ₄	83763	10 mg
	49872-96	Flavokawain C	フラボカバインC	37308-75-1	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	83854	10 mg
	49873-34	Helichrysetin	ヘリクリセチン	62014-87-3	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	85749	10 mg
	49868-19	Hydroxysafflor yellow A	ヒドロキシサフロールイエローA	78281-02-4	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₆	83510	10 mg
	49869-56	Isobavachalcone	イソババカルコン	20784-50-3	C ₂₀ H ₂₀ O ₄	83317	10 mg
	49868-24	Isoliquiritigenin	イソリクイリチゲニン	961-29-5	C ₁₅ H ₁₂ O ₄	89544	10 mg
	49064-69	Isoliquiritin	イソリキリチン	5041-81-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	80481	10 mg
	49065-06	Licochalcone A	リコカルコンA	58749-22-7	C ₂₁ H ₂₂ O ₄	80486	10 mg
	49873-91	Loureirin A	ロウレイリン A	119425-89-7	C ₁₇ H ₁₆ O ₄	83870	10 mg
	49873-92	Loureirin B	ロウレイリン B	119425-90-0	C ₁₈ H ₂₀ O ₅	84235	10 mg
	49874-25	Naringenin chalcone	ナリンゲニンカルコン	25515-46-2	C ₁₅ H ₁₂ O ₅	83877	10 mg
	49869-84	Naringin dihydrochalcone	ナリンギンジヒドロカルコン	18916-17-1	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₄	83338	25 mg
	49065-83	Neohesperidin dihydrochalcone	ネオヘスペリジンジヒドロカルコン	20702-77-6	C ₂₈ H ₃₆ O ₁₅	82289	50 mg
	49868-61	Phloretin	フロレチン	60-82-2	C ₁₅ H ₁₄ O ₅	82624	100 mg
	49066-45	Phloridzin	フロリジン	60-81-1	C ₂₁ H ₂₄ O ₁₀	80513	100 mg
	49878-47	Pongamol	ポンガモール	484-33-3	C ₁₈ H ₁₄ O ₄	83225	50 mg
	49877-80	Trilobatin	トリロバチン	4192-90-9	C ₂₁ H ₂₄ O ₁₀	83918	10 mg
	49068-90	Xanthohumol	キサントフモール	6754-58-1	C ₂₁ H ₂₂ O ₅	89292	10 mg

3.2 Isoflavans

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49869-04	Brazilin	ブラジリン	474-07-7	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	83310	10 mg
	49063-80	Glabridin	グラブリジン	59870-68-7	C ₂₀ H ₂₀ O ₄	80463	10 mg

3.3 Flavanones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-26	Alpinetin	アルピネチン	36052-37-6	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	89849	10 mg
	49060-87	Bavachin	ババキン	19879-32-4	C ₂₀ H ₂₀ O ₄	82483	10 mg
	49060-88	Bavachinin	ババキニン	19879-30-2	C ₂₁ H ₂₂ O ₄	82484	10 mg
	49063-00	Eriodictyol	エリオジクチオール	4049-38-1	C ₁₅ H ₁₂ O ₆	80444	20 mg
	49063-18	Farrerol	ファレロール	24211-30-1	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	82539	10 mg
	18152-96	(-) -Hesperetin	(-) -ヘスペレチン	520-33-2	C ₁₆ H ₁₄ O ₆	CICA	50 mg
	49873-38	(±)-Hesperetin	(±)-ヘスペレチン	69097-99-0	C ₁₆ H ₁₄ O ₆	89222	20 mg
	49064-78	Isosakuranetin	イソサクラネチン	480-43-3	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	82569	20 mg
	49064-85	Isoxanthohumol	イソキサントフモール	70872-29-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₅	89234	10 mg
	49878-32	(-) -Kurarinone	(-) -クラリノン	34981-26-5	C ₂₆ H ₃₀ O ₆	86205	10 mg
	49065-14	Liquiritigenin	リクイリチゲニン	578-86-9	C ₁₅ H ₁₂ O ₄	89543	20 mg
	28645-96	(-) -Naringenin	(-) -ナリンゲニン	480-41-1	C ₁₅ H ₁₂ O ₅	CICA	100 mg
	49065-78	(±)-Naringenin	(±)-ナリンゲニン	67604-48-2	C ₁₅ H ₁₂ O ₅	89738	25 mg
	49065-79	Naringenin 4',7-dimethylether	ナリンゲニン4',7-ジメチルエーテル	29424-96-2	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	82605	10 mg
	49066-57	Pinocembrin	ピノセンブリン	480-39-7	C ₁₅ H ₁₂ O ₄	80061	10 mg
	49066-72	6-Prenylnaringenin	6-プレニルナリンゲニン	68236-13-5	C ₂₀ H ₂₀ O ₅	80520	10 mg
	49066-71	8-Prenylnaringenin	8-プレニルナリンゲニン	53846-50-7	C ₂₀ H ₂₀ O ₅	89886	10 mg
	49067-43	Sakuranetin	サクラネチン	2957-21-3	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	89273	20 mg
	49868-85	Sophoraflavanone G	ソホラフラバノンG	97938-30-2	C ₂₅ H ₂₈ O ₆	83544	10 mg
	49877-47	(-) -Sophoranone	(-) -ソフォラノン	23057-55-8	C ₃₀ H ₃₆ O ₄	82867	10 mg

3.3.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49062-39	Didymin	ジジミン	14259-47-3	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₄	80584	10 mg
	49062-97	Eriocitrin	エリオシトリン	13463-28-0	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₅	89194	10 mg
	18153-96	Hesperidin	ヘスペリジン	520-26-3	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₅	CICA	100 mg
	49873-39	Hesperidin	ヘスペリジン	520-26-3	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₅	89707	20 mg
	49065-15	Liquiritin	リクイリチン	551-15-5	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	80490	10 mg
	49873-87	Liquiritin apioside	リキリチンアピオシド	74639-14-8	C ₂₆ H ₃₀ O ₁₃	84233	10 mg
	28646-96	Naringin	ナリンギン	10236-47-2	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₄	CICA	100 mg
	49874-26	Naringin	ナリンギン	10236-47-2	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₄	89739	25 mg
	49869-85	Narirutin	ナリルチン	14259-46-2	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₄	83339	10 mg
	49874-28	Neoeiocitrin	ネオエリオシトリン	13241-32-2	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₅	84242	10 mg
	49065-82	Neohesperidin	ネオヘスペリジン	13241-33-3	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₅	89741	10 mg
	49874-30	Neoliquiritin	ネオリキリチン	5088-75-5	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	84243	10 mg
	49874-70	Pinocembroside	ピノセンブロシド	75829-43-5	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	85763	10 mg
	49066-69	Poncirin	ボンシリン	14941-08-3	C ₂₈ H ₃₄ O ₁₄	82628	10 mg

3.4 Flavanols

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-36	(-) -Catechin	(-) -カテキン	18829-70-4	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	80992	10 mg
	49061-35	(+) -Catechin	(+) -カテキン	154-23-4	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	89172	20 mg
	49878-52	Cinchonain Ia	シンコナニン I a	85081-24-9	C ₂₄ H ₂₀ O ₉	85881	5 mg
	49878-53	Cinchonain Ib	シンコナニン I b	85022-69-1	C ₂₄ H ₂₀ O ₉	85882	5 mg

3.4 Flavanol (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49062-46	Dihydrokaempferol	ジヒドロケンベロール	480-20-6	C ₁₅ H ₁₂ O ₆	80430	10 mg
	49062-50	Dihydromyricetin	ジヒドロミリセチン	27200-12-0	C ₁₅ H ₁₂ O ₈	80431	20 mg
	49062-85	(-) -Epicatechin	(-) -エピカテキン	490-46-0	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	89192	20 mg
	49062-87	(-) -Epigallocatechin	(-) -エピガロカテキン	970-74-1	C ₁₅ H ₁₄ O ₇	89655	20 mg
	49063-35	Gallocatechin	ガロカテキン	3371-27-5	C ₁₅ H ₁₄ O ₇	80096	10 mg
	49064-79	Isosilybin (A+B mixture)	イソシリビン(A+B混合物)	72581-71-6	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	89231	10 mg
	49064-80	Isosilybin A	イソシリビンA	142796-21-2	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	82570	5 mg
	49064-81	Isosilybin B	イソシリビンB	142796-22-3	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	82571	5 mg
	49067-80	Silybin (A+B mixture)	シリビン(A+B混合物)	36804-17-8	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	89280	25 mg
	49067-81	Silybin A	シリビンA	22888-70-6	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	82653	10 mg
	49067-82	Silybin B	シリビンB	142797-34-0	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	82654	10 mg
	49067-83	Silychristin	シリクリスチン	33889-69-9	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	89281	10 mg
	49067-84	Silydianin	シリジアニン	29782-68-1	C ₂₅ H ₂₂ O ₁₀	89282	10 mg
	49068-17	(+) -Taxifolin	(+) -タキシホリン	480-18-2	C ₁₅ H ₁₂ O ₇	89284	20 mg
	49870-34	Theaflavin	テアフラビン	4670-05-7	C ₂₉ H ₂₄ O ₁₂	83341	10 mg
	49870-35	Theaflavin 3,3'-digallate	テアフラビン3,3'-ジガラート	30462-35-2	C ₄₃ H ₃₂ O ₂₀	83344	10 mg
	49870-36	Theaflavin 3'-gallate	テアフラビン3'-ガラート	28543-07-9	C ₃₆ H ₂₈ O ₁₆	83343	10 mg
	49870-37	Theaflavin 3-gallate	テアフラビン3-ガラート	30462-34-1	C ₃₆ H ₂₈ O ₁₆	83342	10 mg

3.4.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-60	Astilbin	アスチルビン	29838-67-3	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₁	80356	10 mg
	49869-30	Engeletin	エンゲレチン	572-31-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₀	83279	10 mg

3.5 Flavones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-00	Acacetin	アカセチン	480-44-4	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	89482	20 mg
	01886-96	Apigenin	アピゲニン	520-36-5	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	CICA	50 mg
	49871-66	Apigenin	アピゲニン	520-36-5	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89159	25 mg
	49060-82	Baicalein	バイカレイン	491-67-8	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89577	10 mg
	49872-06	Cannflavin A	カンフラビンA	76735-57-4	C ₂₆ H ₂₆ O ₆	85954	10 mg
	49872-15	Chrysin	クリジン	480-40-0	C ₁₅ H ₁₀ O ₄	80382	100 mg
	49872-17	Chrysoeriol	クリソエリオール	491-71-4	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	85725	5 mg
	49061-54	Cirsilineol	シルシリネオール	41365-32-6	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	82500	10 mg
	49872-60	5-Demethylnobiletin	5-デメチルノビレチン	2174-59-6	C ₂₀ H ₂₀ O ₈	82477	10 mg
	49872-70	5,7-Dimethoxyflavone	5,7-ジメトキシフラボン	21392-57-4	C ₁₇ H ₁₄ O ₄	84211	25 mg
	49062-66	Diosmetin	ジオスメチン	520-34-3	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	82526	25 mg
	49063-09	Eupatilin	オイパチリン	22368-21-4	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	80337	10 mg
	49063-11	Eupatorin	オイパトリン	855-96-9	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	80451	20 mg
	49873-07	Gardenin B	ガーデン B	2798-20-1	C ₁₉ H ₁₈ O ₇	82548	10 mg
	49868-03	Genkwanin	ゲンクワンニン	437-64-9	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	83500	10 mg
	49869-47	Hispidulin	ヒスピズリン	1447-88-7	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	83335	10 mg
	49873-50	5-Hydroxy 4',7-dimethoxyflavone	5-ヒドロキシ- 4',7-ジメトキシフラボン	5128-44-9	C ₁₇ H ₁₄ O ₅	85750	10 mg
	49873-53	3'-Hydroxyflavone	3'-ヒドロキシフラボン	70460-18-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₃	85838	50 mg
	49064-86	Jaceosidin	ジャセオシジン	18085-97-7	C ₁₇ H ₁₄ O ₇	80786	10 mg
	49878-33	Kuwanon G	クワンンG	75629-19-5	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	86207	5 mg
	49878-09	Kuwanon H	クワンンH	76472-87-2	C ₄₅ H ₄₄ O ₁₁	86208	5 mg
	24288-96	Luteolin	ルテオリン	491-70-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	CICA	50 mg
	49873-95	Luteolin	ルテオリン	491-70-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	89245	20 mg
	49869-68	Luteolin 7-methyl ether	ルテオリン7-メチルエーテル	20243-59-8	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	83264	10 mg
	49874-09	6-Methoxytricin	6-メトキシトリシン	76015-42-4	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	85757	5 mg
	49065-60	7-O-Methylwogonin	7-O-メチルウオゴニン	3570-62-5	C ₁₇ H ₁₄ O ₅	82598	10 mg
	49878-40	Mulberrin	ムルベリン	62949-79-5	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	86206	5 mg
	49869-89	Nepetin	ネペチン	520-11-6	C ₁₆ H ₁₂ O ₇	83327	10 mg
	49868-51	Nevadensin	ネバデンシン	10176-66-6	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	83365	10 mg
	49065-90	Nobiletin	ノビレチン	478-01-3	C ₂₁ H ₂₂ O ₈	80858	10 mg
	49066-10	Oroxylin A	オロキシリンA	480-11-5	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	82615	10 mg
	49874-50	Panicolin	パニコリン	41060-16-6	C ₁₇ H ₁₄ O ₆	83884	10 mg
	49066-25	Pectolinarigenin	ペクトリナリゲニン	520-12-7	C ₁₇ H ₁₄ O ₆	82621	10 mg
	49870-14	Scutellarein	スクテレイン	529-53-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	83283	10 mg
	49067-87	Sinensetin	シネセチン	2306-27-6	C ₂₀ H ₂₀ O ₇	89278	10 mg
	49878-67	Sterubin	ステルビン	93012-86-3	C ₁₆ H ₁₄ O ₆	86736	10 mg
	49068-13	Tangeretin	タンゲレチン	481-53-8	C ₂₀ H ₂₀ O ₇	89803	20 mg
	49877-64	Tectochrysin	テクトクリシン	520-28-5	C ₁₆ H ₁₂ O ₄	83915	10 mg
	49068-41	Tricin	トリシン	520-32-1	C ₁₇ H ₁₄ O ₇	80987	10 mg
	49877-79	3',5,7-Trihydroxy 4',5',6-trimethoxyflavone	3',5,7-トリヒドロキシ 4',5',6-トリメトキシフラボン	78417-26-2	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	84264	5 mg
	49870-40	3',4',5'-Trimethoxyflavone	3',4',5'-トリメトキシフラボン	67858-30-4	C ₁₈ H ₁₆ O ₅	83054	10 mg
	49877-81	4',5,7-Trimethoxyflavone	4',5,7-トリメトキシフラボン	5631-70-9	C ₁₈ H ₁₆ O ₅	85780	10 mg
	49068-88	Wogonin	ウオゴニン	632-85-9	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	89825	10 mg

3.5.1 3-Hydroxyflavones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-73	Artemetin	アルテメチン	479-90-3	C ₂₀ H ₂₀ O ₈	83719	10 mg
	49061-23	Calycopteris	カリコプテリン	481-52-7	C ₁₉ H ₁₈ O ₈	82490	10 mg
	49061-33	Casticin	カスチシン	479-91-4	C ₁₉ H ₁₈ O ₈	89173	10 mg
	49869-22	2,3-Dehydrosilybin A	2,3-デヒドロシリビンA	25166-14-7	C ₂₅ H ₂₀ O ₁₀	82877	5 mg
	49869-23	2,3-Dehydrosilybin B	2,3-デヒドロシリビンB	142796-24-5	C ₂₅ H ₂₀ O ₁₀	82878	5 mg
	49062-56	5,7-Dihydroxy 3,3',4',5',6,8-hexamethoxyflavone	5,7-ジヒドロキシ3,3',4',5',6,8-ヘキサメトキシフラボン	96887-18-2	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₀	82522	10 mg
	49063-07	Eupalitin	オイパリチン	29536-41-2	C ₁₇ H ₁₄ O ₇	82534	10 mg
	49068-95	Fisetin	フィセチン	528-48-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	82542	20 mg
	49063-33	Galangin	ガランギン	548-83-4	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89505	20 mg
	49064-01	Gossypetin 3,3',8-trimethylether	ゴッシペチン3,3',8-トリメチルエーテル	14965-08-3	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	82553	10 mg

3.5.1 3-Hydroxyflavones (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49064-00	Gossypetin 3-methylether	ゴッシペチン3-メチルエーテル	86749-51-1	C ₁₆ H ₁₂ O ₈	82554	10 mg
	49873-37	Herbacetin	ヘルバセチン	527-95-7	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	83857	10 mg
	49873-36	3,3',4',5,6,7,8-Heptamethoxyflavone	3,3',4',5,6,7,8-ヘプタメトキシフラボン	1178-24-1	C ₂₂ H ₂₄ O ₉	84219	5 mg
	49064-55	Icaritin	イカリチン	118525-40-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₆	80478	10 mg
	49878-42	Isokaempferide	イソケンフェリド	1592-70-7	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	86261	10 mg
	49064-75	Isorhamnetin	イソラムネチン	480-19-3	C ₁₆ H ₁₂ O ₇	89314	20 mg
	49064-90	Kaempferide	ケンペリド	491-54-3	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	82572	20 mg
	23021-96	Kaempferol	ケンペロール	520-18-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	CICA	50 mg
	49873-72	Kaempferol	ケンペロール	520-18-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₆	89235	20 mg
	49873-76	Karanjin	カランジン	521-88-0	C ₁₈ H ₁₂ O ₄	83865	10 mg
	49873-85	Limocitrin	リモシトリン	489-33-8	C ₁₇ H ₁₄ O ₈	83868	10 mg
	49874-23	Morin	モリン	480-16-0	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	82601	20 mg
	49874-24	Myricetin	ミリセチン	529-44-2	C ₁₅ H ₁₀ O ₈	89252	20 mg
	49874-48	Pachypodol	パキポドール	33708-72-4	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	83821	10 mg
	49874-56	Penduletin	ペンデュレチン	569-80-2	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	83890	5 mg
	49874-87	Prudomestin	ブルドメスチン	3443-28-5	C ₁₇ H ₁₄ O ₇	85765	10 mg
	49874-95	Quercetagenin	ケルセタゲチン	90-18-6	C ₁₅ H ₁₀ O ₈	85766	5 mg
	49067-06	Quercetin	クエルセチン	117-39-5	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	89262	20 mg
	49067-11	Quercetin 3,3',4',7-tetramethylether	クエルセチン3,3',4',7-テトラメチルエーテル	1245-15-4	C ₁₉ H ₁₈ O ₇	82641	20 mg
	49067-08	Quercetin dihydrate	クエルセチン二水和物	6151-25-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₇ ・2H ₂ O	89263	20 mg
	49067-22	Rhamnetin	ラムネチン	90-19-7	C ₁₆ H ₁₂ O ₇	82644	10 mg
	49877-11	Rhamnocitrin	ラムノシトリン	569-92-6	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	83902	10 mg
	49877-18	Robinetin	ロビネチン	490-31-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₇	82645	10 mg
	49877-25	Santin	サンチン	27782-63-4	C ₁₈ H ₁₆ O ₇	83905	10 mg
	49877-62	Tamarixetin	タマリキセチン	603-61-2	C ₁₆ H ₁₂ O ₇	85778	10 mg
	49068-26	3',4',5,7-Tetrahydroxy 3,6,8-trimethoxyflavone	3',4',5,7-テトラヒドロキシ3,6,8-トリメトキシフラボン	61451-85-2	C ₁₈ H ₁₆ O ₉	82667	10 mg
	49068-46	4',5,7-Trihydroxy 3,3',6,8-tetramethoxyflavone	4',5,7-トリヒドロキシ3,3',6,8-テトラメトキシフラボン	58130-91-9	C ₁₉ H ₁₆ O ₉	82674	10 mg
	49068-47	4',5,7-Trihydroxy 3,6,8-trimethoxyflavone	4',5,7-トリヒドロキシ3,6,8-トリメトキシフラボン	57393-71-2	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	82675	10 mg

3.5.1.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-72	Avicularin	アビクラリン	572-30-5	C ₂₀ H ₁₈ O ₁₁	80361	10 mg
	49878-59	Bracteoside	ブラクテオシド	352312-68-6	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₂	86419	10 mg
	49870-67	Camelliaside A	カメリアシドA	135095-52-2	C ₃₃ H ₄₀ O ₂₀	83483	10 mg
	49870-68	Camelliaside B	カメリアシドB	131573-90-5	C ₃₂ H ₃₈ O ₁₉	83484	10 mg
	49062-89	Epimedin A	エビメジンA	110623-72-8	C ₃₆ H ₅₀ O ₂₀	80586	10 mg
	49870-94	Epimedin A1	エビメジンA1	140147-77-9	C ₃₆ H ₅₀ O ₂₀	83498	10 mg
	49062-90	Epimedin B	エビメジンB	110623-73-9	C ₃₆ H ₄₈ O ₁₉	80587	10 mg
	49062-91	Epimedin C	エビメジンC	110642-44-9	C ₃₆ H ₅₀ O ₁₉	80588	10 mg
	49063-08	Eupaitin 3-galactoside	オイパイチン3-ガラクトシド	35399-32-7	C ₂₃ H ₂₄ O ₁₂	80450	10 mg
	49063-37	2"-Galloylhyperin	2"-ガライルヒペリン	53209-27-1	C ₂₈ H ₂₄ O ₁₆	82545	10 mg
	49064-02	Gossypin	ゴッシピン	652-78-8	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₃	89695	20 mg
	49873-28	Grosvenorine	グロブナリン	156980-60-8	C ₃₃ H ₄₀ O ₁₉	84217	10 mg
	49064-03	Guaiaverin	グアイアベリン	22255-13-6	C ₂₀ H ₁₈ O ₁₁	80986	10 mg
	49873-40	Hibifolin	ヒビフォルリン	55366-56-8	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₄	83580	20 mg
	49064-52	Hyperoside	ヒペロシド	482-36-0	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	89227	20 mg
	49064-54	Icarin	イカリイン	489-32-7	C ₃₃ H ₄₀ O ₁₅	89714	10 mg
	49869-52	Icariside I	イカリシドI	56725-99-6	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₁	83316	10 mg
	49869-53	Icariside II	イカリシドII	113558-15-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₀	83286	10 mg
	20311-96	Isoquercitrin	イソケルシトリン	482-35-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	CICA	50 mg
	49064-76	Isorhamnetin 3-neohesperidoside	イソラムネチン3-ネオヘスペリドシド	55033-90-4	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₆	82568	10 mg
	49869-61	Isorhamnetin 3-rutinoside	イソラムネチン3-ルチノシド	604-80-8	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₆	83337	10 mg
	49869-64	Kaempferitrin	ケンペリトリン	482-38-2	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	83280	10 mg
	49868-28	Kaempferol 3,4'-diglucoside 7-rhamnoside	ケンペロール3,4'-ジグルコシド7-ラムノシド	1131009-93-2	C ₃₃ H ₄₀ O ₂₀	89236	10 mg
	49873-73	Kaempferol 3-gentiobioside	ケンペロール3-ゲンチオビオース	22149-35-5	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	84228	10 mg
	49064-91	Kaempferol 3-glucoside	ケンペロール3-グルコシド	480-10-4	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	89237	10 mg
	49873-74	Kaempferol 3-rhamnoside	ケンペロール3-ラムノシド	482-39-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	83864	10 mg
	49868-30	Kaempferol 3-robinoside 7-glucoside	ケンペロール3-ロビノシド7-グルコシド	114924-89-9	C ₃₃ H ₄₀ O ₂₀	83516	5 mg
	49873-75	Kaempferol 3-rutinoside	ケンペロール3-ルチノシド	17650-84-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	80700	10 mg
	49868-31	Kaempferol 3-sambubioside	ケンペロール3-サンブビオシド	27661-51-4	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₅	83517	5 mg
	49878-72	Myricetin 3-galactoside	ミリセチン3-ガラクトシド	15648-86-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₃	10023	5 mg
	49065-75	Myricitrin	ミリシトリン	17912-87-7	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	80209	20 mg
	49874-96	Quercetagenin	ケルセタゲチン	548-75-4	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₃	85767	5 mg
	49868-70	Quercetin 3-gentiobioside	クエルセチン3-ゲンチオビオシド	7431-83-6	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₇	83533	10 mg
	49067-09	Quercetin 3-glucoside	クエルセチン3-グルコシド	482-35-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	89230	20 mg
	49067-07	Quercetin 3-glucuronide	クエルセチン3-グルクロニド	22688-79-5	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₃	80349	10 mg
	49878-50	Quercetin 3-robinoside 7-glucoside	クエルセチン 3-ロビノシド 7-グルコシド	115794-37-1	C ₃₃ H ₄₀ O ₂₁	86134	5 mg
	49868-72	Quercetin 3-rutinoside 7-glucoside	クエルセチン3-ルチノシド7-グルコシド	30311-61-6	C ₃₃ H ₄₀ O ₂₁	83535	5 mg
	49874-97	Quercetin 3-sophoroside	クエルセチン 3-ソホロシド	18609-17-1	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₇	83575	10 mg
	49067-10	Quercetin 7-glucoside	クエルセチン7-グルコシド	491-50-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	82640	10 mg
	49868-71	Quercetin 7-rhamnoside	クエルセチン7-ラムノシド	22007-72-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	83534	10 mg
	49067-12	Quercitrin	クエルシトリン	522-12-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	89346	20 mg
	49877-13	Rhodiocin	ロジオシン	86831-54-1	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	84254	10 mg
	49870-10	Robinin	ロビニン	301-19-9	C ₃₃ H ₄₀ O ₁₉	83246	10 mg
	49877-21	Rutin	ルチン	153-18-4	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	89270	50 mg
	49068-04	Spiraeoside	スピレオシド	20229-56-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₂	89798	10 mg
	49068-33	Tiliroside	チリロシド	20316-62-5	C ₃₀ H ₂₆ O ₁₃	89809	10 mg
	49068-52	Tris-O-(2-hydroxyethyl)rutin	トリス-O-(2-ヒドロキシエチル)ルチン	7085-55-4	C ₃₃ H ₄₂ O ₁₉	80250	20 mg
	49877-88	Typhaneoside	チファネオシド	104472-68-6	C ₃₄ H ₄₂ O ₂₀	82676	10 mg

3.5.2 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-39	Apigenin 7-glucoside	アピゲニン7-グルコシド	578-74-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	89160	20 mg
	49870-53	Apigenin 7-glucuronide	アピゲニン7-グルクロニド	29741-09-1	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	83471	5 mg
	49060-40	Apiin	アピイン	26544-34-3	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	89161	10 mg
	49870-60	Baicalenin 7-diglucoside	バイカレニン7-ジグルコシド	114482-86-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	83479	10 mg
	49870-61	Baicalenin 7-glucoside	バイカレニン7-グルコシド	57396-78-8	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	83480	10 mg
	49060-83	Baicalin	バイカリン	21967-41-9	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	89322	10 mg
	49872-13	Chamaemeloside	カマメロサイド	173356-77-9	C ₂₇ H ₂₈ O ₁₄	85723	5 mg
	49872-16	Chrysin 7-glucuronide	クリシン7-グルクロニド	35775-49-6	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₀	85724	5 mg
	49872-23	Cirsimarín	シルシマリン	13020-19-4	C ₂₃ H ₂₄ O ₁₁	85726	10 mg
	49872-69	3',4'-Dihydroxyflavone	3',4'-ジヒドロキシフラボン	4143-64-0	C ₁₅ H ₁₀ O ₄	85837	50 mg
	49872-71	Diosmetín 7-glucuronide	ジオスメチン7-グルクロニド	35110-20-4	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₂	85737	10 mg
	11440-96	Diosmin	ジオスミン	520-27-4	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₅	CICA	100 mg
	49872-72	Diosmin	ジオスミン	520-27-4	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₅	82527	50 mg
	49869-48	Hispidulin 7-glucoside	ヒスピジン7-グルコシド	17680-84-1	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₁	83315	10 mg
	49873-65	Isorhoifolin	イソロイフォリン	552-57-8	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	85751	10 mg
	49868-35	Ligustroflavone	リグストロフラボン	260413-62-5	C ₃₃ H ₄₀ O ₁₈	83520	10 mg
	49065-10	Linarin	リナリン	480-36-4	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₄	80822	10 mg
	49873-90	Lonicerin	ロニセリン	25694-72-8	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	84234	10 mg
	49065-25	Luteolin 3',7-di-O-glucuronide	ルテオリン3',7-ジ-O-グルクロニド	53965-08-5	C ₂₇ H ₂₆ O ₁₈	89246	10 mg
	49878-39	Luteolin 3'-glucoside	ルテオリン 3'-グルコシド	5154-41-6	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	85840	10 mg
	49873-97	Luteolin 3'-glucuronide	ルテオリン 3'-グルクロニド	53527-42-7	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	84271	10 mg
	49873-96	Luteolin 4'-glucoside	ルテオリン 4'-グルコシド	6920-38-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	86063	10 mg
	49868-37	Luteolin 7-diglucuronide	ルテオリン 7-ジグルクロニド	96400-45-2	C ₂₇ H ₂₆ O ₁₈	83412	10 mg
	49065-24	Luteolin 7-glucoside	ルテオリン 7-グルコシド	5373-11-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	89724	20 mg
	49868-26	Luteolin 7-glucuronide	ルテオリン 7-グルクロニド	29741-10-4	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	83521	10 mg
	49874-27	Neodiosmin	ネオジオスミン	38665-01-9	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₅	84129	10 mg
	49869-90	Nepetin 7-glucoside	ネペチン 7-グルコシド	569-90-4	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₂	83306	10 mg
	49874-45	Oroxylin A 7-glucuronide	オロキシリン A 7-グルクロニド	36948-76-2	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₁	84247	10 mg
	49066-26	Pectolinarin	ペクトリナリン	28978-02-1	C ₂₆ H ₃₄ O ₁₅	82622	10 mg
	49877-15	Rhoifolin	ロイフォリン	17306-46-6	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	83302	10 mg
	49067-49	Saponarin	サボナリン	20310-89-8	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	89784	10 mg
	49067-61	Scutellarin	スクテラリン	27740-01-8	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	89788	10 mg
	49877-75	Tilianin	チリアニン	4291-60-5	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	85779	10 mg
	49068-89	Wogonoside	ウオゴノシド	51059-44-0	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₁	82684	10 mg

3.5.3 C-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49872-92	6"-Feruloylspinosin	6"-フェルロイルスビノシン	319480-84-7	C ₃₈ H ₄₀ O ₁₈	83853	10 mg
	49064-27	Homoorientin	ホモオリエンチン	4261-42-1	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	89709	10 mg
	49869-63	Isochaftoside	イソスカフトシド	52012-29-0	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	83324	10 mg
	49873-67	Isoviolanthin	イソビオランチン	40788-84-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	85753	10 mg
	49064-84	Isovitexin	イソビテキシン	38953-85-4	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	89233	10 mg
	49066-09	Orientin	オリエンチン	28608-75-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	89746	10 mg
	49868-53	Orientin 2"-galactoside	オリエンチン2"-ガラクトシド	861691-37-4	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	83529	10 mg
	49870-13	Schaftoside	スカフトシド	51938-32-0	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	83325	10 mg
	49870-23	Spinosin	スピノシン	72063-39-9	C ₂₈ H ₃₂ O ₁₅	83284	10 mg
	49877-57	Swertisin	スウェルチシン	6991-10-2	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	83912	10 mg
	49877-91	Vaccarin	ヴァッカリン	53452-16-7	C ₃₂ H ₃₈ O ₁₉	83780	10 mg
	49871-04	Vicenín II	ビセニンII	23666-13-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	83000	10 mg
	49871-05	Vicenín III	ビセニンIII	59914-91-9	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	83549	10 mg
	49877-95	Violanthin	ビオランチン	40581-17-7	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	85782	10 mg
	49068-77	Vitexin	ビテキシン	3681-93-4	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	89290	10 mg
	49877-96	Vitexin 2"-glucoside	ビテキシン 2"-グルコシド	61360-94-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	84193	10 mg
	49068-79	Vitexin 2"-rhamnoside	ビテキシン 2"-ラムノシド	64820-99-1	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	89291	10 mg
	49871-07	Vitexin 7-glucoside	ビテキシン 7-グルコシド	35109-95-6	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	83551	10 mg

3.5.4 Biflavones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-28	Amentoflavone	アメントフラボン	1617-53-4	C ₃₀ H ₁₈ O ₁₀	80351	10 mg
	49061-01	I3,I8-Biapigenin	I3,I8-ビアピゲニン	101140-06-1	C ₃₀ H ₁₈ O ₁₀	89166	10 mg
	49871-93	Bilobetin	ビロベチン	521-32-4	C ₃₁ H ₂₀ O ₁₀	83840	5 mg
	49868-04	Ginkgetin	ギンクゲチン	481-46-9	C ₃₂ H ₂₂ O ₁₀	83501	10 mg
	49868-23	Isoginkgetin	イソギンクゲチン	548-19-6	C ₃₂ H ₂₂ O ₁₀	83513	5 mg
	49868-81	Sciadopitysin	シアドピチシン	521-34-6	C ₃₃ H ₂₄ O ₁₀	83543	10 mg

3.6 Isoflavones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-94	Biochanin A	ビオカニンA	491-80-5	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	80012	25 mg
	49061-24	Calycosin	カリコシン	20575-57-9	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	82491	10 mg
	49870-81	Corylifol A	コリリホールA	775351-88-7	C ₂₅ H ₂₆ O ₄	83488	10 mg
	49869-17	Corylin	コリリン	53947-92-5	C ₂₀ H ₁₆ O ₄	83287	10 mg
	49870-83	Daidzein	ダイゼイン	486-66-8	C ₁₅ H ₁₀ O ₄	89181	50 mg
NEW	49878-89	Deguelin	デグエリン	522-17-8	C ₂₃ H ₂₂ O ₆	22641	10 mg
	49068-96	Formononetin	ホルモノネチン	485-72-3	C ₁₆ H ₁₂ O ₄	89528	20 mg
	49868-02	Genistein	ゲニステイン	446-72-0	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89199	50 mg
	49063-94	Glycitein	グリシテイン	40957-83-3	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	89692	10 mg
	49868-22	Irgenin	イリゲニン	548-76-5	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	83512	10 mg
	49064-60	Irisflorentin	イリスフロレンチン	41743-73-1	C ₂₀ H ₁₈ O ₈	82563	10 mg
	49869-58	Isoformononetin	イソホルモノネチン	486-63-5	C ₁₆ H ₁₂ O ₄	83257	10 mg
	49869-69	(-)-Maackiain	(-)-マーキアイン	2035-15-6	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	83103	10 mg
	49869-88	Neobavaisoflavone	ネオババインソフラボン	41060-15-5	C ₂₀ H ₁₈ O ₄	83295	10 mg
NEW	劇 49878-95	Rotenone	ロテノン	83-79-4	C ₂₃ H ₂₂ O ₆	22642	10 mg

3.6 Isoflavones (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49068-19	Tectorigenin	テクトリゲニン	548-77-6	C ₁₆ H ₁₂ O ₆	80544	10 mg
	49068-42	Trifolirhizin	トリホリリジン	6807-83-6	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	80547	10 mg

3.6.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-25	Calycosin 7-glucoside	カリコシン7-グルコシド	20633-67-4	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	82492	10 mg
	49062-08	Daidzin	ダイジン	552-66-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₉	89182	20 mg
	49063-51	Genistin	ゲニスチン	529-59-9	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	89200	25 mg
	49063-95	Glycitin	グリシチン	40246-10-4	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	89693	10 mg
	49064-59	Iridin	イリジン	491-74-7	C ₂₄ H ₂₆ O ₁₃	82562	10 mg
	49874-11	9-O-Methylnissolin 3-O-glucoside	9-O-メチルニッソリン 3-O-グルコシド	94367-42-7	C ₂₃ H ₂₆ O ₁₀	83873	10 mg
	49066-06	Ononin	オノン	486-62-4	C ₂₂ H ₂₂ O ₉	82359	10 mg
	49067-97	Sophoricoside	ソフォリコシド	152-95-4	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	89795	10 mg
	49068-18	Tectoridin	テクトリジン	611-40-5	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₁	80543	10 mg

3.6.2 C-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49873-54	3'-Hydroxypuerarin	3'-ヒドロキシプエラリン	117060-54-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	83859	10 mg
	49874-08	3'-Methoxypuerarin	3'-メトキシプエラリン	117047-07-1	C ₂₂ H ₂₂ O ₁₀	84238	10 mg
	49874-18	Mirificin	ミリフィシン	103654-50-8	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₃	84240	10 mg
	49067-01	Puerarin	プエラリン	3681-99-0	C ₂₁ H ₂₀ O ₉	89318	10 mg
	49874-89	Puerarin 6"-xyloside	プエラリン 6"-キシロシド	114240-18-5	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₃	84253	10 mg

3.7 Anthocyanidins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-87	Cyanidin chloride	塩化シアニジン	528-58-5	C ₁₅ H ₁₁ O ₆ Cl	80022	20 mg
	49062-19	Delphinidin chloride	塩化デルフィニジン	528-53-0	C ₁₅ H ₁₁ O ₇ Cl	89625	10 mg
	49870-91	Dracorhodin perchlorate	ドラコロジン過塩素酸塩	125536-25-6	C ₁₇ H ₁₅ O ₃ ⁺ ・ClO ₄ ⁻	83497	10 mg
	49065-35	Malvidin chloride	塩化マルビジン	643-84-5	C ₁₇ H ₁₅ O ₇ Cl	80083	10 mg
	49066-30	Pelargonidin chloride	塩化ペラルゴニジン	134-04-3	C ₁₅ H ₁₁ O ₅ Cl	80084	10 mg
	49066-33	Peonidin chloride	塩化ペオニジン	134-01-0	C ₁₆ H ₁₃ O ₆ Cl	80085	5 mg
	49874-59	Petunidin chloride	塩化ベツニジン	1429-30-7	C ₁₆ H ₁₃ O ₇ Cl	80225	5 mg

3.7.1 Anthocvans

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49872-46	Cyanidin 3-(6"-malonylglucoside)	シアニジン-3-(6"-マロニルグルコシド)	171828-62-9	C ₂₄ H ₂₂ O ₁₄	85728	5 mg
	49061-90	Cyanidin 3,5-diglucoside chloride	塩化シアニジン3,5-ジグルコシド	2611-67-8	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₆ Cl	89615	10 mg
	49061-88	Cyanidin 3-arabinoside chloride	塩化シアニジン3-アラビノシド	111613-04-8	C ₂₀ H ₁₉ O ₁₀ Cl	89614	10 mg
	49061-91	Cyanidin 3-galactoside chloride	塩化シアニジン3-ガラクトシド	27661-36-5	C ₂₁ H ₂₁ O ₁₁ Cl	89463	10 mg
	49061-92	Cyanidin 3-glucoside chloride	塩化シアニジン3-グルコシド	7084-24-4	C ₂₁ H ₂₁ O ₁₁ Cl	89616	10 mg
	49061-93	Cyanidin 3-rutinoside chloride	塩化シアニジン3-ルチノシド	18719-76-1	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₅ Cl	80577	10 mg
	49061-94	Cyanidin 3-sambubioside chloride	塩化シアニジン3-サンブビオシド	33012-73-6	C ₂₆ H ₂₉ O ₁₅ Cl	89617	5 mg
	49061-96	Cyanidin 3-sophoroside chloride	塩化シアニジン3-ソホロシド	18376-31-3	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₆ Cl	80579	5 mg
	49062-20	Delphinidin 3,5-diglucoside chloride	塩化デルフィニジン3,5-ジグルコシド	17670-06-3	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₇ Cl	89626	5 mg
	49062-21	Delphinidin 3-galactoside chloride	塩化デルフィニジン3-ガラクトシド	28500-00-7	C ₂₁ H ₂₁ O ₁₂ Cl	89506	5 mg
	49062-22	Delphinidin 3-glucoside chloride	塩化デルフィニジン3-グルコシド	6906-38-3	C ₂₁ H ₂₁ O ₁₂ Cl	89627	10 mg
	49062-23	Delphinidin 3-rutinoside chloride	塩化デルフィニジン3-ルチノシド	15674-58-5	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₆ Cl	80735	10 mg
	49062-24	Delphinidin 3-sambubioside chloride	塩化デルフィニジン3-サンブビオシド	53158-73-9	C ₂₆ H ₂₉ O ₁₆ Cl	82249	5 mg
	49065-36	Malvidin 3,5-diglucoside chloride	塩化マルビジン3,5-ジグルコシド	16727-30-3	C ₂₉ H ₃₅ O ₁₇ Cl	89727	10 mg
	49065-37	Malvidin 3-galactoside chloride	塩化マルビジン3-ガラクトシド	30113-37-2	C ₂₃ H ₂₅ O ₁₂ Cl	80600	10 mg
	49065-38	Malvidin 3-glucoside chloride	塩化マルビジン3-グルコシド	7228-78-6	C ₂₃ H ₂₅ O ₁₂ Cl	89728	10 mg
	49066-31	Pelargonidin 3,5-diglucoside chloride	塩化ペラルゴニジン3,5-ジグルコシド	17334-58-6	C ₂₇ H ₃₁ O ₁₅ Cl	80334	10 mg
	49066-32	Pelargonidin 3-glucoside chloride	塩化ペラルゴニジン3-グルコシド	18466-51-8	C ₂₁ H ₂₁ O ₁₀ Cl	89753	10 mg
	49868-59	Peonidin 3,5-diglucoside chloride	塩化ペオニジン3,5-ジグルコシド	132-37-6	C ₂₈ H ₃₃ O ₁₆ Cl	80335	10 mg
	49066-37	Peonidin 3-glucoside chloride	塩化ペオニジン3-グルコシド	6906-39-4	C ₂₂ H ₂₃ O ₁₁ Cl	89754	5 mg
	49066-41	Petunidin 3-glucoside chloride	塩化ベツニジン3-グルコシド	6988-81-4	C ₂₂ H ₂₃ O ₁₂ Cl	89755	5 mg

4. Glucosinolates

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49874-16	11-Methylsulfinylundecylglucosinolate (K ⁻ salt)	11-メチルスルフィニルウンデシルグルコシノレートカリウム塩	186037-18-3	C ₁₉ H ₃₆ NO ₁₀ S ₃ K	85758	5 mg
	49873-25	DL-Goitrin	DL-ゴイトリン	13190-34-6	C ₉ H ₇ NOS	85696	10 mg
	49062-92	Epiprogoitrin potassium salt	エピプロゴイトリンカリウム塩	21087-74-1	C ₁₁ H ₁₈ NO ₁₀ S ₂ K	89657	10 mg
	49873-13	Glucosylsin potassium salt	グルコアリッシンカリウム塩	499-37-6	C ₁₃ H ₂₄ NO ₁₀ S ₃ K	85742	5 mg
	49873-14	Glucosarabin potassium salt	グルコアラビンカリウム塩	67920-64-3	C ₁₇ H ₃₂ NO ₁₀ S ₃ K	85743	5 mg
	49063-81	Glucobarbarin potassium salt	グルコバルバリンカリウム塩	21087-78-5	C ₁₅ H ₂₀ NO ₁₀ S ₂ K	89684	10 mg
	49869-40	Glucoberberoin potassium salt	グルコベルテロインカリウム塩	245550-65-6	C ₁₃ H ₂₄ NO ₉ S ₃ K	83241	5 mg
	49869-41	Glucobrassicinapin potassium salt	グルコブラッシカナピンカリウム塩	245550-58-7	C ₁₂ H ₂₀ NO ₉ S ₂ K	83242	10 mg
	49063-82	Glucobrassicin potassium salt	グルコブラッシンカリウム塩	143231-38-3	C ₁₆ H ₁₉ N ₂ O ₉ S ₂ K	80593	10 mg
	49873-15	Glucocamelinin potassium salt	グルコカメリニンカリウム塩	67884-10-0	C ₁₈ H ₃₄ NO ₁₀ S ₃ K	85744	5 mg
	49873-16	Glucocapparin potassium salt	グルコカパリンカリウム塩	15592-33-3	C ₈ H ₁₄ NO ₉ S ₂ K	85745	5 mg
	49063-83	Glucoscheiralin potassium salt	グルコケイロリンカリウム塩	15592-36-6	C ₁₁ H ₂₀ NO ₁₁ S ₃ K	89685	10 mg
	49063-84	Glucoscheiralin potassium salt	グルコケイロリンカリウム塩	15592-37-7	C ₁₂ H ₂₂ NO ₉ S ₃ K	89686	10 mg
	49873-19	Glucosheperin potassium salt	グルコヘスパーリンカリウム塩	33049-17-1	C ₁₄ H ₂₆ NO ₁₀ S ₃ K	85746	5 mg
	49063-85	Glucosiberin potassium salt	グルコイベリンカリウム塩	15592-34-4	C ₁₁ H ₂₀ NO ₁₀ S ₃ K	89687	10 mg
	49873-20	Glucolimnanthin potassium salt	グルコリムナンチンカリウム塩	245550-59-8	C ₁₅ H ₂₀ NO ₁₀ S ₂ K	85747	5 mg
	49873-21	Glucomoringin potassium salt	グルコモリンギンカリウム塩	316165-49-8	C ₂₀ H ₂₈ NO ₁₄ S ₂ K	85748	5 mg
	49063-86	Glucanapin potassium salt	グルコナピンカリウム塩	245550-57-6	C ₁₁ H ₁₈ NO ₉ S ₂ K	89688	10 mg
	49063-87	Glucosasturtin potassium salt	グルコサスルトリンカリウム塩	18425-76-8	C ₁₅ H ₂₀ NO ₉ S ₂ K	89689	10 mg
	49063-88	Glucoraphanin potassium salt	グルコラファニンカリウム塩	21414-41-5	C ₁₂ H ₂₂ NO ₁₀ S ₃ K	89215	10 mg
	49873-22	Glucoraphasatin potassium salt	グルコラファサチンカリウム塩	245550-64-5	C ₁₂ H ₂₀ NO ₉ S ₃ K	84216	5 mg
	49063-89	Glucoraphenin potassium salt	グルコラフェニンカリウム塩	108844-81-1	C ₁₂ H ₂₀ NO ₁₀ S ₃ K	89690	10 mg

4.Glucosinolates（続き）

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49063-92	Glucotropaeolin potassium salt	グルコトロペオリンカリウム塩	5115-71-9	C ₁₄ H ₁₈ NO ₉ S ₂ K	89216	10 mg
	49066-82	Progoitrin potassium salt	プロゴイトリンカリウム 塩	21087-77-4	C ₁₁ H ₁₈ NO ₁₀ S ₂ K	89765	10 mg
	49067-85	Sinalbin potassium salt	シナルビンカリウム塩	16411-05-5	C ₁₄ H ₁₈ NO ₁₀ S ₂ K	89793	10 mg
	49067-88	Sinigrin potassium salt	シニグリンカリウム塩	3952-98-5	C ₁₀ H ₁₆ NO ₉ S ₂ K	89279	25 mg

5.Isoprenoids

5.1 Terpenoid-type

5.1.1 Monoterpenes

5.1.1.1 Acyclic monoterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
危	49872-24	Citral	シトラール	5392-40-5	C ₁₀ H ₁₆ O	82501	100 mg
	49065-02	Lavandulol	ラバンズローール	58461-27-1	C ₁₀ H ₁₈ O	80887	100 mg
	49065-03	Lavandulyl acetate	酢酸ラバンズリル	25905-14-0	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	80653	100 mg
危	49873-86	Linalool	リナローール	78-70-6	C ₁₀ H ₁₈ O	80885	100 mg
危	49868-36	Linalyl acetate	酢酸リナリル	115-95-7	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	89243	100 mg

5.1.1.2 Monocyclic monoterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
危	49872-10	(-)-Carvone	(-)-カルボン	6485-40-1	C ₁₀ H ₁₄ O	80099	100 mg
	49870-72	(+)-Carvone	(+)-カルボン	2244-16-8	C ₁₀ H ₁₄ O	80240	100 mg
	49064-70	(+)-Isomenthol	(+)-イソメントール	23283-97-8	C ₁₀ H ₂₀ O	80016	100 mg
危	49064-71	Isomenthone	イソメントン	491-07-6	C ₁₀ H ₁₈ O	89328	100 mg
	49874-06	(-)-Menthol	(-)-メントール	2216-51-5	C ₁₀ H ₂₀ O	89517	100 mg
	49868-42	(-)-Menthone	(-)-メントン	14073-97-3	C ₁₀ H ₁₈ O	82241	100 mg
危	49066-63	Piperitone	ピペリトン	89-81-6	C ₁₀ H ₁₆ O	82627	100 mg
危	49874-90	R-(+)-Pulegone	R-(+)-プレゴン	89-82-7	C ₁₀ H ₁₆ O	82240	100 mg
危	49877-66	α-Terpineol	α-テルピネオール	98-55-5	C ₁₀ H ₁₈ O	89872	100 mg

5.1.1.3 Bicyclic monoterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-95	(-)-Borneol	(-)-ボルネオール	464-45-9	C ₁₀ H ₁₈ O	89583	100 mg
	49870-63	(-)-Bornyl acetate	(-)-酢酸ボルニル	5655-61-8	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	89584	100 mg
危	49872-03	D,L-Camphene	D,L-カンフェン	79-92-5	C ₁₀ H ₁₆	80063	100 mg
	49872-04	DL-Camphor	DL-樟脳	76-22-2	C ₁₀ H ₁₆ O	80087	100 mg
	49061-27	Cantharidin	カンタリジン	56-25-7	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	89594	25 mg
	49061-30	(+)-Δ-3-Carene	(+)-Δ-3-カレン	498-15-7	C ₁₀ H ₁₆	80088	100 mg
危	49872-85	Eucalyptol	ユーカリプトール	470-82-6	C ₁₀ H ₁₈ O	89195	100 mg
危	49068-93	(-)-Fenchone	(-)-フェンコン	7787-20-4	C ₁₀ H ₁₆ O	82541	100 mg
危	49068-94	(+)-Fenchone	(+)-フェンコン	4695-62-9	C ₁₀ H ₁₆ O	80660	100 mg
	49874-05	(+)-Menthofuran	(+)-メントソフラン	17957-94-7	C ₁₀ H ₁₄ O	82584	100 mg
危	49874-68	α-Pinene	α-ピネン	80-56-8	C ₁₀ H ₁₆ O	89257	100 mg
危	49066-55	β-Pinene	β-ピネン	127-91-3	C ₁₀ H ₁₆	89335	100 mg
	49067-37	Sabinene	サビネン	3387-41-5	C ₁₀ H ₁₆	82342	100 mg
	49067-38	Sabinyl acetate	酢酸サビニル	53833-85-5	C ₁₂ H ₁₆ O ₂	89271	10 mg
	49068-31	(-)-α-Thujone	(-)-α-ツジヨン	546-80-5	C ₁₀ H ₁₆ O	89286	100 mg
	49068-32	α,β-Thujone	α,β-ツジヨン	76231-76-0	C ₁₀ H ₁₆ O	82669	100 mg

5.1.1.4 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-18	Albiflorin	アルビフロリン	39011-90-0	C ₂₃ H ₂₈ O ₁₁	89833	10 mg
	49066-14	Oxypaeoniflorin	オキシペオニフロリン	39011-91-1	C ₂₃ H ₂₈ O ₁₂	80608	10 mg
	49066-18	Paeoniflorin	ペオニフロリン	23180-57-6	C ₂₃ H ₂₈ O ₁₁	89384	10 mg

5.1.1.5 Aromatic monoterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
危	49872-09	Carvacrol	カルバクロール	499-75-2	C ₁₀ H ₁₄ O	80241	100 mg
	49870-71	Carvacrol methyl ether	カルバクロールメチルエーテル	6379-73-3	C ₁₁ H ₁₆ O	83363	25 mg
危	49872-48	p-Cymene	p-シメン	99-87-6	C ₁₀ H ₁₄	80836	100 mg
	49877-72	Thymol	チモール	89-83-8	C ₁₀ H ₁₄ O	89287	100 mg

5.1.2 Iridoids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-42	8-Acetylharpagide	8-アセチルハルパギド	6926-14-3	C ₁₇ H ₂₆ O ₁₁	82700	10 mg
	49060-09	8-Acetylshanzhiside methyl ester	8-アセチルシャンジシドメチルエステル	57420-46-9	C ₁₉ H ₂₈ O ₁₂	82461	10 mg
	49060-14	Agnuside	アグヌシド	11027-63-7	C ₂₂ H ₂₆ O ₁₁	89155	10 mg
	49871-50	Ajugol	アジュゴル	52949-83-4	C ₁₅ H ₂₄ O ₉	84198	10 mg
	49060-27	Amarogentin	アマロゲンチン	21018-84-8	C ₂₅ H ₃₀ O ₁₃	80178	10 mg
	49871-77	Asperuloside	アスペルロシド	14259-45-1	C ₁₈ H ₂₂ O ₁₁	83229	10 mg
	49871-78	Asperulosidic acid	アスペルロシド酸	25368-11-0	C ₁₈ H ₂₄ O ₁₂	84202	10 mg
	49060-70	Aucubine	アウクビン	479-98-1	C ₁₅ H ₂₂ O ₉	89163	20 mg
	49061-34	Catalpol	カタルポール	2415-24-9	C ₁₅ H ₂₂ O ₁₀	89595	10 mg
	49061-72	8-p-Coumaroylharpagide	8-p-クマロイルハルパギド	87686-74-6	C ₂₄ H ₃₀ O ₁₂	89178	10 mg
	49870-85	Deacetylasperulosidic acid	デアセチルアスペルロシド酸	14259-55-3	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₁	83491	10 mg
	49872-52	Deacetylasperulosidic acid methyl ester	ジアセチルアスペルロシド酸メチルエステル	52613-28-2	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₁	84207	10 mg
	49063-47	Genipin	ゲニピン	6902-77-8	C ₁₁ H ₁₄ O ₅	80458	10 mg
	49063-49	Geniposide	ゲニボシド	24512-63-8	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₀	89675	20 mg
	49063-50	Geniposidic acid	ゲニボシド酸	27741-01-1	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₀	80459	10 mg
	49063-52	Gentiopicroside	ゲンチオピクロシド	20831-76-9	C ₁₆ H ₂₀ O ₉	89512	10 mg
	49064-13	Harpagide	ハルパギド	6926-08-5	C ₁₅ H ₂₄ O ₁₀	89703	10 mg
	49064-14	Harpagoside	ハルパゴシド	19210-12-9	C ₂₄ H ₃₀ O ₁₁	89218	20 mg

5.1.2 Iridoids (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49064-16	Hastatoside	ハスタトシド	50816-24-5	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₁	89705	10 mg
	49065-18	Loganic acid	ロガニン酸	22255-40-9	C ₁₆ H ₂₄ O ₁₀	80492	20 mg
	49065-19	Loganin	ロガニン	18524-94-2	C ₁₇ H ₂₆ O ₁₀	89721	20 mg
	49874-04	Melittoside	メリットシド	19467-03-9	C ₂₁ H ₃₂ O ₁₅	84237	10 mg
	49869-82	Monotropein	モノトロペイン	5945-50-6	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₁	80500	10 mg
	49868-47	7 α , β -Morroneiside	7 α , β -モロニシド	25406-64-8	C ₁₇ H ₂₆ O ₁₁	82602	10 mg
	49869-87	Negundoiside	ネグンドシド	82451-20-5	C ₂₃ H ₂₈ O ₁₂	83259	10 mg
	49066-04	Oleoside 11-methyl ester	オレオシド11-メチルエステル	60539-23-3	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₁	89652	10 mg
	49066-05	Oleuropein	オロイロペイン	32619-42-4	C ₂₅ H ₃₂ O ₁₃	89338	10 mg
	49874-43	Oleurosiole	オレウロシド	116383-31-4	C ₂₅ H ₃₂ O ₁₃	85762	5 mg
	49066-51	Picroside I	ピクロシドI	27409-30-9	C ₂₄ H ₂₈ O ₁₁	89758	20 mg
	49066-52	Picroside II	ピクロシドII	39012-20-9	C ₂₃ H ₂₈ O ₁₃	89759	20 mg
	49877-34	Secologanoside	セコログアノシド	59472-23-0	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₁	85770	10 mg
	49877-33	Secoxyloganin	セコキシログアニン	58822-47-2	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₁	83908	10 mg
	49870-17	Sesamoside	セサモシド	117479-87-5	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₂	83340	10 mg
	49877-39	Shanzhiside	シャンジシド	29836-27-9	C ₁₆ H ₂₄ O ₁₁	83909	10 mg
	49067-74	Shanzhiside methyl ester	シャンジシドメチルエステル	64421-28-9	C ₁₇ H ₂₆ O ₁₁	82651	10 mg
	49068-09	Sweroside	スウェロシド	14215-86-2	C ₁₆ H ₂₂ O ₉	89802	10 mg
	49068-10	Swertiamarine	スウェルチアマリン	17388-39-5	C ₁₆ H ₂₂ O ₁₀	89513	10 mg
	49877-92	Valtrate	バルトレート	18296-44-1	C ₂₂ H ₃₀ O ₈	83949	10 mg
	49068-73	Verbenalin	ベルベナリン	548-37-8	C ₁₇ H ₂₄ O ₁₀	89822	10 mg

5.1.3 Sesquiterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-02	Acetoxyvalerenic acid	アセトキシバレレン酸	84638-55-1	C ₁₇ H ₂₄ O ₄	89151	10 mg
	49060-17	Alantolactone	アラントラクトン	546-43-0	C ₁₅ H ₂₀ O ₂	89156	10 mg
	49060-36	Anisatin	アニサチン	5230-87-5	C ₁₅ H ₂₀ O ₈	89345	5 mg
	49878-57	Arnicolide C	アミコリドC	34532-67-7	C ₁₉ H ₂₆ O ₅	86543	5 mg
	49878-58	Arnicolide D	アミコリドD	34532-68-8	C ₁₉ H ₂₄ O ₅	86544	5 mg
	49060-52	Artemisinin	アルテミシニン	63968-64-9	C ₁₅ H ₂₂ O ₅	89484	25 mg
	49068-54	ar-Turmerone	ar-ツルメロン	532-65-0	C ₁₅ H ₂₀ O	80551	10 mg
	49060-65	Atractylenolide I	アトラクチレノリドI	73069-13-3	C ₁₅ H ₁₈ O ₂	82479	10 mg
	49871-80	Atractylenolide II	アトラクチレノリドII	73069-14-4	C ₁₅ H ₂₀ O ₂	82480	10 mg
	49060-67	Atractylenolide III	アトラクチレノリドIII	73030-71-4	C ₁₅ H ₂₀ O ₃	80359	10 mg
	49061-04	(-)- α -Bisabolol	(-)- α -ビスボロール	23089-26-1	C ₁₅ H ₂₆ O	80005	100 mg
	49061-05	Bisabolol oxide A	ビスボロールオキシドA	22567-36-8	C ₁₅ H ₂₆ O ₂	89168	10 mg
	49871-97	Brevilin A	ブレビルンA	16503-32-5	C ₂₀ H ₂₆ O ₅	84204	10 mg
危	49061-32	β -Caryophyllene	β -カリオフィレン	87-44-5	C ₁₅ H ₂₄	80717	100 mg
	49870-73	(-)-Caryophyllene oxide	(-)-カリオフィレンオキシド	1139-30-6	C ₁₅ H ₂₄ O	82496	100 mg
	49061-44	Chamazulene	カムアズレン	529-05-5	C ₁₄ H ₁₆	89174	20 mg
	49061-59	Cnicin	クニシン	24394-09-0	C ₂₀ H ₂₆ O ₇	80384	10 mg
	49061-70	Costunolide	コスツノリド	553-21-9	C ₁₅ H ₂₀ O ₂	89611	10 mg
	49061-85	Curcumol	クルクモール	4871-97-0	C ₁₅ H ₂₄ O ₂	82299	10 mg
	49872-44	Curzerene	クルゼレン	17910-09-7	C ₁₅ H ₂₀ O	84768	10 mg
	49872-45	Curzerenone	クルゼレノン	20493-56-5	C ₁₅ H ₁₈ O ₂	84769	10 mg
	49062-05	Cynaropicrin	シナロピクリン	35730-78-0	C ₁₉ H ₂₂ O ₆	89619	10 mg
	49062-06	α -Cyperone	α -シペロン	473-08-5	C ₁₅ H ₂₂ O	89857	10 mg
	49062-17	Dehydrocostus lactone	デヒドロコスツスラクトン	477-43-0	C ₁₅ H ₁₈ O ₂	89624	10 mg
	49062-81	(-)-Englerin A	(-)-エングレリンA	1094250-15-3	C ₂₆ H ₃₄ O ₆	82530	10 mg
	49872-78	(-)-Englerin B	(-)-エングレリンB	1094250-13-1	C ₂₄ H ₃₂ O ₄	83850	5 mg
	49063-31	Furanoeudesma 1,3-diene	フラノオイデスマ1,3-ジエン	87605-93-4	C ₁₅ H ₁₈ O	89197	5 mg
	49063-55	Germacrone	ゲルマクロン	6902-91-6	C ₁₅ H ₂₂ O	89677	10 mg
	49873-26	Gossypol	ゴシポール	303-45-7	C ₃₀ H ₃₀ O ₈	83856	10 mg
	49064-04	Guaiazulene	グアイアズレン	489-84-9	C ₁₅ H ₁₈	89697	100 mg
	49868-17	α -Humulene	α -フムレン	6753-98-6	C ₁₅ H ₂₄	83351	100 mg
	49064-47	Hydroxyvalerenic acid	ヒドロキシバレレン酸	1619-16-5	C ₁₅ H ₂₂ O ₃	89224	10 mg
	49064-61	Isoalantolactone	イソアラントラクトン	470-17-7	C ₁₅ H ₂₀ O ₂	89228	10 mg
	49873-82	Lactucin	ラクチュシン	1891-29-8	C ₁₅ H ₁₆ O ₅	84795	5 mg
	49873-83	Lactucopicrin	ラクチュコピクリン	65725-11-3	C ₂₃ H ₂₂ O ₇	84796	5 mg
	49065-12	Linderalactone	リンデララクトン	728-61-0	C ₁₅ H ₁₆ O ₃	80488	10 mg
	49065-13	Linderane	リンデラン	13476-25-0	C ₁₅ H ₁₆ O ₄	80489	10 mg
	49065-20	(+)-Longifolene	(+)-ロンギホレン	475-20-7	C ₁₅ H ₂₄	82581	100 mg
	49878-61	Microhelenin C	ミクロヘレニンC	63569-07-3	C ₂₀ H ₂₆ O ₅	86547	5 mg
	49868-49	Nardosinone	ナルドシノン	23720-80-1	C ₁₅ H ₂₂ O ₃	83526	10 mg
	49066-23	Parthenolide	パルテノリド	20554-84-1	C ₁₅ H ₂₀ O ₃	89255	20 mg
	49066-24	Patchouli alcohol	パトコリアルコール	5986-55-0	C ₁₅ H ₂₆ O	89752	10 mg
	49066-53	Picrotoxinin	ピクロトキシニン	17617-45-7	C ₁₅ H ₁₆ O ₆	80339	20 mg
	49870-07	Pterisin B	プテロシンB	34175-96-7	C ₁₄ H ₁₈ O ₂	82794	10 mg
	49067-48	α -Santonin	α -サントニン	481-06-1	C ₁₅ H ₁₈ O ₃	80931	100 mg
	49870-42	Tussilagone	ツシラゴン	104012-37-5	C ₂₃ H ₃₄ O ₅	83299	10 mg
	49068-65	Valerenic acid	バレレン酸	3569-10-6	C ₁₅ H ₂₂ O ₂	89288	10 mg
	49871-10	Zerumbone	ゼルンボン	471-05-6	C ₁₅ H ₂₂ O	83418	20 mg

5.1.4 Diterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-30	Andrograpanin	アンドログラパニン	82209-74-3	C ₂₀ H ₃₀ O ₃	89560	10 mg
	49060-31	Andrographolide	アンドログラホリド	5508-58-7	C ₂₀ H ₃₀ O ₅	89561	20 mg
	49060-74	Baccatin III	バックタチンIII	27548-93-2	C ₃₁ H ₃₈ O ₁₁	89575	10 mg
	49871-86	Ballonigrine	バロニグリン	62340-62-9	C ₂₀ H ₂₄ O ₄	85532	10 mg
	49061-03	(-)-Bilobalide	(-)-ピロバリド	33570-04-6	C ₁₅ H ₁₆ O ₈	89167	10 mg
	49061-16	Cafestol	カフェストール	469-83-0	C ₂₀ H ₂₈ O ₃	82294	10 mg
	49061-31	Carnosic acid	カルノシン酸	3650-09-7	C ₂₀ H ₂₈ O ₄	89171	10 mg

5.1.4 Diterpenes (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49869-07	Carnosol	カルノソール	5957-80-2	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	80150	10 mg
	49878-12	Columbin	コロンピン	546-97-4	C ₂₀ H ₂₂ O ₆	83311	10 mg
	49872-27	Continentalic acid	コンチネンタル酸	19889-23-7	C ₂₀ H ₃₀ O ₂	85727	10 mg
	49062-13	10-Deacetylbaecatin III	10-デアセチルバッカチンIII	32981-86-5	C ₂₉ H ₃₆ O ₁₀	89622	10 mg
	49062-16	Dehydroandrographolide	デヒドロアンドログラホリド	134418-28-3	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	89623	10 mg
	49872-55	Dehydrocafestol	デヒドロカフェストール	155913-59-0	C ₂₀ H ₂₆ O ₂	86057	10 mg
	49872-61	14-Deoxyandrographolide	14-デオキシアンドログラホリド	4176-97-0	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	84210	10 mg
	49062-28	14-Deoxy 11,14-didehydroandrographolide	14-デオキシ11,14-ジヒドロアンドログラホリド	42895-58-9	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	89631	10 mg
	49063-12	Euphorbiasteroid	オイホルピアステロイド	28649-59-4	C ₃₂ H ₄₀ O ₈	89661	10 mg
	49868-44	12-O-Methylcarnosic acid	12-O-メチルカルノシン酸	62201-71-2	C ₂₁ H ₃₀ O ₄	83416	10 mg
	49065-56	16-O-Methylcafestol	16-O-メチルカフェストール	108214-28-4	C ₂₁ H ₃₀ O ₃	89734	10 mg
	49872-89	Eurycomanone	ユーリコマンン	84633-29-4	C ₂₀ H ₂₄ O ₉	85739	10 mg
	49068-97	Forskolin	ホルスコリン	66575-29-9	C ₂₂ H ₃₄ O ₇	89664	20 mg
	49063-62	Ginkgolide A	ギンクゴリドA	15291-75-5	C ₂₀ H ₂₄ O ₉	89204	10 mg
	49063-63	Ginkgolide B	ギンクゴリドB	15291-77-7	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀	89205	10 mg
	49063-64	Ginkgolide C	ギンクゴリドC	15291-76-6	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₁	89206	10 mg
	49063-65	Ginkgolide J	ギンクゴリドJ	107438-79-9	C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀	89329	10 mg
	49873-27	Grindelic acid	グリンデル酸	1438-57-9	C ₂₀ H ₃₂ O ₃	84799	10 mg
	49873-57	Incensole	インセンソール	22419-74-5	C ₂₀ H ₃₄ O ₂	83860	10 mg
	49873-58	Incensole acetate	酢酸インセンソール	34701-53-6	C ₂₂ H ₃₆ O ₃	83861	10 mg
	49064-65	Isoforskolin	イソフォルスコリン	64657-21-2	C ₂₂ H ₃₄ O ₇	82566	10 mg
	49064-82	Isosteviol	イソステビオール	27975-19-5	C ₂₀ H ₃₀ O ₃	82395	20 mg
	49873-69	Jolkinolide B	ジョルキノリド B	37905-08-1	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	85754	10 mg
	49064-92	Kahweol	カーウェオール	6894-43-5	C ₂₀ H ₂₆ O ₃	82293	20 mg
	49873-77	Kaurenoic acid	カウレン酸	6730-83-2	C ₂₀ H ₃₀ O ₂	84229	10 mg
	49064-95	Kirenorol	キレノール	52659-56-0	C ₂₀ H ₃₄ O ₄	89835	10 mg
	49065-01	Larixyl acetate	酢酸ラリキシル	4608-49-5	C ₂₂ H ₃₆ O ₃	89240	10 mg
	49869-67	Lathyril	ラチロール	34420-19-4	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	80485	10 mg
	49869-73	Marrubiin	マルビイン	465-92-9	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	89830	10 mg
	49065-56	16-O-Methylcafestol	16-O-メチルカフェストール	108214-28-4	C ₂₁ H ₃₀ O ₃	89734	10 mg
	49868-44	12-O-Methylcarnosic acid	12-O-メチルカルノシン酸	62201-71-2	C ₂₁ H ₃₀ O ₄	83416	10 mg
	49874-31	Neoquassin	ネオクアッシン	76-77-7	C ₂₂ H ₃₀ O ₆	83573	10 mg
	49066-08	Oridonin	オリドン	28957-04-2	C ₂₀ H ₂₆ O ₆	89745	10 mg
	49066-92	Pseudolaric acid A	ブソイドラリン酸A	82508-32-5	C ₂₂ H ₂₈ O ₆	80620	10 mg
	49066-94	Pseudolaric acid B	ブソイドラリン酸B	82508-31-4	C ₂₃ H ₂₆ O ₈	80523	10 mg
	49066-96	Pseudolaric acid C	ブソイドラリン酸C	82601-41-0	C ₂₁ H ₂₆ O ₇	82635	10 mg
	49874-94	Quassin	クアシン	76-78-8	C ₂₂ H ₂₈ O ₆	80324	10 mg
	49877-14	Rhodojaponin II	ロドジャポニン II	26116-89-2	C ₂₂ H ₃₄ O ₇	84255	10 mg
	49870-11	Rosmanol	ロスマノール	80225-53-2	C ₂₀ H ₂₆ O ₅	83268	10 mg
	49068-06	Steviol	ステビオール	471-80-7	C ₂₀ H ₃₀ O ₃	82262	20 mg
	49868-89	Taxol	タキソール	33069-62-4	C ₄₇ H ₅₁ NO ₁₄	89806	10 mg
	49068-28	Teucrin A	トイクリンA	12798-51-5	C ₁₉ H ₂₀ O ₆	89285	10 mg
	49068-49	Triptolide	トリプトリド	38748-32-2	C ₂₀ H ₂₄ O ₆	89811	10 mg
	49068-50	Triptonide	トリプトニド	38647-11-9	C ₂₀ H ₂₂ O ₆	89812	10 mg
	49068-51	Triptophenolide	トリプトフェノリド	74285-86-2	C ₂₀ H ₂₄ O ₃	89813	10 mg

5.1.4.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-81	Atractyloside	アトラクチロシド	17754-44-8	C ₃₀ H ₄₄ O ₁₆ S ₂ K ₂	84195	10 mg
	49872-08	Carboxyatractyloside	カルボキシアトラクチロシド	33286-30-5	C ₃₁ H ₄₄ O ₁₆ S ₂ K ₂	84196	10 mg
	49872-51	Darutoside	ダルトシド	59219-65-7	C ₂₆ H ₄₄ O ₈	85731	5 mg
	49872-64	4'-Desulfocarboxyatractylic acid	4'-デスルホカルボキシアトラクチル酸	175447-19-5	C ₃₁ H ₄₆ O ₁₅ S	85734	10 mg
	49062-69	Dulcoside A	ズルコシドA	64432-06-0	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₇	82417	10 mg
	49065-80	Neoandrographolide	ネオアンドログラホリド	27215-14-1	C ₂₆ H ₄₀ O ₈	89740	10 mg
	49066-93	Pseudolaric acid A-glucopyranoside	ブソイドラリン酸A-グルコピラノシド	98891-44-2	C ₂₈ H ₃₈ O ₁₁	82633	10 mg
	49066-95	Pseudolaric acid B-glucopyranoside	ブソイドラリン酸B-グルコピラノシド	98891-41-9	C ₂₉ H ₃₈ O ₁₃	82634	10 mg
	49067-14	Rebaudioside A	レバウジオシド A	58543-16-1	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₃	80067	20 mg
	49067-15	Rebaudioside B	レバウジオシド B	58543-17-2	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₈	82396	10 mg
	49067-16	Rebaudioside C	レバウジオシド C	63550-99-2	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₂	82397	10 mg
	49067-17	Rebaudioside D	レバウジオシド D	63279-13-0	C ₅₀ H ₈₀ O ₂₈	82398	10 mg
	49877-02	Rebaudioside E	レバウジオシド E	63279-14-1	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₃	84145	10 mg
	49877-03	Rebaudioside F	レバウジオシド F	438045-89-7	C ₄₃ H ₆₈ O ₂₂	85642	10 mg
	49877-04	Rebaudioside I	レバウジオシド I	1220616-34-1	C ₅₀ H ₈₀ O ₂₈	85768	5 mg
	49877-05	Rebaudioside J	レバウジオシド J	1313049-59-0	C ₅₀ H ₈₀ O ₂₇	85769	5 mg
	49877-06	Rebaudioside M	レバウジオシド M	1220616-44-3	C ₅₆ H ₉₀ O ₃₃	84146	10 mg
	49870-09	Rebaudioside N	レバウジオシド N	1220616-46-5	C ₅₆ H ₉₀ O ₃₂	83218	10 mg
	49877-07	Rebaudioside O	レバウジオシド O	1220616-48-7	C ₆₂ H ₁₀₀ O ₃₇	85843	5 mg
	49067-33	Rubusoside	ルブソシド	64849-39-4	C ₃₂ H ₅₀ O ₁₃	80078	10 mg
	49877-54	Steviol 19-glucoside	ステビオール 19-グルコシド	64977-89-5	C ₂₆ H ₄₀ O ₈	84261	10 mg
	49068-07	Steviolbioside	ステビオールビオシド	41093-60-1	C ₃₂ H ₅₀ O ₁₃	82399	10 mg
	49877-55	Stevioside	ステビオシド	57817-89-7	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₈	89800	20 mg

5.1.5 Limonoids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-73	Azadirachtin	アザジラクチン	11141-17-6	C ₃₅ H ₄₄ O ₁₆	89574	5 mg
	49063-27	Fraxinellone	フラキシネロン	28808-62-0	C ₁₄ H ₁₆ O ₃	80453	10 mg
	49878-24	Gedunin	ゲズニン	2753-30-2	C ₂₈ H ₃₄ O ₇	82370	10 mg
	49065-09	Limonin	リモニン	1180-71-8	C ₂₆ H ₃₀ O ₈	89379	10 mg
	49878-56	Nimbolide	ニンボリド	25990-37-8	C ₂₇ H ₃₀ O ₇	86248	10 mg
	49065-92	Nomilin	ノミリン	1063-77-0	C ₂₈ H ₃₄ O ₉	80507	10 mg
	49065-96	Obacunone	オバクノン	751-03-1	C ₂₆ H ₃₀ O ₇	80509	10 mg

5.1.6 Triterpenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-41	Absinthin	アブシンチン	1362-42-1	C ₃₀ H ₄₀ O ₆	84170	10 mg
	49870-87	Demethylzeylasteral	デメチルゼイラステラル	107316-88-1	C ₂₉ H ₃₆ O ₆	83493	10 mg
	49868-52	α-Onocerin	α-オノセリン	511-01-3	C ₃₀ H ₅₀ O ₂	83528	5 mg
	49868-75	Roburic acid	ロブル酸	6812-81-3	C ₃₀ H ₄₈ O ₂	83537	10 mg

5.1.6.1 Triterpene sapogenins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-06	3-O-Acetyl α-boswellic acid	3-O-アセチル α-ボスウェル酸	89913-60-0	C ₃₂ H ₅₀ O ₄	89555	10 mg
	49060-04	3-O-Acetyl β-boswellic acid	3-O-アセチル β-ボスウェル酸	5968-70-7	C ₃₂ H ₅₀ O ₄	89152	10 mg
	49868-93	3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid	3-O-アセチル9,11-ジヒドロ β-ボスウェル酸	122651-20-1	C ₃₂ H ₄₈ O ₄	83240	5 mg
	49060-05	3-O-Acetyl 11-keto-β-boswellic acid	3-O-アセチル-11-ケート β-ボスウェル酸	67416-61-9	C ₃₂ H ₄₈ O ₅	89153	10 mg
	49871-52	Alisol A	アリソルA	19885-10-0	C ₃₀ H ₅₀ O ₅	83835	10 mg
	49871-53	Alisol A 24-acetate	24-酢酸アリソルA	18674-16-3	C ₃₂ H ₅₂ O ₆	83836	10 mg
	49871-54	Alisol B	アリソルB	18649-93-9	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	84199	10 mg
	49871-55	Alisol B 23-acetate	23-酢酸アリソルB	26575-95-1	C ₃₂ H ₅₀ O ₅	82464	10 mg
	49871-62	α-Amyrin	α-アミリン	638-95-9	C ₃₀ H ₅₀ O	80705	10 mg
	49868-95	β-Amyrin	β-アミリン	559-70-6	C ₃₀ H ₅₀ O	80292	10 mg
	49868-97	Anemosapogenin	アネモサポゲニン	85999-40-2	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	83307	10 mg
	49060-48	Arjungenin	アルジュンゲニン	58880-25-4	C ₃₀ H ₄₈ O ₆	82473	10 mg
	49060-49	Arjunic acid	アルジュン酸	31298-06-3	C ₃₀ H ₄₈ O ₅	82474	10 mg
	49060-57	Asiatic acid	アシアト酸	464-92-6	C ₃₀ H ₄₈ O ₅	89569	10 mg
	49060-89	Bayogenin	バヨゲニン	6989-24-8	C ₃₀ H ₄₈ O ₅	80368	10 mg
	49060-96	Betulin	ベツリン	473-98-3	C ₃₀ H ₅₀ O ₂	89581	100 mg
	49060-97	Betulonic acid	ベツリン酸	472-15-1	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	89529	50 mg
	49871-92	Betulonic acid	ベツロン酸	4481-62-3	C ₃₀ H ₄₆ O ₃	83839	10 mg
	49061-09	α-Boswellic acid	α-ボスウェル酸	471-66-9	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	89585	10 mg
	49061-10	β-Boswellic acid	β-ボスウェル酸	631-69-6	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	89454	10 mg
	49061-41	Celastrol	セラストロール	34157-83-0	C ₂₉ H ₃₆ O ₄	80381	10 mg
	49872-41	Cucurbitacin A	ククルビタシンA	6040-19-3	C ₃₂ H ₄₆ O ₉	84046	5 mg
	49061-79	Cucurbitacin B	ククルビタシンB	6199-67-3	C ₃₂ H ₄₆ O ₈	82226	10 mg
	49872-42	Cucurbitacin D	ククルビタシンD	3877-86-9	C ₃₀ H ₄₄ O ₇	80254	10 mg
	49061-80	Cucurbitacin E	ククルビタシンE	18444-66-1	C ₃₂ H ₄₄ O ₈	80013	10 mg
	49061-81	Cucurbitacin I	ククルビタシンI	2222-07-3	C ₃₀ H ₄₂ O ₇	89464	10 mg
	49062-00	Cycloastragenol	シクロアストラゲノール	78574-94-4	C ₃₀ H ₅₀ O ₅	82509	10 mg
	49872-58	9-Dehydropachymic acid	9-デヒドロパキミン酸	77012-31-8	C ₃₃ H ₅₀ O ₅	83845	10 mg
	49872-59	Dehydrotumulolic acid	デヒドロツムロス酸	6754-16-1	C ₃₁ H ₄₈ O ₄	83837	10 mg
	49872-75	Echinocystic acid	エキノシステン酸	510-30-5	C ₃₀ H ₄₆ O ₄	83848	20 mg
	49062-75	α,β-Elementic acid	α,β-エレモール酸	28282-27-1	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	80435	10 mg
	49062-76	β-Elementic acid	β-エレモン酸	28282-25-9	C ₃₀ H ₄₆ O ₃	80079	10 mg
	49872-81	Erythrodiol	エリスロジオール	545-48-2	C ₃₀ H ₅₀ O ₂	83773	10 mg
	49063-15	Faradiol	ファラジオール	20554-95-4	C ₃₀ H ₅₀ O ₂	82536	10 mg
	49063-30	Friedelin	フリーデリン	559-74-0	C ₃₀ H ₅₀ O	82543	50 mg
	49063-39	Ganoderic acid A	ガノデル酸A	81907-62-2	C ₃₀ H ₄₄ O ₇	89668	10 mg
	49873-04	Ganoderic acid B	ガノデル酸 B	81907-61-1	C ₃₀ H ₄₄ O ₇	89669	5 mg
	49873-05	Ganoderic acid D	ガノデル酸 D	108340-60-9	C ₃₀ H ₄₂ O ₇	84214	10 mg
	49873-06	Ganoderic acid F	ガノデル酸 F	98665-15-7	C ₃₂ H ₄₂ O ₉	89672	10 mg
	49878-20	Ganodermanontriol	ガノデルマノトリオール	106518-63-2	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	86266	5 mg
	49063-96	18α-Glycyrrhetic acid	18 α-グリシルレチン酸	1449-05-4	C ₃₀ H ₄₆ O ₄	82552	50 mg
	49868-07	18β-Glycyrrhetic acid	18 β-グリシルレチン酸	471-53-4	C ₃₀ H ₄₆ O ₄	89694	50 mg
	49064-07	Gymnemenin	ギムネマゲニン	22467-07-8	C ₃₀ H ₅₀ O ₆	80466	10 mg
	49064-18	Hederagenin	ヘデラゲニン	465-99-6	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	89706	20 mg
	49064-22	Hemslecin A	ヘムスレシンA	58546-34-2	C ₃₂ H ₅₀ O ₈	82557	10 mg
	49061-11	11-keto-β-Boswellic acid	11-keto-β-ボスウェル酸	17019-92-0	C ₃₀ H ₄₆ O ₄	89169	10 mg
	49065-22	Lupeol	ルペオール	545-47-1	C ₃₀ H ₅₀ O	89722	20 mg
	49065-30	Madecassic acid	マデカス酸	18449-41-7	C ₃₀ H ₄₈ O ₆	80229	10 mg
	49869-74	Maslinic acid	マスリン酸	4373-41-5	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	83209	10 mg
	49065-62	Miliacin	ミリアシン	5945-45-9	C ₃₁ H ₅₂ O	82261	10 mg
	49874-19	Mogrol	モグロール	88930-15-8	C ₃₀ H ₅₂ O ₄	84241	10 mg
	49066-03	Oleanolic acid	オレアノール酸	508-02-1	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	89383	50 mg
	49874-41	Oleanonic acid	オレアニン酸	17990-42-0	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	84246	10 mg
	49868-56	Pachymic acid	パキム酸	29070-92-6	C ₃₃ H ₅₂ O ₅	80512	10 mg
	49066-21	Panaxadiol	パナキサジオール	19666-76-3	C ₃₀ H ₅₂ O ₃	89750	10 mg
	49066-22	Panaxatriol	パナキサトリオール	32791-84-7	C ₃₀ H ₅₂ O ₄	89751	10 mg
	49066-48	Phytolaccagenin	フィトラッカゲニン	1802-12-6	C ₃₁ H ₄₈ O ₇	80614	10 mg
	49874-77	Polygalic acid	ポリガリン酸	1260-04-4	C ₂₉ H ₄₄ O ₆	83896	10 mg
	49874-79	Pristimerin	プリステメリン	1258-84-0	C ₃₀ H ₄₀ O ₄	83303	10 mg
	49874-84	Protoescigenin	プロトエシゲニン	20853-07-0	C ₃₀ H ₅₀ O ₆	83898	10 mg
	49066-85	Protopanaxadiol	プロトパナキサジオール	7755-01-3	C ₃₀ H ₅₂ O ₃	89767	10 mg
	49066-86	Protopanaxatriol	プロトパナキサトリオール	1453-93-6	C ₃₀ H ₅₂ O ₄	89768	10 mg
	49877-19	Rotundic acid	ロタンジン酸	20137-37-5	C ₃₀ H ₄₈ O ₅	84256	10 mg
	49067-66	Senegenin	セネゲニン	2469-34-3	C ₃₀ H ₄₅ O ₆ Cl	82650	10 mg
	49068-01	Soyasapogenol A	ソヤサポゲノールA	508-01-0	C ₃₀ H ₅₀ O ₄	89796	10 mg
	49068-02	Soyasapogenol B	ソヤサポゲノールB	595-15-3	C ₃₀ H ₅₀ O ₃	89797	10 mg
	49068-16	Taraxasterol acetate	酢酸タラキサステロール	6426-43-3	C ₃₂ H ₅₂ O ₂	80542	10 mg
	49870-31	3β-Taraxerol	3 β-タラキサセロール	127-22-0	C ₃₀ H ₅₀ O	83262	10 mg
	49877-77	Tormentic acid	トルメン酸	13850-16-3	C ₃₀ H ₄₈ O ₅	85836	10 mg
	49871-02	Ursolic acid	ウルソル酸	77-52-1	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	89541	25 mg
	49068-81	Wilforlide A	ウィルホルリドA	84104-71-2	C ₃₀ H ₄₈ O ₃	80555	10 mg

5.1.6.2 Triterpene saponins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-13	Actein	アクテイン	18642-44-9	C ₃₇ H ₅₆ O ₁₁	89154	10 mg

5.1.6.2 Triterpene saponins (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-69	Araloside A	アラロシドA	7518-22-1	C ₄₇ H ₇₄ O ₁₈	84201	10 mg
	49060-47	Arjunetin	アルジュネチン	31297-79-7	C ₃₆ H ₅₈ O ₁₀	82472	10 mg
	49060-58	Asiaticoside	アシアチコシド	16830-15-2	C ₄₈ H ₇₈ O ₁₉	89570	20 mg
	49869-01	Asperosaponin VI	アスペロサポニンVI	39524-08-8	C ₄₇ H ₇₆ O ₁₈	83275	10 mg
	49060-61	Astragaloside I	アストラガラシドI	84680-75-1	C ₄₅ H ₇₂ O ₁₆	89572	10 mg
	49060-62	Astragaloside II	アストラガラシドII	84676-89-1	C ₄₃ H ₇₀ O ₁₅	89573	10 mg
	49060-63	Astragaloside III	アストラガラシドIII	84687-42-3	C ₄₁ H ₆₈ O ₁₄	80357	10 mg
	49060-64	Astragaloside IV	アストラガラシドIV	84687-43-4	C ₄₁ H ₆₈ O ₁₄	89377	10 mg
	49060-75	Bacopasaponin C	バコパサポニンC	178064-13-6	C ₄₆ H ₇₄ O ₁₇	80362	10 mg
	49060-76	Bacopaside I	バコパシドI	382148-47-2	C ₄₆ H ₇₄ O ₂₀ S	80363	10 mg
	49060-77	Bacopaside II	バコパシドII	382146-66-9	C ₄₇ H ₇₆ O ₁₈	80364	10 mg
	49871-85	Bacopaside V	バコパシドV	620592-16-7	C ₄₁ H ₆₆ O ₁₃	83838	10 mg
	49060-78	Bacopaside X	バコパシドX	94443-88-6	C ₄₆ H ₇₄ O ₁₇	80365	10 mg
	49060-79	Bacoside A	バコシドA	11028-00-5	—	89576	10 mg
	49060-80	Bacoside A3	バコシドA ₃	157408-08-7	C ₄₇ H ₇₆ O ₁₈	80366	10 mg
	49872-14	Chikusetsusaponin IVa	チクセツサポニンIVa	51415-02-2	C ₄₂ H ₆₆ O ₁₄	84205	10 mg
	49869-10	Cimigenol 3- α -L-arabinoside	シミゲノール3- α -L-アラビノシド	256925-92-5	C ₃₅ H ₅₆ O ₉	83329	5 mg
	49869-11	Cimigenol 3- β -D-xyloside	シミゲノール3- β -D-キシロシド	27994-11-2	C ₃₅ H ₅₆ O ₉	83330	10 mg
	49869-16	Corosolic acid	コロソール酸	4547-24-4	C ₃₀ H ₄₈ O ₄	80065	10 mg
	49061-82	Cucurbitacin E-2-O-glucoside	ククルビタシンE-2-O-グルコシド	1398-78-3	C ₃₈ H ₅₄ O ₁₃	89613	10 mg
	49062-14	Deacylgymnemic acid	デアシルギムネマ酸	121686-42-8	C ₃₆ H ₅₈ O ₁₂	80420	10 mg
	49062-27	23-epi-26-Deoxyactein	23-エピ-26-デオキシアクテイン	501938-01-8	C ₃₇ H ₅₆ O ₁₀	89183	10 mg
	49870-90	Dipsacoside B	ディプサコシドB	33289-85-9	C ₅₃ H ₈₆ O ₂₂	83496	10 mg
	49869-27	Eclalbasaponin I	エクラルバサポニンI	158511-59-2	C ₄₂ H ₆₈ O ₁₄	83256	10 mg
	49869-28	Eclalbasaponin II	エクラルバサポニンII	78285-90-2	C ₃₆ H ₅₈ O ₉	83255	10 mg
	49063-01	Escin	エシン	6805-41-0	—	89871	100 mg
	49872-82	Escin IA	エシンIA	123748-68-5	C ₅₅ H ₈₆ O ₂₄	80445	10 mg
	49872-83	Escin IB	エシンIB	26339-90-2	C ₅₅ H ₈₆ O ₂₄	80446	10 mg
	49063-04	Esculentoside A	エスクレントシドA	65497-07-6	C ₄₂ H ₆₆ O ₁₆	80589	10 mg
	49063-79	Ginsenoside C-K	ギンセノシドCK	39262-14-1	C ₃₆ H ₆₂ O ₈	80461	10 mg
	49063-67	Ginsenoside Rb1	ギンセノシドRb1	41753-43-9	C ₅₄ H ₉₂ O ₂₃	89208	10 mg
	49063-68	Ginsenoside Rb2	ギンセノシドRb2	11021-13-9	C ₅₃ H ₉₀ O ₂₂	89209	10 mg
	49063-69	Ginsenoside Rb3	ギンセノシドRb3	68406-26-8	C ₅₃ H ₉₀ O ₂₂	89679	10 mg
	49063-70	Ginsenoside Rc	ギンセノシドRc	11021-14-0	C ₅₃ H ₉₀ O ₂₂	89210	10 mg
	49063-71	Ginsenoside Rd	ギンセノシドRd	52705-93-8	C ₄₈ H ₈₂ O ₁₈	89211	10 mg
	49063-72	Ginsenoside Re	ギンセノシドRe	52286-59-6	C ₄₈ H ₈₂ O ₁₈	89212	10 mg
	49063-73	Ginsenoside Rf	ギンセノシドRf	52286-58-5	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄	89213	10 mg
	49063-74	Ginsenoside Rg1	ギンセノシドRg1	22427-39-0	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄	89214	10 mg
	49063-75	Ginsenoside Rg2	ギンセノシドRg2	52286-74-5	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₃	89680	10 mg
	49063-76	Ginsenoside Rg3	ギンセノシドRg3	14197-60-5	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₃	89681	10 mg
	49063-77	Ginsenoside Rh1	ギンセノシドRh1	63223-86-9	C ₃₆ H ₆₂ O ₉	89682	10 mg
	49063-78	Ginsenoside Rh2	ギンセノシドRh2	78214-33-2	C ₃₆ H ₆₂ O ₈	89683	10 mg
	49873-11	Ginsenoside Rk1	ギンセノシドRk1	494753-69-4	C ₄₂ H ₇₀ O ₁₂	85740	5 mg
	49869-39	Ginsenoside Ro	ギンセノシドRo	34367-04-9	C ₄₈ H ₇₆ O ₁₉	80462	10 mg
	49063-97	Glycyrrhizin	グリチルリチン	1405-86-3	C ₄₂ H ₆₂ O ₁₆	89217	20 mg
	49868-08	Glycyrrhizin ammonium salt	グリチルリチン酸アンモニウム	53956-04-0	C ₄₂ H ₆₂ O ₁₆ ·NH ₃	82467	100 mg
	49868-14	Gypenoside XLIX	ギベノシドXLIX	94987-08-3	C ₅₂ H ₈₆ O ₂₁	83507	10 mg
	49868-13	Gypenoside XVII	ギベノシドXVII	80321-69-3	C ₄₈ H ₈₂ O ₁₈	83506	10 mg
	49873-32	Hederacolchiside A1	ヘデラコルクシド A1	106577-39-3	C ₄₇ H ₇₆ O ₁₆	85876	10 mg
	49064-17	Hederacoside C	ヘデラコシドC	14216-03-6	C ₅₉ H ₉₆ O ₂₆	89221	20 mg
	49873-33	Hederacoside D	ヘデラコシド D	760961-03-3	C ₅₃ H ₈₆ O ₂₂	84218	10 mg
	49064-19	α -Hederin	α -ヘデリン	27013-91-8	C ₄₁ H ₆₆ O ₁₂	89220	20 mg
	49873-43	Hosenkoside A	ホセンコシドA	156791-82-1	C ₄₈ H ₈₂ O ₂₀	84220	10 mg
	49873-44	Hosenkoside B	ホセンコシドB	156764-82-8	C ₄₈ H ₈₂ O ₂₀	84221	10 mg
	49873-45	Hosenkoside C	ホセンコシドC	156764-83-9	C ₄₈ H ₈₂ O ₂₀	84222	10 mg
	49873-46	Hosenkoside K	ホセンコシドK	160896-49-1	C ₅₄ H ₉₂ O ₂₅	84223	10 mg
	49873-56	Illexsaponin A	イレキサポニンA	108524-93-2	C ₃₆ H ₅₆ O ₁₁	84225	10 mg
	49873-61	Isoescin IA	イソエシンIA	219944-39-5	C ₅₅ H ₈₆ O ₂₄	83862	10 mg
	49873-62	Isoescin IB	イソエシンIB	219944-46-4	C ₅₅ H ₈₆ O ₂₄	83863	10 mg
	49873-63	Isomogroside V	イソモグロシドV	1126032-65-2	C ₆₀ H ₁₀₂ O ₂₉	84226	10 mg
	49064-88	Jujuboside A	ジュジュボシドA	55466-04-1	C ₅₆ H ₉₄ O ₂₆	89719	10 mg
	49064-89	Jujuboside B	ジュジュボシドB	55466-05-2	C ₅₂ H ₈₄ O ₂₁	89720	10 mg
	49874-00	Macranthoidin A	マクランソイジンA	1059-14-9	C ₃₀ H ₅₀ O	83872	10 mg
	49868-40	Macranthoidin B	マクラントイジンB	136849-88-2	C ₆₅ H ₁₀₆ O ₃₂	83523	10 mg
	49065-31	Madecassoside	マデカッソシド	34540-22-2	C ₄₈ H ₇₈ O ₂₀	80230	10 mg
	49869-75	Medicagenic acid	メジカゲン酸	599-07-5	C ₃₀ H ₄₆ O ₆	83289	10 mg
	49874-20	Mogroside III-E	モグロシドIII-E	88901-37-5	C ₄₈ H ₈₂ O ₁₉	83875	10 mg
	49065-64	Mogroside IV	モグロシドIV	89590-95-4	C ₅₄ H ₉₂ O ₂₄	82599	10 mg
	49065-65	Mogroside V	モグロシドV	88901-36-4	C ₆₀ H ₁₀₂ O ₂₉	80498	10 mg
	49869-81	Momordin Ic	モモルジンc	96990-18-0	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₃	83281	10 mg
	49874-37	Notoginsenoside Fa	ノトギンセノシドFa	88100-04-3	C ₅₉ H ₁₀₀ O ₂₇	84244	10 mg
	49065-95	Notoginsenoside R1	ノトギンセノシドR1	80418-24-2	C ₄₇ H ₈₀ O ₁₈	89743	10 mg
	49874-38	Notoginsenoside R2	ノトギンセノシド R2	80418-25-3	C ₄₁ H ₇₀ O ₁₃	84245	10 mg
	49874-46	11-Oxomogroside III-E	11-オキシモグロシドIII-E	2096516-68-4	C ₄₈ H ₈₀ O ₁₉	84248	10 mg
	49066-12	11-Oxomogroside V	11-オキシモグロシドV	126105-11-1	C ₆₀ H ₁₀₀ O ₂₉	80899	10 mg
	49874-55	Pedunculoside	ペダंकロシド	42719-32-4	C ₃₆ H ₅₈ O ₁₀	83889	10 mg
	49066-64	Platycodin D	プラチコジンD	58479-68-8	C ₅₇ H ₉₂ O ₂₈	80518	10 mg
	49874-75	Polygalasaponin F	ポリガラサポニンF	882664-74-6	C ₅₃ H ₈₆ O ₂₃	83894	10 mg
	49066-77	Primulic acid I	プリムリック酸I	65312-86-9	C ₅₄ H ₈₈ O ₂₃	89259	10 mg
	49066-78	Primulic acid II	プリムリック酸II	208599-88-6	C ₅₉ H ₉₆ O ₂₇	89260	10 mg
	49066-89	Pseudoginsenoside F11	プソイドギンセノシドF11	69884-00-0	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄	89769	10 mg
	49066-90	Pseudoginsenoside RT5	プソイドギンセノシドRT5	98474-78-3	C ₃₆ H ₆₂ O ₁₀	80619	10 mg
	49067-40	Saikosaponin A	サイコサポニンA	20736-09-8	C ₄₂ H ₆₈ O ₁₃	89526	10 mg

5.1.6.2 Triterpene saponins (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49868-76	Saikosaponin B1	サイコサポニンB1	58558-08-0	C ₄₂ H ₆₈ O ₁₃	83538	10 mg
	49868-77	Saikosaponin B2	サイコサポニンB2	58316-41-9	C ₄₂ H ₆₈ O ₁₃	83539	10 mg
	49067-41	Saikosaponin C	サイコサポニンC	20736-08-7	C ₄₈ H ₇₈ O ₁₇	89780	10 mg
	49067-42	Saikosaponin D	サイコサポニンD	20874-52-6	C ₄₂ H ₆₈ O ₁₃	89527	10 mg
	49067-79	Siamenoside I	シアメノシドI	126105-12-2	C ₆₄ H ₉₂ O ₂₄	82652	10 mg
	49877-51	Soyasaponin Aa	ソヤサポニンAa	117230-33-8	C ₆₄ H ₁₀₀ O ₃₁	84259	10 mg
	49877-52	Soyasaponin Ba	ソヤサポニンBa	114590-20-4	C ₄₈ H ₇₈ O ₁₉	84260	10 mg
	49868-86	Soyasaponin Bb	ソヤサポニンBb	51330-27-9	C ₄₈ H ₇₈ O ₁₈	83545	10 mg
	49870-27	Sutherlandioside B	スサランジオシドB	1055329-47-9	C ₃₆ H ₆₀ O ₁₀	83248	10 mg
	49870-28	Sutherlandioside D	スサランジオシドD	1055329-49-1	C ₃₆ H ₅₈ O ₉	83249	10 mg
	49868-90	Tenuifolin	テヌイホリン	20183-47-5	C ₃₆ H ₅₆ O ₁₂	83546	10 mg
	49877-65	Terminoloside	テルミノロシド	125265-68-1	C ₄₈ H ₇₈ O ₂₀	84263	10 mg
	49068-53	Tubeimoside I	ツベイモシドI	102040-03-9	C ₆₃ H ₉₈ O ₂₉	80550	10 mg
	49877-84	Tubeimoside II	ツベイモシド II	115810-12-3	C ₆₃ H ₉₈ O ₃₀	84265	10 mg
	49877-85	Tubeimoside III	ツベイモシド III	115810-13-4	C ₆₄ H ₁₀₀ O ₃₁	84266	10 mg
	49878-02	Ziyuglycoside I	ジユグリコシド I	35286-58-9	C ₄₁ H ₆₆ O ₁₃	84269	10 mg
	49878-03	Ziyuglycoside II	ジユグリコシド II	35286-59-0	C ₃₅ H ₅₆ O ₈	84270	10 mg

5.1.7 Tetraterpenes

5.1.7.1 Carotinoids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-43	Crocetin	クロセチン	27876-94-4	C ₂₀ H ₂₄ O ₄	86280	10 mg
	49878-14	β-Crocetin	β-クロセチン	25368-09-6	C ₂₁ H ₂₆ O ₄	86281	5 mg
	49878-15	Crocetin dimethyl ester	クロセチンジメチルエステル	5892-54-6	C ₂₂ H ₂₈ O ₄	86282	5 mg
	49061-74	Crocin	クロシン	42553-65-1	C ₄₄ H ₆₄ O ₂₄	80391	10 mg
	49061-75	Crocin 2	クロシン2	55750-84-0	C ₃₈ H ₅₄ O ₁₉	80392	10 mg
	49878-21	Crocin 3	クロシン3	55750-85-1	C ₃₂ H ₄₄ O ₁₄	86283	5 mg
	49878-22	Crocin 4	クロシン4	57710-64-2	C ₃₂ H ₄₄ O ₁₄	86284	5 mg
	49878-16	Crocin E	クロシンE	58050-17-2	C ₂₆ H ₃₄ O ₉	86285	5 mg
	49065-23	Lutein	ルテイン	127-40-2	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	89723	5 mg

5.2 Steroid-type

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-40	Caudatin	カウダチン	38395-02-7	C ₂₈ H ₄₂ O ₇	89596	10 mg
	49062-31	12-Deoxywithastramonolide	12-デオキシウィタストラモノリド	60124-17-6	C ₂₈ H ₃₈ O ₆	80422	10 mg
	49064-05	Guggulsterone E	グッグルステロンE	39025-24-6	C ₂₁ H ₂₈ O ₂	89698	10 mg
	49064-06	Guggulsterone Z	グッグルステロンZ	39025-23-5	C ₂₁ H ₂₈ O ₂	89699	10 mg
	49068-82	Withaferin A	ウィタフェリンA	5119-48-2	C ₂₈ H ₃₈ O ₆	89824	10 mg
	49068-83	Withanolide A	ウィタノリドA	32911-62-9	C ₂₈ H ₃₈ O ₆	80556	10 mg
	49068-84	Withanolide B	ウィタノリドB	56973-41-2	C ₂₈ H ₃₈ O ₅	80557	10 mg
	49068-85	Withanone	ウィタノン	27570-38-3	C ₂₈ H ₃₈ O ₆	82683	10 mg
	49068-86	Withanoside IV	ウィタノシドIV	362472-81-9	C ₄₀ H ₆₂ O ₁₅	80632	10 mg
	49068-87	Withanoside V	ウィタノシドV	256520-90-8	C ₄₀ H ₆₂ O ₁₄	80633	10 mg

5.2.1 Sterols

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49872-02	Campesterol	カンベステロール	474-62-4	C ₂₈ H ₄₈ O	89514	10 mg
	49872-25	Condurango glycoside A	コンズランゴグリコシドA	11051-90-4	C ₆₃ H ₇₈ O ₁₇	83941	10 mg
	49872-26	Condurango glycoside E2	コンズランゴグリコシドE2	115784-09-3	C ₆₀ H ₈₈ O ₂₁	83940	10 mg
	49062-70	β-Ecdysone	β-エクジソン	5289-74-7	C ₂₇ H ₄₄ O ₇	89651	25 mg
	49868-84	β-Sitosterol	β-シトステロール	83-46-5	C ₂₉ H ₅₀ O	89283	25 mg
	49067-91	β-Sitosterol D-glucoside	β-シトステロールD-グルコシド	474-58-8	C ₃₅ H ₆₀ O ₆	80538	10 mg
	49877-53	α-Spinasterol	α-スピナステロール	481-18-5	C ₂₉ H ₄₈ O	85776	10 mg
	49868-87	Stigmasterol	スチグマステロール	83-48-7	C ₂₉ H ₄₈ O	82658	100 mg
	49877-63	Taraxasterol	タラキサステロール	1059-14-9	C ₃₀ H ₅₀ O	84272	10 mg
	49877-87	Turkesterone	トルケステロン	41451-87-0	C ₂₇ H ₄₄ O ₈	85781	10 mg

5.2.2 Ketosterones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-32	Androstenedione	アンドロステンジオン	63-05-8	C ₁₉ H ₂₆ O ₂	89562	100 mg

5.2.3 Cardenolides & Bufadienolides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-77	Bersaldegenin 1-acetate	1-酢酸ベルサルデゲニン	23044-67-9	C ₂₆ H ₃₄ O ₈	86778	10 mg
	49878-76	Bersaldegenin 3-acetate	3-酢酸ベルサルデゲニン	23044-72-6	C ₂₆ H ₃₄ O ₈	86779	10 mg
	49878-78	Bersaldegenin 1,3,5-orthoacetate	1,3,5-オルト酢酸ベルサルデゲニン	23044-66-8	C ₂₆ H ₃₂ O ₇	86780	10 mg
	49061-12	Bufalin	ブファリン	465-21-4	C ₂₄ H ₃₄ O ₄	89587	10 mg
	49061-53	Cinobufagin	シノブファギン	470-37-1	C ₂₆ H ₃₄ O ₆	89609	10 mg
	49061-64	Convallatoxin	コンバラトキシン	508-75-8	C ₂₆ H ₄₂ O ₁₀	80834	10 mg
	49062-03	Cymarin	シマリン	508-77-0	C ₃₀ H ₄₄ O ₉	89838	20 mg
NEW	49878-88	Daigremontianin	ダイグレモンチアニン	98205-50-6	C ₂₆ H ₃₀ O ₉	86963	5 mg
	49872-66	Digitoxin	ジギトキシン	71-63-6	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₃	82516	25 mg
	49873-35	Helveticoside	ヘルベチコシド	630-64-8	C ₂₉ H ₄₂ O ₉	80739	10 mg
	49064-96	Lanatoside C	ラナトシドC	17575-22-3	C ₄₈ H ₇₆ O ₂₀	82573	10 mg
	49066-02	Oleandrin	オレアンドリソ	465-16-7	C ₃₂ H ₄₆ O ₉	89744	10 mg
	49874-58	Periplocin	ペリプロシン	13137-64-9	C ₃₆ H ₅₆ O ₁₃	82623	10 mg
	49874-65	Picfeltaeraenine IA	ピクフェルタラエニンIA	97230-47-2	C ₄₁ H ₆₂ O ₁₃	80514	10 mg
	49874-66	Picfeltaeraenine IB	ピクフェルタラエニンIB	97230-46-1	C ₄₂ H ₆₄ O ₁₄	83892	10 mg
	49870-06	Proscillaridin A	プロシラリジンA	466-06-8	C ₃₀ H ₄₂ O ₈	82774	10 mg
	49067-19	Resibufogenin	レシブホゲニン	465-39-4	C ₂₄ H ₃₂ O ₄	89774	10 mg
	49870-25	Strophanthidine	ストロファンチジン	66-28-4	C ₂₃ H ₃₂ O ₆	83215	20 mg

5.2.3 Cardenolides & Bufadienolides (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49068-08	g-Strophanthin	g-ストロファンチン	630-60-4	C ₂₉ H ₄₄ O ₁₂	80207	20 mg
	49870-26	k-Strophanthoside	k-ストロファントシド	33279-57-1	C ₄₂ H ₆₄ O ₁₉	82206	10 mg
	49877-90	Uzarin	ウザリン	20231-81-6	C ₃₅ H ₅₄ O ₁₄	80833	10 mg

5.2.4 Steroid sapoqenins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49872-47	Cycloartenol	シクロアルテノール	469-38-5	C ₃₀ H ₅₀ O	85729	5 mg
	49062-65	Diosgenin	ジオスゲニン	512-04-9	C ₂₇ H ₄₂ O ₃	89649	100 mg
	49872-88	Euphorbol	ユーフォルボル	566-14-3	C ₃₁ H ₅₂ O	85738	10 mg
	49873-12	Gitogenin	ギトゲニン	511-96-6	C ₂₇ H ₄₄ O ₄	83855	10 mg
	49868-15	Hecogenin	ヘコゲニン	467-55-0	C ₂₇ H ₄₂ O ₄	83508	10 mg
	49065-85	Neoruscogenin	ネオルスコゲニン	17676-33-4	C ₂₇ H ₄₀ O ₄	89253	10 mg
	49878-68	Polyphyllin D	ポリフィリンD	50773-41-6	C ₄₄ H ₇₀ O ₁₆	80560	10 mg
	49067-34	Ruscogenin	ルスコゲニン	472-11-7	C ₂₇ H ₄₂ O ₄	89268	10 mg
	49067-35	Ruscogenin/Neoruscogenin mixture	ルスコゲニン/ネオルスコゲニン混合物	50933-59-0	—	89269	10 mg
	49067-50	Sarsasapogenin	サルササボゲニン	126-19-2	C ₂₇ H ₄₄ O ₃	80531	20 mg
	49877-73	Tigogenin	チゴゲニン	77-60-1	C ₂₇ H ₄₄ O ₃	83916	10 mg
	49068-91	Yamogenin	ヤモゲニン	512-06-1	C ₂₇ H ₄₂ O ₃	80634	10 mg

5.2.5 Steroid saponins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49062-64	Dioscin	ジオシン	19057-60-4	C ₄₅ H ₇₂ O ₁₆	89648	10 mg
	49063-21	Formosanin C	ホルモサニンC	50773-42-7	C ₅₁ H ₈₂ O ₂₀	80561	10 mg
	49868-09	Gracillin	グラシリン	19083-00-2	C ₄₅ H ₇₂ O ₁₇	83503	10 mg
	49873-88	Liriope muscari Saponin C	リリオペ ムスカリ サポニン C	130551-41-6	C ₄₄ H ₇₀ O ₁₇	83869	10 mg
	49066-07	Ophiopogonin D	オフィオポゴニンD	945619-74-9	C ₄₄ H ₇₀ O ₁₆	82614	10 mg
	49869-96	Paris VII	パリスVII	68124-04-9	C ₅₁ H ₈₂ O ₂₁	83226	10 mg
	49066-83	Prosapogenin A	プロサポゲニンA	19057-67-1	C ₃₉ H ₆₂ O ₁₂	80558	10 mg
	49066-84	Protodioscin	プロトジオシン	55056-80-9	C ₅₁ H ₈₄ O ₂₂	80522	10 mg
	49067-75	Shatavarin IV	シャタバリンIV	84633-34-1	C ₄₅ H ₇₄ O ₁₇	80536	10 mg
	49068-34	Timosaponin A III	チモサポニン A III	41059-79-4	C ₃₉ H ₆₄ O ₁₃	80545	10 mg
	49870-38	Timosaponin B II	チモサポニン B II	136656-07-0	C ₄₅ H ₇₆ O ₁₉	83272	10 mg
	49068-39	Tribulosin	トリブロシン	79974-46-2	C ₅₅ H ₉₀ O ₂₅	80546	10 mg
	49068-48	Trillin	トリリン	14144-06-0	C ₃₃ H ₅₂ O ₈	89810	10 mg

6.Nitrogen-containing Compounds

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-56	Allantoin	アラントイン	97-59-6	C ₄ H ₆ N ₄ O ₃	89518	100 mg
	49872-01	Calvatic acid	カルバチン酸	54723-08-9	C ₈ H ₅ N ₃ O ₃	83962	10 mg
	49874-01	Macrozamin	マクロザミン	6327-93-1	C ₁₃ H ₂₄ N ₂ O ₁₁	85756	10 mg

6.1 Amines

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49873-80	Kukoamine A	クコアミン A	75288-96-9	C ₂₈ H ₄₂ N ₄ O ₆	83866	10 mg
	49873-81	Kukoamine B	クコアミン B	164991-67-7	C ₂₈ H ₄₂ N ₄ O ₆	83867	10 mg
	49877-44	Sinapine chloride	塩化シナピン	6484-80-6	C ₁₆ H ₂₄ NO ₅ Cl	84156	10 mg
	49068-11	Synephrine	シネフリン	94-07-5	C ₉ H ₁₃ NO ₂	89386	100 mg

6.2 Amides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-47	Aegeline	アエゲリン	456-12-2	C ₁₈ H ₁₉ NO ₃	83467	10 mg
	49060-44	Aristolactam	アリストロラクタム	13395-02-3	C ₁₇ H ₁₁ NO ₄	82471	10 mg
	49871-84	Avenanthramide D	アベナンスラミド D	115610-36-1	C ₁₆ H ₁₃ NO ₄	85721	10 mg
	49061-20	N-Caffeoyl O-methyltyramine	N-カフェオイルO-メチルチラミン	189307-47-9	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄	80376	10 mg
	49878-71	N-Caffeoyltyramine	N-カフェオイルチラミン	103188-48-3	C ₁₇ H ₁₇ NO ₄	10153	10 mg
	49872-07	Capsaicin	カプサイシン	404-86-4	C ₁₈ H ₂₇ NO ₃	89520	25 mg
	49872-37	N-trans-p-Coumaroyltyramine	N-trans-p-クマロイルチラミン	36417-86-4	C ₁₇ H ₁₇ NO ₃	83842	10 mg
	49872-67	Dihydroavenanthramide D	ジヒドロアベナンスラミド D	697235-49-7	C ₁₆ H ₁₅ NO ₄	85735	10 mg
	49062-41	Dihydrocapsaicin	ジヒドロカプサイシン	19408-84-5	C ₁₈ H ₂₉ NO ₃	89647	20 mg
	49062-68	Dodeca 2E,4E,8Z,10E,Z-tetraenoic acid isobutylamide	ドデカ2E,4E,8Z,10E,Z-テトラエン酸イソブチルアミド	866602-52-0	C ₁₆ H ₂₅ NO	89187	10 mg
	49872-93	N-trans-Feruloyltyramine	N-trans-フェルロイルチラミン	66648-43-9	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄	84212	10 mg
	49878-27	2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide	ソルビン酸 N-イソブプロビルアミド	65937-49-7	C ₁₀ H ₁₇ NO	86250	10 mg
NEW	49878-93	Melatonin	メラトニン	73-31-4	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂	22330	50 mg
	49065-77	Narciclasine	ナルシクラシン	29477-83-6	C ₁₄ H ₁₃ NO ₇	82604	10 mg
	49065-93	Nordihydrocapsaicin	ノルジヒドロカプサイシン	28789-35-7	C ₁₇ H ₂₇ NO ₃	89254	10 mg
	49878-44	Pellitorine	ペリトリン	18836-52-7	C ₁₄ H ₂₅ NO	86245	5 mg
	49066-62	Piperine	ピペリン	94-62-2	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃	89760	100 mg
	49878-46	Piperlonguminine	ピペルロングミニン	5950-12-9	C ₁₆ H ₁₉ NO ₃	86199	10 mg
	49068-67	N-Vanillylnonamide	N-バニリルノナンアミド	2444-46-4	C ₁₇ H ₂₇ NO ₃	89820	25 mg

6.3 Amino acids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-20	L-(±)-Alliin	L-(±)-アリイン	17795-26-5	C ₆ H ₁₁ NO ₃ S	89470	10 mg
	49871-51	L-Alanine	L-アラニン	56-41-7	C ₃ H ₇ NO ₂	80344	100 mg
	49871-61	γ-Aminobutyric acid	γ-アミノ酪酸	56-12-2	C ₄ H ₉ NO ₂	83415	100 mg
	49871-71	L-Arginine	L-アルギニン	74-79-3	C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂	82307	100 mg
	49870-59	L-Asparagine	L-アスパラギン	70-47-3	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃	80905	100 mg
	49871-76	L-Aspartic acid	L-アスパラギン酸	56-84-8	C ₄ H ₇ NO ₄	80666	100 mg
	49873-23	L-Glutamic acid	L-グルタミン酸	56-86-0	C ₅ H ₉ NO ₄	82551	100 mg
	49873-24	L-Glutamine	L-グルタミン	56-85-9	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃	83798	100 mg
	49064-42	4-Hydroxy L-isoleucine	4-ヒドロキシL-イソロイシン	781658-23-9	C ₆ H ₁₃ NO ₃	80474	20 mg

6.3 Amino acids (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49868-20	5-Hydroxy L-tryptophan	5-ヒドロキシL-トリプトファン	4350-09-8	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₃	80477	50 mg
	49065-34	N-Malonyl DL-tryptophan	N-マロニルDL-トリプトファン	3184-74-5	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₅	80494	10 mg
	49874-07	L-Methionine	L-メチオニン	63-68-3	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	82585	100 mg
	49874-82	L-Proline	L-プロリン	147-85-3	C ₅ H ₉ NO ₂	83414	100 mg
	49068-30	L-Theanine	L-テアニン	3081-61-6	C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₃	82213	20 mg

6.4 Nitrophenanthrene carboxylic acids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-55	Aristolochic acid I	アリストロク酸 I	313-67-7	C ₁₇ H ₁₁ NO ₇	89565	10 mg
	49060-45	Aristolochic acid C	アリストロク酸C	4849-90-5	C ₁₆ H ₉ NO ₇	80355	5 mg
	49870-56	Aristolochic acid D	アリストロキン酸D	17413-38-6	C ₁₇ H ₁₁ NO ₈	83478	5 mg
	49060-46	Aristolochic acid II	アリストロク酸II	475-80-9	C ₁₆ H ₉ NO ₆	89566	10 mg
	49868-18	7-Hydroxyaristolochic acid I	7-ヒドロキシアリストロク酸I	79185-75-4	C ₁₇ H ₁₁ NO ₈	80471	5 mg

6.5 Cyanoglycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
劇	49870-49	Amygdalin	アミグダリン	29883-15-6	C ₂₀ H ₂₇ NO ₁₁	89559	100 mg
	49868-12	Griffonin	グリホンニン	63492-69-3	C ₁₄ H ₁₉ NO ₈	83505	10 mg

6.6 Nucleosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-49	Adenosine	アデノシン	58-61-7	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄	80977	100 mg
	49061-66	Cordycepin	コルジセピン	73-03-0	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₃	82505	10 mg

6.7 Alkaloids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-65	Caffeine	カフェイン	58-08-2	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	89591	100 mg
	49870-80	Colchicine	コルヒチン	64-86-8	C ₂₂ H ₂₅ NO ₆	89610	25 mg
	49062-07	Cytisine	シチシン	485-35-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O	80401	10 mg
	49062-26	Denudatine	デヌダチン	26166-37-0	C ₂₂ H ₃₃ NO ₂	82515	10 mg
	49063-34	Gаланthamine hydrobromide	ガラントアミン臭化水素酸塩	1953-04-4	C ₁₇ H ₂₁ N ₃ O ₃ ・HBr	89666	50 mg
	49064-26	Homoharringtonine	ホモハリングトニン	26833-87-4	C ₂₆ H ₃₉ NO ₉	89708	10 mg
	49065-05	Leonurine hydrochloride	レオヌリン塩酸塩	24735-18-0	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₅ ・HCl	80598	10 mg
	49878-36	Lycorine hydrochloride	リコリン塩酸塩	2188-68-3	C ₁₆ H ₁₇ NO ₄ ・HCl	82582	20 mg
	49065-45	Matrine	マトリン	519-02-8	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O	89730	25 mg
	49868-45	N-Methylcytisine	N-メチルシチシン	486-86-2	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O	83219	10 mg
	49065-73	Muscimol	ムスシモール	2763-96-4	C ₄ H ₆ N ₂ O ₂	89495	10 mg
	49066-13	Oxymatrine	オキシマトリン	16837-52-8	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₂	89748	25 mg
	49874-47	Oxysophocarpine	オキシソホカルピン	26904-64-3	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₂	80511	10 mg
	49878-69	Oxysophoridine	オキシソホリジン	1217501-78-4	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₂	10015	10 mg
	49874-69	Pilocarpine hydrochloride	ピロカルピン塩酸塩	54-71-7	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₂ ・HCl	80370	20 mg
	49877-48	Sophocarpine	ソホカルピン	6483-15-4	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O	80539	10 mg
	49877-49	Sophoridine	ソホリジン	6882-68-4	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O	80540	10 mg
	49877-68	Theacrine	テアクリン	2309-49-1	C ₉ H ₁₂ N ₄ O ₂	85531	50 mg
	49877-69	Theobromine	テオブロミン	83-67-0	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	89808	100 mg
	49877-71	Theophylline	テオフィリン	58-55-9	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	82668	100 mg
	49068-74	Vicine	ビシン	152-93-2	C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₇	82680	10 mg

6.7.1 Pyridine-, Pyrazine-, Piperidine-, Pyrrolidine-, Quinolizidine-, Tropane-type

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-05	Albine hydrochloride	アルビネ塩酸塩	53915-26-7	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O	86291	5 mg
	49878-04	Anagryne hydrochloride	アナギリン塩酸塩	74195-83-8	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O・HCl	83211	5 mg
	49878-06	Angustifoline	アングステイフォルリン	550-43-6	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O	86292	5 mg
	49060-37	Anisodamine hydrobromide	アニソダミン臭化水素酸塩	55449-49-5	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄ ・HBr	89563	10 mg
	49060-38	Anisodine hydrobromide	アニソジン臭化水素酸塩	76822-34-9	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃ ・HBr	89564	10 mg
	49871-67	Apoatropine hydrochloride	アポアトロピン塩酸塩	5978-81-4	C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ ・HCl	84088	10 mg
	49871-68	Aposcopamine	アポスコポラミン	535-26-2	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃	84104	10 mg
	49871-70	Arecaidine hydrochloride	アレカイジン塩酸塩	6018-28-6	C ₇ H ₁₁ NO ₂ ・HCl	85878	25 mg
	49870-54	Arecoline hydrobromide	アレコリン臭化水素酸塩	300-08-3	C ₈ H ₁₃ NO ₂ ・HBr	82470	25 mg
	49871-83	Atropine N-oxide hydrochloride	アトロピン N-オキソド塩酸塩	4574-60-1	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄ ・HCl	84121	10 mg
	49060-69	Atropine sulfate	アトロピン硫酸塩	55-48-1	C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ ・0.5H ₂ SO ₄	80892	20 mg
	49061-63	Coniine hydrochloride	コニイン塩酸塩	15991-59-0	C ₈ H ₁₁ N・HCl	80201	20 mg
	49872-28	Convolamine	コンボラミン	500-56-1	C ₁₇ H ₂₃ NO ₄	84061	10 mg
	49872-30	Convolidine	コンボリジン	63911-32-0	C ₁₅ H ₁₉ NO ₄	84048	10 mg
	49872-31	Convolvine	コンボルピン	537-30-4	C ₁₆ H ₂₁ NO ₄	84049	10 mg
	49061-83	Cucurbitin chloride	塩化ククルビチン	80546-88-9	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂	80034	10 mg
	49878-19	1-Deoxynojirimycin	1-デオキシノジリマイシン	19130-96-2	C ₆ H ₁₃ NO ₄	80421	10 mg
	49873-30	Guvacine hydrochloride	グバシン塩酸塩	6027-91-4	C ₆ H ₉ NO ₂ ・HCl	85879	25 mg
	49873-31	Guvacoline hydrochloride	グバコリン塩酸塩	6197-39-3	C ₇ H ₁₁ NO ₂ ・HCl	85880	25 mg
	49873-42	Homatropine hydrobromide	ホマトロピン臭化水素酸塩	51-56-9	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃ ・HBr	84120	50 mg
	49064-48	Hyoscyamine sulfate	ヒオシアミン硫酸塩	620-61-1	C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ ・0.5H ₂ SO ₄	82389	20 mg
	49878-28	13-Hydroxylupanine	13-ヒドロキシルパニン	15358-48-2	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₂	86290	5 mg
	49873-55	6β-Hydroxytropinone	6β-ヒドロキシトロピノネ	5932-53-6	C ₈ H ₉ NO ₂	84090	25 mg
	49868-34	Ligustrazine	リグストラジン	1124-11-4	C ₆ H ₁₂ N ₂	82574	10 mg
	49873-89	Littorine hydrochloride	リットリン塩酸塩	21956-47-8	C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ ・HCl	84100	10 mg
	49878-35	(-) Lupinine	(-)ルビニン	486-70-4	C ₁₀ H ₁₉ NO	86294	25 mg
	49873-94	(+) Lupanine hydrochloride	(+)ルバニン塩酸塩	1025-39-4	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O・HCl	85755	5 mg
	49878-07	Multiflorine	マルチフロリン	529-80-6	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O	86293	5 mg
毒	49065-88	Nicotine ditartrate	ニコチン二酒石酸塩	65-31-6	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ ・2C ₄ H ₆ O ₆	80224	100 mg
	49874-34	Noratropine	ノルアトロピン	16839-98-8	C ₁₆ H ₂₁ NO ₃	84107	10 mg

6.7.1 Pyridine-, Pyrazine-, Piperidine-, Pyrrolidine-, Quinolizidine-, Tropane-type (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49874-36	Norscopolamine	ノルスコポラミン	4684-28-0	C ₁₆ H ₁₉ NO ₄	84109	10 mg
	49874-35	Nortropinone hydrochloride	ノルトロピノーネ塩酸塩	25602-68-0	C ₇ H ₁₁ NO・HCl	84089	50 mg
	49868-60	Phellodendrine chloride	塩化フェロデンドリン	104112-82-5	C ₂₀ H ₂₄ NO ₄ Cl	83531	10 mg
	49874-62	Phyllalbine	フィラルビン	4540-25-4	C ₁₆ H ₂₁ NO ₄	84098	10 mg
	49878-45	Piperlongumine	ピペルロングミン	20069-09-4	C ₁₇ H ₁₉ NO ₅	86198	50 mg
	49874-73	Pipermethystine	ピペルメチスチン	71627-22-0	C ₁₆ H ₁₇ NO ₄	84054	10 mg
	49874-88	Pseudotropine	プソイドトロピン	135-97-7	C ₈ H ₁₅ NO	84099	50 mg
	49067-59	Scopolamine hydrobromide	スコポラミン臭化水素酸塩	114-49-8	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ ・HBr	80046	50 mg
	49877-32	Scopolamine N-oxide hydrobromide	スコポラミン N-オキシド臭化水素酸塩	6106-81-6	C ₁₇ H ₂₁ NO ₅ ・HBr	84116	10 mg
	49877-35	Securinine	セクリニン	5610-40-2	C ₁₃ H ₁₅ NO ₂	85771	10 mg
	49878-51	(-)-Sparteine sulfate	(-)-スバルティン硫酸塩	299-39-8	C ₁₅ H ₂₆ N ₂ ・H ₂ SO ₄	86295	25 mg
	49068-05	Stachydrine chloride	塩化スタキドリ	4136-37-2	C ₇ H ₁₄ NO ₂ Cl	89799	25 mg
	49878-54	Tetrahydropiperine	テトラヒドロピペリン	23434-88-0	C ₁₇ H ₂₃ NO ₃	86249	10 mg
	49068-44	Trigonelline chloride	塩化トリゴネリン	6138-41-6	C ₇ H ₈ NO ₂ Cl	80548	25 mg
	49877-83	Tropine	トロピン	120-29-6	C ₈ H ₁₅ NO	84096	50 mg
	49877-82	Tropinone	トロピノン	532-24-1	C ₈ H ₁₃ NO	84095	50 mg
	49870-41	Tuberostemonine	ツベロステモニン	6879-01-2	C ₂₂ H ₃₃ NO ₄	83300	10 mg
	49878-00	Wilforagine	ウィルフォルギン	37239-47-7	C ₄₁ H ₄₇ NO ₁₉	84268	10 mg
	49870-44	Wilforine	ウィルホルリン	11088-09-8	C ₄₃ H ₄₉ NO ₁₈	83298	10 mg

6.7.2 Pyrrolizidine-type

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-43	7-Acetylintermediate	7-アセチルインターメディン	74243-01-9	C ₁₇ H ₂₇ NO ₆	83759	5 mg
	49871-44	7-Acetylintermediate N-oxide	7-アセチルインターメディン N-オキシド	685132-59-6	C ₁₇ H ₂₇ NO ₇	83795	5 mg
	49871-45	7-Acetyllycopsamine hydrochloride	7-アセチルリコプサミン塩酸塩	73544-48-6	C ₁₇ H ₂₇ NO ₆ ・HCl	85874	5 mg
	49871-46	7-Acetyllycopsamine N-oxide	7-アセチルリコプサミン N-オキシド	685132-58-5	C ₁₇ H ₂₇ NO ₇	84275	5 mg
	49871-11	Echimidine N-oxide	エチミジンN-オキシド	41093-89-4	C ₂₀ H ₃₁ NO ₈	83590	5 mg
	49878-62	Echimidine perchlorate	エチミジン過塩素酸塩	520-68-3	C ₂₀ H ₃₁ NO ₇ ・HClO ₄	86541	10 mg
	49871-33	Echinatine N-oxide	エキナチンN-オキシド	20267-93-0	C ₁₅ H ₂₅ NO ₆	84093	5 mg
	49871-34	Echinatine sulfate	エキナチン硫酸塩	480-83-1	C ₁₅ H ₂₅ NO ₅ ・0.5 H ₂ SO ₄	86118	5 mg
	49872-76	Echiumine	エキウミン	633-16-9	C ₂₀ H ₃₁ NO ₆	83749	5 mg
	49872-77	Echiumine N-oxide	エキウミン N-オキシド	685554-68-1	C ₂₀ H ₃₁ NO ₇	84164	5 mg
	49871-12	Erucifoline	エルシホリン	40158-95-0	C ₁₈ H ₂₃ NO ₆	83432	5 mg
	49871-13	Erucifoline N-oxide	エルシホリンN-オキシド	123864-94-8	C ₁₈ H ₂₃ NO ₇	83433	5 mg
	49869-33	Europine hydrochloride	オイロピン塩酸塩	570-19-4	C ₁₆ H ₂₇ NO ₆ ・HCl	83237	10 mg
	49869-34	Europine N-oxide	オイロピンN-オキシド	65582-53-8	C ₁₆ H ₂₇ NO ₇	83238	10 mg
	49871-38	Heliosupine N-oxide	ヘリオスピンN-オキシド	31701-88-9	C ₂₀ H ₃₁ NO ₈	84092	5 mg
	49878-63	Heliosupine sulfate	ヘリオスピン硫酸塩	32728-78-2	C ₂₀ H ₃₁ NO ₅ ・0.5 H ₂ SO ₄	86678	5 mg
	49064-21	Heliotrine	ヘリオトリ	303-33-3	C ₁₆ H ₂₇ NO ₅	80403	10 mg
	49869-45	Heliotrine N-oxide	ヘリオトリN-オキシド	6209-65-0	C ₁₆ H ₂₇ NO ₆	83236	10 mg
	49869-54	Indicine hydrochloride	インジシン塩酸塩	1195140-94-3	C ₁₅ H ₂₅ NO ₅ ・HCl	83234	10 mg
	49869-55	Indicine N-oxide	インジシンN-オキシド	41708-76-3	C ₁₅ H ₂₅ NO ₆	83235	10 mg
	49871-35	Integerrimine	インテゲリミン	480-79-5	C ₁₆ H ₂₅ NO ₅	83968	5 mg
	49871-36	Integerrimine N-oxide	インテゲリミンN-オキシド	85955-28-8	C ₁₆ H ₂₅ NO ₆	83969	5 mg
	49064-58	Intermedine	インテルメジン	10285-06-0	C ₁₅ H ₂₅ NO ₅	82424	10 mg
	49871-14	Intermedine N-oxide	インテルメジンN-オキシド	95462-14-9	C ₁₅ H ₂₅ NO ₆	83446	5 mg
	49871-24	Jacobine	ジャコビン	6870-67-3	C ₁₆ H ₂₅ NO ₆	83434	5 mg
	49871-25	Jacobine N-oxide	ジャコビンN-オキシド	38710-25-7	C ₁₆ H ₂₅ NO ₇	83435	5 mg
	49873-68	Jaconine	ジャコン	480-75-1	C ₁₈ H ₂₆ NO ₆ Cl	83970	5 mg
	49873-70	Junceine	ジュンセイン	480-53-5	C ₁₈ H ₂₇ NO ₇	85643	5 mg
	49873-71	Junceine N-oxide	ジュンセイン N-オキシド	—	C ₁₈ H ₂₇ NO ₈	85644	5 mg
	49869-65	Lasiocarpine	ラシオカルピン	303-34-4	C ₂₁ H ₃₃ NO ₇	80412	10 mg
	49869-66	Lasiocarpine N-oxide	ラシオカルピンN-オキシド	127-30-0	C ₂₁ H ₃₃ NO ₈	83220	10 mg
	49065-27	Lycopsamine	リコプサミン	10285-07-1	C ₁₅ H ₂₅ NO ₅	89726	10 mg
	49871-15	Lycopsamine N-oxide	リコプサミンN-オキシド	95462-15-0	C ₁₅ H ₂₅ NO ₆	83447	5 mg
	49871-16	Monocrotaline	モノクロタリン	315-22-0	C ₁₆ H ₂₃ NO ₆	89251	20 mg
	49065-69	Monocrotaline N-oxide	モノクロタリンN-オキシド	35337-98-5	C ₁₆ H ₂₃ NO ₇	82629	10 mg
	49877-10	Retronecine	レトロネシン	480-85-3	C ₈ H ₁₃ NO ₂	83901	5 mg
	49871-17	Retrorsine	レトロルシン	480-54-6	C ₁₆ H ₂₅ NO ₆	89775	10 mg
	49067-21	Retrorsine N-oxide	レトロルシンN-オキシド	15503-86-3	C ₁₆ H ₂₅ NO ₇	82630	10 mg
	49877-16	Riddelline	リデリイン	23246-96-0	C ₁₆ H ₂₃ NO ₆	84102	5 mg
	49877-17	Riddelline N-oxide	リデリイン N-オキシド	75056-11-0	C ₁₆ H ₂₃ NO ₇	84103	5 mg
	49871-30	Rinderine	リンデル	6029-84-1	C ₁₅ H ₂₅ NO ₅	84162	5 mg
	49871-31	Rinderine N-oxide	リンデルN-オキシド	137821-16-0	C ₁₅ H ₂₅ NO ₆	84163	5 mg
	49877-27	Sceleratine	セララチン	6190-25-6	C ₁₆ H ₂₇ NO ₇	84073	5 mg
	49877-28	Sceleratine N-oxide	セララチン N-オキシド	103184-92-5	C ₁₆ H ₂₇ NO ₈	84074	5 mg
	49871-18	Senecionine	セネシオニン	130-01-8	C ₁₈ H ₂₅ NO ₅	89789	10 mg
	49067-64	Senecionine N-oxide	セネシオニンN-オキシド	13268-67-2	C ₁₈ H ₂₅ NO ₆	82631	5 mg
	49871-19	Seneciphylline	セネシフィリン	480-81-9	C ₁₈ H ₂₃ NO ₅	89275	10 mg
	49067-65	Seneciphylline N-oxide	セネシフィリンN-オキシド	38710-26-8	C ₁₈ H ₂₃ NO ₆	82632	5 mg
	49871-20	Senecivernine	セネシベルニン	72755-25-0	C ₁₆ H ₂₅ NO ₅	83436	5 mg
	49871-21	Senecivernine N-oxide	セネシベルニンN-オキシド	101687-28-9	C ₁₆ H ₂₅ NO ₆	83437	5 mg
	49871-22	Senkirkin	センキルキン	2318-18-5	C ₁₉ H ₂₇ NO ₆	89274	10 mg
	49878-65	Spartioidine	スバルチオイジン	520-59-2	C ₁₈ H ₂₃ NO ₅	86055	5 mg
	49878-66	Spartioidine N-oxide	スバルチオイジンN-オキシド	121123-61-3	C ₁₈ H ₂₃ NO ₆	86056	5 mg
	49871-23	Trichodesmine	トリコデスミン	548-90-3	C ₁₈ H ₂₇ NO ₆	83438	10 mg
	49877-78	Trichodesmine N-oxide	トリコデスミン N-オキシド	55727-46-3	C ₁₈ H ₂₇ NO ₇	84738	10 mg
	49871-39	Usaramine	ウサラミン	15503-87-4	C ₁₆ H ₂₅ NO ₆	84274	10 mg
	49871-40	Usaramine N-oxide	ウサラミンN-オキシド	117020-54-9	C ₁₆ H ₂₅ NO ₇	84703	10 mg

6.7.3 Quinoline-, Isoquinoline-, Phenanthridine-, Quinazoline-type

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-57	α-Allocryptopine	α-アロクリプトピン	485-91-6	C ₂₁ H ₂₃ NO ₅	89897	10 mg
	49871-65	(-)Antofine	(-)アントファイン	32671-82-2	C ₂₃ H ₂₅ NO ₃	85707	10 mg
	49871-72	Armepavine	アルメパビン	524-20-9	C ₁₉ H ₂₃ NO ₃	85720	10 mg
	49060-92	Berberine chloride dihydrate	塩化ベルベリンニ水和物	5956-60-5	C ₂₀ H ₁₈ NO ₄ Cl·2H ₂ O	89487	100 mg
	49871-91	Berberubine chloride	塩化ベルベルビン	15401-69-1	C ₁₉ H ₁₆ NO ₄ Cl	85722	10 mg
	49061-02	(+)-Bicuculline	(+)-ビククリン	485-49-4	C ₂₀ H ₁₇ NO ₆	80371	20 mg
	49061-08	Boldine	ボルジン	476-70-0	C ₁₉ H ₂₁ NO ₄	80145	100 mg
	49061-22	Californidine perchlorate	カリホルニジン過塩素酸塩	17939-31-0	C ₂₀ H ₂₀ NO ₄ ·ClO ₄	89592	10 mg
危	49870-69	Camptothecin	カンプトテンシン	7689-03-4	C ₂₀ H ₁₆ N ₂ O ₄	89593	50 mg
	49061-26	Canadine	カナジン	522-97-4	C ₂₀ H ₂₁ NO ₄	80378	10 mg
	49061-43	Cepharanthine	セファランチン	481-49-2	C ₃₇ H ₃₈ N ₂ O ₆	89599	10 mg
	49061-47	Chelerythrine chloride	塩化ケレリトリン	34316-15-9	C ₂₁ H ₁₈ NO ₄	89896	10 mg
	49061-49	Chelidone	ケリドニン	476-32-4	C ₂₀ H ₁₉ NO ₅	89600	20 mg
NEW	49878-87	Columbamine chloride	塩化コロンバミン	1916-10-5	C ₂₀ H ₂₀ NO ₄ Cl	22604	10 mg
	49061-65	Coptisin chloride	塩化コプチシン	6020-18-4	C ₁₉ H ₁₄ NO ₄ Cl	89524	10 mg
	49872-32	Corydaline	コリダリン	518-69-4	C ₂₂ H ₂₇ NO ₄	83996	10 mg
	49061-68	Corynoline	コリノリン	18797-79-0	C ₂₁ H ₂₁ NO ₅	80574	10 mg
	49061-86	(-)Curine	(-)クリン	436-05-5	C ₃₆ H ₃₈ N ₂ O ₆	80979	10 mg
	49062-11	Dauricine	ダウリシン	524-17-4	C ₃₈ H ₄₄ N ₂ O ₆	80419	10 mg
	49872-65	Dictamnine	ジクタムニン	484-29-7	C ₁₂ H ₉ NO ₂	80583	10 mg
	49062-40	Dihydroberberine	ジヒドロベルベリン	483-15-8	C ₂₀ H ₁₉ NO ₄	80429	10 mg
	49062-80	Emetine dihydrochloride	エメチン二塩酸塩	316-42-7	C ₂₉ H ₄₆ N ₂ O ₄ ·2HCl	89489	50 mg
	49872-90	Fangchinoline	ファンギキノリン	436-77-1	C ₃₇ H ₄₀ N ₂ O ₆	80452	10 mg
	49868-16	Higenamine hydrochloride	ヒゲナミン塩酸塩	5843-65-2	C ₁₆ H ₁₇ NO ₃	83509	10 mg
	49064-34	Hydrastine	ヒドラステチン	118-08-1	C ₂₁ H ₂₁ NO ₆	89511	50 mg
	49064-63	(+)-Isocorydine hydrochloride	(+)-イソコリジン塩酸塩	13552-72-2	C ₂₀ H ₂₃ NO ₄ ·HCl	80479	10 mg
	49064-87	Jatrorrhizine chloride	塩化ジャトロリジン	6681-15-8	C ₂₀ H ₂₀ NO ₄ Cl	89530	10 mg
	49065-32	Magnoflorine chloride	塩化マグノフロリン	6681-18-1	C ₂₀ H ₂₄ NO ₄ Cl	80493	10 mg
	49065-89	Nitidine chloride	塩化ニチジン	13063-04-2	C ₂₁ H ₁₈ NO ₄ Cl	80506	10 mg
	49869-92	Norisoboldine	ノルイソボルジン	23599-69-1	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄	83266	10 mg
	49869-94	Nuciferine	ヌシフェリン	475-83-2	C ₁₉ H ₂₁ NO ₂	83282	10 mg
	49066-19	Palmatine chloride	塩化パルマチン	10605-02-4	C ₂₁ H ₂₂ NO ₄ Cl	89490	25 mg
	49868-58	Papaverine hydrochloride	パバベリン塩酸塩	61-25-6	C ₂₀ H ₂₁ NO ₄ ·HCl	82620	100 mg
	49066-87	Protopine	プロトピン	130-86-9	C ₂₀ H ₁₉ NO ₅	89546	10 mg
	49067-47	Sanguinarine chloride	塩化サンギナリン	5578-73-4	C ₂₀ H ₁₄ NO ₄ Cl	89327	10 mg
	49067-90	Sinomenine hydrochloride	シノメニン塩酸塩	6080-33-7	C ₁₉ H ₂₃ NO ₄ ·HCl	89794	10 mg
	49870-19	Skimmianine	スキムミアニン	83-95-4	C ₁₄ H ₁₃ NO ₄	82838	10 mg
	49068-24	Tetrahydropalmatine	テトラヒドロパルマチン	2934-97-6	C ₂₁ H ₂₅ NO ₄	89807	25 mg
	49068-27	Tetrandrine	テトランドリン	518-34-3	C ₃₈ H ₄₂ N ₂ O ₆	89321	20 mg
	49871-00	Tryptanthrine	トリプタントリン	13220-57-0	C ₁₅ H ₈ N ₂ O ₂	83458	10 mg
	49068-68	Vasicine hydrochloride	バシシン塩酸塩	7174-27-8	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O·HCl	89821	10 mg
	49068-69	Vasicinone	バシシノン	486-64-6	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ O ₂	80552	10 mg

6.7.3.1 Cinchona alkaloids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-78	(-)Cinchonidine	(-)シンコニジン	485-71-2	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O	80961	100 mg
	49872-21	(+)Cinchonine	(+)シンコニン	118-10-5	C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O	80963	100 mg
	49062-43	(+)Dihydrocinchonine	(+)ジヒドロシンコニン	485-65-4	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O	80966	25 mg
	49062-52	(+)Dihydroquinidine	(+)ジヒドロキニジン	1435-55-8	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂	80967	100 mg
	49062-53	(-)Dihydroquinine	(-)ジヒドロキニン	522-66-7	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂	80965	100 mg
	49877-00	(+)Quinidine	(+)キニジン	56-54-2	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂	80964	100 mg
	49877-01	(-)Quinine	(-)キニーネ	130-95-0	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂	80962	100 mg

6.7.4 Indole-, β-Carboline-type

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-16	Ajmalicine	アジュマリシン	483-04-5	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₃	82463	25 mg
劇	49870-64	Brucine	ブルシン	357-57-3	C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₄	89586	100 mg
	49061-39	Catharanthine	カタランチン	2468-21-5	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄	80380	10 mg
	49872-33	Corynoxine B	コリノキシンB	17391-18-3	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	83572	10 mg
	49872-80	Ergocristine	エルゴクリスチン	511-08-0	C ₃₅ H ₃₉ N ₅ O ₅	80440	10 mg
	49063-13	Evodiamine	エボジアミン	518-17-2	C ₁₉ H ₁₇ N ₃ O	89662	10 mg
	49063-46	Gelsemine	ゲルセミン	509-15-9	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₂	80457	10 mg
	49868-10	Gramine	グラミン	87-52-5	C ₁₁ H ₁₄ N ₂	80465	25 mg
	49064-10	Harmaline	ハルマリン	304-21-2	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O	89700	50 mg
	49064-11	Harmalol hydrochloride	ハルマロール塩酸塩	6028-07-5	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O·HCl	89701	50 mg
	49064-12	Harmine	ハルミン	442-51-3	C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O	89702	50 mg
	49878-26	Harmol	ハルモール	487-03-6	C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O	86247	50 mg
	49873-59	Indigotin	インジゴチン	482-89-3	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₂	83294	10 mg
	49064-57	Indirubin	インジルビン	479-41-4	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₂	89716	10 mg
	49064-72	Isomitraphylline	イソミトラフィリン	4963-01-3	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄	89718	10 mg
	49064-77	Isorhynchophylline	イソリンコフィリン	6859-01-4	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	80483	10 mg
	49868-32	Koenigicine	ケニギシン	24123-92-0	C ₂₀ H ₂₁ NO ₃	83518	10 mg
	49868-33	Koenimbine	ケニンビン	21087-98-9	C ₁₉ H ₁₉ NO ₂	83519	10 mg
	49873-79	Koumine	クミン	1358-76-5	C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O	84231	10 mg
	49868-41	Mahanimbine	マハニンビン	21104-28-9	C ₂₃ H ₂₅ NO	83524	10 mg
	49065-63	Mitraphylline	ミトラフィリン	509-80-8	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄	89736	10 mg
	49874-93	Qingdaineone	チンダイニン	97457-31-3	C ₂₃ H ₁₃ N ₃ O ₂	83756	10 mg
	49877-08	Rescinnamine	レシンナミン	24815-24-5	C ₃₅ H ₄₂ N ₂ O ₉	84037	10 mg
	49067-18	Reserpine	レセルピン	50-55-5	C ₃₃ H ₄₀ N ₂ O ₉	82642	50 mg
	49067-24	Rhynchophylline	リンコフィリン	76-66-4	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	80526	10 mg
	49067-36	Rutaecarpine	ルタエカルピン	84-26-4	C ₁₈ H ₁₃ N ₃ O	89319	10 mg
	49870-15	Sempervirine nitrate	セムベルビルン硝酸塩	17994-15-9	C ₁₉ H ₁₇ N ₂ ⁺ ·NO ₃ ⁻	83105	10 mg

6.7.4 Indole-, β-Carboline-type (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
毒	49877-38	Serpentine hydrogen tartrate	セルペンチン水素酒石酸塩	58782-36-8	C ₂₁ H ₂₁ N ₂ O ₃ ・C ₄ H ₅ O ₆	84143	10 mg
	49868-88	Strychnine	ストリキニーネ	57-24-9	C ₂₁ H ₂₂ N ₂ O ₂	89801	100 mg
	49068-12	Tabersonine hydrochloride	タベルソニン塩酸塩	29479-00-3	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₂ ・HCl	80541	10 mg
	49068-57	Uncarine C	ウンカリンC	5629-60-7	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄	89814	10 mg
	49068-59	Uncarine E	ウンカリンE	5171-37-9	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O ₄	89816	10 mg
	49877-97	Vomicine	ボミシン	125-15-5	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₄	85783	10 mg
	49871-09	Yohimbine hydrochloride	ヨヒンビン塩酸塩	65-19-0	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₃ ・HCl	82685	100 mg

6.7.5 Sesquiterpene alkaloids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49064-32	Hupertzine A	フペルジンA	102518-79-6	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O	89313	10 mg
	49064-33	Hupertzine B	フペルジンB	103548-82-9	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O	80470	10 mg

6.7.6 Diterpene alkaloids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-47	Aconine	アコニン	509-20-6	C ₂₅ H ₄₁ NO ₉	82295	10 mg
	49060-12	Aconitine	アコニチン	302-27-2	C ₃₄ H ₄₇ NO ₁₁	89376	20 mg
	49061-13	Bulleyaconitine A	ブレイヤコニチンA	107668-79-1	C ₃₅ H ₄₉ NO ₉	89588	10 mg
	49063-32	Fuziline	フジリン	80665-72-1	C ₂₄ H ₃₉ NO ₇	82544	10 mg
	49064-49	Hypaconitine	ヒパコニチン	6900-87-4	C ₃₃ H ₄₅ NO ₁₀	89712	10 mg
	49065-49	Mesaconitine	メサコニチン	2752-64-9	C ₃₃ H ₄₅ NO ₁₁	89731	10 mg

6.7.7 Steroid alkaloids

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49869-08	Cevadine	セバジン	62-59-9	C ₃₂ H ₄₉ NO ₉	82921	10 mg
	49869-09	α-Chaconine	α-チャコニン	20562-03-2	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₄	80075	5 mg
	49878-13	Conessine	コネシン	546-06-5	C ₂₄ H ₄₀ N ₂	86246	25 mg
	49062-01	Cyclopamine	シクロパミン	4449-51-8	C ₂₇ H ₄₁ NO ₂	82510	10 mg
	49868-26	Jervine	ジェルビン	469-59-0	C ₂₇ H ₃₉ NO ₃	83515	10 mg
	49873-78	Khasianine	カシアニン	32449-98-2	C ₃₆ H ₆₃ NO ₁₁	84230	10 mg
	49066-27	Peimine	ペイミン	23496-41-5	C ₂₇ H ₄₅ NO ₃	89486	10 mg
	49066-28	Peiminine	ペイミニン	18059-10-4	C ₂₇ H ₄₃ NO ₃	89533	10 mg
	49066-88	Protoveratrine A	プロトベラトリンA	143-57-7	C ₄₁ H ₆₃ NO ₁₄	89336	10 mg
	49870-18	Sipeimine	シペイミン	61825-98-7	C ₂₇ H ₄₃ NO ₃	89851	10 mg
	49870-20	α-Solamargine	α-ソラマルギン	20311-51-7	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₅	83270	10 mg
	49877-45	Solanidine	ソラニジン	80-78-4	C ₂₇ H ₄₃ NO	85774	5 mg
	49067-93	α-Solanine	α-ソラニン	20562-02-1	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₅	80074	10 mg
	49877-46	Solanthrene	ソランスレン	26516-51-8	C ₂₇ H ₄₁ N	85775	10 mg
	49067-94	Solasodine	ソラソジン	126-17-0	C ₂₇ H ₄₃ NO ₂	80004	10 mg
	49870-21	α-Solasonine	α-ソラソニン	19121-58-5	C ₄₅ H ₇₃ NO ₁₆	83271	10 mg
	49068-36	Tomatidine hydrochloride	トマチジン塩酸塩	6192-62-7	C ₂₇ H ₄₅ NO ₂ ・HCl	80003	20 mg
	49068-37	Tomatine	トマチン	17406-45-0	C ₅₀ H ₈₃ NO ₂₁	89905	25 mg
	49068-70	Veratramine	ベラトラミン	60-70-8	C ₂₇ H ₃₉ NO ₂	82679	10 mg
	49068-71	Veratridine	ベラトリジン	71-62-5	C ₃₆ H ₅₁ NO ₁₁	82325	10 mg

7.Organic acids & Esters

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-48	Chelidonic acid	ケリドン酸	99-32-1	C ₇ H ₄ O ₆	80239	100 mg
	49871-14	cis-Aconitic acid	cis-アコニン酸	585-84-2	C ₆ H ₆ O ₆	83833	100 mg
	49060-11	trans-Aconitic acid	trans-アコニット酸	4023-65-8	C ₆ H ₆ O ₆	82257	100 mg
	49062-60	3-(3',4'-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt	3-(3',4'-ジヒドロキシフェニル)乳酸ナトリウム	67920-52-9	C ₉ H ₆ O ₅ Na	80042	10 mg
	49873-01	Fumaric acid	フマル酸	110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	80141	100 mg
	49064-39	10-Hydroxy trans-2-decenoic acid	10-ヒドロキシ trans-2-デセン酸	14113-05-4	C ₁₀ H ₁₆ O ₃	89223	10 mg
	49064-43	4-Hydroxyisophthalic acid	4-ヒドロキシイソフタル酸	636-46-4	C ₈ H ₆ O ₅	80863	100 mg
	49874-02	Maleic acid	マレイン酸	110-16-7	C ₄ H ₄ O ₄	80142	100 mg
	49874-17	Militarine	ミリタリン	58139-23-4	C ₃₄ H ₄₆ O ₁₇	85759	10 mg
	49874-51	Parishin	パリシン	62499-28-9	C ₄₅ H ₅₆ O ₂₅	83885	10 mg
	49874-52	Parishin B	パリシン B	174972-79-3	C ₃₂ H ₄₀ O ₁₉	83886	10 mg
	49874-53	Parishin C	パリシン C	174972-80-6	C ₃₂ H ₄₀ O ₁₉	83887	10 mg
	49874-54	Parishin E	パリシン E	952068-57-4	C ₁₆ H ₂₄ O ₁₃	83888	10 mg
	49878-83	(+)-Piscidic acid	(+)-ピシド酸	35388-57-9	C ₁₁ H ₁₂ O ₇	80937	10 mg
	49877-50	Sorbic acid	ソルビン酸	110-44-1	C ₆ H ₈ O ₂	80020	100 mg

7.1 Lactones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-24	Aloenin A	アロエニンA	38412-46-3	C ₁₉ H ₂₂ O ₁₀	89557	10 mg
	49060-33	Anemonin	アネモニン	508-44-1	C ₁₀ H ₈ O ₄	80346	10 mg
	49868-11	Griffonilide	グリホニリド	61371-55-9	C ₈ H ₈ O ₄	83504	10 mg
	49064-38	(-)-Hydroxycitric acid lactone	(-)ヒドロキシクエン酸ラクトン	27750-13-6	C ₆ H ₆ O ₇	80473	10 mg
	49065-68	Monacolin K	モナコリンK	75330-75-5	C ₂₄ H ₃₆ O ₅	80307	10 mg
	49874-74	Pogostone	ポゴストーン	23800-56-8	C ₁₂ H ₁₆ O ₄	83893	10 mg
	49065-08	Z-Ligustilide	Z-リグスチリド	81944-09-4	C ₁₂ H ₁₄ O ₂	89242	10 mg

7.2 Benzoic acid derivatives

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-82	Atranorin	アトラノリン	479-20-9	C ₁₉ H ₁₈ O ₈	84203	10 mg
	49871-87	Benzoic acid	安息香酸	65-85-0	C ₇ H ₆ O ₂	80021	100 mg
	49872-00	Butyl p-hydroxybenzoate	p-ヒドロキシ安息香酸ブチル	94-26-8	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	89589	100 mg
	49870-92	Ellagic acid	エラグ酸	476-66-4	C ₁₄ H ₆ O ₈	89653	50 mg
	49872-84	Ethyl gallate	没食子酸エチル	831-61-8	C ₉ H ₁₀ O ₅	83080	100 mg
	49873-02	Fumarprotocetraric acid	フマルプロトセトラリン酸	489-50-9	C ₂₂ H ₁₆ O ₁₂	82266	5 mg

7.2 Benzoic acid derivatives (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49868-00	Gallic acid	没食子酸	149-91-7	C ₇ H ₆ O ₅	89198	100 mg
	49878-23	Gaultherin	ガウルテリン	490-67-5	C ₁₀ H ₂₆ O ₁₂	82549	10 mg
	49063-59	Ginkgolic acid C13:0	ギンコール酸C13:0	20261-38-5	C ₂₀ H ₃₂ O ₃	89678	10 mg
	49063-60	Ginkgolic acid C15:1	ギンコール酸C15:1	22910-60-7	C ₂₂ H ₃₄ O ₃	89522	10 mg
	49063-61	Ginkgolic acid C17:1	ギンコール酸C17:1	111047-30-4	C ₂₄ H ₃₈ O ₃	89207	10 mg
	49868-05	Ginkgolic acids RN	ギンコール酸RN	—	—	89480	10 mg
	49873-49	p-Hydroxybenzoic acid	p-ヒドロキシ安息香酸	99-96-7	C ₇ H ₆ O ₃	83051	100 mg
危	49064-40	2-Hydroxyethyl salicylate	サリチル酸2-ヒドロキシエチル	87-28-5	C ₉ H ₁₀ O ₄	80106	50 mg
	49065-04	Leiocarposide	レイオカルボンシド	71953-77-0	C ₂₇ H ₃₄ O ₁₆	89241	10 mg
	49065-51	3-Methyl ellagic acid	3-メチルエラグ酸	51768-38-8	C ₁₅ H ₈ O ₈	82590	10 mg
	49868-46	Methyl gallate	没食子酸メチル	99-24-1	C ₉ H ₈ O ₅	82592	100 mg
危	49874-15	Methyl salicylate	サリチル酸メチル	119-36-8	C ₈ H ₈ O ₃	82239	100 mg
	49066-73	Primeverin	プリメベリン	154-60-9	C ₂₀ H ₂₈ O ₁₃	89761	10 mg
	49066-76	Primulaverin	プリムラベリン	154-61-0	C ₂₀ H ₂₈ O ₁₃	89763	10 mg
	49868-68	Protocatechuic acid	プロトカテク酸	99-50-3	C ₇ H ₆ O ₄	89766	100 mg
	49874-83	Protocetraric acid	プロトセトラリル酸	489-51-0	C ₁₈ H ₁₄ O ₉	84191	5 mg
	49877-23	Salicylic acid	サリチル酸	69-72-7	C ₇ H ₆ O ₃	80529	100 mg
	49877-61	Syringic acid	シリンガ酸	530-57-4	C ₉ H ₁₀ O ₅	82659	100 mg
	49877-93	Vanillic acid	バニリン酸	121-34-6	C ₈ H ₈ O ₄	89819	100 mg
	49068-66	Vanillic acid 4-β-D-glucoside	バニリン酸4-β-D-グルコシド	32142-31-7	C ₁₄ H ₁₈ O ₉	89856	10 mg

8. Phenylpropanes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-01	1'-Acetoxychavicol acetate	酢酸1'-アセトキシチャビコール	52946-22-2	C ₁₃ H ₁₄ O ₄	82458	10 mg
	49060-08	Acetyleugenol	アセチルオイゲノール	93-28-7	C ₁₂ H ₁₄ O ₃	82460	100 mg
NEW	49878-84	Apiole	アピオール	523-80-8	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	22471	10 mg
	49060-54	α-Asarone	α-アサロン	2883-98-9	C ₁₂ H ₁₆ O ₃	89567	50 mg
危	49060-55	β-Asarone	β-アサロン	5273-86-9	C ₁₂ H ₁₆ O ₃	89568	50 mg
	49872-56	5,6-Dehydro 7,8-dihydrokavain	5,6-デヒドロ-7,8-ジヒドロカバイン	3155-51-9	C ₁₄ H ₁₄ O ₃	84467	10 mg
	49062-32	Desmethoxyyangonin	デスメトキシヤンゴニン	15345-89-8	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	89184	10 mg
	49872-68	meso-Dihydroguaiaietic acid	meso-ジヒドログアイアレチン酸	66322-34-7	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	85736	10 mg
	49062-47	Dihydrokavain	ジヒドロカバイン	587-63-3	C ₁₄ H ₁₆ O ₃	89185	10 mg
	49062-49	Dihydromethysticin	ジヒドロメチルスチシン	19902-91-1	C ₁₅ H ₁₆ O ₅	89186	10 mg
NEW	49878-90	Dillapiole	ジラピオール	484-31-1	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	22470	10 mg
NEW	49878-91	Elemicin	エレミシン	487-11-6	C ₁₂ H ₁₆ O ₃	22469	100 mg
危	49870-97	Estragole	エストラゴール	140-67-0	C ₁₀ H ₁₂ O	82205	100 mg
危	49872-87	Eugenol	オイゲノール	97-53-0	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	80715	100 mg
	49064-93	(+/-)-Kavain	(+/-)-カバイン	3155-48-4	C ₁₄ H ₁₄ O ₃	89239	10 mg
NEW	49878-94	Methyleugenol	メチルオイゲノール	93-15-2	C ₁₁ H ₁₄ O ₂	89735	100 mg
	49065-61	Methysticin	メチルスチシン	495-85-2	C ₁₅ H ₁₄ O ₅	89250	10 mg
	49065-76	Myristicine	ミリスチシン	607-91-0	C ₁₁ H ₁₂ O ₃	80886	50 mg
	49878-31	Panduratin A	パンスラチンA	89837-52-5	C ₂₆ H ₃₀ O ₄	86209	5 mg
危	49870-51	trans-Anethole	trans-アネトール	4180-23-8	C ₁₀ H ₁₂ O	89158	100 mg
	49068-92	Yangonin	ヤンゴニン	500-62-9	C ₁₅ H ₁₄ O ₄	89293	10 mg

8.1 Stilbenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-79	Astringin	アストリンギン	29884-49-9	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	80736	10 mg
	49872-62	Desoxyrhaponticin	デソキシラポンチシン	30197-14-9	C ₂₁ H ₂₄ O ₈	82310	10 mg
	49872-63	Desoxyrhapontigenin	デソキシラポンチゲニン	33626-08-3	C ₁₅ H ₁₄ O ₃	85733	10 mg
	17020-67	Gnetin C	グネチンC	84870-54-2	C ₂₈ H ₂₂ O ₆	CICA	50 mg
	49873-64	Isorhapontigenin	イソラポンチゲニン	32507-66-7	C ₁₅ H ₁₄ O ₄	84227	10 mg
	49065-71	Mulberroside A	ムルベロシドA	102841-42-9	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₄	80501	10 mg
	49868-55	trans-Oxyresveratrol	trans-オキシレスベラトロール	29700-22-9	C ₁₄ H ₁₂ O ₄	83530	20 mg
	49874-63	trans-Piceatannol	trans-ピセアタンノール	10083-24-6	C ₁₄ H ₁₂ O ₄	83891	10 mg
	49874-64	trans-Piceatannol 3'-glucoside	trans-ピセアタンノール 3'-グルコシド	94356-26-0	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	85355	10 mg
	49874-71	trans-Pinosilbene	trans-ピノシルベン	42438-89-1	C ₁₅ H ₁₄ O ₃	85764	10 mg
	49066-60	Pinosylvin	ピノシルビン	22139-77-1	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	80516	10 mg
	49066-61	Pinosylvin monomethyl ether	ピノシルビンモノメチルエーテル	35302-70-6	C ₁₅ H ₁₄ O ₂	80517	10 mg
	49066-65	trans-Polydatin	trans-ポリダチン	27208-80-6	C ₂₀ H ₂₂ O ₈	89312	20 mg
	49870-08	trans-Pterostilbene	trans-プテロシルベン	537-42-8	C ₁₆ H ₁₆ O ₃	83261	10 mg
	49067-20	trans-Resveratrol	trans-レスベラトロール	501-36-0	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	89539	20 mg
	49067-23	Rhaponticin	ラポンチシン	155-58-8	C ₂₁ H ₂₄ O ₈	89776	20 mg
	49877-12	Rhapontigenin	ラポンチゲニン	500-65-2	C ₁₅ H ₁₄ O ₄	83903	10 mg
	49067-45	Salvianolic acid A	サルビアノール酸A	96574-01-5	C ₂₆ H ₂₂ O ₁₀	80530	10 mg
	49068-25	2,3,4',5'-Tetrahydroxystilbene 2-glucoside	2,3,4',5'-テトラヒドロキシstilベン2-グルコシド	82373-94-2	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	82666	10 mg
	49871-06	ε-Viniferin	ε-ビニフェリン	62218-08-0	C ₂₈ H ₂₂ O ₆	83550	10 mg

8.2 Coumarins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-48	(-)-Anomalin	(-)-アノマリン	4970-26-7	C ₂₄ H ₂₆ O ₇	86416	10 mg
	49870-57	Artemicapin C	アルテミカピンC	334007-19-1	C ₁₀ H ₆ O ₅	83419	10 mg
	49060-71	Auraptin	アウラプテン	495-02-3	C ₁₉ H ₂₂ O ₃	82481	20 mg
	49061-57	Citropten	シトロプテン	487-06-9	C ₁₁ H ₁₀ O ₄	80333	25 mg
	49872-36	Coumarin	クマリン	91-64-5	C ₉ H ₆ O ₂	80017	100 mg
	49872-38	Coumestrol	クメストロール	479-13-0	C ₁₅ H ₈ O ₅	82308	10 mg
	49062-10	Daphnetin	ダフネチン	486-35-1	C ₉ H ₆ O ₄	89621	10 mg
	49872-50	Daphnin	ダフニン	486-55-5	C ₁₅ H ₁₆ O ₉	85730	10 mg
	49870-84	Daphnoretin	ダフノレチン	2034-69-7	C ₁₉ H ₁₂ O ₇	83490	10 mg
	49878-74	Decursin	デクルシン	5928-25-6	C ₁₉ H ₂₀ O ₅	83333	10 mg
	49872-53	Decursinol	デクルシノール	23458-02-8	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	84208	10 mg
	49872-54	Decursinol angelate	アンゲリカ酸デクルシノール	130848-06-5	C ₁₉ H ₂₀ O ₅	84209	10 mg

8.2 Coumarins (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49062-59	5,7-Dihydroxy 4-methylcoumarin	5,7-ジヒドロキシ 4-メチルクマリン	2107-76-8	C ₁₀ H ₈ O ₄	80159	100 mg
	49063-05	Esculetin	エスクレチン	305-01-1	C ₉ H ₆ O ₄	80449	25 mg
	49870-96	Esculin	エスクリン	531-75-9	C ₁₅ H ₁₆ O ₉	89659	100 mg
	49063-25	Fraxetin	フラキセチン	574-84-5	C ₁₀ H ₈ O ₅	89549	20 mg
	49063-26	Fraxin	フラキン	524-30-1	C ₁₆ H ₁₈ O ₁₀	89545	10 mg
	49869-36	Fraxinol	フラキシノール	486-28-2	C ₁₁ H ₁₀ O ₅	83334	10 mg
	49064-66	Isofraxidin	イソフラキシジン	486-21-5	C ₁₁ H ₁₀ O ₅	89229	10 mg
	49878-30	Isomeranzin	イソメランジン	1088-17-1	C ₁₅ H ₁₆ O ₄	86260	5 mg
	49873-66	Isoscopoletin	イソスコボレチン	776-86-3	C ₁₀ H ₈ O ₄	85752	20 mg
	49878-37	Meranzin	メランジン	489-53-2	C ₁₅ H ₁₆ O ₄	86258	5 mg
	49878-38	Meranzin hydrate	抱水メランジン	5875-49-0	C ₁₅ H ₁₆ O ₅	86259	5 mg
	49868-43	7-Methoxycoumarin	7-メトキシクマリン	531-59-9	C ₁₀ H ₈ O ₃	89733	50 mg
	49066-11	Osthole	オストール	484-12-8	C ₁₅ H ₁₆ O ₃	89747	20 mg
	49874-60	(+)-Peucedanol	(+)-プセダノール	20516-23-8	C ₁₄ H ₁₆ O ₅	84250	10 mg
	49878-41	(+)-Praeruptorin A	(+)-プラエルプトリンA	73069-27-9	C ₂₁ H ₂₂ O ₇	86415	10 mg
	49878-49	Praeruptorin E	プラエルプトリンE	78478-28-1	C ₂₄ H ₂₆ O ₇	86417	10 mg
	49067-00	Psoralidin	プソラリジン	18642-23-4	C ₂₀ H ₁₆ O ₅	82636	10 mg
	49874-85	Pterixin	プテリキン	13161-75-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₇	83899	10 mg
	49067-58	Scoparone	スコパロン	120-08-1	C ₁₁ H ₁₀ O ₄	89787	10 mg
	49868-82	Scopoletin	スコボレチン	92-61-5	C ₁₀ H ₈ O ₄	89516	50 mg
	49067-60	Scopolin	スコポリン	531-44-2	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	82649	10 mg
	49870-39	Toddalolactone	トッドララクトン	483-90-9	C ₁₆ H ₂₀ O ₆	83291	10 mg
	49877-76	Tomentin	トメンチン	28449-62-9	C ₁₁ H ₁₀ O ₅	85354	5 mg
	49871-01	Umbelliferone	ウンベリフェロン	93-35-6	C ₉ H ₆ O ₃	80098	100 mg
	49068-56	Umkalin	ウムカリン	43053-62-9	C ₁₁ H ₁₀ O ₅	80144	5 mg
	49068-80	Wedelolactone	ウェデララクトン	524-12-9	C ₁₆ H ₁₀ O ₇	89823	10 mg

8.2.1 Furocoumarins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-34	Angelicin	アングリシン	523-50-2	C ₁₁ H ₆ O ₃	89874	10 mg
	49060-85	Bakuchicin	バクキン	4412-93-5	C ₁₁ H ₆ O ₃	89578	10 mg
	49060-93	Bergamottin	ベルガモッチン	7380-40-7	C ₂₁ H ₂₂ O ₄	89868	20 mg
	49060-94	Bergapten	ベルガブテン	484-20-8	C ₁₂ H ₈ O ₄	89865	50 mg
	49061-14	Byakangelicin	ビヤカンゲリシン	482-25-7	C ₁₇ H ₁₈ O ₇	89875	10 mg
	49061-15	Byakangelicol	ビヤカンゲリコール	26091-79-2	C ₁₇ H ₁₆ O ₆	80906	10 mg
	49878-18	Columbianadin	コロンビアナジン	5058-13-9	C ₁₉ H ₂₀ O ₅	83278	10 mg
	49878-10	Columbianetin	コロンビアネチン	3804-70-4	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	80385	5 mg
	49878-11	Columbianetin acetate	酢酸コロンビアネチン	23180-65-6	C ₁₆ H ₁₆ O ₅	80386	10 mg
	49062-93	Epoxybergamottin	エポキシベルガモッチン	206978-14-5	C ₂₁ H ₂₂ O ₅	80438	10 mg
	49063-54	8-Geranyloxypsoralen	8-ゲラニルオキシプソラレン	7437-55-0	C ₂₁ H ₂₂ O ₄	80460	10 mg
	49064-23	(±)-Heraclenin	(±)-ヘラクレンイン	35740-18-2	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	80468	10 mg
	49064-56	Imperatorin	インペラトリン	482-44-0	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	89715	10 mg
	49873-60	Isobergapten	イソベルガブテン	482-48-4	C ₁₂ H ₈ O ₄	82564	10 mg
	49064-67	Isoimperatorin	イソインペラトリン	482-45-1	C ₁₆ H ₁₄ O ₄	89323	10 mg
	49064-73	Isopimpinellin	イソピムピネリン	482-27-9	C ₁₃ H ₁₀ O ₅	89873	20 mg
	49874-03	(+)-Marmesin	(+)-マルメシン	13849-08-6	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	84236	5 mg
	49065-91	Nodakenin	ノダケニン	495-31-8	C ₂₀ H ₂₄ O ₉	82608	10 mg
	49869-93	Notopterol	ノトペテロール	88206-46-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₅	83320	10 mg
	49066-15	Oxypeucedanin	オキシポイセダニン	26091-73-6	C ₁₆ H ₁₄ O ₅	89876	10 mg
	49066-16	Oxypeucedanin hydrate	オキシポイセダニンヒドラート	2643-85-8	C ₁₆ H ₁₆ O ₆	80907	10 mg
	49066-43	Phellopterin	フェロプテリン	2543-94-4	C ₁₇ H ₁₆ O ₅	80785	10 mg
	49066-97	Psoralen	プソラレン	66-97-7	C ₁₁ H ₆ O ₃	89770	20 mg
	49868-92	Trioxsalen	トリオキサレン	3902-71-4	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	80322	50 mg
	49871-08	Xanthotoxin	キサントキシニン	298-81-7	C ₁₂ H ₈ O ₄	89866	50 mg
	49870-45	Xanthotoxol	キサントトキソール	2009-24-7	C ₁₁ H ₆ O ₄	83292	20 mg

8.3 Lignans

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-42	Arctigenin	アルクチゲニン	7770-78-7	C ₂₁ H ₂₄ O ₆	80354	10 mg
	49060-43	Arctiin	アルクチン	20362-31-6	C ₂₇ H ₃₄ O ₁₁	89531	10 mg
	49871-75	(-)-Asarinin	(-)-アサリニン	133-04-0	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	80564	10 mg
	49872-40	Cubebin	クベビン	1242843-00-0	C ₂₀ H ₂₀ O ₆	83180	10 mg
	49870-82	Cyclooolivil	シクロオリビル	3064-05-9	C ₂₀ H ₂₄ O ₇	83489	10 mg
	49872-57	Dehydrodiisoeugenol	デヒドロジイソオイゲノール	2680-81-1	C ₂₀ H ₂₂ O ₄	83844	10 mg
	49062-78	Eleutheroside E	エロイテロシドE	39432-56-9	C ₃₄ H ₄₆ O ₁₈	89190	10 mg
	49062-83	Enterolactone	エンテロラクトン	78473-71-9	C ₁₈ H ₁₈ O ₄	80437	10 mg
	49872-86	(+)-Eudesmin	(+)-ユーデスミン	29106-36-3	C ₂₂ H ₂₆ O ₆	83851	10 mg
	49063-16	Fargesin	ファルゲジン	31008-19-2	C ₂₁ H ₂₂ O ₆	82537	10 mg
	49869-43	Gomisin G	ゴミシンG	62956-48-3	C ₃₀ H ₃₂ O ₉	83314	10 mg
	49873-41	Hinokinin	ヒノキニン	26543-89-5	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	84166	10 mg
	49064-28	Honokiol	ホノキオール	35354-74-6	C ₁₈ H ₁₈ O ₂	89315	20 mg
	49064-53	Hypophyllanthin	ヒポフィランチン	33676-00-5	C ₂₄ H ₃₀ O ₇	89713	10 mg
	49868-39	Macelignan	マセリグナン	107534-93-0	C ₂₀ H ₂₄ O ₄	83522	10 mg
	49869-70	Magnolin	マグノリン	31008-18-1	C ₂₃ H ₂₈ O ₇	83319	10 mg
	49065-33	Magnolol	マグノロール	528-43-8	C ₁₈ H ₁₈ O ₂	89317	20 mg
	49869-71	Manassantin A	マナサンチンA	88497-87-4	C ₄₂ H ₅₂ O ₁₁	83243	10 mg
	49869-72	Manassantin B	マナサンチンB	88497-88-5	C ₄₁ H ₄₈ O ₁₁	83244	10 mg
	49065-43	(-)-Matairesinol	(-)-マタイレスノール	580-72-3	C ₂₀ H ₂₂ O ₆	80497	10 mg
	49874-33	Niranthin	ニランチン	50656-77-4	C ₂₄ H ₃₂ O ₇	83879	10 mg
	49869-91	Nordihydroguaiaretic acid	ノルジヒドログアイアレチン酸	500-38-9	C ₁₈ H ₂₂ O ₄	82880	50 mg
	49874-44	(-)-Olivil	(-)-オリビル	2955-23-9	C ₂₀ H ₂₄ O ₇	83883	10 mg
	49874-57	α-Peltatin	α-ペルタチン	568-53-6	C ₂₁ H ₂₀ O ₈	84075	10 mg

8.3 Lignans (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49066-44	Phillyrin	フィリリン	487-41-2	C ₂₇ H ₃₄ O ₁₁	89532	10 mg
	49066-46	Phyllanthin	フィランチン	10351-88-9	C ₂₄ H ₃₄ O ₆	89756	10 mg
	49066-58	(+)-Pinoresinol	(+)-ピノレスノール	487-36-5	C ₂₀ H ₂₂ O ₆	89525	10 mg
	49874-72	Pinoresinol 4-glucoside	ピノレスノール 4-グルコシド	69251-96-3	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₁	84251	10 mg
	49066-59	Pinoresinol diglucoside	ピノレスノールジグルコシド	63902-38-5	C ₃₂ H ₄₂ O ₁₆	89850	10 mg
	49868-63	Podophyllotoxin	ポドフィロトキシ	518-28-5	C ₂₂ H ₂₂ O ₈	89523	50 mg
	49877-26	Sauchinone	サウチノン	177931-17-8	C ₂₀ H ₂₀ O ₆	83906	10 mg
	49067-51	Schisandrol A	シサンドロールA	7432-28-2	C ₂₄ H ₃₂ O ₇	89885	10 mg
	49067-52	Schisandrol B	シサンドロールB	58546-54-6	C ₂₃ H ₂₈ O ₇	80206	10 mg
	49877-30	Schisanhenol	シサンヘノール	69363-14-0	C ₂₃ H ₃₀ O ₆	83907	10 mg
	49067-53	Schisantherin A	シサンテリンA	58546-56-8	C ₃₀ H ₃₂ O ₉	89316	10 mg
	49868-80	Schisantherin B	シサンテリンB	58546-55-7	C ₂₈ H ₃₄ O ₉	83542	10 mg
	49067-54	Schizandrin A	シザンドリンA	61281-38-7	C ₂₄ H ₃₂ O ₆	89785	10 mg
	49067-55	Schizandrin B	シザンドリンB	61281-37-6	C ₂₃ H ₂₈ O ₆	89786	10 mg
	49877-31	Schizandrin C	シザンドリン C	61301-33-5	C ₂₂ H ₂₄ O ₆	82647	10 mg
	49067-62	(-)-Secoisolariciresinol	(-)-セコイソラリシレシノール	29388-59-8	C ₂₀ H ₂₆ O ₆	80532	10 mg
	49067-63	Secoisolariciresinol diglucoside	セコイソラリシレシノールジグルコシド	158932-33-3	C ₃₂ H ₄₆ O ₁₆	80533	10 mg
	49067-72	Sesamin	セサミン	607-80-7	C ₂₀ H ₁₆ O ₆	89790	10 mg
	49067-73	Sesamolin	セサモリン	526-07-8	C ₂₀ H ₁₆ O ₇	80311	10 mg
	49877-60	(-)-Syringaresinol 4-(2"-apiosylglucoside)	(-)-シリンガレスノール 4-(2"-アピオシルグルコシド	136997-64-3	C ₃₃ H ₄₄ O ₁₇	84262	10 mg
	49877-58	(-)-Syringaresinol 4,4'-di-O-β-D-glucoside	(-)-シリンガレスノール 4,4'-ジ-O-β-D-グルコシド	66791-77-3	C ₃₄ H ₄₆ O ₁₈	83913	10 mg
	49877-59	(-)-Syringaresinol 4-O-β-D-glucoside	(-)-シリンガレスノール 4-O-β-D-グルコシド	137038-13-2	C ₂₈ H ₃₆ O ₁₃	83914	10 mg
	49868-91	Tracheloside	トラケロシド	33464-71-0	C ₂₇ H ₃₄ O ₁₂	83547	10 mg
	49878-01	(-)-Yatein	(-)-ヤテイン	40456-50-6	C ₂₂ H ₂₄ O ₇	84194	10 mg

8.4 Chromones & Xanthenes

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-60	Aloeresin D	アロエシンD	105317-67-7	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₁	85719	10 mg
	49061-07	Boeravinone B	ボエラビンB	114567-34-9	C ₁₇ H ₁₂ O ₆	82488	10 mg
	49061-51	Cimifugin	シミフギン	37921-38-3	C ₁₆ H ₁₈ O ₆	89387	10 mg
	49870-88	5,7-Dihydroxychromone	5,7-ジヒドロキシクロモン	31721-94-5	C ₉ H ₆ O ₄	83494	20 mg
	49868-01	RS-Gambogic acid	RS-ガンボギン酸	—	C ₃₈ H ₄₄ O ₈	80455	10 mg
	49873-03	R-Gambogic acid	R-ガンボギン酸	2752-65-0	C ₃₈ H ₄₄ O ₈	85875	10 mg
	49063-40	Garcinone C	ガルシノンC	76996-27-5	C ₂₃ H ₂₆ O ₇	82546	10 mg
	49063-41	Garcinone D	ガルシノンD	107390-08-9	C ₂₄ H ₂₈ O ₇	82547	10 mg
	49873-08	Gartanin	ガルタニン	33390-42-0	C ₂₃ H ₂₄ O ₆	80456	10 mg
	49066-74	Prim-O-glucosylcimifugin	プリム-O-グルコシルシミフギン	80681-45-4	C ₂₂ H ₂₈ O ₁₁	80521	10 mg
	49868-06	sec-O-Glucosylhamaudol	sec-O-グルコシルリハマウドール	80681-44-3	C ₂₁ H ₂₆ O ₁₀	83502	10 mg
	49063-91	4'-O-β-D-Glucosyl 5-O-methylvisamminol	4'-O-β-D-グルコシル5-O-メチルビサミノール	84272-85-5	C ₂₂ H ₂₈ O ₁₀	80464	10 mg
	49869-59	Isogentisin	イソゲンチシン	491-64-5	C ₁₄ H ₁₀ O ₅	83239	10 mg
	49868-25	Isomangiferin	イソマンギフェリン	24699-16-9	C ₁₆ H ₁₈ O ₁₁	83514	10 mg
	49064-94	Khellin	ケリン	82-02-0	C ₁₄ H ₁₂ O ₅	89481	100 mg
	49873-84	Lancerin	ランセリン	81991-99-3	C ₁₆ H ₁₈ O ₁₀	84232	10 mg
	49065-39	Mangiferin	マンギフェリン	4773-96-0	C ₁₉ H ₁₈ O ₁₁	89729	20 mg
	49065-40	Mangostin	マンゴスチン	6147-11-1	C ₂₄ H ₂₆ O ₆	89247	25 mg
	49065-42	γ-Mangostin	γ-マンゴスチン	31271-07-5	C ₂₃ H ₂₄ O ₆	80496	10 mg
	49874-10	7-O-Methylmangiferin	7-O-メチルマンギフェリン	31002-12-7	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₁	84239	10 mg
	49874-12	Methylhopipogonanone A	メチルオフィオポゴナノン A	74805-92-8	C ₁₉ H ₁₈ O ₆	84060	10 mg
	49874-13	Methylhopipogonanone B	メチルオフィオポゴナノン B	74805-91-7	C ₁₉ H ₂₀ O ₆	84057	10 mg
	49874-14	Methylhopipogonanone A	メチルオフィオポゴノン A	74805-90-6	C ₁₉ H ₁₆ O ₆	83874	10 mg
	49065-59	5-O-Methylvisamminol	5-O-メチルビサミノール	80681-42-1	C ₁₆ H ₁₈ O ₅	80604	10 mg
	49874-21	Morellic acid	モレリン酸	5304-71-2	C ₃₃ H ₃₆ O ₈	83876	10 mg
	49868-48	Morusin	モルシン	62596-29-6	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	83525	10 mg
	49065-84	Neomangiferin	ネオマンギフェリン	64809-67-2	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₆	80505	10 mg
	49874-76	Polygalaxanthone III	ポリガラキサントンⅢ	162857-78-5	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₅	83895	10 mg
	49877-56	Swertianolin	スウェルチアノリン	23445-00-3	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₁	85777	10 mg

8.5 Cinnamic acid derivatives

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-63	Angoroside C	アングロシドC	115909-22-3	C ₂₆ H ₄₈ O ₁₉	80358	10 mg
	49871-74	Artepillin C	アルテピリンC	72944-19-5	C ₁₉ H ₂₄ O ₃	84053	10 mg
	49871-89	Benzyl cinnamate	けい皮酸ベンジル	103-41-3	C ₁₆ H ₁₄ O ₂	82486	100 mg
	49061-06	Bisdemethoxycurcumin	ビスデメトキシクルクミン	33171-05-0	C ₁₉ H ₁₆ O ₄	89582	20 mg
	49061-17	trans-Caffeic acid	trans-カフェ酸	501-16-6	C ₉ H ₈ O ₄	89547	100 mg
	49061-18	Caffeoyl alcohol	カフェオイルアルコール	3598-26-3	C ₉ H ₁₀ O ₃	82489	10 mg
	49872-19	Cimicifugic acid B	シミシフグ酸 B	205114-66-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₁	84142	10 mg
	49872-20	Cimicifugic acid F	シミシフグ酸 F	220618-91-7	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	84141	10 mg
	49872-22	trans-Cinnamic acid	trans-けい皮酸	140-10-3	C ₉ H ₈ O ₂	89608	100 mg
	49869-19	trans-m-Coumaric acid	trans-m-クマール酸	14755-02-3	C ₉ H ₈ O ₃	83258	100 mg
	49872-34	trans-o-Coumaric acid	trans-o-クマール酸	614-60-8	C ₉ H ₈ O ₃	82343	100 mg
	49872-35	trans-p-Coumaric acid	trans-p-クマール酸	501-98-4	C ₉ H ₈ O ₃	89498	100 mg
	49061-71	p-Coumaroyl alcohol	p-クマロイルアルコール	3690-05-9	C ₉ H ₁₀ O ₂	82506	10 mg
	49872-39	trans-Coutaric acid	trans-クータリン酸	27174-07-8	C ₁₃ H ₁₂ O ₈	83843	10 mg
	49872-43	Curcumin	クルクミン	458-37-7	C ₂₁ H ₂₀ O ₆	89180	25 mg
	49062-25	Demethoxycurcumin	デメトキシクルクミン	22608-11-3	C ₂₀ H ₁₈ O ₅	89628	20 mg
	49062-44	Dihydroisoferylulic acid	ジヒドロイソフェルラ酸	1135-15-5	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	80683	50 mg
	49872-73	3',6-Disinapoylsucrose	3',6-ジシナポイルスクロース	139891-98-8	C ₃₄ H ₄₂ O ₁₉	83846	10 mg
	49062-77	Eleutheroside B	エロイテロシドB	118-34-3	C ₁₇ H ₂₄ O ₉	89189	10 mg
	49872-91	trans-Fertaric acid	trans-フェルタル酸	74282-22-7	C ₁₄ H ₁₄ O ₉	83852	10 mg
	49063-20	trans-Ferulic acid	trans-フェルラ酸	537-98-4	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	89663	100 mg
NEW	49878-92	3-Feruloyl-4-caffeoylquinic acid	3-フェロイル-4-カフェオイルキナ酸	96990-65-7	C ₂₆ H ₂₆ O ₁₂	10012	5 mg
	49878-80	5-Feruloylquinic acid	5-フェロイルキナ酸	40242-06-6	C ₁₇ H ₂₀ O ₉	10013	5 mg

8.5 Cinnamic acid derivatives (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-82	3-Feruloylquinic acid	3-フェルロイルキナ酸	1899-29-2	C ₁₇ H ₂₀ O ₉	10011	5 mg
	49878-81	4-Feruloylquinic acid	4-フェルロイルキナ酸	2613-86-7	C ₁₇ H ₂₀ O ₉	10010	5 mg
	49873-00	Fukinolic acid	フキノール酸	50982-40-6	C ₂₀ H ₁₈ O ₁₁	84767	10 mg
	49064-25	Hexahydrocurcumin	ヘキサヒドロクルクミン	36062-05-2	C ₂₁ H ₂₆ O ₅	82559	10 mg
	49873-52	trans-5-Hydroxyferulic acid	trans-5-ヒドロキシフェルラ酸	110642-42-7	C ₁₀ H ₁₀ O ₅	83858	10 mg
	49878-17	cis-2-Hydroxy 4-methoxycinnamic acid 2-glucoside	cis-2-ヒドロキシ 4-メトキシけい皮酸 2-グルコシド	150892-86-7	C ₁₆ H ₂₀ O ₉	86364	10 mg
	49064-64	trans-Isoferulic acid	trans-イソフェルラ酸	25522-33-2	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	89717	100 mg
	49065-16	Lithospermic acid	リトスベルミン酸	28831-65-4	C ₂₇ H ₂₂ O ₁₂	80491	10 mg
	49869-76	2-Methoxycinnamaldehyde	2-メトキシシナムアルデヒド	1504-74-1	C ₁₀ H ₁₀ O ₂	83155	100 mg
	49065-50	trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester	trans-p-メトキシけい皮酸エチル	24393-56-4	C ₁₂ H ₁₄ O ₃	89732	20 mg
	49065-55	Methyl trans-cinnamate	trans-けい皮酸メチル	1754-62-7	C ₁₀ H ₁₀ O ₂	80350	100 mg
	49067-26	Rosarin	ロサリン	84954-93-8	C ₂₀ H ₂₈ O ₁₀	89903	10 mg
	49067-27	Rosavin	ロサビン	84954-92-7	C ₂₀ H ₂₈ O ₁₀	89264	10 mg
	49067-28	Rosin	ロジン	85026-55-7	C ₁₅ H ₂₀ O ₆	89902	10 mg
	49067-46	Salvanolic acid B	サルビアノール酸B	121521-90-2	C ₃₆ H ₃₀ O ₁₆	89783	10 mg
	49877-24	Salvanolic acid C	サルビアノール酸C	115841-09-3	C ₂₆ H ₂₀ O ₁₀	83585	10 mg
	49868-78	Salvanolic acid D	サルビアノール酸D	142998-47-8	C ₂₀ H ₁₈ O ₁₀	83540	10 mg
	49877-42	Sibiricose A5	シビリコース A5	107912-97-0	C ₂₂ H ₃₀ O ₁₄	84257	10 mg
	49877-43	Sibiricose A6	シビリコース A6	241125-75-7	C ₂₃ H ₃₂ O ₁₅	84258	10 mg
	49067-86	trans-Sinapic acid	trans-シナピン酸	7362-37-0	C ₁₁ H ₁₂ O ₅	80007	100 mg
	49068-23	Tetrahydrocurcumin	テトラヒドロクルクミン	36062-04-1	C ₂₁ H ₂₄ O ₆	82665	10 mg

8.5.1 Caffeic acid esters

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-46	2'-Acetylacteoside	2'-アセチルアクテオシド	94492-24-7	C ₃₁ H ₃₈ O ₁₆	83476	10 mg
	49060-03	6-Acetylacteoside	6-アセチルアクテオシド	441769-43-3	C ₃₁ H ₃₈ O ₁₆	89554	10 mg
	49061-19	Caffeoylmalic acid	カフェオイルリンゴ酸	39015-77-5	C ₁₃ H ₁₂ O ₈	89238	10 mg
NEW	49878-86	1-Caffeoylquinic acid	1-カフェオイルキナ酸	1241-87-8	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	80377	5 mg
	49061-21	Caftaric acid	カフタル酸	67879-58-7	C ₁₃ H ₁₂ O ₉	89170	10 mg
	49870-66	Calceolarioside B	カルセオラリオシドB	105471-98-5	C ₂₃ H ₂₆ O ₁₁	83482	10 mg
	49061-50	Chicoric acid	チコリ酸	70831-56-0	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₂	89177	10 mg
	49870-76	Chlorogenic acid	クロロゲン酸	327-97-9	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	89175	50 mg
	49061-76	Cryptochlorogenic acid	クリプトクロロゲン酸	905-99-7	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	80393	10 mg
	49062-04	Cynarin	シナリン	30964-13-7	C ₂₅ H ₂₄ O ₁₂	89179	10 mg
	49062-35	1,5-Dicaffeoylquinic acid	1,5-ジカフェオイルキナ酸	19870-46-3	C ₂₅ H ₂₄ O ₁₂	82221	10 mg
	49062-36	3,4-Dicaffeoylquinic acid	3,4-ジカフェオイルキナ酸	57378-72-0	C ₂₅ H ₂₄ O ₁₂	80425	10 mg
	49062-33	3,5-Dicaffeoylquinic acid	3,5-ジカフェオイルキナ酸	2450-53-5	C ₂₅ H ₂₄ O ₁₂	80426	10 mg
	49062-34	4,5-Dicaffeoylquinic acid	4,5-ジカフェオイルキナ酸	14534-61-3	C ₂₅ H ₂₄ O ₁₂	80427	10 mg
	49062-72	Echinacoside	エキナコシド	82854-37-3	C ₃₅ H ₄₆ O ₂₀	89188	10 mg
	49869-32	Ethyl trans-caffeate	trans-カフェ酸エチル	66648-50-8	C ₁₁ H ₁₂ O ₄	83086	100 mg
	49063-22	Forsythoside A	ホルシトシドA	79916-77-1	C ₂₆ H ₃₆ O ₁₅	80310	10 mg
	49869-35	Forsythoside B	ホルシトシドB	81525-13-5	C ₃₄ H ₄₄ O ₁₉	83313	10 mg
	49064-83	Isoverbascoside	イソベルバスコシド	61303-13-7	C ₂₉ H ₃₆ O ₁₅	89232	10 mg
	49878-34	Leontopodic acid A	レオントポジン酸A	853997-31-6	C ₃₇ H ₃₄ O ₁₉	85832	10 mg
	49065-81	Neochlorogenic acid	ネオクロロゲン酸	906-33-2	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	80504	10 mg
	49870-02	Plantamajoside	プランタマジョシド	104777-68-6	C ₂₅ H ₃₆ O ₁₆	83304	10 mg
	49870-03	Poliumoside	ポリウモシド	94079-81-9	C ₃₅ H ₄₆ O ₁₉	83305	10 mg
	49067-30	Rosmarinic acid	ロスマリン酸	20283-92-5	C ₁₈ H ₁₆ O ₈	89266	20 mg
	49877-67	Teupolioside	トゥポリオシド	143617-02-1	C ₃₅ H ₄₆ O ₂₀	84192	10 mg
	49877-86	Tubuloside A	ツブロシド A	112516-05-9	C ₃₇ H ₄₈ O ₂₁	84267	10 mg
	49068-72	Verbascoside	ベルバスコシド	61276-17-3	C ₂₉ H ₃₆ O ₁₅	89289	10 mg

9.Quinones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-77	Cryptotanshinone	クリプトタンシノン	35825-57-1	C ₁₉ H ₂₀ O ₃	89612	10 mg
	49068-14	Tanshinone I	タンシノンI	568-73-0	C ₁₈ H ₁₂ O ₃	89804	10 mg
	49068-15	Tanshinone IIA	タンシノンIIA	568-72-9	C ₁₉ H ₁₈ O ₃	89320	10 mg

9.1 Hydroquinones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-41	Arbutin	アルブチン	497-76-7	C ₁₂ H ₁₆ O ₇	89510	100 mg
	49061-84	Curculigoside	クルクリゴシド	85643-19-2	C ₂₂ H ₂₆ O ₁₁	80576	10 mg
	49873-47	Hydroquinone	ヒドロキノン	123-31-9	C ₆ H ₆ O ₂	80712	100 mg

9.2 Benzoquinones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49062-79	Embelin	エンベリン	550-24-3	C ₁₇ H ₂₆ O ₄	89654	100 mg
	49066-75	Primin	プリミン	15121-94-5	C ₁₂ H ₁₆ O ₃	89762	10 mg

9.3 Naphtoquinones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49868-27	Juglone	ジュグロン	481-39-0	C ₁₀ H ₆ O ₃	80231	25 mg
	49064-97	Lapachol	ラパコール	84-79-7	C ₁₅ H ₁₄ O ₃	89521	20 mg
	49874-22	Mollugin	モルギン	55481-88-4	C ₁₇ H ₁₆ O ₄	80499	10 mg
	49868-62	Plumbagin	ブルンバギン	481-42-5	C ₁₁ H ₈ O ₃	80267	10 mg
	49067-76	Shikonin	シコニン	517-89-5	C ₁₆ H ₁₆ O ₅	89791	10 mg

9.4 Anthraquinones

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-48	Alizarin	アリザリン	72-48-0	C ₁₄ H ₈ O ₄	83274	25 mg
	49060-23	Aloe emodin	アロエエモジン	481-72-1	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89157	20 mg
	49871-64	Anthraquinone	アントラキノン	84-65-1	C ₁₄ H ₈ O ₂	82729	100 mg
	49869-03	Aurantio-obtusin	アウランチオ-オブツシン	67979-25-3	C ₁₇ H ₁₄ O ₇	83276	10 mg
	49870-77	Chrysophanol	クリソファノール	481-74-3	C ₁₅ H ₁₀ O ₄	89378	25 mg
	49872-49	Danthrone	ダントロン	117-10-2	C ₁₄ H ₈ O ₄	89620	100 mg
	49870-93	Emodin	エモジン	518-82-1	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89191	20 mg
	49064-51	Hypericin	ヒペリシン	548-04-9	C ₃₀ H ₁₆ O ₈	89226	10 mg
	49065-21	Lucidin	ルシジン	478-08-0	C ₁₅ H ₁₀ O ₅	89244	10 mg
	49874-39	Obtusifolin	オブツシフォリン	477-85-0	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	83880	10 mg
	49066-47	Physcion	フィシオン	521-61-9	C ₁₆ H ₁₂ O ₅	89757	20 mg
	49066-91	Pseudohypericin	ブソイドヒペリシン	55954-61-5	C ₃₀ H ₁₆ O ₉	89261	5 mg
	49874-91	Purpurin	ブルプリン	81-54-9	C ₁₄ H ₈ O ₅	89771	100 mg
	49868-73	Rhein	レイン	478-43-3	C ₁₅ H ₈ O ₆	89385	20 mg
	49067-31	Rubiadin	ルビアジン	117-02-2	C ₁₅ H ₁₀ O ₄	89267	10 mg
	49877-36	Sennidin A	センニジン A	641-12-3	C ₃₀ H ₁₈ O ₁₀	85772	10 mg
	49877-37	Sennidin B	センニジン B	517-44-2	C ₃₀ H ₁₈ O ₁₀	85773	10 mg

9.4.1 O-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49871-59	Aloe emodin 8-glucoside	アロエ エモジン 8-グルコシド	33037-46-6	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	85718	10 mg
	49872-18	Chrysophanol 8-glucoside	クリソファノール-8-グルコシド	13241-28-6	C ₂₁ H ₂₀ O ₉	84206	5 mg
	49872-79	Emodin 8-glucoside	エモジン 8-グルコシド	23313-21-5	C ₂₁ H ₂₀ O ₁₀	83849	10 mg
	49063-23	Frangulin A	フラングリンA	521-62-0	C ₂₁ H ₂₀ O ₉	89665	10 mg
	49063-24	Frangulin B	フラングリンB	14101-04-3	C ₂₀ H ₁₈ O ₉	89196	10 mg
	49873-17	Glucofrangulin A	グルコフラングリンA	21133-53-9	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₄	84189	10 mg
	49873-18	Glucofrangulin B	グルコフラングリンB	14062-59-0	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	84190	10 mg
	49873-93	Lucidin 3-primeveroside	ルシジン3-プリメベロシド	29706-59-0	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	83871	5 mg
	49869-83	Morindin	モリンジン	60450-21-7	C ₂₆ H ₂₈ O ₁₄	83245	10 mg
	49868-74	Rhein 8-glucoside	レイン8-グルコシド	34298-86-7	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₁	83536	10 mg
	49877-20	Ruberythric acid	ルベルトリン酸	152-84-1	C ₂₅ H ₂₆ O ₁₃	83904	5 mg
	49067-67	Sennoside A	センノシドA	81-27-6	C ₄₂ H ₃₈ O ₂₀	89276	20 mg
	49870-16	Sennoside A1	センノシドA1	66575-30-2	C ₄₂ H ₃₈ O ₂₀	83247	10 mg
	49067-68	Sennoside B	センノシドB	128-57-4	C ₄₂ H ₃₈ O ₂₀	89277	20 mg
	49067-69	Sennoside C	センノシドC	37271-16-2	C ₄₂ H ₄₀ O ₁₉	80534	10 mg

9.4.2 C-Glycosides

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-25	Aloin A	アロインA	1415-73-2	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	89558	10 mg
	49868-94	Aloin B	アロインB	28371-16-6	C ₂₁ H ₂₂ O ₉	83206	10 mg
	49869-06	Carminic acid	カルミニン酸	1260-17-9	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃	82865	10 mg
	49872-11	Cascaroside A	カスカロシドA	53823-08-8	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₄	83564	10 mg

10.Tannins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49878-60	Dieckol	ジエコール	88095-77-6	C ₃₆ H ₂₂ O ₁₈	86658	5 mg

10.1 Catechins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49870-79	Cinnamtannin A2	シンナムタンニンA2	86631-38-1	C ₆₀ H ₅₀ O ₂₄	83372	5 mg
	49874-78	Procyanidin A1	プロシアニジンA1	103883-03-0	C ₃₀ H ₂₄ O ₁₂	83897	5 mg
	49868-67	Procyanidin A2	プロシアニジンA2	41743-41-3	C ₃₀ H ₂₄ O ₁₂	83223	10 mg
	49874-80	Procyanidin A4	プロシアニジンA4	111466-29-6	C ₃₀ H ₂₄ O ₁₂	84752	5 mg
	49066-79	Procyanidin B1	プロシアニジンB1	20315-25-7	C ₃₀ H ₂₆ O ₁₂	89764	5 mg
	49066-80	Procyanidin B2	プロシアニジンB2	29106-49-8	C ₃₀ H ₂₆ O ₁₂	89552	10 mg
	49874-81	Procyanidin B3	プロシアニジンB3	23567-23-9	C ₃₀ H ₂₆ O ₁₂	84047	5 mg
	49066-81	Procyanidin C1	プロシアニジンC1	37064-30-5	C ₄₅ H ₃₈ O ₁₈	89537	5 mg
	49878-08	Cinnamtannin B1	シンナムタンニンB1	88082-60-4	C ₄₅ H ₃₆ O ₁₈	86350	5 mg

10.1.1 Gallo catechins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49061-38	(-)Catechin 3-gallate	(-)カテキン3-ガラート	130405-40-2	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₀	82497	10 mg
	49061-37	(+)Catechin 5-gallate	(+)カテキン5-ガラート	128232-62-2	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₀	82498	10 mg
	49062-86	(-)Epicatechin 3-gallate	(-)エピカテキン3-ガラート	1257-08-5	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₀	89193	20 mg
	49062-88	(-)Epigallocatechin 3-gallate	(-)エピガロカテキン3-ガラート	989-51-5	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₁	89656	50 mg
	49063-36	(-)Gallocatechin 3-gallate	(-)ガロカテキン3-ガラート	4233-96-9	C ₂₂ H ₁₈ O ₁₁	89667	10 mg

10.2 Gallotannins

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49060-95	Bergenin	ベルゲニン	477-90-7	C ₁₄ H ₁₆ O ₉	89580	25 mg
	49871-96	Brevifolincarboxylic acid	ブレビフォリンカルボン酸	18490-95-4	C ₁₃ H ₈ O ₈	83841	10 mg
	49870-74	Castalagin	カスタラギン	24312-00-3	C ₄₁ H ₂₆ O ₂₆	83486	5 mg
	49870-75	Castalin	カスタリン	19086-75-0	C ₂₇ H ₂₀ O ₁₈	83487	5 mg
	49061-45	Chebulagic acid	ケブラギン酸	23094-71-5	C ₄₁ H ₃₀ O ₂₇	80570	10 mg
	49061-46	Chebulinic acid	ケ布林酸	18942-26-2	C ₄₁ H ₃₂ O ₂₇	80572	10 mg
	49061-67	Corilagin	コリラギン	23094-69-1	C ₂₇ H ₂₂ O ₁₈	80390	10 mg
	49869-15	Cornuside	コルヌシド	131189-57-6	C ₂₄ H ₃₀ O ₁₄	83331	10 mg
	49062-63	3,3'-Di-O-methylellagic acid 4'-xylopyranoside	3,3'-ジ-O-メチルエラガ酸4'-キシロピラノシド	62218-23-9	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	82591	10 mg
	49869-37	Geraniin	ゲラニイン	60976-49-0	C ₄₁ H ₂₈ O ₂₇	80994	10 mg
	49869-42	β-Glucogallin	β-グルコガリン	13405-60-2	C ₁₃ H ₁₆ O ₁₀	83250	10 mg
	49064-09	Hamamelitannin	ハマメリタンニン	469-32-9	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₄	89473	10 mg

10.2 Gallotannins (続き)

法規	製品番号	英名	和名	CAS No.	Formula	メーカーコード	包装
	49869-97	1,2,3,4,6-Pentagalloyl β-D-glucose	1,2,3,4,6-ペンタガロイル β-D-グルコース	14937-32-7	C ₄₁ H ₃₂ O ₂₆	82752	10 mg
	49067-04	Punicalagin (A+B mixture)	ブニカラギン (A+B mixture)	65995-63-3	C ₄₆ H ₂₈ O ₃₀	80524	10 mg
	49868-69	Punicalin (A+B mixture)	ブニカリン (A+B mixture)	65995-64-4	C ₃₄ H ₂₂ O ₂₂	83532	10 mg
	49877-70	Theogallin	テオガリン	17365-11-6	C ₁₄ H ₁₆ O ₁₀	83569	10 mg
	49068-43	1,3,6-Trigalloyl β-D-glucose	1,3,6-トリガロイル β-D-グルコース	18483-17-5	C ₂₇ H ₂₄ O ₁₈	80631	10 mg
	49871-03	Vescalagin	ベスカラギン	36001-47-5	C ₄₁ H ₂₆ O ₂₆	83548	5 mg

● Phytolab社商品の容量について

Phytolab社では、お客様の要望に応じた包装容量を柔軟にご提供しており、本カタログに記載の容量は最低ご購入単位となっております。詳細につきましては、当社担当営業員までご相談ください。

製商品添付情報

【Phytolab社商品】


ご購入されたPhytolab社商品にはDATA SHEETおよびCertificate of analysis(分析表)が添付されます。

DATA SHEET(例)

DATA SHEETには構造式、組成式、CAS番号、保管条件、純度確認の為の分析結果(クロマトグラム)などが記載されております。

Certificate of analysis(例)


Certificate of analysis(分析表)には分析項目と保証期間が記載されております。



PhytoLab GmbH & Co. KG, Dütendorfer Str. 5-7, 91487 Vestenbergsgreuth			
PhytoLab GmbH & Co. KG Dütendorfer Straße 5 - 7 91487 Vestenbergsgreuth			
PhytoLab GmbH & Co. KG Dütendorfer Str. 5-7 91487 Vestenbergsgreuth Germany Contact: phyproof® Reference Substances Tel.: +49(0)9163/88-395 Fax: +49(0)9163/88-456 ref-substances@phytolab.de Date: 12.12.11 Cust.No: 96888			
Certificate of analysis			
Report-No.:	13450498 - 99 002		
Batch:	5201		
Article:	89571 Aspalathin		
Test	Unit	Limit	Testresult
Appearance, SOP 100005		powder	Conform
Color, SOP 100006		white-beige	Conform
Solubility, SOP 105001:			Conform
Methanol		soluble	Conform
Water		soluble	Conform
Identification (HPLC-MS/MS), SOP 204120		Conform	Conform
Identification (IR-spectroscopy, Ph. Eur. 6.0, 2.2.24) according to specification, SOP 206000		Conform	Conform
Water content, (coulometric titration), according to Ph.Eur.7.0, 2.5.32, (double analysis) SOP 304291:			
Mean value	%		7.1
Aspalathin (HPLC), method 1 (Gradient method, 287 nm, % AU), SOP 400576	%	>= 90.00	99.93
Peakpurity, (HPLC), SOP 401367		Conform	Conform
Residual solvents, (headspace-GC), SOP 805765:			
Residual solvents	%		1.45
Inorganic impurities, (ICP-MS), for reference substances, SOP 811701:			
Sodium	%		0.2
Potassium	%		< 0.1

* ご購入前にDATA SHEET、Certificate of analysisがご入用の際は、弊社営業所までお問い合わせ下さい。

Substance classification



● 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。
● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>

REA-12(202404)