

Multi-Drug Expert シリーズ

Multi-Drug Expert-14 (MDE-14) 【尿】

 関東化学株式会社

【試験研究用試薬】薬物等簡易スクリーニングキット

Multi-Drug Expert シリーズ

Multi-Drug Expert-F7 (MDE-F7)【尿】

F: Forensic

『Multi-Drug Expert-F7』は違法薬物7項目を対象としたスクリーニングキットです。METとMDMAの併用、KETの確認が可能です。使用方法、判定方法、保管温度、使用期限はMDE-14と同様です。



略号	項目名	化合物名	検出感度 (ng/mL)
MET	メタンフェタミン(覚醒剤)	d-メタンフェタミン	500
COC	コカイン系麻薬	ベンゾイルエグニン	300
THC	大麻	11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH	50
MDMA	メチレンジオキシメタンフェタミン	d,l-メチレンジオキシメタンフェタミン	500
AMP	アンフェタミン	d-アンフェタミン	1,000
MOP	モルヒネ系麻薬	モルヒネ	300
KET	ケタミン	ケタミン	1,000

※製品の仕様は変更になる場合がございます。ご了承下さい。

Multi-Drug Expert-P7 (MDE-P7)【尿】

P: Pharmaceutical

『Multi-Drug Expert-P7』は市販薬を含む7項目を対象としたスクリーニングキットです。ジフェンヒドラミンの推定が可能であり、さらに、Alltest社マルチテストシリーズの中で唯一、デキストロメトルファンの検出にも対応しています。



略号	項目名	化合物名	検出感度 (ng/mL)
BZO	ベンゾジアゼピン系	オキサゼパム	300
DPH	ジフェンヒドラミン	ジフェンヒドラミン	5,000
DXM	デキストロメトルファン	デキストロファン	20
TCA	三環系抗うつ薬	ノルトリプチリン	1,000
ACE	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	100,000
CAF	カフェイン	カフェイン	50,000
ZOL	ゾルピデム	ゾルピデム	50

※製品の仕様は変更になる場合がございます。ご了承下さい。

ジフェンヒドラミン(DPH) Rapid Test【尿】

尿中のジフェンヒドラミン検出感度5,000ng/mLのシングルテストもご用意しております。

★カスタマイズ可能

ご希望に応じて検査項目のカスタマイズが可能です。詳細はRapid Testシリーズ製品パンフレット(RFA-14)の取扱項目一覧表をご覧ください。

製品名	包装	測定項目	価格(¥)	製品番号
Multi-Drug Expert-F7	25 test	7項目 (MET/COC/THC/MDMA/AMP/MOP/KET)	40,000	49602-12
Multi-Drug Expert-P7	25 test	7項目 (BZO/DPH/DXM/TCA/ACE/CAF/ZOL)	40,000	49602-13
ジフェンヒドラミン(DPH) 5,000 Rapid Test	25 test	ジフェンヒドラミン	20,000	49602-15

- 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)であり、体外診断用医薬品ではありませんので、診断等の目的では使用しないでください。
- 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

Cica 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL: 03-6214-1094
HP: <https://www.kanto.co.jp>

EA260507 RFA-16(202606)