

RQフレックス プラス10

キャンペーンのお知らせ

この度、RQフレックスプラス10について、特別価格でのキャンペーンを実施いたします。ぜひともこの機会にご検討くださいませうようお願い申し上げます。また、RQフレックスプラス10の機器およびアクセサリは、現在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。




キャンペーン価格

~~¥135,000~~ ⇒ **¥98,000**


2020年11月2日～2021年3月31日の限定価格

RQフレックスシリーズは、土壌や農作物の栄養診断、食品や飲料、水の成分分析など幅広い分野でご使用いただけるシステムです。

トマト中のグルタミン酸測定における前処理方法例



土壌中のマグネシウム測定における前処理方法例



溶液測定用セルは、RQフレックス専用セルを必ずご使用ください。専用セルは着色や汚れの影響を考慮したディスプレイザブルセルです。

※前処理方法は一例です。機器分析との相関性を確認し、最適な方法をご確認ください。

使用方法（試験紙の場合）



カウントダウン開始

反応時間表示

- Point
- ✓1台で多項目の測定に対応
 - ✓ポケットサイズで持ち運び可能
 - ✓簡単な操作で時間・コストの節約
 - ✓正確で高精度な結果
 - ✓機器分析との高い相関性

終売製品リスト ※在庫限り

製品番号	製品名	備考	価格(¥)
16955-1M	RQフレックス プラス10	本体, ストリップアダプター, セルアダプター, リキャリブレーションセット, エンプティセル(8個)	98,000
16957-1M	RQチェック	精度確認用セット	7,770
16729-1M	RQセルアダプター	交換用セルアダプター	13,200
16998-1M	RQデータ	PCへのデータ転送用ケーブルとソフト	63,200
16727-1M	RQインプティセル	100個入, プラス10専用 測定用ディスプレイザブルセル (使い捨て)	28,700

代替品はございませんので、予めご了承ください。なお、試験紙測定専用のRQフレックス20 (17246-1M) は継続して販売いたします。

セルタイプ測定用試薬

RQフレックスプラス10用（専用セルが必要）

製品番号	製品名	取扱	包装	測定範囲	価格(¥)
リフレクタントプラスシリーズ					
17942-1M	リフレクタント プラスりん酸テスト	劇	1セット（100回分）	0.1-5.0 mg/L, PO ₄ ³⁻	19,000
17945-1M	リフレクタント プラスカリウムテスト	劇	1セット（100回分）	1.0-25.0 mg/L, K	27,500
アグロチェックシリーズ					
01871-96	アグロチェック ほう素テスト	冷	1セット（100回分）	0.1-4.0 mg/L, B	15,000
01872-96	アグロチェック マグネシウムテスト	冷	1セット（100回分）	5-50 mg/L, Mg ²⁺	15,000
01874-96	アグロチェック グルタミン酸テスト	冷	1セット（50回分）	10-80 mg/L, Glutamic acid	18,000

試験紙測定用試薬

RQフレックスプラス10, RQフレックス20用

製品番号	製品名	取扱	包装	測定範囲	価格(¥)
リフレクタントシリーズ					
16732-1M	リフレクタント 亜硝酸テスト	劇、冷	50枚	0.03-1.00 g/L, NO ₂ ⁻	13,600
16973-1M	リフレクタント 亜硝酸テスト	冷	50枚	0.5-25.0 mg/L, NO ₂ ⁻	6,920
16981-1M	リフレクタント アスコルビン酸テスト	冷	50枚	25-450 mg/L, Ascorbic acid	6,920
16987-1M	リフレクタント 亜硫酸テスト	冷	50枚	10-200 mg/L, SO ₃ ²⁻	6,920
16892-1M	リフレクタント アンモニウムテスト	冷	1セット※ ²	0.2-7.0 mg/L, NH ₄ ⁺	15,700
16977-1M	リフレクタント アンモニウムテスト	毒	1セット※ ²	20-180 mg/L, NH ₄ ⁺	15,500
16899-1M	リフレクタント アンモニウムテスト	冷	1セット※ ²	5.0-20.0 mg/L, NH ₄ ⁺	15,700
16896-1M	リフレクタント 塩素テスト	冷	1セット※ ²	0.5-10.0 mg/L, Cl ₂	14,200
16975-1M	リフレクタント 過酢酸テスト	冷	50枚	1.0-22.5 mg/L, Peracetic acid	6,920
16976-1M	リフレクタント 過酢酸テスト	冷	50枚	75-400 mg/L, Peracetic acid	6,920
16974-1M	リフレクタント 過酸化水素テスト	冷	50枚	0.2-20.0 mg/L, H ₂ O ₂	6,920
16731-1M	リフレクタント 過酸化水素テスト	冷	50枚	100-1000 mg/L, H ₂ O ₂	8,840
16992-1M	リフレクタント カリウムテスト		1セット※ ²	0.25-1.2 g/L, K	12,800
16993-1M	リフレクタント カルシウムテスト	劇	1セット※ ²	2.5-45.0 mg/L, Ca	16,800
16125-1M	リフレクタント カルシウムテスト	冷	50枚	5-125 mg/L, Ca	8,620
16720-1M	リフレクタント グルコース(ブドウ糖)テスト	冷	50枚	1-100 mg/L, Glucose	8,620
16995-1M	リフレクタント 硝酸テスト	冷	50枚	3-90 mg/L, NO ₃ ⁻	6,920
16971-1M	リフレクタント 硝酸テスト	冷	50枚	5-225 mg/L, NO ₃ ⁻	6,920
16141-1M	リフレクタント スクロース(ショ糖)テスト	冷	1セット※ ²	0.25-2.50 g/L, Sucrose	66,200
16997-1M	リフレクタント 全硬度(総硬度)テスト		50枚	0.1-30.0 °d	8,730
16136-1M	リフレクタント 総糖度(グルコース/フルクトース)テスト	冷	1セット※ ²	65-650 mg/L, Total sugar	37,100
16982-1M	リフレクタント 鉄テスト		50枚	0.5-20 mg/L, Fe ²⁺	6,920
16127-1M	リフレクタント 乳酸テスト	冷	50枚	3.0-60.0 mg/L, Lactic Acid	17,900
17952-1M	リフレクタント ヒドロキシメチルフルーラル(HMF)テスト	冷	50枚	1.0-60.0 mg/L, HMF	18,500
16730-1M	リフレクタント ブランクストリップ ※ ¹		50枚	-	4,790
16894-1M	リフレクタント pHテスト		50枚	pH 1.0-5.0	9,370
16996-1M	リフレクタント pHテスト		50枚	pH 4.0-9.0	6,920

※測定に用いる試薬は継続して販売いたします。



関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1090

HP: <https://www.kanto.co.jp>