

滅菌シリンジフィルター

最安値宣言

直径33mm PVDF膜

Bio Pure

バイオピュア

3 選ばれる POINTS

- 01 ろ過面積が大きい
- 02 ダブルルアーロックでしっかり結合
- 03 最高使用温度 90℃まで可能

- ・ ISO9001 認証取得
- ・ タンパク質低吸着
- ・ ガンマ線滅菌済・個別包装
- ・ エンドキシンレベル：LAL テストで 0.25EU/mL 以下
- ・ USP 対応した無菌試験に適合

培地のろ過滅菌に最適

スムーズ & スピーディーに！



フィルター径	33 mm	33 mm
孔径	0.22μm	0.45μm
製品番号	96923-02	96924-02
メーカー番号	SFPVDF033022SLO	SFPVDF033045SLO
入数	100 個 / 箱	100 個 / 箱
標準価格	16,000 円	16,000 円

Bio Pure 仕様

膜素材	PVDF 親水性
ハウジング材質	PC 製 (ポリカーボネート)
滅菌方法	ガンマ線
最高使用圧力	87psi
有効ろ過面積	5 cm ²
ホールドアップ量	<200 μL
サンプルのろ過目安量	<150 mL
最高使用温度	90℃
液体入口	メス型ルアーロック (透明側)
液体出口	オス型ルアーロック (青側)

評価用サンプルを準備しております。
お気軽にお問い合わせください。



関東化学株式会社

試薬事業本部 試薬部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(03) 6214-1094

HOME PAGE: <https://www.kanto.co.jp>

KOA-01 (202301)